



# Erwachsene


**ASCEC25/35**

Einschlauch, Umfang: 25-38 cm



Die beste Manschette

**Ganz neu: ASCE 25/35L + ASCD 25/35L**  
mit längerem Klettband für starke Patienten



Einschlauchcllic	Kinder	Zweischlauchcllic
ASCEC10/19		ASCDC10/19
ASCEC18/26	Kinder	ASCDC18/26
ASCEC25/35	Erwachsene, klein	ASCDC25/35
ASCEC33/47	Erwachsene	ASCDC33/47
ASCEC46/66	Erwachsene, GP	ASCDC46/66

Bei Bestellung ASCEC und ASCDC erhalten Sie automatisch unseren Clic-Verschluss beigelegt.

Möchten Sie bei Ihren herkömmlichen Verschlüssen bleiben, so bestellen Sie bitte z. B. ASCE18/26NI oder ASCD33/45 DT.

Folgende Adapter bitte bei der Bestellung mit angeben, kostenfrei zur Manschette.

ASHP



Criticare 508, Datascope  
Accutorr Plus, Paßport2  
Philips Agilent HP  
Siemens, Spacelabs

ASNI (alt ASMLL)



Datascope, Paßport XG  
Dräger, Hellige  
Nihon-Kohden  
Nippon Colin

ASMQ



Welch Allyn  
Propaq  
Protocol

ASDM



Critikon Dinamap  
Invivo  
Criticare 507

ASDT



Datex-Ohmeda

ASMQ




GE Medical Systems  
Marquette  
Eagle

ARTERY



**Easy-Clic Soft Einmalmanschette**  
in 5 Größen, Einschlauch und Zweischlauch



Sie sollten dieses bewährte Produkt auf den entsprechenden Stationen testen.

**Neonaten Einmalmanschette**  
besonders weich  
in 5 Größen, Einschlauch und Zweischlauch



ASMM15830CL (Dräger)  
AS877235CL (Datex)  
NIBP Doppelschlauch 2,5 m für Clic-Manschette zu Dräger Tram Modul, Eagle 4000, zu Datex



AS414873-001CL  
NIBP Doppelschlauch 2,75 m für Clic-Manschette Erwachsene/ Pädiatrie Marquette Hellige Dash 2000/3000, Eagle 1000/3000 und Dräger Tram Modul 4xx, 6xx, 8xx



AS8841CL  
NIBP Doppelschlauch 2,5 m Erwachsene/ Kinder für Clic-Manschette, Criticon, Dinamap 1846, 1846SX, 8100XL, Plus-Serie



ASM1599CL  
NIBP Einzelschlauch 2,5 m für Clic-Manschette HP M3000A / M30464A



AS107365CL  
NIBP-Doppelschlauch 2,5 m für Clic-Manschette Erwachsene/Kinder Criticon, Dinamap, Plus Pro Serie Procure, Pro 1000



AS 1275275CL  
NIBP Einzelschlauch 3 m für Clic-Manschette Siemens SC600/5000/9000, cartridge 732

Rechnen Sie doch einmal!

Kein Kunststoffmüll, kein Asmuth-Monopol bei Clic. Sie begeben sich nicht in die Fänge eines Monopolisten.

NIBP-Clic ist das Beste, was der Markt zu bieten hat. Stahl-Adapter mit der besten Manschette.



Wir wissen warum - 18 Monate Garantie!

Unser Aussendienstberater hilft Ihnen gern bei der Umstellung all Ihrer Manschetten auf NIBP-Clic.

Und? Haben Sie gerechnet?

Vergessen Sie die "Plaste" Zeit

Metall-Clic-Adapter sind die bessere Lösung. Kein Verkanten, kein Abnutzen, kein Sondermüll.

Auch bei schwieriger Anwendung - einfach clic und gut!

Den Clic-Adapter erhalten Sie kostenfrei zur Manschette und auf Wunsch auch den passenden Monitor-Schlauch — ein absoluter Qualitätsvorsprung.

Die Manschette ASCEC oder ASCDC ist absolut patientenfreundlich. Diese NIBP-Clic-Manschette ist technisch und wirtschaftlich das beste Produkt auf dem Markt.

Auf all diese Produkte gewähren wir 18 Monate Garantie.

**ASMUTH** GmbH  
Medizintechnik we take care

