



BEATMUNGszUBEHÖR



Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren	Preis/Stück
AS411	Sauerstoffsensor Doppelkathode, 3-Pin-Molex-Stecker, #M-80, #OOM204 <i>Oxygensensor dual-cathode, 3-pin-Molex-plug, #M-80, #OOM204</i>	Euro 84,91
AS413	 Sauerstoffsensor für Stephan Artec, Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00, Teledyne R-17 Med, #M-15T, #OOM102-1 <i>Oxygensensor for Stephan Artec Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00 Teledyne R-17Med, #M-15T, #OOM102-1</i>	Euro 83,51
AS418	 Sauerstoffsensor für Airshields #6735142, Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1 <i>Oxygensensor for Airshields #6735142 Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1</i>	Euro 82,46
AS420	 Sauerstoffsensor für Dräger #6850645 (zweizellig), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201 <i>Oxygensensor for Dräger #6850645 (double-cell), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201</i>	Euro 59,74

Asmuth
Art.Nr.

Sauerstoffsensoren

Preis/Stück

AS422

Sauerstoffsensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760
/ 840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 und
SV900 C/D SV300/SV710

Euro 59,74



*Oxygensensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760 /
840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 and
SV900 C/D SV300/SV710*



AS424

O2-Sensor für Oxiquant MC
#O0MLF111

Euro 103,96 *

*Oxygensensor für Oxiquant MC
#O0MLF111*

AS427

Sauerstoffsensor für Airshields Isolette C2000,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **Bitte paarweise einsetzen.**

Euro 83,51



*Oxygensensor für Airshields Isolette,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **please insert as couple.***



AS428

Sauerstoffsensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110

Euro 100,81



*Oxygensensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110*



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren / Flowsensoren	Preis/Stück
	AS431 Sauerstoffsensoren für Giraffe Inkubator - #M-43,Ohmeda #41004 <i>Oxygensensor for Giraffe incubator</i> - #M-43,Ohmeda #41004	Euro 149,44
	AS-Pick-O2 Pick-O2 inklusive O2-Sensor O2 Analyser, Anzeige:2-stell. LDC Display Größe 12,7 mm, Meßbereich: 0-99 Vol. % O2 Meßgenauigkeit: +/- 2 Vol % O2 von 50 - 99 Vol. % O2 Reaktionszeit: unter 2 Sek., Arbeitstemperatur: 0-50°C Lieferumfang: O2 Analyser, Flow-Diverter, T-Stück <i>Pick-O2 incl. O2 oxygensensor</i>	Euro 165,00 *
	AS432+ Flowsensor Spiroquant A+, Dräger #8403735-06 , für Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, VE: 5 Stück / Packung <i>Flowsensor Spiroquant A+, Dräger</i> #8403735-06 , for Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, box: 5 pcs.	Euro 101,01 /Pack.
AS434	Original Dräger Flowsensor SpiroLife, wiederverwendbar, sterilisierbar für Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900 , VE: 1 Stück <i>Original Dräger Flowsensor SpiroLife</i> reusable, sterilizable for Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900 , box: 1 pc.	Euro 258,00 *
AS8410179	Original Dräger Flowsensoren für Neonaten Babylog 8000 und 8000plus, wiederverwendbar, VE: 5 Stück <i>Original Dräger disposable flow sensor for neonates</i> box: 5 pcs.	Euro 292,00 *
AS6871980	Original Dräger Flow Sensoren Infinity ID, VE: 5 Stück <i>Original Dräger Flowsensor Infinity ID,</i> box: 5 pcs.	Euro 162,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	CO2-Messleitungen / Anästhesie- Gasprobenschläuche / Wasserfallen	Preis/Pack.
-------------------	--	-------------

AS460ESB	CO2-Messleitungen, transparent, männl./männl., Luer, Länge: 2,5 m, Dräger #8290286, GE #733163, VE: 10 Stück / Packung	Euro 21,47
-----------------	--	-------------------

*CO2 sample tubes LLm / LLm,
transparent, length: 2,5 m,
Dräger #8290286, GE #733163,
box: 10 pcs.*

AS876446	Original GE Wasserfalle, D-Fend, schwarz VE: 10 Stück, für E-CAiO, E-CAiOV und E-CAiOVX Module	Euro 154,00 *
-----------------	---	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend, box: 10 pcs.*

AS881319	Original GE Wasserfalle, D-Fend+, grün, ältere Module, für E-CO, E-COV und E-COVX Module, VE: 10 Stück	Euro 160,00 *
-----------------	---	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend+, green
box: 10 pcs.*

AS8002174	Original GE Wasserfalle Mini D-Fend für E-MiniC Modul VE: 10 Stück	Euro 194,00 *
------------------	---	----------------------

***Original GE** Waterlock for E-MiniC Modul
box: 10 pcs.*

ASM1182629	Original GE Wasserfalle für E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE und N-CAiO Module, #M1182629, VE: 10 Stück, Farbe: dunkles Stahlblau	Euro 166,00 *
-------------------	--	----------------------

***Original GE** waterlock, #M1182629
box: 10 pcs.*

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Druckmesser, Messsonden und Geräte	Preis/Stück
	AS54-07-000	Manometer Universal Ø 68 mm Skala mit zusätzlichem Druckbereich für Larynx-Tuben <i>Manometer universal, Ø 68 mm scale with extra pressure range for Larynx-tubes</i>	Euro 120,79 *
	AS54-05-000	Manometer MONITOR, Ø 68 mm <i>Manometer Monitor, Ø 68 mm scale</i>	Euro 120,79 *
	AS900MR869	Original Fisher & Paykel duale Temperatur- u. Flow-Mess-Sonde, rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge, VE: 1 Stück <i>Dual temperature- and flow-measuring-probe, for disposable and re-usable tubesystems, length: ~ 1,5 m</i>	Euro 299,60 *
	AS900MR869E	Duale Temperatur- und Flow-Mess-Sonde, wie Fisher & Paykel rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5m Länge	Euro 282,83
	AS900MR805	Original Fischer & Paykel elektrischer Schlauchheizungsadapter <i>Original</i> Fischer & Paykel electric heater hose adapter	Euro 177,80 *
	AS900MR806	Original Fisher & Paykel Schlauchheizadapter für RT-Schlauchsätze Inspiratorisch beheizt für Atemgasanfeuchter MR850 <i>Original</i> Fisher & Paykel heating hose adapter for RT-hose kits inspiratory heated for respiratory gas damp MR850	Euro 115,37 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.etCO2
Original Philips

Preis/Stück



ASM2501A

Original Philips Hauptstrom-etCO2-
Aufnehmer #M2501A

Euro 3.149,79 *

*Original Philips mainstream etCO2 sensor
#M2501A*

ASM2513A

Original Philips CO2-Luftwegadapter
für Erwachsene/Kinder, schwarz,
Tubusgröße: > 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A

Euro 220,37 *

*Original Philips etCO2 airway adapter,
reusable, adults/children,
use with ET > 4 mm*

ASM2516A

Original Philips CO2-Luftwegadapter
für Kleinkinder/Neugeborene, rot,
Tubusgröße: ≤ 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A

Euro 259,33 *

*Original Philips etCO2 airway adapter,
reusable, infants/neonates,
use with ET ≤ 4 mm*









ASM2533A

Original Philips **Einmal**-CO2-Luftwegadapter
für Erwachsene/Kinder, durchsichtig,
Tubusgröße: > 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A
VE: 10 StückEuro 154,71 *
/VE*Original Philips etCO2 airway adapter,
disposable, adults/children, clear,
use with ET > 4 mm, box: 10 pcs.*

ASM1920A

Original Philips FilterLine-Kombiset für
Erwachsene/Pädiatrie, zur CO2-Überwachung
von intubierten Patienten, beinhaltet FilterLine-
Schlauch und Luftwegadapter, Länge: 2 m,
VE: 25 Sets / PackungEuro 301,62 *
/VE*Original Philips etCO2 Filterline, intubated,
adults/pediatrics, length: 2 m,
box: 25 pcs.*

Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumpregler	Preis/Stück
ASMSO225	 <p>Druckminderer für O₂-Flaschen bis 25 l/min, Manometer oben, langer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation - Arbeitsdruck 4,0 bar 	Euro 135,30
ASMSO225-L	 <p>Rescue 25 Druckminderer für O₂-Flaschen, bis 25 l/min, Manometer seitlich, kurzer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation 	Euro 155,30
ASDB15	 <p>Debson Mengenregler für ZGA für Sauerstoff, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	Euro 74,80
ASDBDL15	 <p>Debson Mengenregler für ZGA für Druckluft, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	Euro 74,80
ASVOTT-200	 <p>Vakuumpregler für Vakuum-ZGA (bis -1000 mbar) inkl. Überlaufbehälter</p> <p>Direktanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membran gesteuert - stufenlos regelbar - Druckbereich 0 bis - 1000 mbar - Anschluss: Vakuum-ZGA-Stecker (DIN 13260) - inkl. Überlaufbehälter (100 ml) und Bakterienfilter 	Euro 165,00

	Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumregler	Preis/Stück
	ASVOTT-180	Venturi TM2 Absauggerät für den Direktanschluss, Druckluft stufenlos regelbar, maximales Vakuum 800 mbar, mit Schlauchanschlussstülle (AD 6mm) VE: 1 Stück	Euro 196,00
	ASZBET	Überlaufbehälter mit Filteraufnahme, 150 ml, autoklavierbar bis 121°C, passend für Venturi Absauggerät VE: 1 Stück	Euro 52,60
	ASAFZ215	AEROWay Verteilerleiste für Sauerstoff, Flow stufenweise über Mengenregler einstellbar max. 15 l/min, ZGA-Anschluss 2 Abgänge, je 9/16" UNF mit 6 mm Schlauchtülle VE: 1 Stück	Euro 200,64
	ASMSO225-PS-L	Mediselect 25 Druckminderer für O2-Flaschen, bis 25 l/min, mit stufenweise einstellbarem Flow, mit DIN ZGA-Buchse, Hochdruckhandanschluss, Abgang UNF 9/16", mit Schlauchtülle 6 mm, Manometer links	Euro 209,00
	ASDG315	Sauerstoff-Doppel-Flowmeter Flow, stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 157,00
	ASEG415	Sauerstoff-Flowmeter Flow stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 69,00
	ASTSDG-003	Schlauchanschlussstülle aus Aluminium, drehbar, 4-6 mm Schlauchanschluss, Eingangsgewinde UNF 9/16"	Euro 8,90
	AS02-211	DISS Plastik-Konnektor Gewinde UNF 9/16", weiblich, einteilig, zum Einmalgebrauch VE = 25 Stück	Euro 22,00 /Pack.
	AS02-212	DISS Plastik-Konnektor Gewinde UNF 9/16", weiblich, zweiteilig, zum Einmalgebrauch VE = 25 Stück	Euro 22,00 /Pack.

BEATMUNGszUBEHÖR

