

MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
ASM1510AE	 Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul <i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i>	Euro 105,21
ASM1530AE	 Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul <i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i>	Euro 148,61
ASM1613AE	 3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-000847, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps</i>	Euro 76,75
ASM1633AE	 5-adrige Patientenleitung für Passport Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-00-1003-01, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps</i>	Euro 118,83

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	ASM1669AE	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i>	Euro 111,75
	ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i>	Euro 152,62
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung mit Clipanschluss, farbcodierte Kabel, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i>	Euro 84,98
	ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: 1,5 m / 90 cm</i>	Euro 140,60
	ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	Euro 176,97 *
	AS989803174201E-1	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück, 90 cm	Euro 130,64 /VE
	AS989803174211E-1	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	Euro 176,91 /VE

Asmuth
Art.Nr.


**Monitoringkabel und Patientenleitungen für
Datex AS/3, CS/3 und S5 Module**

Preis/Stück

ASM1020453E EKG-Stammkabel für Multi-Link
für Serie 300, ICE, 3-adrig, Länge: 2,75 m

Euro 123,42

*ECG-trunkcable for Multilink for
Series 300, ICE, 3 leads, length: 2,75 m*




AS545315E-1 Patientenleitungen, 3-adrig, mit Klammer,
für AS/3, CS/3 und System 5 Module,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 115,36

*Datex patientlead, 3 leads,
with clamps, Datex-connectingsystem,
length: 0,9 m*



	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex S5 Einschübe	Preis/Stück
 	AS412931-002E	Stammkabel 5-adrig, GE-Stecksystem, Länge 2,75 m <i>Trunkcable 5 leads, GE-connectingsystem, length: 2,75 m</i>	Euro 163,43
	▲		
	AS412682-003E	Patientenleitung, 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, zum GE-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE-connectingsystem, length: 90 cm</i>	Euro 79,80
	▲		
	AS414556-003E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE-connectingsystem 5 leads with clamps, length: 90 cm</i>	Euro 100,95
	▲		
	AS414556-003ED	Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 290,51 /Pack.
	▲		
	AS414556-004E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE-connectingsystem, 5 leads with clamps, length: 1,2 m</i>	Euro 116,68
	▲		

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Dräger	Preis/Stück
	AS798-1	Multimed-Kabel für Siemens SC5000/SC6000/SC7000/SC8000/ SC9000/ Dräger Infinity / Delta/Delta XLSiemens #3368391 Länge: 2,5 m <i>5-Pod Multimedcable, #3368391, length: 2,5 m</i> <i>Stecksystem VS-3 / VS-5</i>	Euro 394,16
	AS798a	Original Dräger NeoMed Pod für SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #5590539, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger NeoMed Pod for SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Gamma, Gamma XL, #5590539, length: 2,5 m</i>	Euro 489,00 *
	AS5592162	Original Dräger EKG-Adapterkabel zum Anschluss an das NeoMed Pod, Länge: 1,5 m <i>Original Dräger ECG-adaptercable for NeoMed Pod, length: 1,5m</i>	Euro 129,50 *
	AS790E	6-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #MS20093, Länge: 2,75 m <i>6-Pod Multimedcable, #MS20093, length: 2,75 m</i> <i>Monolead Stecksystem Single-Pin</i>	Euro 419,93
	AS5191221	Original Dräger MultiMed 6 Pod Multiparameterkabel für 3-, 5- oder 6-adrige EKG-Ableitung, Respiration mittels Impedanzmethode, Temperatur, SpO2, Gamma, Gamma XL, nicht für SC5000/600X, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger MultiMed 6 Pod ECG, respiration, temperature, SpO2</i> <i>Stecksystem VS-3 / VS-5</i>	Euro 659,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
ASMP05120	Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed plus, ohne HF-Schutz, Länge: 2 m #MS14555 (alt), #MP05120 (neu) <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 3 leads to 5 leads, without resistance, length: 2 m</i>	Euro 228,75 *
	ASMP05122 Original Dräger Monolead 5-adrig für Dräger Infinity #MS14559 (alt) #MP05122 (neu) für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i>	Euro 298,00 *
	ASMS16160 Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i>	Euro 246,00 *
	ASMS16161 Original Dräger Monoleadkabel 5-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i>	Euro 305,00 *
	ASMS14679 Original Dräger Adapter, für das Monolead 3/5 an das MultiMed 5 Pod erforderlich <i>Original Dräger adapter from monoleadcable to MultiMed 5 Pod</i>	Euro 137,00 *
ASMS25951E	EKG-Stammkabel zu Dräger single-pin, 3-adrig, für Neonaten, Länge: 2 m, #MS25951 <i>ECG trunk cable for Dräger Single-pin, 3-lead, for neonates, length: 2 m, #MS25951</i>	Euro 336,16



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
	ASMS14679E	Adapterkabel zu Dräger von Single-PIN auf EKG-Leitung an das Multimedkabel Länge: 2 m <i>Dräger extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 132,61
	ASMP03401E	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 154,71
	ASMP03403E	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 215,50
	ASMS16256E	EKG-Verlängerungskabel für Dräger, single Pin auf single Pin, für M540 #MS16256, #MP05115, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger, single pin on single pin, for M540 # MS16256, length: 2 m</i>	Euro 198,92
	ASMS16492E	EKG - Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen mit Dual-Pin, Verlängerung für Multimed, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 230,97

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel Dräger Vista

Preis/Stück

AS70312-1

3-adriges Monitor-Komplettkabel,
mit Klammer, geschirmt Länge: 3,4 m

Euro 94,68

*Monitor complete cable, with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS2612021E-1 EKG Stammkabel für Dräger Vista 120
3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin
Länge: 2,75 m

Euro 127,09



ASMP03401E Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC,
Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m
#MP03401 (neu), #MS16159 (alt)

Euro 154,71

Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m



ASMP03403E Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC,
Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m
#MP03403

Euro 215,50


Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m




*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für GE

Preis/Stück

AS73324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Tramscope 12-12C, Datex S5 - neue Einschübe, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 133,67




Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS73524

5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbkodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem

Euro 159,69



Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70324-1

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000 ff., Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 3,4 m

Euro 133,67




Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70524-1

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 159,69



Monitor completecable, 5 leads



AS71324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 2,75 m

Euro 133,67




*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patientleads please find on pages 108 bis 114


5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für GE	Preis/Stück
 	AS412931-002E	Stammkabel 5-adrig für GE, Länge: 2,75 m <i>Trunkcable for GE, 5 leads, length: 2,75 m</i>	Euro 163,43
	AS412682-003E	Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm <i>Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm</i>	Euro 79,80
	AS414556-003E	Patientenleitung für GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE, 5 leads with, clamps, length: 90 cm</i>	Euro 100,95
	AS414556-003ED	Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 290,51 /VE
	AS414556-004E	Patientenleitung für GE, 5-adrig, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE, 5 leads, length: 1,2 m</i>	Euro 116,68


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS70312-1 3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie, MEC-1000, MEC-1200, für **Spacelabs Scope** 90701-90303-90305-90308-90309-90385, auch für Zoll M-Serie Länge 3,4 m

Euro 94,68



Monitor complete cable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS73307 Monitor-Stammkabel steckbar, 3-adrig, geschirmt, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 2,75 m, VR-Stecksystem

Euro 119,06



Monitor trunk cable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS7431G Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)

Euro 77,85



Patient leads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)



AS70307-1 Monitor-Komplettkabel, 3-adrig, geschirmt, mit Klammer, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 3,4 m

Euro 119,06



Monitor complete cable, 3 leads, shielded, with clamps, length: 3,4 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patient leads please find on pages 108 bis 114

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patienten- leitungen für Mindray	Preis/Stück
	AS0010-30-42725	Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, Länge: 60 cm <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, length: 60 cm</i>	Euro 48,00 *
	AS0010-30-42732	Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 1 m <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 1 m</i>	Euro 96,00 *
	AS0010-30-42732E	Patientenleitung zu Mindray, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 90 cm <i>patient cable for Mindray, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 90 cm</i>	Euro 106,09
	AS0010-30-42719	Original Mindray 3-/5-adriges Stammkabel, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>Original Mindray 3- / 5-leads master cable, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i>	Euro 72,00 *
	AS0010-30-42719E	3-/5-adriges Stammkabel zu Mindray, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>3- / 5-leads trunk cable for Mindray, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i>	Euro 79,57

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Nihon Kohden	Preis/Stück
-------------------	--	-------------

AS73330E

EKG-Stammkabel für **Nihon Kohden**
für BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, PVM2701,
für Patientenleitungen #K910, #K911, #K912,
#K915, Länge: 2,75 m

Euro 141,45



*ECG-trunkcable for **Nihon Kohden** for BSM
Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, for patientleads #K910,
#K911, #K912, #K915, length: 2,75 m*



AS7431NK-E

Patientenleitung 3er Satz, geschirmt, **mit Klammer**,
für TEC-5521/5531/7621/7631/7721/7731,
PVM2701, #BR-903P, #K911,
passend zu AS73330, bei Druckknopf siehe
ASBR-913P, Länge: 90 cm


Euro 78,12




*Patientleads, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 90 cm*




VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Philips

Preis/Stück


AS73307

3-adriges Monitor-Stammkabel,
geschirmt, für **Philips** System 78352C /
78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia,
OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream,
IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 /
MX500 / MX550 / MX700 / MX800,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 119,06

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

*Monitor trunk cable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m
VR-connectingsystem*



AS70307-1 3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer für **Philips** System 78352C /
78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia,
OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream,
IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 /
MX500 / MX550 / MX700 / MX800,
Länge: 3,4 m

Euro 119,06



*Monitor complete cable with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS70507-1 5-adriges Monitor-Komplettkabel


Euro 166,32


*Monitor complete cable with clamps, 5 leads,
shielded, length: 3,4 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patient leads please find on pages 108 bis 114

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
 	ASM1510AE Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 3-adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem <i>Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem</i>	Euro 105,21
 	ASM1530AE Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 5 adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem <i>Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem</i>	Euro 148,61
	ASM1613AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-000847, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem</i>	Euro 76,75
	ASM1633AE 5-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem</i>	Euro 118,83

Asmuth Art.Nr.		Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
	ASM1669AE	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i>	Euro 111,75
	ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i>	Euro 152,62
	ASM1663AE	10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE und ASM1978AE <i>10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem</i>	Euro 313,16
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i>	Euro 84,98
	ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
ASM1978AE	5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE für ASM1663AE (10-adriges Stammkabel) <i>Patientlead, 5-leads, clamps for chest</i>	Euro 132,92
		
▲		
ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 140,60
		
▲		
ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance , length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m	Euro 176,97 *
		

Asmuth Art.Nr.		Monitoringkabel für Philips	Preis/Stück
	AS989803170171	3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 3-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1672A, M1674A, 989803174201), Länge: 2,7 m <i>3-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 212,58 *
	AS989803170181	5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 5-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1971A, M1645A, 989803174211), Länge: 2,7 m <i>5-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 296,06 *
	AS989803174201E-1	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 130,64 /VE
	AS989803174211E-1	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 176,91 /VE


Monitoringkabel für Physio Control u. Medtronic Lifepak 12

	AS11110-000030	3-adriges Monitorkomplettkabel mit Winkelstecker, #11110-000030, für Lifepak 12, Länge: 3,7 m <i>Monitor completecable with snap, 3 leads</i>	Euro 149,00 *

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Stück
	AS7431G	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i>	Euro 77,85
	AS7431S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i>	Euro 77,85
	AS7431G/S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot) #3375230 <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red) #3375230</i>	Euro 98,27
	AS7531G/SED-1	Einmal- Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot), #3375230 VE: 10 Stück <i>Disposable Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red), #3375230, box: 10 pcs.</i>	Euro 208,87 /VE
	AS7531G-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i>	Euro 91,34
	AS7531S-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i>	Euro 91,34

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Stück
	AS7531G/S-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 100 cm, 3-adrig auf 5-adrig für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 100 cm, 3 leads to 5 leads, color marking for Siemens MultiMed (yellow, green, red)</i>	Euro 110,27
	AS7551-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 5 leads (white, green, yellow, black, red)</i>	Euro 142,96
	AS7551S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz mit Markierung für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot, weiß, schwarz) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 5 leads, color marking for Siemens MultiMed (yellow, green, red, white, black)</i>	Euro 192,47

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent	Preis/Stück
	AS123	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 28,17
		<i>Carbon lead, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: 90 cm</i>	
	AS128	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 37,31
		<i>Carbon lead, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: 180 cm</i>	
	AS126	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm	Euro 32,44
		<i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 90 cm</i>	

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent GE Multilink	Preis/Stück
	AS403751-025 Multilink Elektrodenleitungen 5-er Satz mit Klammern, röntgendurchlässig , Grabber, IEC, Länge: 1,5 m #403751-025 passend zu GE Stammkabel #2090200-052 Philips auf Multilink <i>Multilink electrode leads, 5-leads, radiolucent, grabber, IEC, length: 1,5 m # 403751-025 suitable for GE trunk cable # 2090200-052 Philips to Multilink</i>	Euro 167,86 *

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

Patientenleitungen **röntgentranslucent** zu Philips

	AS123 Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm , #M1649A Es werden 5 Stück benötigt, ohne Codierringe <i>Carbon lead, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: 90 cm 5 pieces are required, without coding rings</i>	Euro 28,17
--	--	-------------------

Patientenleitungen für Datex Stecksysteme

	AS545315E-1 Patientenleitung, 3-adrig, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m <i>Datex patientlead, 3 leads with clamps, length: 0,9 m</i>	Euro 115,36
--	--	--------------------

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Stück
ASM1613AE	3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-000847, Philips-Stecksystem Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90cm</i>	Euro 76,75
▲		
ASM1633AE	5-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90 cm</i>	Euro 118,83
▲		
ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 140,60
▲		
ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i>	Euro 84,98
▲		

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Stück
	ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m	Euro 145,80 *
	ASM1678AE	<i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i> 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluss farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

	ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871	Euro 176,97 *
		<i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	

	AS989803174201E-1	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	Euro 130,64 /Pack.
		Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm	
	AS989803174211E-1	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	Euro 176,91 /Pack.
		Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für GE

Preis/Stück

AS412682-003E

Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig,
mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm

Euro 79,80

*Patientlead 3 leads to 5 leads,
with clamps, for GE, length: 90 cm*



AS414556-003E

Patientenleitung für GE,
5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm

Euro 100,95

*Patientlead for GE,
5 leads with clamps, length: 90 cm*



AS414556-003ED **Einmal**-Patientenleitung kompatibel
zu GE, 5-adrig, mit Klammer,
Länge: 90 cm, VE: 10 Stück

Euro 290,51
/Pack.

Disposable patientlead for GE, 5 leads,
with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.



AS414556-004E

Patientenleitung zu GE
5-adrig, Länge: 120 cm

Euro 116,68

*Patientlead for GE
5 leads, length: 120 cm*



Patientenleitungen für Nihon Kohden

AS7431NK-E

Patientenleitungen 3er Satz, geschirmt,
mit Klammer für TEC-5521 / 5531 / 7621 /
7631 / 7721 / 7731, Länge: 80 cm,
#BR-903P K911, passend zu AS73330
bei Druckknopf siehe ASBR-913P

Euro 78,12

*Patientlead, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 80 cm*



Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Siemens	Preis/Stück
AS6644590	Original Siemens EKG-Patientenkabel, für Siemens Axiom Artis/Sensis 5-adrig, #6644590, Länge: 1m <i>Original Siemens patientlead for Axiom Artis/Sensis 5-leads, #6644590 length: 1 m</i>	Euro 411,90 *

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

Universaladapter zum Anschluss an Katheter

ASCertodyn	Original Braun Certodyn Universaladapter zum Anschluss einer EKG-Patientenleitung zur Durchführung einer interatrialen EKG- Ableitung <i>Original Braun Certodyn Universaladapter for the connection of an ECG-patientlead for the implementation of an interatrial ECG-lead</i>	Euro 209,00 *
-------------------	--	----------------------



MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)



we take care

we take care

