


MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)


Monitoring
(Überwachungs-
EKG)




VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Datascope

Preis/Stück


AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel,
geschirmt, für **Datoscope** 2100, 2200,
MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT,
Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem

Euro 92,10



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
length: 2,75 m, VR-connectingsystem*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel,
mit Klammer, geschirmt für **Datoscope** 2100,
2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport
2LT, Spectrum, Länge: 3,4 m

Euro 92,10




*Monitor completecable, with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS12-001262-11E Patientenleitung für Datascope Passport 2,
Passport 2LT, TRIO, 3- auf 5-adrig, mit Klammer,
Länge: 60 cm, #12-00-1262-11

Euro 80,63



*Patientenleads, 3- to 5-leads with clamps
length: 60 cm*



AS12-00157-02E EKG Patientenleitung, 5-adrig,
mit Klammer, #0012-00-1157-02,
Länge: 1,2 m

Euro 133,92

*Patientlead, 5 leads, with clamps,
#0012-00-1157-02, length: 1,2 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope

Preis/Stück

ASM1510AE

Stammkabel 3-adrig zu Passport,
Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG,
geschirmt, #0012-00-0846,
Länge: 2,75 m, mit HP-Modul

Euro 102,34



*Trunkcable compatible with above,
length: 2,75 m*



ASM1530AE

Stammkabel 5-adrig zu Passport,
Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG,
geschirmt, #0012-00-1002-01,
Länge: 2,75 m, mit HP-Modul

Euro 144,56



*Trunkcable compatible with above,
length: 2,75 m*



ASM1613AE

3-adrige Patientenleitung für Passport,
Passport 2, Passport 2 LT,
Passport XG, mit Klammer
#0012-000847, Länge: 90 cm

Euro 74,66



Patientlead, 3 leads with clamps



ASM1633AE

5-adrige Patientenleitung für Passport
Passport 2, Passport 2 LT,
Passport XG, mit Klammer
#0012-00-1003-01, Länge: 90 cm

Euro 115,59



Patientlead, 5 leads with clamps



| | Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope | Preis/Stück |
|---|-------------------|--|------------------------|
|  | ASM1669AE | 3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i> | Euro 108,71 |
| | ▲ | | |
|  | ASM1668AE | 5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i> | Euro 148,46 |
| | ▲ | | |
|  | ASM1672AE | 3-adrige Patientenleitung mit Clipanschluss, farbcodierte Kabel, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i> | Euro 82,67 |
| | ▲ | | |
|  | ASM1678A | Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i> | Euro 145,80 * |
| | ▲ | | |
|  | ASM1678AE | 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, Länge: 1 m, farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP | Euro 137,55 |
| | ▲ | | |
|  | ASM1971AE | 5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: 1,5 m / 90 cm</i> | Euro 136,77 |
| | ▲ | | |
|  | ASM1974A | Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i> | Euro 176,97 * |
| | ▲ | | |
|  | ASM1974AE | 5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel HF-entkoppelt für OP Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m | Euro 166,95 |
| | ▲ | | |
|  | AS989803174201E | EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück, 90 cm | Euro 130,64 /VE |
| | ● | | |
|  | AS989803174211E | EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm | Euro 176,91 /VE |
| | ● | | |

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex AS/3, CS/3 und S5 Module | Preis/Stück |
|-------------------|--|-------------|
|-------------------|--|-------------|


| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| ASM1020453E | EKG-Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 3-adrig, Länge: 2,75 m | Euro 120,06 |
|--------------------|---|--------------------|

*ECG-trunkcable for Multilink for
Series 300, ICE, 3 leads, length: 2,75 m*




| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| ASM1020541E | EKG Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 5-adrig, Länge: 2,75 m | Euro 154,35 |
|--------------------|---|--------------------|

*ECG-trunkcable for Multilink for
Series 300, ICE, 5 leads, length: 2,75 m*



| | | |
|------------------|---|--------------------|
| AS545315E | Patientenleitungen, 3-adrig, mit Klammer, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m | Euro 112,22 |
|------------------|---|--------------------|




*Datex patientlead, 3 leads,
with clamps, Datex-connectingsystem,
length: 0,9 m*



| | | |
|------------------|--|--------------------|
| AS545316E | Patientenleitung, 5-adrig, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 90 cm | Euro 173,01 |
|------------------|--|--------------------|

*Datex patientlead, 5 leads,
length: 90 cm*



| | Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex S5 Einschübe | Preis/Stück |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|
|  | <p>AS412931-002E</p> | <p>Stammkabel 5-adrig, GE-Stecksystem, Länge 2,75 m</p> <p><i>Trunkcable 5 leads, GE-connectingsystem, length: 2,75 m</i></p> | <p>Euro 158,98</p> |
|  | <p>AS412682-003E</p> | <p>Patientenleitung, 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, zum GE-Stecksystem, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE-connectingsystem, length: 90 cm</i></p> | <p>Euro 77,63</p> |
|  | <p>AS414556-003E</p> | <p>Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead for GE-connectingsystem 5 leads with clamps, length: 90 cm</i></p> | <p>Euro 98,20</p> |
|  | <p>AS414556-004E</p> | <p>Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 1,2 m</p> <p><i>Patientlead for GE-connectingsystem, 5 leads with clamps, length: 1,2 m</i></p> | <p>Euro 113,50</p> |

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel für Dräger | Preis/Stück |
|--|---|----------------------|
|  | AS798 5-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Dräger Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, #3368391, Länge: 2,75 m <i>5-Pod Multimedcable, #3368391, length: 2,75 m</i> Stecksystem VS-3 / VS-5 | Euro 383,42 |
|  | AS798a Original Dräger NeoMed Pod für SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #5590539, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger NeoMed Pod for SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Gamma, Gamma XL, #5590539, length: 2,5 m</i> | Euro 489,00 * |
|  | AS5592162 Original Dräger EKG-Adapterkabel zum Anschluss an das NeoMed Pod, Länge: 1,5 m <i>Original Dräger ECG-adaptercable for NeoMed Pod, length: 1,5m</i> | Euro 129,50 * |
|  | AS790E 6-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #MS20093, Länge: 2,75 m <i>6-Pod Multimedcable, #MS20093, length: 2,75 m</i> Monolead Stecksystem Single-Pin | Euro 408,49 |
|  | AS5191221 Original Dräger MultiMed 6 Pod Multiparameterkabel für 3-, 5- oder 6-adrige EKG-Ableitung, Respiration mittels Impedanzmethode, Temperatur, SpO2, Gamma, Gamma XL, nicht für SC5000/600X, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger MultiMed 6 Pod ECG, respiration, temperature, SpO2</i> Stecksystem VS-3 / VS-5 | Euro 559,00 * |
| AS3368425 | Original Dräger HEMO Pod Verbindungskabel, nicht für SC5000/600X, Länge: 3 m <i>Original Dräger Pod connection cable, length: 3 m</i> | Euro 219,00 * |

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel für Siemens / Dräger | Preis/Stück | |
|--|--|---|----------------------|
| ASMS14555 | Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2 m #MS14555 (alt), #MP05120 (neu) | Euro 190,00 * | |
|  | <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i> | | |
| ASMP05122 | Original Dräger Monolead 5-adrig für Dräger Infinity #MS14559 (alt) #MP05122 (neu) für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2,5 m | Euro 298,00 * | |
| <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i> | | | |
|  | ASMS16160 | Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2 m | Euro 216,00 * |
| <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i> | | | |
|  | ASMS16161 | Original Dräger Monoleadkabel 5-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2,5 m | Euro 305,00 * |
| <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i> | | | |
|  | ASMS14679 | Original Dräger Adapter, für das Monolead 3/5 an das MultiMed 5 Pod erforderlich | Euro 137,00 * |
| <i>Original Dräger adapter from monoleadcable to MultiMed 5 Pod</i> | | | |

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


| | Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel für Siemens / Dräger | Preis/Stück |
|--|--------------------|---|--------------------|
|  | ASMS14679E | Adapterkabel zu Dräger von Single-PIN auf EKG-Leitung an das Multimedkabel Länge: 2 m <i>Dräger extension cable for Dräger length: 2 m</i> | Euro 129,00 |
|  | ASMP03401E | Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i> | Euro 150,50 |
|  | ASMP03403E | Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i> | Euro 209,63 |
|  | ASMS16256E | EKG-Verlängerungskabel für Dräger, single Pin auf single Pin, für M540 #MS16256, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger, single pin on single pin, for M540 # MS16256, length: 2 m</i> | Euro 193,50 |
|  | ASMS16256VE | EKG-Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen Farbcodierung Multimed auf Single Pin, für M540, AS790E Länge: 2 m <i>ECG extension cable for 3/5 VR derivatives Color coding on Multimed Single pin, for M540, AS790E length: 2 m</i> | Euro 193,50 |
|  | ASMS16492E | EKG - Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen mit Dual-Pin, Verlängerung für Multimed, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger length: 2 m</i> | Euro 224,68 |

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

| | Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel Dräger Vista | Preis/Stück |
|---|-------------------|---|---------------|
|  | AS70312 | 3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt Länge: 3,4 m <i>Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m</i> | Euro 92,10 |
| | AS70512 | 5-adriges Monitor-Komplettkabel <i>Monitor completecable, with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m</i> | Euro 153,88 |
|  | AS73312 | 3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Datascope 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem <i>Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem</i> | Euro 92,10 |
| | AS73512 | 5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbcodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem <i>Monitor trunkcable, 5 leads, shielded</i> | Euro 105,35 |
|  | | | |
|  | AS7431S | Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz, (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads, (yellow, black, red)</i> | Euro 75,73 |
| | AS7551 | Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 5 leads (white, green, yellow, black, red)</i> | Euro 139,07 |
|  | AS2612021 | Original Dräger EKG Stammkabel für Vista 120, 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,5 m | Euro 142,00 * |
| | AS2612021E | EKG Stammkabel für Dräger Vista 120 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,75 m | Euro 123,63 |
|  | ASMP03401E | Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MPO3401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i> | Euro 150,50 |
| | ASMP03403E | Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MPO3403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i> | Euro 209,63 |
|  | | | |

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für GE


Preis/Stück

AS73324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Tramscope 12-12C, Datex S5 - neue Einschübe, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 130,03

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)




Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS73524

5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbkodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem

Euro 155,34



Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70324

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000 ff., Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 3,4 m

Euro 130,03




Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70524

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 155,34



Monitor completecable, 5 leads



AS71324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 2,75 m

Euro 130,03



*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125


5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

| | Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen für GE | Preis/Stück |
|--|-----------------------|--|---------------------------|
|   | AS412931-002E | Stammkabel 5-adrig für GE, Länge: 2,75 m <i>Trunkcable for GE, 5 leads, length: 2,75 m</i> | Euro 158,98 |
|  | AS412682-003E | Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm <i>Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm</i> | Euro 77,63 |
|  | AS412682-003ED | Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 3-adrig auf 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i> | Euro 396,09 /VE |
|  | AS414556-003E | Patientenleitung für GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE, 5 leads with, clamps, length: 90 cm</i> | Euro 98,20 |
| | AS414556-003ED | Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i> | Euro 282,60 /VE |
| | AS414556-004E | Patientenleitung für GE, 5-adrig, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE, 5 leads, length: 1,2 m</i> | Euro 113,50 |


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10

*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m
VR-connectingsystem*



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel
Farbkodierung von links nach rechts
rt / sch / ge / gr / w, VR-Blockstecksystem

Euro 105,35

*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2 m
VR-connectingsystem*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200, Länge 3,4 m

Euro 92,10

*Monitor completecable, with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS70512

5-adriges Monitorkomplettkabel für **Mindray**
PM-7000/8000/9000 Serie, Länge 2,75 m

Euro 153,88

*Monitor completecable with clamps, 5 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
mit **DIN-Weiche**, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200, Länge 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie


Euro 92,10

*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS73307

Monitor-Stammkabel steckbar, 3-adrig, geschirmt, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 2,75 m, VR-Stecksystem

Euro 115,82

Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS70307


Monitor-Komplettkabel, 3-adrig, geschirmt, mit Klammer, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 3,4 m

Euro 115,82


Monitor completecable, 3 leads, shielded, with clamps, length: 3,4 m




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patienten- leitungen für Mindray | Preis/Stück |
|--|---|--------------------|
|  | AS0010-30-42725 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, Länge: 60 cm <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, length: 60 cm</i> | Euro 48,00 |
|  | AS0010-30-42732 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 1 m <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 1 m</i> | Euro 96,00 |
|  | AS0010-30-42732E Patientenleitung zu Mindray, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 90 cm <i>patient cable for Mindray, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 90 cm</i> | Euro 103,20 |
|  | AS0010-30-42719 Original Mindray 3-/5-adriges Stammkabel, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>Original Mindray 3- / 5-leads master cable, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i> | Euro 72,00 |
|  | AS0010-30-42719E 3-/5-adriges Stammkabel zu Mindray, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>3- / 5-leads trunkcable for Mindray, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i> | Euro 77,40 |
|  | AS0010-30-42733 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Druckknopf, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 60 cm <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with snap, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 60 cm</i> | Euro 48,00 |


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Nellcor

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10

Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m




AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500 VR-Blockstecksystem, Länge: 2 m (rt/schw/ge/gr/w)

Euro 105,35

Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2 m



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, Länge: 2,75 m

Euro 92,10

Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70512

5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, Länge: 2,75 m

Euro 153,88

Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, Länge: 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10

*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel und Patientenleitungen für Nihon Kohden

Preis/Stück

AS73333

Monitor-Stammkabel, 3-adrig für **Nihon Kohden**,
VR-Blocksystem, Länge: 2,75 m

Euro 147,29

*Monitor trunkcable, 3 leads, for **Nihon Kohden**,
VR/VS, length: 2,75 m*



Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



AS73330E

EKG-Stammkabel für **Nihon Kohden**
für BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, PVM2701, für Patientenleitungen
#K910, #K911, #K912, #K915, Länge: 2,75 m

Euro 137,60

*ECG-trunkcable for **Nihon Kohden** for BSM
Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, for patientleads #K910,
#K911, #K912, #K915, length: 2,75 m*



AS7431NK-E


Patientenleitung 3er Satz, geschirmt, **mit Klammer**,
für TEC-5521/5531/7621/7631/7721/7731, PVM2701,
#BR-903P, #K911, passend zu AS73330,
bei Druckknopf siehe ASBR-913P, Länge: 90 cm

Euro 75,99

*Patientleads, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 90 cm*




VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Philips

Preis/Stück


AS73307

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 115,82



Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m VR-connectingsystem



AS70307

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 3,4 m

Euro 115,82



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70507

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 161,79

Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 3,4 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Asmuth
Art.Nr. **Monitoringkabel und Patientenleitungen**
für Philips Stecksystem

Preis/Stück



ASM1510AE Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 3-adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem

Euro 102,34

Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem



ASM1530AE Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 5 adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m Philips-Stecksystem

Euro 144,56

Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem



ASM1613AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-000847, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm

Euro 74,66

Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem



ASM1613AED **Einmal**-Patientenleitung, 3-adrig mit Klammer für Philips #M1613A VE: 10 Stück

Euro 203,18
/Pack.

***Disposable** patientlead for Philips, 3 leads, with clamps, box: 10 pcs.*






ASM1633AE 5-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm

Euro 115,59

Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem


| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem | Preis/Stück |
|---|--|----------------------|
|  | ASM1669AE 3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i> | Euro 108,71 |
|  | ASM1668AE 5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i> | Euro 148,46 |
|  | ASM1949AE 10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE und ASM1978AE <i>10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem</i> | Euro 304,63 |
|  | ASM1672AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i> | Euro 82,67 |
|  | ASM1678A Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i> | Euro 145,80 * |
|  | ASM1678AE 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, with clamps with resistance, length: 1 m</i> | Euro 137,55 |

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem | Preis/Stück |
|---|--|---------------|
|  <p>ASM1978AE</p> | <p>5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE für ASM1949AE (10-adriges Stammkabel)</p> <p><i>Patientlead, 5-leads, clamps for chest</i></p> | Euro 129,30 |
|  <p>ASM1971AE</p> | <p>5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i></p> | Euro 136,77 |
|  <p>ASM1974A</p> | <p>Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871</p> <p><i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i></p> | Euro 176,97 * |
| <p>ASM1974AE</p> | <p>5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel HF-entkoppelt für OP Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m</p> <p><i>Patientleads, 5 leads, with clip with resistance, lengt: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m</i></p> | Euro 166,95 |

| Asmuth Art.Nr. | Monitoringkabel für Philips | Preis/Stück |
|---|---|------------------------|
|  | AS989803170171 3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 3-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1672A, M1674A, 989803174201), Länge: 2,7 m <i>3-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i> | Euro 212,58 * |
| | AS989803170181 5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 5-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1971A, M1645A, 989803174211), Länge: 2,7 m <i>5-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i> | Euro 296,06 * |
|  | AS989803174201E EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i> | Euro 130,64 /VE |
| | AS989803174211E EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i> | Euro 176,91 /VE |
| Monitoringkabel für Physio Control u. Medtronic Lifepak 12 | | |
|  | AS11110-000030 3-adriges Monitorkomplettkabel mit Winkelstecker, #11110-000030, für Lifepak 12, Länge: 3,7 m <i>Monitor completecable with snap, 3 leads</i> | Euro 138,50 * |


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Physio Control

Preis/Stück

AS73315

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m




AS70315

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5, Länge: 3,4 m

Euro 92,10



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m




AS71315

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5 Länge: 2,75 m

Euro 92,10




*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Protocol

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Protocol Propaq** 102-104-106,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2,75 m*



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Protocol Propaq** 102-104-106,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m
(rt/schw/ge/gr/w)

Euro 105,35



*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2 m*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für **Protocol Propaq** 102-104-106,
Länge: 2,75 m

Euro 92,10

*Monitor completecable with clamps, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS70512

5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für Protocol Propaq 102-104-106,
Länge: 2,75 m

Euro 153,88



*Monitor completecable with clamps, 5 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
mit **DIN-Weiche**, für **Protocol Propaq** 102-104-106,
Länge: 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10




*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Spacelabs

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel,
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385
auch für Zoll M-Serie,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m
*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2,75 m*


Euro 92,10



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel
Farbcodierung von links nach rechts
rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem, Länge: 2 m
*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2 m*

Euro 105,35



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer,
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385,
auch für Zoll M-Serie, Länge: 2,75
*Monitor completecable, with clamps,
3 leads, shielded, length: 2,75 m*

Euro 92,10



AS70512

5-adriges Monitorkomplettkabel
*Monitor completecable, with clamps,
5 leads, shielded, length: 2,75 m*

Euro 92,10









AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, mit **DIN-Weiche**
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385,
#012-0346-00, Länge: 2,75 m,
auch für Zoll M- und R-Serie
*Monitor trunkcable with DIN-switch,
3 leads, shielded, length: 2,75 m*

Euro 92,10



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

| Asmuth Art.Nr. | Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem | Preis/Satz |
|---|--|----------------------------|
|  | <p>AS7431G Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i></p> | Euro 75,73 |
|  | <p>AS7431S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i></p> | Euro 75,73 |
|  | <p>AS7431G/S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot) #3375230</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red) #3375230</i></p> | Euro 95,59 |
|  | <p>AS7431G/SED Einmal-Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot), #3375230 VE: 10 Stück</p> <p><i>Disposable Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red), #3375230, box: 10 pcs.</i></p> | Euro 203,18 /VE |
|  | <p>AS7531G Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i></p> | Euro 88,85 |
|  | <p>AS7531S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i></p> | Euro 88,85 |

Asmuth **Patientenleitungen passend zum**
Art.Nr. **VR-Blocksystem** **Preis/Satz**

AS7531G/S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 100 cm, 3-adrig auf 5-adrig
für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 100 cm, 3 leads to 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed** (yellow, green, red)*



AS7451S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 60 cm, 5er Satz
mit Markierung für **Siemens MultiMed**
(gelb, grün, rot, weiß, schwarz)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 60 cm, 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red, white, black)*




AS7551 Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 90 cm, 5er Satz
(weiß, grün, gelb, schwarz, rot)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads
(white, green, yellow, black, red)*




AS7551S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 90 cm, 5er Satz
mit Markierung für **Siemens MultiMed**
(gelb, grün, rot, weiß, schwarz)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red, white, black)*



| Asmuth Art.Nr. | Patientenleitungen röntgentranslucent | Preis/Stück |
|---|--|-------------|
|  | AS123 Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm | Euro 28,17 |
| | <i>Carbon lead, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: 90 cm</i> | |
|  | AS128 Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm | Euro 37,31 |
| | <i>Carbon lead, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: 180 cm</i> | |
|  | AS124 Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 180 cm | Euro 39,01 |
| | <i>Carbon lead, with clamps, for VR-system, radiolucent, length: 180 cm</i> | |
|  | AS125 Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 90 cm | Euro 31,56 |
| | <i>Carbon lead, with clamps, for VR-system, radiolucent, length: 90 cm</i> | |
|  | AS126 Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm | Euro 32,44 |
| | <i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 90 cm</i> | |
|  | AS129 Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 180 cm | Euro 37,31 |
| | <i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 180 cm</i> | |

| Asmuth Art.Nr. | Patientenleitungen röntgentranslucent GE Multilink | Preis/Satz |
|-------------------|---|------------|
|-------------------|---|------------|



AS403751-025 Multilink Elektrodenleitungen
5-er Satz mit Klammern,
röntgendurchlässig, Grabber,
IEC, Länge: 1,5 m
#403751-025
passend zu GE Stammkabel #2090200-052
Philips auf Multilink

Euro 158,36 *

*Multilink electrode leads, 5-leads,
radiolucent, grabber, IEC, length: 1,5 m
403751-025
suitable for GE trunk cable # 2090200-052
Philips to Multilink*

| | Patientenleitungen röntgentranslucent zu Philips | Preis/Stück |
|--|---|-------------|
|--|---|-------------|



AS123 Carbonleitung, mit Klammer
auf DIN-Stecker, röntgentranslucent
Länge: **90 cm**, #M1649A
Es werden 5 Stück benötigt, ohne Codierringe

Euro 28,17

*Carbon lead, with clamps,
for DIN-plug, radiolucent,
length: 90 cm
5 pieces are required, without coding rings*

| | Patientenleitungen für Datex Stecksysteme | Preis/Satz |
|--|---|------------|
|--|---|------------|



AS545315E Patientenleitung, 3-adrig,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 112,22

*Datex patientlead, 3 leads
with clamps, length: 0,9 m*




AS545316E Patientenleitung, 5-adrig,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 173,01

*Datex patientlead, 5 leads,
with clamps, length: 0,9 m*


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

| Asmuth Art.Nr. | Patientenleitungen für Philips Stecksysteme | Preis/Satz |
|--|--|--------------------|
| ASM1613AE  | 3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-000847, Philips-Stecksystem Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90cm</i> | Euro 74,66 |
| ASM1633AE  | 5-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90 cm</i> | Euro 115,59 |
| ASM1971AE  | 5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i> | Euro 136,77 |
| ASM1672AE  | 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i> | Euro 82,67 |

Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für Philips Stecksysteme

Preis/Satz



ASM1678A

Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, **HF-entkoppelt**, Länge: 1 m

Euro 145,80 *


Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m

ASM1678AE

3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, farbkodierte Kabel, **HF-entkoppelt** für OP, Länge: 1 m

Euro 137,55

Patientlead, 3 leads, with clamps with resistance, length: 1 m



ASM1974A

Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, **HF-entkoppelt**, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871

Euro 176,97 *

Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m

ASM1974AE

5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel **HF-entkoppelt** für OP
Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m

Euro 166,95

Patientleads, 5 leads, with clip with resistance, length: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m



AS989803174201E EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum **Einmalgebrauch**, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück
Länge: 90 cm

Euro 130,64
/Pack.

Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm



AS989803174211E EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum **Einmalgebrauch**, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück
Länge: 90 cm

Euro 176,91
/Pack.

Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für GE

Preis/Satz

AS412682-003E Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig,
mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm

Euro 77,63



*Patientlead 3 leads to 5 leads,
with clamps, for GE, length: 90 cm*



AS412682-003ED **Einmal**-Patientenleitung kompatibel
zu GE, 3-adrig auf 5-adrig mit Klammer,
VE: 10 Stück, Länge: 90 cm

Euro 396,09
/Pack.

Disposable patientlead 3 leads to 5 leads,
with clamps, for GE,
box: 10 pcs., length: 90 cm



AS414556-003E Patientenleitung für GE,
5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm

Euro 98,20



*Patientlead for GE,
5 leads with clamps, length: 90 cm*



AS414556-003ED **Einmal**-Patientenleitung kompatibel
zu GE, 5-adrig, mit Klammer,
Länge: 90 cm, VE: 10 Stück

Euro 282,60
/Pack.

Disposable patientlead for GE, 5 leads,
with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.



AS414556-004E Patientenleitung zu GE
5-adrig, Länge: 120 cm

Euro 113,50



*Patientlead for GE
5 leads, length: 120 cm*



Patientenleitungen für Nihon Kohden

AS7431NK-E Patientenleitungen 3er Satz, geschirmt,
mit Klammer für TEC-5521 / 5531 / 7621 /
7631 / 7721 / 7731, Länge: 80 cm,
#BR-903P K911, passend zu AS73330
bei Druckknopf siehe ASBR-913P

Euro 75,99



*Patientlead, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 80 cm*



Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für Siemens

Preis/Satz

AS6627504ED

Einmal-Brustwandleitung zu
Siemens Axiom Sensis EKG
Stammkabel IEC1, 5-adrig
röntgentranslucent, #6627504
Länge: 90 cm, VE: 10 Stück

Euro 192,43
/Pack.

Disposable patientlead for Siemens, 5 leads,
radiolucent, length: 90 cm, box: 10 pcs.

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

AS6644590

Original Siemens EKG-Patientenkabel,
für Siemens Axiom Artis/Sensis
5-adrig, #6644590,
Länge: 1 m

Euro 357,31 *

Original Siemens patientlead
for Axiom Artis/Sensis
5-leads, #6644590
length: 1 m

Universaladapter zum Anschluss
an Katheter

ASCertodyn

Original Braun Certodyn Universaladapter
zum Anschluss einer EKG-Patientenleitung
zur Durchführung einer interatrialen EKG-
Ableitung

Euro 209,00 *
/Stück

Original Braun Certodyn Universaladapter
for the connection of an ECG-patientlead
for the implementation of an interatrial ECG-lead



MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)

