

ASMUTH GmbH

Medizintechnik we take care



**KATALOG
2024/2025**

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
vor Ihnen liegt die 10. Ausgabe unseres Produktkataloges.

Hier finden Sie altbewährtes und neu entwickeltes Zubehör für Ihre Monitore und medizinischen Geräte.

Im Laufe der Jahre haben wir nicht nur die Produkte optimiert, auch unser Service wurde ständig verbessert, so dass wir Ihnen als moderner Dienstleister aktuelle Lösungen bieten.

Die Werte und Eigenschaften, mit denen mein Vater das Unternehmen gegründet hat, sind heute noch so aktuell wie damals: Unternehmergeist und Entschlusskraft, Verbindlichkeit, Verantwortung und Vertrauen gegenüber Kunden und unseren Mitarbeitern. Denn ohne die wären wir nicht das, was wir heute sind: ein erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen und Ihr verlässlicher Partner rund um medizintechnisches Zubehör.

„Gemeinsam bleiben wir besser“

Herzlichst Ihre

Wiebke Asmuth

Kontaktdaten auf einen Blick:

Zentrale

Telefon	+49 571 64647-0
Fax	+49 571 64647-25
E-Mail	info@asmuth-gmbh.de

Geschäftsführung

Wiebke Asmuth	+49 571 64647-11
---------------	------------------

Vertrieb Innendienst

Westl. Ruhrgebiet - Berlin-Brandenburg - Rheinland-Pfalz - Saarland - Luxemburg - Hessen - Baden - Südl. NRW	+49 571 64647-10
--	------------------

Nordhessen - Westfalen - Ruhrgebiet - Unterfranken - Nördl. Baden-Württemberg	+49 571 64647-12
--	------------------

Bayern - Österreich - Schweiz - Dienstleister	+49 571 64647-13
--	------------------

Belgien - Niederlande	+49 571 64647-15
-----------------------	------------------

Norddeutschland	+49 571 64647-22
-----------------	------------------


Sachsen - Sachsen-Anhalt - Thüringen - Franken - Niederbayern	+49 571 64647-24
--	------------------

Buchhaltung

Telefon	+49 571 64647-18
Fax	+49 571 64647-17

Lager

Telefon	+49 571 64647-16
Telefon	+49 571 64647-41



Alles auf einen Blick

Sauerstoffsensoren für Airshields, Criticare, Datascope, Datex, Dräger, Hamilton, Hewlett Packard, Hudson, Puritan Bennett, Siemens, Spacelabs, Stephan, Teledyne, **Flowsensoren** für Dräger, **CO₂-Messleitungen** für Dräger, GE, Manometer, Wasserfallen, etCO₂, Druckminderer, Vakuumregler, Flowmeter und Zubehör

Infusions-Druckmanschetten und Zubehör (Gummiblasen, Druckbälle, Manometer, Manschettenaußenkörper)
Tropfsensor

SpO₂-Sensoren (Fingerclip, Gummitülle, Ohrsensoren, Y-Sensoren, **Einmalsensoren**) für Criticare, Datascope, Dräger, GE Medicalsystems (Datex, Ohmeda, Nellcor, TruSignal), Masimo, Mindray, Nellcor, Nihon Kohden, Nonin, Philips, Schiller, Spacelabs, Welch Allyn, **SpO₂-Adapterkabel** für alle Monitore, **NMT-Sensoren**, **Einmal INDEX Sensoren**

Monitorkabel (3- und 5-adrig) für Datascope, Datex, Dräger, GE, Mindray, Nellcor, Nihon Kohden (Original), Philips, Physio Control, Protocol, Spacelabs
Patientenleitungen (3er- und 5er-Satz) geschirmt und HF-entkoppelt, in verschiedenen Längen, mit Klammer, Carbonleitungen, Universaladapter Certodyn

Rekorderkabel (komplett und steckbar) für Customed, Getemed, Medset, Oxford, Philips, Reynolds, Schiller,
Patientenleitungen Druckknopf auf DIN-Sicherheitsstecker in 5er-Satz / 7er-Satz (auch als Einzelleitungen erhältlich)
Telemetrietaschen

10-adrige Diagnose-EKG-Komplettkabel für Bosch, Burdick, Cambridge, Cardioline, Cardionics, Dego, Del Mar, Fukuda, GE, Hörmann, Nihon Kohden, Philips, Schiller, Schwarzer, Siemens, mit Bananenstecker (**auch mit Klammer oder Druckknopf erhältlich**), **Einzelleitungen**, **Carbonleitungen**
Saugleitungen und -elektroden für GE, Mortara, Ohlenschläger, Schiller, Komplettsatz Elektrodenkabel, Brustwand- und Extremitätenkabel Philips (Original), Siemens

Wiederverwendbare Temperaturfühler für Rektal-, Oral- und Hautoberflächenmessung für Erwachsene, Kinder und Neonaten für Datex, GE, Ohmeda (Original), Philips, Siemens, Mindray (alle Monitore)

Einmal-Temperatursonden für Dräger/Siemens, GE, Temperaturmesskabel, Verlängerungskabel, **Einmal-Wärmereflektoren**, Anschlusskabel, Fieberthermometer

Asmuth-Blutdruckmanschetten NIBP-Clic, wiederverwendbare NIBP-Blutdruckmanschetten für Kinder und Erwachsene, **Einmalmanschetten** für Neonaten, Kinder und Erwachsene, **NIBP-Verbindungsschläuche**, **IBP-Adapterkabel**, manuelle **Blutdruckmessgeräte**, Stethoskope, Langzeit-NIBP-Manschetten und -überzüge

Akkupacks für sämtliche medizinische Geräte – **Bleigelakkus** von Sonnenschein, Panasonic, Yuasa
Ladegeräte für alle Akkus – **Einzelzellen** – APC-Batterien für USV-Anlagen

Batterien Primärbatterien, Baby, Lady, Micro, Mignon, 9-V-Block, Lithiumbatterien und Knopfzellen

Lichtleitkabel verschleißt für Olympus, Storz, Wolf, etc., **Adapter** für alle gängigen Optiken und Instrumente,
Xenon-Lampen für Fuji, Luxtec, Olympus, Pentax, Storz, Wolf, Zeiss u.a., **OP-Lampen**, **Bilirubinlampen**, **Halogenlampen**, **Laryngoskoplampen**, **Metalldampflampen**, **Phototherapiestrahler**

Pulsoximeter Kurz- und Langzeitmessung, mit Alarmgrenzen und Batteriebetrieb inkl. Sensor

Schaumstoff- und Vlieselektroden für Erwachsene und Kinder mit Druckknopf, dez. Druckknopf, Kupplung für 4 mm Bananenstecker und dez. Kupplung für 4 mm Bananenstecker, **Schaumstoffelektroden** für Kinder und **Neonaten mit Leitung**, Schaumstoffelektroden mit **röntgenfestem Druckknopf**, **Kurzzeit-Ruhe-Elektrode** und **Krokodilklemmen**, **Neutralelektroden**, **Defielektroden** für Erwachsene und Kinder mit und ohne Leitung zu Corpuls, Mindray, Nihon Kohden, Philips, Physio Control, Primedic, Schiller, Zoll, **Anschlusskabel** für Neutralelektroden

Saugelektroden, Extremitätenklammern, **Druckknopf- und Klammeradapter**, Extremitäten- und Brustwandgurte, Plattenelektroden, **Ultraschallgele**, **Elektrodengele**, **Elektrodenspray**, Hautvorbereitungscreme

Toco / US Transducer für GE Corometrics, Philips, CTG-Gurte

EEG Zubehör Brückenelektroden, Z- und Pilzelektroden, EEG-Leitungen, Schröterhauben, Ohrelektroden, O-Ringe, Bezüge, Bänder und EEG-Elektroden, Kleberinge, Pasten, Cremes, Gele, **Einmalelektroden**, **NMT-Sensoren**

Printerpapiere Alternativpapiere, EKG-Papiere, Original Sony und Mitsubishi

Elektrochirurgisches Zubehör für Erbe, Valleylab, Berchtold, Martin,
Wiederverwendbares Zubehör für die Elektrochirurgie: Monopolare Anschlusskabel, Bipolare Anschlusskabel, Anschlusskabel für Handgriffe und Neutralelektroden, Elektrodenhandgriffe, Elektroden und -verlängerungen

Sonderkabel Potentialausgleichsleitungen, PowerBoxen, med. Netzkabel
Kopfhörer

Referenzlisten für Medtronic, Dräger-Siemens, GE, Mindray, Nihon Kohden, Philips, Elektroden

Beatmungszubehör
5-14

Infusionsdruckmanschetten,
Infusionszubehör 15-18

Zubehör Pulsoximetrie
(SpO₂), NMT-Sensoren
19-92

Monitoring
(Überwachungs-EKG),
Certodyn 93-126

Langzeit-EKG
Telemetrietaschen
127-134

Diagnose-EKG
135-148

Temperaturüberwachung
149-156

Blutdruckmanschetten
und -schläuche
157-174

Akkus für jedes
medizinische Gerät, USV
175-254

Batterien
255-258

Lichtleitkabel, Xenon,
med. Lampen
259-284

Monitore
285-286

EKG-, Neutral-, Defi-
Elektroden,
Anschlusskabel 287-304

EKG-Zubehör
305-310

Toco / US Transducer /
CTG-Gurte 311-314

EEG-Zubehör /
NMT-Sensoren
315-322

Video-Printerpapiere,
Registrierpapiere
323-326

Elektrochirurgisches
Zubehör, Elektrodenhand-
griffe 327-330

Sonderkabel, Powerboxen,
Kopfhörer 331-336

Referenzlisten / Artikel-
nummern-Index 337-369 3

defekt gegen neu

Unkomplizierte Abwicklung - Austauschpreise - wirtschaftlicher Einkauf

Sammeln Sie zum Austausch:

- SpO2: alle Fingerclips / Ohrclips und Adapterkabel
- EKG-Kabel und Leitungen
- Lichtleiter
- Temperatursonden
- Toco und US Transducer
- NIBP-Manschetten und -schläuche
- Infusionsdruckmanschetten
- Cuffdruckmesser
- Certodyn






So wird's gemacht:

1. Sie sammeln Ihr defektes Zubehör in der Service-Box.
2. Senden Sie uns bitte die gefüllte Box versandfest und frankiert mit beigelegtem Lieferschein zurück (bitte nicht vergessen: Absender mit Ihrem Namen und Ihrer Abteilung), **oder** geben Sie unserem Außendienst-Mitarbeiter die gefüllte Box bei seinem Besuch mit.
3. Wir prüfen die erhaltenen Artikel und werden entweder:
 - a. im Garantiefall einen kostenfreien Austausch, oder:
 - b. **einen neuen Ersatz** zu Vorzugskonditionen versenden.

Vorteile für Sie:

- Entlastung des Anwenders, der Medizintechnik und des operativen Einkaufs vom Bestellprozess für kleinteiliges Zubehör mit 100% Transparenz
- Aufnahme des defekten Zubehörs und kostenstellenbezogene Abrechnung
- kostenstellenbezogene Nachlieferung und Abrechnung für den definierten Bereich / Station
- Bessere Auswertung des Verbrauchs im gesamten Unternehmen und detailliert nach jeweiligen Kostenstellen
- Kostenreduzierung durch Standardisierung und Reduzierung der Lagerhaltung

BEATMUNGszUBEHÖR



Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren	Preis/Stück
AS411	Sauerstoffsensor Doppelkathode, 3-Pin-Molex-Stecker, #M-80, #OOM204 <i>Oxygensensor dual-cathode, 3-pin-Molex-plug, #M-80, #OOM204</i>	Euro 84,91
AS413	 Sauerstoffsensor für Stephan Artec, Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00, Teledyne R-17 Med, #M-15T, #OOM102-1 <i>Oxygensensor for Stephan Artec Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00 Teledyne R-17Med, #M-15T, #OOM102-1</i>	Euro 83,51
AS418	 Sauerstoffsensor für Airshields #6735142, Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1 <i>Oxygensensor for Airshields #6735142 Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1</i>	Euro 82,46
AS420	 Sauerstoffsensor für Dräger #6850645 (zweizellig) , Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201 <i>Oxygensensor for Dräger #6850645 (double-cell), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201</i>	Euro 59,74

Asmuth
Art.Nr.

Sauerstoffsensoren

Preis/Stück

AS422

Sauerstoffsensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760
/ 840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 und
SV900 C/D SV300/SV710

Euro 59,74



*Oxygensensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760 /
840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 and
SV900 C/D SV300/SV710*



AS424

O2-Sensor für Oxiquant MC
#O0MLF111

Euro 103,96 *

*Oxygensensor für Oxiquant MC
#O0MLF111*

AS427

Sauerstoffsensor für Airshields Isolette C2000,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **Bitte paarweise einsetzen.**

Euro 83,51



*Oxygensensor für Airshields Isolette,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **please insert as couple.***



AS428

Sauerstoffsensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110

Euro 100,81



*Oxygensensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110*



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren / Flowsensoren	Preis/Stück
	AS431 Sauerstoffsensor für Giraffe Inkubator - #M-43,Ohmeda #41004 <i>Oxygensensor for Giraffe incubator</i> - #M-43,Ohmeda #41004	Euro 149,44
	AS-Pick-O2 Pick-O2 inklusive O2-Sensor O2 Analyser, Anzeige:2-stell. LDC Display Größe 12,7 mm, Meßbereich: 0-99 Vol. % O2 Meßgenauigkeit: +/- 2 Vol % O2 von 50 - 99 Vol. % O2 Reaktionszeit: unter 2 Sek., Arbeitstemperatur: 0-50°C Lieferumfang: O2 Analyser, Flow-Diverter, T-Stück <i>Pick-O2 incl. O2 oxygensensor</i>	Euro 165,00 *
	AS432+ Flowsensor Spiroquant A+, Dräger #8403735-06 , für Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, VE: 5 Stück / Packung <i>Flowsensor Spiroquant A+, Dräger</i> #8403735-06 , for Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, box: 5 pcs.	Euro 101,01 /Pack.
	AS434 Original Dräger Flowsensor SpiroLife, wiederverwendbar, sterilisierbar für Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900 , VE: 1 Stück <i>Original Dräger Flowsensor SpiroLife</i> reusable, sterilizable for Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900 , box: 1 pc.	Euro 258,00 *
	AS8410179 Original Dräger Flowsensoren für Neonaten Babylog 8000 und 8000plus, wiederverwendbar, VE: 5 Stück <i>Original Dräger disposable flow sensor for neonates</i> box: 5 pcs.	Euro 292,00 *
	AS6871980 Original Dräger Flow Sensoren Infinity ID, VE: 5 Stück <i>Original Dräger Flowsensor Infinity ID,</i> box: 5 pcs.	Euro 162,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	CO2-Messleitungen / Anästhesie- Gasprobenschläuche / Wasserfallen	Preis/Pack.
-------------------	--	-------------

AS460ESB	CO2-Messleitungen, transparent, männl./männl., Luer, Länge: 2,5 m, Dräger #8290286, GE #733163, VE: 10 Stück / Packung	Euro 21,47
-----------------	--	-------------------

*CO2 sample tubes LLm / LLm,
transparent, length: 2,5 m,
Dräger #8290286, GE #733163,
box: 10 pcs.*

AS876446	Original GE Wasserfalle, D-Fend, schwarz VE: 10 Stück, für E-CAiO, E-CAiOV und E-CAiOVX Module	Euro 154,00 *
-----------------	---	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend, box: 10 pcs.*

AS881319	Original GE Wasserfalle, D-Fend+, grün, ältere Module, für E-CO, E-COV und E-COVX Module, VE: 10 Stück	Euro 160,00 *
-----------------	---	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend+, green
box: 10 pcs.*

AS8002174	Original GE Wasserfalle Mini D-Fend für E-MiniC Modul VE: 10 Stück	Euro 194,00 *
------------------	---	----------------------

***Original GE** Waterlock for E-MiniC Modul
box: 10 pcs.*

ASM1182629	Original GE Wasserfalle für E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE und N-CAiO Module, #M1182629, VE: 10 Stück, Farbe: dunkles Stahlblau	Euro 166,00 *
-------------------	--	----------------------

***Original GE** waterlock, #M1182629
box: 10 pcs.*









*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Druckmesser, Messsonden und Geräte	Preis/Stück
	AS54-07-000	Manometer Universal Ø 68 mm Skala mit zusätzlichem Druckbereich für Larynx-Tuben <i>Manometer universal, Ø 68 mm scale with extra pressure range for Larynx-tubes</i>	Euro 120,79 *
	AS54-05-000	Manometer MONITOR, Ø 68 mm <i>Manometer Monitor, Ø 68 mm scale</i>	Euro 120,79 *
	AS900MR869	Original Fisher & Paykel duale Temperatur- u. Flow-Mess-Sonde, rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge, VE: 1 Stück <i>Dual temperature- and flow-measuring-probe, for disposable and re-usable tubesystems, length: ~ 1,5 m</i>	Euro 299,60 *
	AS900MR869E	Duale Temperatur- und Flow-Mess-Sonde, wie Fisher & Paykel rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5m Länge	Euro 282,83
	AS900MR805	Original Fisher & Paykel elektrischer Schlauchheizungsadapter <i>Original Fisher & Paykel electric heater hose adapter</i>	Euro 177,80 *
	AS900MR806	Original Fisher & Paykel Schlauchheizadapter für RT-Schlauchsätze Inspiratorisch beheizt für Atemgasanfeuchter MR850 <i>Original Fisher & Paykel heating hose adapter for RT-hose kits inspiratory heated for respiratory gas damp MR850</i>	Euro 115,37 *


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	etCO2 Original Philips	Preis/Stück
	ASM2501A	Original Philips Hauptstrom-etCO2-Aufnehmer #M2501A <i>Original Philips mainstream etCO2 sensor #M2501A</i>	Euro 3.149,79 *
	ASM2513A	Original Philips CO2-Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, schwarz, Tubusgröße: > 4 mm, zur Verwendung mit M2501A <i>Original Philips etCO2 airway adapter, reusable, adults/children, use with ET > 4 mm</i>	Euro 220,37 *
	ASM2516A	Original Philips CO2-Luftwegadapter für Kleinkinder/Neugeborene, rot, Tubusgröße: ≤ 4 mm, zur Verwendung mit M2501A <i>Original Philips etCO2 airway adapter, reusable, infants/neonates, use with ET ≤ 4 mm</i>	Euro 259,33 *
	ASM2533A	Original Philips Einmal- CO2-Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, durchsichtig, Tubusgröße: > 4 mm, zur Verwendung mit M2501A VE: 10 Stück <i>Original Philips etCO2 airway adapter, disposable, adults/children, clear, use with ET > 4 mm, box: 10 pcs.</i>	Euro 154,71 * /VE
	ASM1920A	Original Philips FilterLine-Kombiset für Erwachsene/Pädiatrie, zur CO2-Überwachung von intubierten Patienten, beinhaltet FilterLine-Schlauch und Luftwegadapter, Länge: 2 m, VE: 25 Sets / Packung <i>Original Philips etCO2 Filterline, intubated, adults/pediatrics, length: 2 m, box: 25 pcs.</i>	Euro 301,62 * /VE


Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumpregler	Preis/Stück
	<p>ASMSO225</p> <p>Druckminderer für O₂-Flaschen bis 25 l/min, Manometer oben, langer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: <ul style="list-style-type: none"> 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation - Arbeitsdruck 4,0 bar 	<p>Euro 135,30</p>
	<p>ASMSO225-L</p> <p>Rescue 25 Druckminderer für O₂-Flaschen, bis 25 l/min, Manometer seitlich, kurzer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: <ul style="list-style-type: none"> 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation 	<p>Euro 155,30</p>
	<p>ASDB15</p> <p>Debson Mengenregler für ZGA für Sauerstoff, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	<p>Euro 74,80</p>
	<p>ASDBDL15</p> <p>Debson Mengenregler für ZGA für Druckluft, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	<p>Euro 74,80</p>
	<p>ASVOTT-200</p> <p>Vakuumpregler für Vakuum-ZGA (bis -1000 mbar) inkl. Überlaufbehälter Direktanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membran gesteuert - stufenlos regelbar - Druckbereich 0 bis - 1000 mbar - Anschluss: Vakuum-ZGA-Stecker (DIN 13260) - inkl. Überlaufbehälter (100 ml) und Bakterienfilter 	<p>Euro 165,00</p>

	Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumregler	Preis/Stück
	ASVOTT-180	Venturi TM2 Absauggerät für den Direktanschluss, Druckluft stufenlos regelbar, maximales Vakuum 800 mbar, mit Schlauchanschlussstülle (AD 6mm) VE: 1 Stück	Euro 196,00
	ASZBET	Überlaufbehälter mit Filteraufnahme, 150 ml, autoklavierbar bis 121°C, passend für Venturi Absauggerät VE: 1 Stück	Euro 52,60
	ASAFZ215	AEROWay Verteilerleiste für Sauerstoff, Flow stufenweise über Mengenregler einstellbar max. 15 l/min, ZGA-Anschluss 2 Abgänge, je 9/16" UNF mit 6 mm Schlauchtülle VE: 1 Stück	Euro 200,64
	ASMSO225-PS-L	Mediselect 25 Druckminderer für O2-Flaschen, bis 25 l/min, mit stufenweise einstellbarem Flow, mit DIN ZGA-Buchse, Hochdruckhandanschluss, Abgang UNF 9/16", mit Schlauchtülle 6 mm, Manometer links	Euro 209,00
	ASDG315	Sauerstoff-Doppel-Flowmeter Flow, stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 157,00
	ASEG415	Sauerstoff-Flowmeter Flow stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 69,00
	ASTSDG-003	Schlauchanschlussstülle aus Aluminium, drehbar, 4-6 mm Schlauchanschluss, Eingangsgewinde UNF 9/16"	Euro 8,90
	AS02-211	DISS Plastik-Konnektor Gewinde UNF 9/16", weiblich, einteilig, zum Einmalgebrauch VE = 25 Stück	Euro 22,00 /Pack.
	AS02-212	DISS Plastik-Konnektor Gewinde UNF 9/16", weiblich, zweiteilig, zum Einmalgebrauch VE = 25 Stück	Euro 22,00 /Pack.

BEATMUNGszUBEHÖR



INFUSIONSZUBEHÖR



Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten Infusion pressure cuffs	Preis/Stück
-------------------	---	-------------

Infusions-Druckmanschette:

- **wiederverwendbar**
- leichtes, haltbares Nylongewebe
- schlagfester und funktioneller Druckmesser
- hygienisch und latexfrei
- Sicherheitseinhandverschluss am Druckball
- Druckanzeige 360 ° sichtbar



AS903TGA	Druckmanschette 500 ml , Mindestabnahmemenge 2 Stück, VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 2 / 10 / 80 pcs.</i>	Euro 35,80
-----------------	---	-------------------

AS904TGA	Druckmanschette 1.000 ml , Mindestabnahmemenge 2 Stück, VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 2 / 10 / 80 pcs.</i>	Euro 38,20
-----------------	---	-------------------

Infusion pressure cuff

- **reusable**
- *light, durable, nylon fabric*
- *shockprotected and functional pressure gauge*
- *free of latex and hygienical*
- *one-hand safety stopper at pressure ball*
- *pressure indication 360° visible*

Einmal-Easy fluid Infusions-Druckmanschette:

- schlagfester Druckmesser
- Druckanzeige 360° sichtbar
- einfache Ausführung, Nylongewebe, latexfrei







AS903U	Druckmanschette 500 ml , mit Wegehahn, VE: 10/80 Stück	Euro 9,30
---------------	--	------------------

*Infusion pressure cuff, **single use**,
box: 10/80 pcs.*


Disposable easy fluid infusion pressure cuff:

- *impact resistant pressure gauge*
- *Pressure display visible 360 °*
- *simple design, nylon fabric, latex-free*

	Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten-Zubehör Infusion pressure cuff-accessories	Preis/Stück
	AS739041	Gummiblase für Druckmanschette <i>Rubber bladder for pressure cuff</i>	Euro 22,70
	AS739042	Druckball für Druckmanschette <i>Pressure bulb with valve for pressure cuff</i>	Euro 18,20
	AS739043	Manometer für Druckmanschette <i>Manometer for pressure cuff</i>	Euro 31,66
	AS739045	Manschettenaussenkörper für Druckmanschette „Standard“ 500 / 1.000 ml <i>External sleeve for pressure cuff „standard“ 500 / 1.000 ml</i>	Euro 33,20

Infusionsdruckmanschetten,
Infusionszubehör

Zubehör accessories

	AS3450578/A	B. Braun Tropfsensor #3450578/A <i>B. Braun dropper #3450578/A</i>	Euro 139,50 *
--	-------------	---	----------------------

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

INFUSIONSZUBEHÖR








SPO2 - SENSOREN

SPO2 - ZUBEHÖR

MRT- / NMT- SENSOREN

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Criticare	Preis/Stück
AS811E	<p>Fingersensor für Criticare für Erwachsene, 501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100 Poet (602-3A), 1100-3, Länge: 90 cm</p> <p><i>Fingersensor for Criticare, for adults, length: 90 cm</i></p>	Euro 206,06
		▲
AS811EL	<p>Fingersensor für Criticare für Erwachsene 501,503,504,506;507, 508,581,1100 Poet (602-3A), 1100-3, Direktanschluss, Länge: 3 m</p> <p><i>Finger sensor for Criticare for Adults 501,503,504,506; 507, 508,581,1100 Poet (602-3A), 1100-3, for direct connecting, length: 3 m</i></p>	Euro 191,35
		▲

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth
Art.Nr.

Wiederverwendbare Sensoren für Datascope

Preis/Stück

AS570E

Fingersensor für Erwachsene,
für Datascope Passport, Accustat, 4 Sat,
3000, Accutorr 3/4, Accutorr Plus,
Multinex, Passport, Passport XG,
Datascope #0600-00-0026-02, Länge: 3 m

Euro 208,38



*Fingersensor for Datascope, for adults,
length: 3 m*



AS5700

Ohrsensor inkl. Ohrhalterung für
Datascope Passport, Passport XG,
Accustat, 4 Sat, 3000, Accutorr 3/4,
Accutorr Plus, Multinex, Länge: 3 m

Euro 260,47



Earsensor for Datascope, length: 3 m



AS500E

Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **Länge: 90 cm**

Euro 71,78
bei 10 Stück Euro 62,51



*Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **length: 90 cm***



AS500EL

Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **Länge: 3 m**

Euro 103,03



*Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **length: 3 m***



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Datascope	Preis/Stück
	<p>AS500EGE Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76</p>
	<p>AS500EGEL Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS500EKGE Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76</p>

Asmuth Wiederverwendbare und Einmal-Sensoren für Datascope

Preis/Pack.

AS504E

Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen

Euro 160,92 /Stück



Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes



AS591

Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap
VE: 25 Stück / Karton

Euro 41,00 /Pack.



Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.



AS501E

Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20)
Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm
VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX

Euro 220,72
bei 10 VE Euro 200,44



Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS502E

Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX,
Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg,
Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Euro 226,90
bei 10 VE Euro 206,06



Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS503E

Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX
Gewicht: 3 - 20 kg
Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton





Euro 226,90
bei 10 VE Euro 206,06



Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Datascope	Preis/Pack.
	<p>AS520NE Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
	<p>AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
<h3>SpO2-Adapterkabel für Datascope</h3>		<p>Preis/Stück</p>
	<p>AS526E SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DOC-10, #0012-00-1464, Länge: 3 m</p> <p><i>Adapter cable for Nellcor #DOC-10, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 122,58</p>
	<p>AS829E SpO2-Adapterkabel für Datascope Accustat, 4 Sat, 3000, Accutorr 3/4, Accutorr Plus, Multinex, Passport, Passport XG, Datascope #0012-00-0516-02 Länge: 2,4 m</p> <p><i>Adapter cable for Datascope Accustat, 4 Sat, 3000, Accutorr 3/4, Accutorr Plus, Multinex, Passport, Passport XG, Datascope #0012-00-0516-02 length: 2,4 m</i></p>	<p>Euro 181,59</p>

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm, #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm #MS13235</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EL	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 103,03
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm, #7262764 <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm, #7262764</i>	Euro 123,00
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
	AS500ES	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Direktanschluss an AS798 Multimed für Siemens SC6000/SC7000/SC8000/ SC9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m, for direct connecting AS798 to Siemens SC6000/ 7000/8000/9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL</i>	Euro 136,60 bei 10 Stück Euro 113,44
	AS500EGS	Fingersensor mit Gummitülle, #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an AS798 Multimed für Siemens SC6000/SC7000/ SC8000/SC9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m, for direct connecting AS798 to Siemens SC6000/7000/8000/9000</i>	Euro 229,21 bei 10 Stück Euro 194,49
	AS5160S	Ohrsensoren kompatibel zu Nellcor DS100, NON-MAX, Direktanschluß an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000 Multimed, Länge: 3 m <i>Ear sensor compatible with Nellcor DS100, NON-MAX, for direct connection to Siemens SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Multimed, length: 3 m</i>	Euro 207,24


Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
	<p>AS500EGE Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76</p>
	<p>AS500EGEL Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS500EKGE Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76</p>

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm, inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Dräger	Preis/Pack.
AS501E	Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX <i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44
AS501M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), #MX50066, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06
AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21
AS502M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), #MX50068, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Dräger	Preis/Pack.
	AS503E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06
	AS503M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), #MX50067, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
	AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06
	AS505M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), #MX50065, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
	AS506M	Original Nellcor Sensor MAX-R für Erwachsene, Nase VE: 24 Stck./Packung <i>Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose) box: 24 pcs.</i>	Euro 306,00
	AS510M	Original Nellcor Sensor Reflex-Sensor-Stirn/Max-Fast VE: 24 Stück/Packg. <i>Original Nellcor sensor forehead / MAX-Fast box: 24 pcs.</i>	Euro 639,00

Asmuth	Einmal-Sensoren	
Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für Dräger	Preis/Stück



AS806E	SpO2-Adapterkabel von Dräger Parameterbox auf Nellcor, Länge: 2,4 m	Euro 169,10
---------------	---	--------------------

Adapter cable for Dräger Parameterbox to Nellcor, length: 2,4 m



AS799	SpO2-Adapterkabel für Siemens SC6000 / 7000 / 8000 /9000 XL, Dräger Infinity Delta, Delta XL, Gamma XL, Vista XL, Kappa, Kappa XLT, Vista, #3375834, nicht für AS790E Länge: 2 m	Euro 214,49
--------------	--	--------------------

Adapter cable Siemens #3375834, length: 2 m



AS799a	SpO2-Adapterkabel für Siemens SC6000 / 7000/8000/9000 XL Dräger Infinity / Delta / Delta XL, Gamma XL, Vista XL, Kappa, Kappa XLT, Vista, #3368433, nicht für AS790E Länge: 1 m	Euro 165,93
---------------	---	--------------------

Adapter cable Siemens #3368433, length: 1 m



ASMS17330	Original SpO2-Adapterkabel für Dräger Monitore Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT, Vista XL, nur für AS790E, nicht für AS798, Länge: 3 m	Euro 319,00 *
------------------	--	----------------------

Original adapter cable for Dräger, length: 3 m

Asmuth
Art.Nr.

SpO2-Adapterkabel für Dräger

Preis/Stück

ASMS18683E

SpO2-Adapterkabel für Dräger
Monitore Gamma, GammaXL, Delta
DeltaXL, Kappa, KappaXLT,
Vista XL, **Länge: 2,2 m**
nur für AS790E, nicht für AS798

Euro 163,19



Adapter cable for Dräger, length: 2,2 m

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren




AS820

Original SpO2-Adapterkabel zu Dräger M540,
für Masimo LNCS Sensoren, #MP00797,
Länge: 3 m

Euro 230,00 *



*Original adapter cable for Dräger M540,
for Masimo LNCS-sensor, length: 3 m*



ASMS17522

Original SpO2-Adapterkabel für Masimo LNCS
zum Anschluss von LNCS-Sensoren an
die Masimo SET Pods, Länge: 3 m

Euro 420,00 *



*Original adapter cable for LNCS sensor
to Masimo SET Pods, length: 3 m*

AS526E

SpO2-Adapterkabel zu Dräger
M540, OxiMax Pod, Länge: 3 m

Euro 122,58



*Adapter cable for Nellcor #DOC-10,
Dräger M540, OxiMax Pod, length: 3 m*




*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Sensoren für Dräger Vista	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm, #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm #MS13235</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21 /Pack.
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX , < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06 /Pack.
SpO2-Adapterkabel			Preis/Stück
	AS526E	SpO2-Adapterkabel zu Dräger M540, OxiMax Pod, Länge: 3 m <i>Adapter cable for Nellcor #DOC-10, Dräger M540, OxiMax Pod, length: 3 m</i>	Euro 122,58

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Sensoren für Dräger Vista NON-MAX	Preis/Stück
	AS620E	Fingersensor zu Dräger Vista Länge: 2,3 m <i>Fingersensor for Dräger Vista length: 2,3 m</i>	Euro 229,21
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm , #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm, #MS13235</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21 /Pack.
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06 /Pack.
SpO2-Adapterkabel			Preis/Stück
	AS810E	SpO2-Adapterkabel 6-Pin auf Sub-D, Länge: 2,4 m <i>Adapter cable 6-pin to Sub-D, length: 2,4 m</i>	Euro 77,19

Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Stück**



AS5200h Wrap-Sensoren, **mehrfach platzierbar**, zu Ohmeda, **mit Sub-D Stecker**, für Erwachsene > **30 kg** (Finger), für Neonaten < **3 kg** (Fuß), für Ohmeda TuffSat, Cardiocap/5, AS/3, CS/3, S/5, Light Monitore, S5 Monitor, M-Modul, PSMx-Modul, mit Ohmeda-Software, VE: 24 Stück / Karton

Euro 351,92

Wrap-sensor, semi-disposable, for neonates and adults, for Ohmeda, box: 24 pcs.



AS591 Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton

Euro 41,00 /Pack.

Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.



AS584E Fingersensor für Erwachsene, zu Ohmeda #OXY-F4-H, #TS-F4-H, für Ohmeda TuffSat, Cardiocap mit Ohmeda-Software, Länge: 2,8 m

Euro 229,21 bei 10 Stück Euro 171,33

Fingersensor for Ohmeda adults, length: 2,8 m



SpO2-Adapterkabel
für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)



AS525E SpO2-Adapterkabel für Ohmeda, #OXY-OL3, jedoch mit **Sub-D Stecker** für Ohmeda TuffSat, Cardiocap, mit Ohmeda-Software, Länge: 2 m

Euro 98,63

*Adapter cable #OXY-OL-3, with **Sub-D connector**, length: 2 m*



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)	Preis/Stück
-------------------	---	-------------



AS577EG	Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m	Euro 229,21
----------------	--	--------------------

Rubber sleeve for GE-Ohmeda #TS-F4-GE, length: 3 m



AS5770	Ohrsensor zu GE-Ohmeda #TS-E4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m	Euro 229,21
---------------	--	--------------------

Earsensor for GE-Ohmeda #TS-E4-GE, length: 3 m



AS577E	Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m	Euro 229,21
---------------	---	--------------------

Fingersensor for GE-Ohmeda, #TS-F4-GE, length: 3 m



AS577EK	Fingersensor zu GE-Ohmeda, für Kinder , Länge: 3 m	Euro 229,21
----------------	---	--------------------

*Fingersensor for GE-Ohmeda, for **children**, length: 3 m*



Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Stück**



AS587E Ohrsensor zu Datex #OXY-E4-N, #TS-E4-N, für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II mit Ohmeda-Software, Länge: 2,9 m **Euro 324,13 bei 10 Stück Euro 280,15**

Earsensor for Datex #OXY-E4-N, #TS-E4-N, length: 2,9 m



AS576E Fingersensor zu Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N, für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II mit Ohmeda-Software, Länge: 2,9 m **Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 194,49**

Fingersensor for Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N, length: 2,9 m



AS576EG Fingersensor mit Gummitülle für **Erwachsene**, zu Datex #TS-F4-N, #OXY-F4-N, für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II mit Ohmeda-Software, Länge: 2,9 m **Euro 318,35 bei 10 Stück Euro 280,15**

*Rubber sleeve for **adults**, for Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N, length: 2,9 m*

SpO2-Adapterkabel
für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)



AS524E SpO2-Adapterkabel für Datex-Ohmeda, #OXY-C3, mit Sub-D Stecker, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module Cardiocap/5 Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II mit Datex-Software, Länge: 2,1 m **Euro 149,81**

Adapter cable #OXY-C3, with Sub-D connector, length: 2,1 m

Asmuth **Wiederverwendbare / Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Stück**



AS580E Fingersensor zu Datex #OXY-F-DB, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II, mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 1 m **Euro 206,06 bei 10 Stück Euro 171,33**

Fingersensor #OXY-F-DB, length: 1 m



AS586E Ohrsensor zu Datex #OXY-E-DB, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II mit Datex-Software, PSMP-Modul, Länge: 90 cm **Euro 229,21**

Earsensor #OXY-E-DB, length: 90 cm



AS502DA Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Neonaten **Gewicht: 0 - 3 kg und Erwachsene > 40 kg**, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Plus II mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 331,30**

Disposable sensor for neonates, 0 - 3 kg, > 40 kg, for Datex #SAS-AF, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS503DA Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Kleinkinder, **Gewicht: 3 - 20 kg**, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Plus II mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 331,30**

Disposable sensor for infants, 3 - 20 kg, for Datex #SAS-AF, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS520Da Wrap-Sensoren, **mehrfach platzierbar**, zu Datex #SAS-AP/#SAS-AF, für Erwachsene **> 30 kg**, Neonaten **< 3 kg**, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Plus II mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 351,92**

Wrap-sensor, semi-disposable, for neonates and adults, for Datex #SAS-AP, length: 90 cm, box: 24 pcs.

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)	Preis/Stück
	<p>AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51</p>
	<p>AS500EL Fingersensor #DS-100, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 103,03</p>
	<p>AS500EGE Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76</p>
	<p>AS500EGEL Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 194,49</p>
	<p>AS500EKGE Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 194,49</p>

Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Stück**

AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 1 m **Euro 194,49**



AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX **Euro 218,79**
bei 10 Stück Euro 159,76



zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm

Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm

AS504E Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N, für Neonaten und Erwachsene, **Euro 160,92**



zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab mit Tram-Modul 451/451N, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen

Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes

AS591 Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap **Euro 41,00**
VE: 25 Stück / Karton **/Pack.**



Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren


Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems** (Datex,Ohmeda,Hellige) **Preis/Pack.**

AS502E **Euro 226,90**
bei 10 VE Euro 206,06



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS520NE **Euro 263,94**
bei 10 VE Euro 229,21



Wrap-Sensoren, **mehrfach platzierbar**, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS503E **Euro 226,90**
bei 10 VE Euro 206,06



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.



AS505E-U **Euro 226,90**
bei 10 VE Euro 206,06



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe Gewicht: > 30 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Stück**



AS560E **Euro 318,35**

Fingersensor für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 3 m

*Fingersensor for adults, for Dash 2000/3000/4000 with **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rectangular connector), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, length: 3 m*



AS560EGE **Euro 318,35**



Fingersensor mit Gummütülle für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 2,8 m

*Rubber sleeve for adults, for Dash 2000/3000/4000 with **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rectangular connector), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, length: 2,8 m*



AS560EGN **Euro 318,35**



Neonatenbändchen, zu Dash 2000/3000/4000 mit **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 3 m

*Neonatal wrap-sensor, for Dash 2000/3000/4000 with **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rectangular connector), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, length: 3 m*



AS5600 **Euro 318,35**



Ohrsensor für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 3 m

*Earsensor for adults, for Dash 2000/3000/4000 with **Nellcor-Option**, Solar 8000, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rectangular connector), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, length: 3 m*



Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für GE Medical Systems (Datex, Ohmeda, Hellige)	Preis/Stück
 	<p>AS805M</p> <p>SpO2-Adapterkabel #2021406-003, zu Dash 2500/3000/4000/5000 mit Nellcor-Option, Solar 8000, OXIMAX E-Modul, PDM-Modul, TRAM-Modul, Länge: 3 m</p> <p><i>Adapter cable for GE, length: 3 m</i></p>	Euro 190,67
 	<p>AS526E</p> <p>SpO2-Adapterkabel zu Dinamap ProCare, Dinamap ProSeries V2, Dinamap Pro1000 V3, #DOC-10, Länge: 3 m</p> <p><i>Adapter cable for Dinamap ProCare, Dinamap ProSeries V2, Dinamap Pro1000 V3 and Nellcor, #DOC-10, length: 3 m</i></p>	Euro 122,58
 	<p>AS817E</p> <p>SpO2-Adapterkabel passend zu Dinamap ProSeries V1, Dinamap Pro 1000 V2 mit Nellcor-Option, M-NSAT-Module für AS3, CS/3, S/5 Modulare Monitore, Länge: 2,2 m</p> <p><i>Adapter cable for Dinamap and M-NSAT-modules, length: 2,2 m</i></p>	Euro 115,76
 	<p>AS528M</p> <p>SpO2-Adapterkabel #EC-8, zu Dinamap Compact, Dinamap, MPS, wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m</p> <p><i>Adapter cable for Dinamap and MPS, #DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m</i></p>	Euro 95,68

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren zu GE Medical Systems #TruSignal	Preis/Stück
	ASTS-F-DE	Fingersensor #TS-F-D, für Erwachsene und Kinder > 20 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m <i>Fingersensor #TS-F-D, > 20 kg, length: 1 m</i>	Euro 254,68
	ASTS-E-DE	Ohrsensor #TS-E-D, für Erwachsene und Kinder > 10 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m <i>Earsensor #TS-E-D, > 10 kg, length: 1 m</i>	Euro 254,68
	ASTS-SE-3E	Sensitive-Sensor #TS-SE-3, für Erwachsene, Kinder und Neugeborene, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m <i>Sensitive sensor #TS-SE-3, length: 1 m</i>	Euro 185,22
	ASTS-SA-DE	Fingertip-Sensor #TS-SA-D, für Erwachsene > 30 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m <i>Fingersensor adults > 30 kg, length: 1 m</i>	Euro 254,68

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren zu GE Medical Systems #TruSignal	Preis/Pack.
	ASTS-AF-24E Einmal-Klebesensoren für Erwachsene > 30 kg, Neugeborene < 3 kg PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 45 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for adults, pediatrics and neonates, length: 45 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 441,49
	ASTS-AF-24NE Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , für Erwachsene > 30 kg, Neugeborene < 3 kg PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 45 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for adults, pediatrics and neonates, length: 45 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 441,49
SpO2-Adapterkabel zu GE Medical Systems #TruSignal		
		Preis/Stück
	ASTS-G3E SpO2-Adapterkabel #TS-G3, mit GE-Anschluss, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-G3, length: 2,2 m</i>	Euro 153,22
	ASTS-M3E SpO2-Adapterkabel #TS-M3E, mit TruSat-Anschluss, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-M3, length: 2,2 m</i>	Euro 101,01
	ASTS-H3E SpO2-Adapterkabel #TS-H3, mit Ohmeda-Anschluss, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-H3, length: 2,2 m</i>	Euro 130,53
	ASTS-N3E SpO2-Adapterkabel #TS-N3, mit Datex-Anschluss, M-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-N3, length: 2,2 m</i>	Euro 150,94

Asmuth **Wiederverwendbare Komplett-Sensoren**
Art.Nr. **zu TruSignal (Ohmeda)** **Preis/Stück**




AS577E Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m **Euro 229,21**

Fingersensor for GE-Ohmeda, #TS-F4-GE, length: 3 m



AS577EK Fingersensor zu GE-Ohmeda, für Kinder, Länge: 3 m **Euro 229,21**

Fingersensor for GE-Ohmeda, for children, length: 3 m



AS577EG Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m **Euro 229,21**

Rubber sleeve for GE-Ohmeda #TS-F4-GE, length: 3 m



AS577O Ohrsensor zu GE-Ohmeda #TS-E4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m **Euro 229,21**

Earsensor for GE-Ohmeda #TS-E4-GE, length: 3 m



AS584E Fingersensor für Erwachsene, zu Ohmeda #OXY-F4-H, #TS-F4-H, für Ohmeda TuffSat, Cardiocap/5, AS/3, CS/3, S5 Monitore mit Ohmeda-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 2,8 m **Euro 229,21 bei 10 Stück Euro 171,33**

Fingersensor for Ohmeda adults, length: 2,8 m



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Komplett-Sensoren zu GE (Nellcor)	Preis/Stück
AS560E	 <p>Fingersensor für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for adults, length: 3 m</i></p>	Euro 318,35
AS560EGE	 <p>Fingersensor mit Gummütülle für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option, Länge: 2,8 m</p> <p><i>Rubber sleeve for adults, length: 2,8 m</i></p>	Euro 318,35
AS560EGN	 <p>Neonatenbändchen, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option, Länge: 3 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor, length: 3 m</i></p>	Euro 318,35
AS5600	 <p>Ohrsensoren für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option, Länge: 3 m</p> <p><i>Earsensor for adults, length: 3 m</i></p>	Euro 318,35

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth **Wiederverwendbare Komplett-Sensoren**
Art.Nr. **zu TruSignal (Datex)** **Preis/Stück**



AS576E Fingersensor zu Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N, **Euro 218,79**
für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit **bei 10 Stück Euro 194,49**
M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap,
S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima,
Satellite Plus II mit Ohmeda-Software,
Länge: 2,9 m

*Fingersensor for Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N,
length: 2,9 m*



AS576EG Fingersensor mit Gummitülle für **Erwachsene**, **Euro 318,35**
zu Datex #TS-F4-N, #OXY-F4-N, **bei 10 Stück Euro 280,15**
für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit
M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap,
S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima,
Satellite Plus II mit Ohmeda-Software,
Länge: 2,9 m

*Rubber sleeve for adults,
for Datex #OXY-F4-N, #TS-F4-N,
length: 2,9 m*



AS587E Ohrsensor zu Datex #OXY-E4-N, #TS-E4-N, **Euro 324,13**
für S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit **bei 10 Stück Euro 280,15**
M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap,
S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima,
Satellite Plus II mit Ohmeda-Software,
Länge: 2,9 m

*Earsensor for Datex #OXY-E4-N, #TS-E4-N,
length: 2,9 m*

Wiederverwendbare Komplett-Sensoren
zu TruSignal (TruSat)



AS590E Fingersensor zu Datex-Ohmeda TruSat, **Euro 259,31**
#Oxy-F4-MC, #TS-F4-MC, Länge: 3 m
*Fingersensor for Datex-Ohmeda TruSat,
#Oxy-F4-MC, #TS-F4-MC, length: 3 m*



AS5900 Ohrsensor zu Datex-Ohmeda TruSat, **Euro 259,31**
#Oxy-E4-MC, #TS-E4-MC, Länge: 3 m
*Earsensor for Datex-Ohmeda TruSat,
#Oxy-E4-MC, #TS-E4-MC, length: 3 m*

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für GE Medical Systems	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	AS820	Original Masimo LNCS Adapterkabel LNC-10, zu Dinamap ProSeries V2, Pro 1000 V3, ProCare mit Masimo-Option, Länge: 3 m <i>Original Masimo adapter cable LNC-10, for Dinamap ProSeries V2, Pro 1000 V3, ProCare, length: 3 m</i>	#1814	Euro 230,00 *
	AS814	Original SpO2-Adapterkabel mit Sub-D Stecker zu Dash 2500/3000/4000/5000 mit Masimo-Option, Solar 8000 mit Tram-Modul, Solar 8000i, PDM-Modul, Corometrics 259-Serie mit Masimo-Option, CardioLab/Mac-Lab mit Tram-Modul 451M Länge: 3 m <i>Original adapter cable with Sub-D connector for Dash 3000/4000/5000 with Masimo-Option, Solar 8000 with Tram-Modul 451M/851M, Corometrics 259-Serie with Masimo-Option, CardioLab/Mac-Lab with Tram-Modul 451M length: 3 m</i>		Euro 230,00 *
	AS864	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für PDM, Dash, Tram, Corometrics RD SET GE-12, Länge: 3,6 m <i>Original Masimo SpO2 adapter cable for PDM, Dash, Tram, Corometrics, RD SET GE-12, length: 3,6 m</i>	#4085	Euro 235,00 *
	AS854	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für GE Dinamap (nicht VC150/V100) RD SET MD14-05, Länge: 1,5 m (3,6 m = AS856 RD SET MD14-12 #4081) <i>Original masimo adapter cable for GE Dinamap (not for VC150/100) RD SET MD14-05, length: 1,5 m</i>	#4080	Euro 190,00 *
	AS855	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für VC150, RD SET MD20-05 Länge: 1,5 m (3,6 m = AS858 RD SET MD20-05 #4104) <i>Original masimo adapter cable for VC150, RD SET MD20-05, length: 1,5 m</i>	#4103	Euro 190,00 *
	AS843	Original Masimo SpO2 Adapterkabel LNCS mit Sub-D Stecker, LNC-4, Länge: 1,2 m #MP00800 für M540, #11171-000024 <i>Original masimo adapter cable LNCS with Sub-D connector, LNC-4 length: 1,2 m</i>	#2017	Euro 190,00 *

Masimo-Sensoren finden Sie auf den Seiten 48 bis 54

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Stück
	AS70262	Original Masimo Fingersensor LNCS DCI für Erwachsene > 30 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo fingersensor LNCS DCI, for adults > 30 kg, with Sub-D connector</i>	#1863 Euro 250,00 *
	AS70263	Original Masimo Fingersensor LNCS DCI-P, für Kinder 10 - 50 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo fingersensor LNCS DCI-P, for pediatrics 10 - 50 kg, with Sub-D connector</i>	#1864 Euro 315,70 *
	AS70264	Original Masimo Ohrsensor LNCS TC-I Gewicht: > 30 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo earsensor LNCS TC-I > 30 kg, with Sub-D connector</i>	#1895 Euro 327,00 *
	AS70271	Original Masimo SpO2-Stirnsensor LNCS TF-I, PS-10153D für Rad-5v® Pulsoximeter, Gewicht: > 30 kg <i>Original Masimo SpO2-forehead sensor LNCS TF-I, PS-10153D for Rad-5v, > 30 kg</i>	#1896 Euro 410,00 *
	AS70275	Original Masimo Y-Sensor LNCS Y-I, Gewicht: > 1 kg, Länge: 90 cm inkl. 4 Ersatzbefestigungsstreifen #1598 <i>Original Masimo y-sensor LNCS Y-I, > 1 kg, length: 90 cm incl. 4 replacement fastening strips #1598</i>	#2258 Euro 352,25 *
	AS70279	Original Masimo Fingersensor LNCS DB-I mit Gummitülle für Erwachsene > 30 kg <i>Original Masimo rubber sleeve LNCS DB-I for adults > 30 kg</i>	#2653 Euro 314,00 *

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
	<p>AS70244 Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder 3 - 20 kg, LNCS Inf-3, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70294 #2307)</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for infants 3 - 20 kg, LNCS Inf-3, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i></p>	<p>#2319 Euro 425,00 *</p>
	<p>AS70245 Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neugeborene < 3 kg, Erwachsene > 40 kg, LNCS Neo-3, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70293 #2308)</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS Neo-3, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i></p>	<p>#2320 Euro 397,40 *</p>
	<p>AS70267 Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 40 kg LNCS Neo-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS-Neo L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i></p>	<p>#1862 Euro 460,00 *</p>
	<p>AS70287 Original Masimo Einmal-Klebesensoren Neugeborene < 3 kg, Erwachsene > 40 kg #LNCS-NEO mit SuB D Stecker Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70293 #2308)</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS-NEO, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.</i></p>	<p>#2329 Euro 400,00 *</p>
	<p>AS70274 Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Kinder, 10 - 50 kg, LNCS Pdtx, Cleartape, mit Sub-D Stecker, Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for pediatrics, 10 - 50 kg, LNCS Pdtx, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.</i></p>	<p>#1860 Euro 375,00 *</p>

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
	AS70265 Original Masimo Einmalsensoren für Erwachsene LNCS Amtx mit Cleartape, mit SuB D Stecker VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensors for adults with LNCS Amtx Cleartape, with SuB D connector box: 20 pieces</i>	#1859 Euro 324,00 *	
	AS70268 Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neonaten < 1 kg, LNCS Neo Pt-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton <i>Original Masimo disposable sensor for neonates 1kg, LNCS Neo Pt-L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i>	#1901 Euro 450,80 *	
	AS70266 Original Masimo Einmal-Klebesensoren, für Kinder, 3 - 20 kg, LNCS Inf-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton <i>Original Masimo disposable sensor, infants, 3 - 20 kg, LNCS Inf-L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i>	#1861 Euro 430,80 *	
	AS70286 Original Masimo Einmalsensoren für Kleinkinder 3 - 20 kg, LNCS Inf mit SuB D Stecker, Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70294 #2307) <i>Original Masimo disposable sensor, infants, 3 - 20 kg, LNCS Inf, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.</i>	#2328 Euro 385,00 *	

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RED	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
 AS70278	Original Masimo Fingersensor für Erwachsene > 30 kg, 20-pin, #RED DCI-dc3, Länge: 90 cm <i>Original Masimo fingersensor for adults, 20-pin, #RED DCI-dc3, length: 90 cm</i>	#2053	Euro 250,00 *
 AS80014	Original Masimo Fingersensor für Kinder, #RED DCIP-dc3, Länge: 90 cm <i>Original Masimo fingersensor for children, #RED DCIP-dc3, length: 90cm</i>	#2256	Euro 260,00 *
AS70288	Original Masimo SpO2 Sensor mit Gummihülse für Erwachsene RED DIB-dc8 <i>Original Masimo SpO2 sensor with rubber sleeve for adults RED DIB-dc8</i>	#2644	Euro 545,00 *





*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.-Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RD SET™ Serie	Masimo Art.-Nr.	Preis/Pack.
AS70239	<p>Original Masimo RD SET DCI Fingersensor f. Erwachsene, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo RD SET DCI Finger sensor for adults, length: 90cm</i></p>	#4050	Euro 245,00 *
AS80006	<p>Original Masimo RD SET TC-I Ohrsensor, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo RD SET TC-I ear sensor, length: 90 cm</i></p>	#4053	Euro 290,00 *
AS80007	<p>Original Masimo RD SET DBI Fingersensor Gummitülle</p> <p><i>Original Masimo RD SET DBI finger sensor rubber sleeve</i></p>	#4052	Euro 275,00 *
AS70229	<p>Original Masimo RD SET Pdt Einmal-Klebesensoren für Kinder, Gewicht: 10 - 50 kg, VE: 20 Stück</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for pediatrics 10 - 50 kg, RD SET Pdt, box: 20 pcs.</i></p>	#4001	Euro 315,00 *



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.-Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RD SET™ Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
 AS80000	Original Masimo RD SET Inf, Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder, Gewicht: 3 - 20 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for infants 3 - 20 kg, RD SET Inf, box: 20 pcs.</i>	#4002 Euro 365,00 *
 AS70238	Original Masimo RD SET Neo Einmal-Klebesensoren für Kinder und Erwachsene, Gewicht: < 3 kg, > 40 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable probe for neonates < 3 kg and adult > 40 kg, RD SET Neo, box: 20 pcs.</i>	#4003 Euro 350,00 *
 AS70227	Original Masimo RD SET NeoPt Einmal-Klebesensoren für Neonaten, Gewicht: < 1 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 1 kg, RD SET NeoPt, box: 20 pcs.</i>	#4004 Euro 410,00 *
 AS70228	Original Masimo RD SET NeoPt-500, Einmal-Sensoren (non-adhesive) für Neonaten, Gewicht: < 1 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 1 kg, RD SET NeoPt-500, box: 20 pcs.</i>	#4005 Euro 370,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.-Nr.	SpO2-Adapterkabel für Masimo	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	AS820	Original Masimo LNCS Adapterkabel LNC-10, auch für Zoll E-, M- und R-Serie, Länge: 3 m <i>Original Masimo LNCS adapter cable LNC-10, length: 3 m</i>	#1814	Euro 230,00 *
	AS854	Original Masimo Patientenkabel RD-Set MD-14-05, Länge: 1,5 m (3,6 m = AS856 #4081) <i>Original Masimo patient cable RD-Set MD-14-05 # 4080 length: 1,5 m</i>	#4080	Euro 190,00 *
	AS818	Original SpO2-Adapterkabel von Masimo LNCS auf LNOP PC, Länge: 50 cm <i>Original Adapter cable from Masimo LNCS to Masimo LNOP PC, length: 50 cm</i>	#1816	Euro 47,00 *
	AS871	Original Masimo Verlängerungskabel RD auf LNC, Länge: 45 cm <i>Original Masimo extension cable RD on LNC, # 4105 length: 45 cm</i>	#4105	Euro 44,00 *
	AS834	Original Masimo SpO2-Adapterkabel, roter Stecker, Red-LNC-04 Länge: 1,2 m <i>Original Masimo adapter cable, red connector, Red-LNC-04, length: 1,2 m</i>	#2055	Euro 223,89 *
	AS842	Original Masimo SpO2-Adapterkabel RED-LNC-10, roter Stecker Länge: 3,2 m, #11993-000324 <i>Original Masimo SpO2 adapter cable RED-LNC-10, red connector length: 3,2 m, # 11993-000324</i>	#2056	Euro 224,00 *
	AS855	Original Masimo Patientenkabel RD-Set MD20-05 (3,6 m = AS857 #4073) <i>Original Masimo patient cable RD-Set MD20-05</i>	#4103	Euro 190,00 *
	AS869	Original Masimo Adapterkabel RD Rainbow SET R25-12, Länge: 3,65 m <i>Original Masimo patient cable RD Rainbow SET R25-213, length: 3,65 m</i>	#4078	Euro 235,00 *

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
	<p>AS565E Fingersensor für Mindray VS-800, PM-Serie, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for Mindray VS-800, PM-Serie, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 289,41</p>
	▲	
	<p>AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, for VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51</p>
	▲	
	<p>AS500EL Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 103,03</p>
	▲	
	<p>AS500 Original Nellcor Fingersensor DS-100A, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, for VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 123,00</p>
	<p>AS500F Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 205,00</p>

	Asmuth Art.Nr. Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
 	AS500EGE Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
 	AS500EGEL Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 194,49
 	AS500EKGE Fingersensor mit Gummitülle #M1192T für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 194,49
 	AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 194,49
 	AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, Beneview, inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, inkl. Klebestreifen, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Mindray	Preis/Pack.
	AS501E	Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20), Gewicht: 10-50 kg für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX , 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44
	AS501M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX , < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21
	AS502M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
	AS503E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Mindray	Preis/Pack.
AS503M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06
AS505M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 248,00
AS506M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor Sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.</i>	Euro 306,00
AS510M	Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton <i>Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands</i>	Euro 639,00

Asmuth
Art.Nr.**SpO2-Adapterkabel
für Mindray**

Preis/Stück

AS810E

SpO2-Adapterkabel für Mindray, 6-Pin auf **Sub-D**, für PM-7000 - PM-9000 Express, MEC-1000, MEC-1200, VS-800, #0010-20-42594, Länge: 2,4 m

Euro 77,19



*Adapter cable for Mindray, 6-pin to **Sub-D**, for PM-7000 - PM-9000 Express, MEC-1000, MEC-1200, VS-800, #0010-20-42594 length: 2,4 m*



AS826E

SpO2-Adapterkabel für Mindray BeneView T5 / T8 / IMEC / iPM, 7-Pin auf **Sub-D**, #0010-20-42710, Länge: 2,1 m

Euro 66,31



*Adapter cable for Mindray BeneView T5 / T8 / IMEC / iPM, 7-pin to **Sub-D**, #0010-20-42710, length: 2,1 m*



AS829

Original SpO2-Adapterkabel Mindray für BeneView T-Serie, IMEC, iPM, 8-Pin auf **Masimo LNCS**, Länge: 2,9 m

Euro 279,00 *



***Original** adapter cable for Mindray BeneView T-series, IMEC, iPM, 8-pin to **Masimo LNCS**, length: 2,9 m*

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nellcor	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EL	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 103,03
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS500EGEL	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 194,49
	AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 194,49
	AS500EGNU	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 194,49

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nellcor	Preis/Stück
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Nellcor	Preis/Pack.
	<p>AS501E Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44</p>
	<p>AS501M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 248,00</p>
	<p>AS502E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
	<p>AS520NE Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
	<p>AS502M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 248,00</p>
	<p>AS503E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für Nellcor** **Preis/Pack.**



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton **Euro 248,00**

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06**

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton **Euro 248,00**

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton **Euro 306,00**

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M **Original** Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton **Euro 639,00**

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

**Asmuth
Art.Nr.**

SpO2-Adapterkabel für Nellcor

Preis/Stück


AS528M

SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DEC-8, #EC-8 wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m

Euro 95,68



Adapter cable for Nellcor #DEC-8, #EC-8 #DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m



AS817E

SpO2-Adapterkabel zu Nellcor Symphony 3000, N-290, N-295, N-395, #SCP-10, Länge: 2,2 m

Euro 115,76



Adapter cable for Nellcor Symphony 3000, N-290, N-295, N-395, #SCP10, length: 2,2 m




AS526E

SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DOC-10, auch für Schiller Argus VCM, Länge: 3,0 m

Euro 122,58



Nellcor adapter cable #DOC-10, for Schiller Argus VCM, length: 3,0 m



Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für Nihon Kohden** **Preis/Stück**



AS600EGE Fingersensor mit Gummihülse für **Erwachsene**, für Nihon Kohden, Länge: 1,6 m **Euro 254,68**

*Rubber sleeve for **adults**, for Nihon Kohden, length: 1,6 m*



AS601 **Original** Nihon Kohden Fingersensor BluePro für Erwachsene, #TL-201T, für BSM-2300 Lifescope, BSM-4100 Lifescope P, BSM-5100 Lifescope A, BSM-9510 Lifescope M, BSM-9800 Lifescope S, WEP-4200 / WEP-8400, OPV-1500 Lifescope N, Länge: 1,6 m **Euro 158,00 ***

***Original** Nihon Kohden fingersensor BluePro, #TL-201T, for adults, length: 1,6 m*



AS600E Fingersensor zu Nihon Kohden, #TL-101T, für Erwachsene, Länge: 1,6 m **Euro 161,25**

Fingersensor for Nihon Kohden, #TL-101T, for adults, length: 1,6 m



AS603E Multi-Site-Sensor zu Nihon Kohden BluePro für Erwachsene und Kinder > 3 kg, #TL-220T, für BSM-2300 Lifescope, BSM-4100 Lifescope P, BSM-5100 Lifescope A, BSM-9510 Lifescope M, BSM-9800 Lifescope S, WEP-4200 / WEP-8400, Länge: 1,6 m **Euro 219,95**

Multi-Site-Sensor for Nihon Kohden BluePro, #TL-220T, for children / adults > 3 kg, length: 1,6 m



AS6410 Ohrsensor zu Nihon Kohden, #TL-101T, für Kinder und Erwachsene > 20 kg Länge: 1,5 m **Euro 287,09**

Earsensor for Nihon Kohden, #TL-101T, for children / adults > 20 kg, length: 1,5 m



**Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten*

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare und Einmal-Sensoren für Nihon Kohden	Preis/Pack.
AS607E	<p>Einmal-SpO2-Sensor zu Nihon Kohden #BluePro für Erwachsene > 30kg (Finger) #TL-251T, #TL-273T3 VE: 24 Stück, Länge: 0,9 m</p> <p><i>Disposable SpO2 sensor for Nihon Kohden #BluePro for adults > 30kg (fingers) # TL-251T, # TL-273T3 box: 24 pcs., length: 0.9 m,</i></p>	Euro 231,13
AS520NK	<p>Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nihon Kohden, #TL-260T, für Erwachsene: > 30 kg (Finger), Neonaten: < 3 kg (Fuss), VE: 24 Stück / Karton,</p> <p><i>Wrap-sensor, for Nihon Kohden, #TL-260T, for adults > 30 kg, neonates < 3 kg, box: 24 pcs.</i></p>	Euro 320,66
SpO2-Adapterkabel für Nihon Kohden		Preis/Stück
AS610E	<p>SpO2-Adapterkabel für Nihon Kohden, für alle BSM / PVM / TEC-Serien #JL-900P, #K931 Länge: 2,5 m</p> <p><i>Adapter cable for Nihon Kohden, length: 2,5 m</i></p>	Euro 185,88
ASJL-631P	<p>Original Nihon Kohden SpO2-Adapterkabel auf Masimo LNCS, für Masimo-Eingangsboxen: AY-633P/631P, ansonsten BSM-3000/6000/ 9100-Serie, #JL-631P, #K937, Länge: 3 m</p>	Euro 378,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nonin	Preis/Stück
	AS540EG Fingersensor mit Gummitülle für Erwachsene , für Nonin #8002K, 8500, 8600, 2500, 9840 Avant 4000, 9600, 9700, Avant 2120 PulseSense Model 7500, 7500FO, #6835-000, Länge: 90cm <i>Rubber sleeve for adults, for Nonin #800K2, #8000SL, length: 90 cm</i>	Euro 229,21
	AS540E Fingersensor für Nonin, #8000K2, #8000AA, Länge: 90 cm <i>Fingersensor for Nonin, #8000K2, #8000AA, length: 90 cm</i>	Euro 185,22
	AS5410 Ohrsensor für Nonin, für alle Modelle außer 8600, 8604 und 8000Q, Länge: 90 cm <i>Earsensor for Nonin, for all models but 8600, 8604 and 8000Q, length: 90 cm</i>	Euro 245,42
	AS542F Original Nonin Flexsensor, #8000J für Erwachsene, inkl. 25 Klebestreifen, Länge: 1 m <i>Original Nonin flexsensor, #8000J, for adults, incl. 25 tapes, length: 1 m</i>	Euro 226,00 *
	Einmal-Sensoren für Nonin	Preis/Pack.
	AS545NO Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nonin Modell 8604, für Erwachsene > 30 kg (Finger), Neonaten < 3 kg (Fuß), VE: 24 Stück <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for adults > 30 kg / neonates < 3 kg, box: 24 pcs.</i>	Euro 351,92
	SpO2-Adapterkabel für Nonin	Preis/Stück
	AS833 Original SpO2-Adapterkabel für Nonin für 8500i, Länge: 3m Sub-D9 auf Sub-D9 #6083-003, #15433, Uni-Ext-3 <i>Original Adapter cable for Nonin 8500i Sub-D9 to Sub-D9, length: 3 m</i>	Euro 135,00 *

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für Philips** **Preis/Stück**



ASM1191AE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1191A, für **Erwachsene**, bei 10 Stück Euro 224,58
Rev. E, Länge: 3 m **Euro 260,47**




Rubber sleeve for adults #M1191A, length: 3 m

ASM1191BE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips, für **Erwachsene, breitere Ausführung**, bei 10 Stück Euro 224,58
Länge: 3 m **Euro 260,47**

*Rubber sleeve for **adults** #M1191B, #M1191BL, length: 3 m, more robust and wider*




ähnlich #M1191B und #M1191BL




ASM1192AE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1192A, für **Kinder** bei 10 Stück Euro 224,58
Länge: 3,0 m **Euro 260,47**

*Rubber sleeve for **children** #M1192A, length: 3,0 m*



ASM1193AE Neonatenbändchen zu Philips #M1193A, für Neugeborene (Fuß / Hand), bei 10 Stück Euro 224,58
Länge: 3 m **Euro 260,47**

Neonatal wrap-sensor #M1193A, length: 3 m



ASM1194AE Ohrsensor zu Philips #M1194A, für Kinder und Erwachsene, für Modul M1020A, Länge: **1,3 m** **Euro 260,47**



*Earsensor for children and adults #M1194A, length: **1,3 m***

ASM1194AEL Ohrsensor zu Philips #M1194A, für Kinder und Erwachsene, für Modul M1020A, Länge: **3,0 m** **Euro 285,63**



*Earsensor for children and adults #M1194A, length: **3,0 m***



**Asmuth
Art.Nr. Wiederverwendbare Sensoren
für Philips**

Preis/Stück



ASM1195AE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1195A, für **Kleinkinder**, Länge: 1 m

Euro 260,47

Rubber sleeve for infants, for Philips #M1195A, length: 1 m



ASM1196AE Fingersensor zu Philips #M1196A, für **Erwachsene**, Länge: 3 m

Euro 147,03

Fingersensor for adults, for Philips #M1196A, length: 3 m



AS578EG Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1190A, für **Erwachsene**, Länge: 3 m

Euro 260,47

Rubber sleeve for adults, for Philips #M1190A, length: 3 m



AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, **Länge: 90 cm**

**Euro 71,78
bei 10 Stück Euro 62,51**

Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm



AS500EL Fingersensor #DS-100, NON-MAX, **Länge: 3 m**


Euro 103,03

Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Philips	Preis/Stück
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS500EGEL	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 194,49
	AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 194,49
	AS500EGNU	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 194,49
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Philips	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Philips	Preis/Pack.
AS501E	<p>Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44</p>
AS501M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
AS502E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
AS520NE	<p>Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
AS502M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
AS503E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für Philips** **Preis/Pack.**



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton **Euro 248,00**

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 226,90**
bei 10 VE Euro 206,06

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton **Euro 248,00**

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton **Euro 306,00**

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M **Original** Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton **Euro 639,00**

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für Philips	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	AS816E	SpO2-Adapterkabel zu Philips #M1940A, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable for Philips, #M1940A, length: 2,2 m</i>		Euro 99,98
	ASM1941AE	SpO2-Adapterkabel zu Philips #M1941AE, 8-Pin Monitorstecker, Länge: 2 m <i>Adapter cable for Philips, #M1941A, 8-pin connector, length: 2 m</i>		Euro 144,48
	AS522E	SpO2-Adapterkabel von Philips, auf Nellcor, #M1943A, Länge: 2,1 m <i>Adapter cable for Philips to Nellcor, #M1943A, length: 2,1 m</i>		Euro 215,63
	ASM1943NLE	SpO2-Verlängerungskabel #M1943NL, Nellcor OxiMax, Länge: 2,1 m <i>Adapter cable for Philips, #M1943NL, length: 2,1 m</i>		Euro 331,53
	AS521E	SpO2-Adapterkabel von Merlin auf Nellcor, #M1900B, Länge: 2 m <i>Adapter cable for Merlin to Nellcor, #M1900B, length: 2 m</i>		Euro 154,35
	AS810	Original SpO2-Adapterkabel Philips auf Masimo LNCS, LNC-MP10, Länge: 3 m <i>Original adapter cable Philips to Masimo LNCS, length: 3 m</i>	#2281	Euro 215,00
	AS861	Original Masimo RD-Set Adapterkabel zu Philips Länge: 2,65 m	#4083	Euro 290,00
	AS860	Original Masimo Adapterkabel Red 25 LNC-10 LNCS Serie 25-pin, Länge: 3 m für X3 Monitor mit Masimosoftware	#3345	Euro 224,50
	AS869	Original Masimo Adapterkabel RD Rainbow SET R25-12, Länge: 3,65 m für X3 Monitor mit Masimosoftware	#4078	Euro 235,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EL	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 103,03
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
	<p>AS500EGEL Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	Euro 194,49
	<p>AS500EKGE Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	Euro 194,49
	<p>AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i></p>	Euro 194,49
	<p>AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbinden für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Schiller	Preis/Pack.
AS501E	 <p>Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44</p>
AS501M	 <p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 248,00</p>
AS502E	 <p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
AS520NE	 <p>Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
AS502M	 <p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 248,00</p>
AS503E	 <p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>

Asmuth Art.Nr. Einmal-Sensoren für Schiller

Preis/Pack.



AS503M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton

Euro 248,00

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

**Euro 226,90
bei 10 VE Euro 206,06**

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton

Euro 248,00

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton

Euro 306,00

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton

Euro 639,00

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

Wiederverwendbare Sensoren für Schiller Physiogard TM-910

Preis/Stück




AS550E Fingersensor für Schiller Physiogard TM-910, Länge: 90 cm

Euro 185,22

Fingersensor for Schiller Physiogard TM-910, length: 90 cm

Asmuth
Art.Nr.**SpO2-Adapterkabel für Schiller**

Preis/Stück

AS526ESpO2-Adapterkabel
für Argus VCM, #DOC-10, Länge: 3,0 m**Euro 122,58***Adapter cable for Argus VCM, #DOC-10,
length: 3,0 m***AS826****Original** Schiller SpO2-Adapterkabel
für Physiogard TM-910,
Länge: 2,0 m**Euro 124,00 ****Original Schiller adapter cable,
for Physiogard TM-910,
length: 2,0 m***AS865****Original** Masimo SpO2-Adapterkabel,
Rainbow RC25-4RA, Länge: 1,2 m,
#3375, #04227.0**Euro 195,00 ****Original Masimo adapter cable,
Rainbow RC25-4RA, length: 1,2 m*



	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Spacelabs	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
	AS500EL	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor for #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 103,03
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS500EGEL	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 194,49
	AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 194,49

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren zu Spacelabs	Preis/Stück
	AS500EGNU Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 194,49
	AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS516 Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517 Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513 Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504 Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591 Klettbinden für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508 Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Spacelabs	Preis/Pack.
	AS501E	<p>Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44</p>
	AS501M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
	AS502E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
	AS520NE	<p>Wrap-Sensor, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
	AS502M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
	AS503E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
	AS503M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Spacelabs	Preis/Pack.
	<p>AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
	<p>AS505M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 248,00</p>
	<p>AS506M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 306,00</p>
	<p>AS510M Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton</p> <p><i>Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands</i></p>	<p>Euro 639,00</p>
SpO2-Adapterkabel für Spacelabs		Preis/Stück
	<p>AS700-0792-00 Original Spacelabs SpO2-Adapterkabel #700-0792-00, für Vitalmonitor mCare300, zur Verwendung mit OxiMax-Sensoren, Länge: 3,05 m</p> <p><i>Original Spacelabs adapter cable, length 3,05 m, #700-0792-00, OxiMax</i></p>	<p>Euro 245,00 *</p>
	<p>AS812 Adapterkabel Spacelabs auf Nellcor SpO2 #700-0030-00 für 90496 - CE -, Länge: 3,05 m zur Verwendung mit NON-MAX Sensoren</p> <p><i>Adapter cable for Nellcor NON-Max probes, length: 3,05 m</i></p>	<p>Euro 265,22</p>

Adapterkabel für Masimo-Software erhalten Sie auf Anfrage.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Welch Allyn	Preis/Stück
 AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length : 90 cm</i>	Euro 71,78 bei 10 Stück Euro 62,51
 AS500EL	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 103,03
 AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00
 AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 205,00
 AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T kompatibel zum Fingersensor DS-100 NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 175,97 bei 10 Stück Euro 159,76
 AS500EGEL	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 194,49
 AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1192T, for pediatrics, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 194,49
 AS500EGNU	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 194,49

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Welch Allyn	Preis/Stück
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 218,79 bei 10 Stück Euro 159,76
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 151,00
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 157,00
	AS504E	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and 100 tapes</i>	Euro 160,92
	AS591	Klettbinden für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 150,00

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Welch Allyn	Preis/Pack.
	AS501E	<p>Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 220,72 bei 10 VE Euro 200,44</p>
	AS501M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
	AS502E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>
	AS520NE	<p>Wrap-Sensor, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 263,94 bei 10 VE Euro 229,21</p>
	AS502M	<p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	Euro 248,00
	AS503E	<p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,06</p>

**Asmuth
Art.Nr. Einmal-Sensoren
für Welch Allyn**

Preis/Pack.



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton

Euro 248,00

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

**Euro 226,90
bei 10 VE Euro 206,06**

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.




AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton

Euro 248,00

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.

SpO2-Adapterkabel für Welch Allyn


Preis/Stück



AS528M SpO2-Adapterkabel für Propaq CS und Encore Serie, Atlas - ältere Variante, wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m

Euro 95,68





Adapter cable for Propaq, #DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m







AS526E SpO2-Adapterkabel für Nellcor, #DOC-10, Länge: 3 m

Euro 122,58

Adapter cable for Nellcor, #DOC-10, length: 3 m

Asmuth Art.Nr.	NMT-Sensoren Original GE	Preis/Stück
	AS888418 Original GE NMT-MechanoSensor für Erwachsene, Leitungslänge: 30 cm, NMT-Sensorleitung erforderlich	Euro 252,00 *
	AS897439 Original GE NMT-MechanoSensor für Kinder, Leitungslänge: 30 cm, NMT-Sensorleitung erforderlich	Euro 337,00 *
	AS888414 Original GE NMT-Sensorleitung, Länge: 3,3 m, nur mit NMT-Sensoren verwenden	Euro 352,00 *
	AS888417 Original GE NMT-Regional-Block-Adapter, Leitungslänge: 50 cm nur mit NMT-Sensoren verwenden	Euro 149,00 *
	ASF45C Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, Ø 45 x 42 mm, geeignet für MRI / MRT / HKL röntgentranslucent , auf 5-er Streifen VE: 1.500 / 9.000 Stück <i>Foam-ECG-electrode, Ø 45 x 42 mm box: 1.500 / 9.000 pcs.</i>	Euro 45,44 /Tsd.


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal INDEX Sensoren	Preis/Pack.
	<p>AS186-0106MTE Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS für Erwachsene, #186-0106 VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable INDEX probes for Metronic / Covidien BIS for adult, #186-0106 box: 20 pcs.</i></p>	Euro 278,00
	<p>AS186-0200MTE Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS für Kinder, #186-0200 VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable INDEX probes for Covidien BIS, for pediatric #186-0200, box: 20 pcs.</i></p>	Euro 278,00
	<p>AS186-0107E Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC2 Kanal #186-0107</p> <p><i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC2 channel, #186-0107</i></p>	Euro 59,70 /Stück
	<p>AS186-1018E Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC4 Kanal #186-1018-AMS</p> <p><i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC4 channel, #186-1018-AMS</i></p>	Euro 59,70 /Stück
ASM1174413	<p>Original GE Entropie EasyFit Sensor #M1174413, für Erwachsene, Einmalsensor, VE: 25 Stück</p> <p>Original GE Entropie EasyFit probe #M1174413 for adult disposable probes, box: 25 pcs.</p>	Euro 348,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Datascope

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Datascope** 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem

Euro 92,10



Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt für **Datascope** 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 3,4 m

Euro 92,10



Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS12-001262-11E Patientenleitung für Datascope Passport 2, Passport 2LT, TRIO, 3- auf 5-adrig, mit Klammer, Länge: 60 cm, #12-00-1262-11

Euro 80,63

Patientenleads, 3- to 5-leads with clamps length: 60 cm



AS12-00157-02E EKG Patientenleitung, 5-adrig, mit Klammer, #0012-00-1157-02, Länge: 1,2 m

Euro 133,92

Patientlead, 5 leads, with clamps, #0012-00-1157-02, length: 1,2 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	<p>ASM1510AE</p> <p>Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul</p> <p><i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i></p>	<p>Euro 102,34</p>
	<p>ASM1530AE</p> <p>Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul</p> <p><i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i></p>	<p>Euro 144,56</p>
	<p>ASM1613AE</p> <p>3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-000847, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 3 leads with clamps</i></p>	<p>Euro 74,66</p>
	<p>ASM1633AE</p> <p>5-adrige Patientenleitung für Passport Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-00-1003-01, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads with clamps</i></p>	<p>Euro 115,59</p>

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	ASM1669AE	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i>	Euro 108,71
	▲		
	ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i>	Euro 148,46
	▲		
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung mit Clipanschluss, farbcodierte Kabel, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i>	Euro 82,67
	▲		
	ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, Länge: 1 m, farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP	Euro 137,55
	▲		
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: 1,5 m / 90 cm</i>	Euro 136,77
	▲		
	ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	Euro 176,97 *
	ASM1974AE	5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel HF-entkoppelt für OP Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m	Euro 166,95
	▲		
	AS989803174201E	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück, 90 cm	Euro 130,64 /VE
	●		
	AS989803174211E	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	Euro 176,91 /VE
	●		

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth **Monitoringkabel und Patientenleitungen für**
Art.Nr. **Datex AS/3, CS/3 und S5 Module** **Preis/Stück**


ASM1020453E EKG-Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 3-adrig, Länge: 2,75 m **Euro 120,06**

ECG-trunkcable for Multilink for Series 300, ICE, 3 leads, length: 2,75 m



ASM1020541E EKG Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 5-adrig, Länge: 2,75 m **Euro 154,35**

ECG-trunkcable for Multilink for Series 300, ICE, 5 leads, length: 2,75 m



AS545315E Patientenleitungen, 3-adrig, mit Klammer, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m **Euro 112,22**





Datex patientlead, 3 leads, with clamps, Datex-connectingsystem, length: 0,9 m



AS545316E Patientenleitung, 5-adrig, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 90 cm **Euro 173,01**

Datex patientlead, 5 leads, length: 90 cm



	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex S5 Einschübe	Preis/Stück
	AS412931-002E	Stammkabel 5-adrig, GE-Stecksystem, Länge 2,75 m <i>Trunkcable 5 leads, GE-connectingsystem, length: 2,75 m</i>	Euro 158,98
	AS412682-003E	Patientenleitung, 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, zum GE-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE-connectingsystem, length: 90 cm</i>	Euro 77,63
	AS414556-003E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE-connectingsystem 5 leads with clamps, length: 90 cm</i>	Euro 98,20
	AS414556-004E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE-connectingsystem, 5 leads with clamps, length: 1,2 m</i>	Euro 113,50

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Dräger	Preis/Stück
	AS798 5-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Dräger Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, #3368391, Länge: 2,75 m <i>5-Pod Multimedcable, #3368391, length: 2,75 m</i> Stecksystem VS-3 / VS-5	Euro 383,42
	AS798a Original Dräger NeoMed Pod für SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #5590539, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger NeoMed Pod for SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Gamma, Gamma XL, #5590539, length: 2,5 m</i>	Euro 489,00 *
	AS5592162 Original Dräger EKG-Adapterkabel zum Anschluss an das NeoMed Pod, Länge: 1,5 m <i>Original Dräger ECG-adaptercable for NeoMed Pod, length: 1,5m</i>	Euro 129,50 *
	AS790E 6-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #MS20093, Länge: 2,75 m <i>6-Pod Multimedcable, #MS20093, length: 2,75 m</i> Monolead Stecksystem Single-Pin	Euro 408,49
	AS5191221 Original Dräger MultiMed 6 Pod Multiparameterkabel für 3-, 5- oder 6-adrige EKG-Ableitung, Respiration mittels Impedanzmethode, Temperatur, SpO2, Gamma, Gamma XL, nicht für SC5000/600X, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger MultiMed 6 Pod ECG, respiration, temperature, SpO2</i> Stecksystem VS-3 / VS-5	Euro 559,00 *
AS3368425	Original Dräger HEMO Pod Verbindungskabel, nicht für SC5000/600X, Länge: 3 m <i>Original Dräger Pod connection cable, length: 3 m</i>	Euro 219,00 *

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
	<p>ASMS14555 Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2 m #MS14555 (alt), #MP05120 (neu)</p> <p><i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i></p>	Euro 190,00 *
	<p>ASMP05122 Original Dräger Monolead 5-adrig für Dräger Infinity #MS14559 (alt) #MP05122 (neu) für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2,5 m</p> <p><i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i></p>	Euro 298,00 *
	<p>ASMS16160 Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2 m</p> <p><i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i></p>	Euro 216,00 *
	<p>ASMS16161 Original Dräger Monoleadkabel 5-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2,5 m</p> <p><i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i></p>	Euro 305,00 *
	<p>ASMS14679 Original Dräger Adapter, für das Monolead 3/5 an das MultiMed 5 Pod erforderlich</p> <p><i>Original Dräger adapter from monoleadcable to MultiMed 5 Pod</i></p>	Euro 137,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
	ASMS14679E	Adapterkabel zu Dräger von Single-PIN auf EKG-Leitung an das Multimedkabel Länge: 2 m <i>Dräger extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 129,00
	ASMP03401E	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 150,50
	ASMP03403E	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 209,63
	ASMS16256E	EKG-Verlängerungskabel für Dräger, single Pin auf single Pin, für M540 #MS16256, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger, single pin on single pin, for M540 # MS16256, length: 2 m</i>	Euro 193,50
	ASMS16256VE	EKG-Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen Farbcodierung Multimed auf Single Pin, für M540, AS790E Länge: 2 m <i>ECG extension cable for 3/5 VR derivatives Color coding on Multimed Single pin, for M540, AS790E length: 2 m</i>	Euro 193,50
	ASMS16492E	EKG - Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen mit Dual-Pin, Verlängerung für Multimed, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 224,68

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)


	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel Dräger Vista	Preis/Stück
	AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt Länge: 3,4 m <i>Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m</i>	Euro 92,10
	AS70512	5-adriges Monitor-Komplettkabel <i>Monitor completecable, with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m</i>	Euro 153,88
	AS73312	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Datascope 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem <i>Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem</i>	Euro 92,10
	AS73512	5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbcodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem <i>Monitor trunkcable, 5 leads, shielded</i>	Euro 105,35
			
	AS7431S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz, (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads, (yellow, black, red)</i>	Euro 75,73
	AS7551	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 5 leads (white, green, yellow, black, red)</i>	Euro 139,07
	AS2612021	Original Dräger EKG Stammkabel für Vista 120, 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,5 m	Euro 142,00 *
	AS2612021E	EKG Stammkabel für Dräger Vista 120 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,75 m	Euro 123,63
	ASMP03401E	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MPO3401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 150,50
	ASMP03403E	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MPO3403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 209,63

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für GE

Preis/Stück

AS73324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Tramscope 12-12C, Datex S5 - neue Einschübe, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 130,03




Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS73524

5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbkodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem

Euro 155,34



Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70324

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000 ff., Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 3,4 m

Euro 130,03




Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70524

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 155,34



Monitor completecable, 5 leads



AS71324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 2,75 m

Euro 130,03



*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125


5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für GE	Preis/Stück
AS412931-002E	 <p>Stammkabel 5-adrig für GE, Länge: 2,75 m</p> <p><i>Trunkcable for GE, 5 leads, length: 2,75 m</i></p>	Euro 158,98
AS412682-003E	 <p>Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm</i></p>	Euro 77,63
AS412682-003ED	<p>Einmal-Patientenleitung kompatibel zu GE, 3-adrig auf 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück</p> <p>Disposable patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm, box: 10 pcs.</p>	Euro 396,09 /VE
AS414556-003E	 <p>Patientenleitung für GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead for GE, 5 leads with, clamps, length: 90 cm</i></p>	Euro 98,20
AS414556-003ED	<p>Einmal-Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück</p> <p>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</p>	Euro 282,60 /VE
AS414556-004E	 <p>Patientenleitung für GE, 5-adrig, Länge: 1,2 m</p> <p><i>Patientlead for GE, 5 leads, length: 1,2 m</i></p>	Euro 113,50

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10

*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m
VR-connectingsystem*



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel
Farbkodierung von links nach rechts
rt / sch / ge / gr / w, VR-Blockstecksystem

Euro 105,35

*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2 m
VR-connectingsystem*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200, Länge 3,4 m

Euro 92,10

*Monitor completecable, with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS70512

5-adriges Monitorkomplettkabel für **Mindray**
PM-7000/8000/9000 Serie, Länge 2,75 m

Euro 153,88

*Monitor completecable with clamps, 5 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
mit **DIN-Weiche**, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie,
MEC-1000, MEC-1200, Länge 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10

*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS73307

Monitor-Stammkabel steckbar, 3-adrig, geschirmt, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 2,75 m, VR-Stecksystem

Euro 115,82

Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS70307


Monitor-Komplettkabel, 3-adrig, geschirmt, mit Klammer, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 3,4 m

Euro 115,82

Monitor completecable, 3 leads, shielded, with clamps, length: 3,4 m




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patienten- leitungen für Mindray	Preis/Stück
	AS0010-30-42725 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, Länge: 60 cm <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, length: 60 cm</i>	Euro 48,00
	AS0010-30-42732 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 1 m <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 1 m</i>	Euro 96,00
	AS0010-30-42732E Patientenleitung zu Mindray, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 90 cm <i>patient cable for Mindray, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 90 cm</i>	Euro 103,20
	AS0010-30-42719 Original Mindray 3-/5-adriges Stammkabel, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>Original Mindray 3- / 5-leads master cable, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i>	Euro 72,00
	AS0010-30-42719E 3-/5-adriges Stammkabel zu Mindray, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m <i>3- / 5-leads trunkcable for Mindray, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i>	Euro 77,40
	AS0010-30-42733 Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Druckknopf, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 60 cm <i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with snap, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 60 cm</i>	Euro 48,00


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Nellcor

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500 VR-Blockstecksystem, Länge: 2 m (rt/schw/ge/gr/w)

Euro 105,35



Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2 m



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70512

5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, Länge: 2,75 m

Euro 153,88

Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, Länge: 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10



*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Nihon Kohden	Preis/Stück
-------------------	--	-------------

AS73333

Monitor-Stammkabel, 3-adrig für **Nihon Kohden**,
VR-Blocksystem, Länge: 2,75 m

Euro 147,29

*Monitor trunkcable, 3 leads, for **Nihon Kohden**,
VR/VS, length: 2,75 m*



Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



AS73330E

EKG-Stammkabel für **Nihon Kohden**
für BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, PVM2701, für Patientenleitungen
#K910, #K911, #K912, #K915, Länge: 2,75 m

Euro 137,60

*ECG-trunkcable for **Nihon Kohden** for BSM
Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, for patientleads #K910,
#K911, #K912, #K915, length: 2,75 m*



AS7431NK-E

Patientenleitung 3er Satz, geschirmt, **mit Klammer**,
für TEC-5521/5531/7621/7631/7721/7731, PVM2701,
#BR-903P, #K911, passend zu AS73330,
bei Druckknopf siehe ASBR-913P, Länge: 90 cm

Euro 75,99


*Patientleads, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 90 cm*



VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Philips

Preis/Stück


AS73307

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 115,82



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m
VR-connectingsystem*



AS70307

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 3,4 m

Euro 115,82



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70507

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 161,79

Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 3,4 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

**Asmuth
Art.Nr. Monitoringkabel und Patientenleitungen
für Philips Stecksystem**

Preis/Stück




ASM1510AE Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 3-adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem

Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem

Euro 102,34

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



ASM1530AE Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 5 adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m Philips-Stecksystem

Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem

Euro 144,56

ASM1613AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-000847, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm

Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem

Euro 74,66



ASM1613AED **Einmal**-Patientenleitung, 3-adrig mit Klammer für Philips #M1613A VE: 10 Stück

Disposable patientlead for Philips, 3 leads, with clamps, box: 10 pcs.

**Euro 203,18
/Pack.**



ASM1633AE 5-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm




Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem

Euro 115,59



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
 	ASM1669AE 3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i>	Euro 108,71
	ASM1668AE 5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i>	Euro 148,46
	ASM1949AE 10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE und ASM1978AE <i>10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem</i>	Euro 304,63
	ASM1672AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i>	Euro 82,67
	ASM1678A Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, with clamps with resistance, length: 1 m</i>	Euro 137,55

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
	ASM1978AE	5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE für ASM1949AE (10-adriges Stammkabel) <i>Patientlead, 5-leads, clamps for chest</i>	Euro 129,30
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 136,77
	ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance , length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m	Euro 176,97 *
	ASM1974AE	5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel HF-entkoppelt für OP Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m <i>Patientleads, 5 leads, with clip with resistance, lengt: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m</i>	Euro 166,95

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Philips	Preis/Stück
	AS989803170171 3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 3-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1672A, M1674A, 989803174201), Länge: 2,7 m <i>3-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 212,58 *
	AS989803170181 5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 5-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1971A, M1645A, 989803174211), Länge: 2,7 m <i>5-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 296,06 *
	AS989803174201E EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 130,64 /VE
	AS989803174211E EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 176,91 /VE
Monitoringkabel für Physio Control u. Medtronic Lifepak 12		
	AS11110-000030 3-adriges Monitorkomplettkabel mit Winkelstecker, #11110-000030, für Lifepak 12, Länge: 3,7 m <i>Monitor completecable with snap, 3 leads</i>	Euro 138,50 *


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Physio Control

Preis/Stück

AS73315

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10,
VSM2, 1440, Vingmed 5,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2,75 m*



AS70315

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8,
9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5,
Länge: 3,4 m

Euro 92,10



*Monitor completecable with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS71315

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
mit **DIN-Weiche**, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8,
9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5
Länge: 2,75 m

Euro 92,10



*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request


VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Protocol

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Protocol Propaq** 102-104-106,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2,75 m*



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
für **Protocol Propaq** 102-104-106,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m
(rt/schw/ge/gr/w)

Euro 105,35



*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2 m*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für **Protocol Propaq** 102-104-106,
Länge: 2,75 m

Euro 92,10

*Monitor completecable with clamps, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS70512

5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt,
mit Klammer, für Protocol Propaq 102-104-106,
Länge: 2,75 m

Euro 153,88

*Monitor completecable with clamps, 5 leads,
shielded, length: 2,75 m*



AS71312

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt,
mit **DIN-Weiche**, für **Protocol Propaq** 102-104-106,
Länge: 2,75 m
auch für Spacelabs #012-0346-00
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10



*Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads,
shielded, length: 2,75 m*




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Spacelabs

Preis/Stück

AS73312

3-adriges Monitor-Stammkabel,
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385
auch für Zoll M-Serie,
VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 92,10

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2,75 m*



AS73512

5-adriges Monitor-Stammkabel
Farbcodierung von links nach rechts
rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem, Länge: 2 m

Euro 105,35

*Monitor trunkcable, 5 leads, shielded,
VR-connectingsystem, length: 2 m*



AS70312

3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer,
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385,
auch für Zoll M-Serie, Länge: 2,75

Euro 92,10

*Monitor completecable, with clamps,
3 leads, shielded, length: 2,75 m*



AS70512

5-adriges Monitorkomplettkabel

Euro 92,10

*Monitor completecable, with clamps,
5 leads, shielded, length: 2,75 m*



AS71312







3-adriges Monitor-Stammkabel, mit **DIN-Weiche**
geschirmt, für **Spacelabs Scope**
90701-90303-90305-90308-90309-90385,
#012-0346-00, Länge: 2,75 m,
auch für Zoll M- und R-Serie

Euro 92,10

*Monitor trunkcable with **DIN-switch**,
3 leads, shielded, length: 2,75 m*



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Satz
AS7431G	 <p>Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i></p>	Euro 75,73
AS7431S	 <p>Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i></p>	Euro 75,73
AS7431G/S	 <p>Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot) #3375230</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red) #3375230</i></p>	Euro 95,59
AS7431G/SED	 <p>Einmal-Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot), #3375230 VE: 10 Stück</p> <p><i>Disposable Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red), #3375230, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 203,18 /VE
AS7531G	 <p>Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i></p>	Euro 88,85
AS7531S	 <p>Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot)</p> <p><i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i></p>	Euro 88,85

Asmuth **Patientenleitungen passend zum**
Art.Nr. **VR-Blocksystem** **Preis/Satz**

AS7531G/S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 100 cm, 3-adrig auf 5-adrig
für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 100 cm, 3 leads to 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed** (yellow, green, red)*



AS7451S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 60 cm, 5er Satz
mit Markierung für **Siemens MultiMed**
(gelb, grün, rot, weiß, schwarz)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 60 cm, 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red, white, black)*



AS7551 Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 90 cm, 5er Satz
(weiß, grün, gelb, schwarz, rot)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads
(white, green, yellow, black, red)*



AS7551S Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt,
Länge: 90 cm, 5er Satz
mit Markierung für **Siemens MultiMed**
(gelb, grün, rot, weiß, schwarz)



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red, white, black)*



Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent	Preis/Stück
AS123	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 28,17
AS128	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 37,31
AS124	Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 39,01
AS125	Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 31,56
AS126	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm	Euro 32,44
AS129	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 180 cm	Euro 37,31



Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen röntgentranslucent GE Multilink

Preis/Satz



AS403751-025 Multilink Elektrodenleitungen
5-er Satz mit Klammern,
röntgendurchlässig, Grabber,
IEC, Länge: 1,5 m
#403751-025
passend zu GE Stammkabel #2090200-052
Philips auf Multilink

Euro 158,36 *

*Multilink electrode leads, 5-leads,
radiolucent, grabber, IEC, length: 1,5 m
403751-025
suitable for GE trunk cable # 2090200-052
Philips to Multilink*

Patientenleitungen röntgentranslucent zu Philips

Preis/Stück



AS123

Carbonleitung, mit Klammer
auf DIN-Stecker, **röntgentranslucent**
Länge: **90 cm**, **#M1649A**
Es werden 5 Stück benötigt, ohne Codierringe

Euro 28,17

*Carbon lead, with clamps,
for DIN-plug, radiolucent,
length: 90 cm
5 pieces are required, without coding rings*

Patientenleitungen für Datex Stecksysteme

Preis/Satz



AS545315E Patientenleitung, 3-adrig,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 112,22

*Datex patientlead, 3 leads
with clamps, length: 0,9 m*






AS545316E Patientenleitung, 5-adrig,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 173,01





*Datex patientlead, 5 leads,
with clamps, length: 0,9 m*

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Satz
ASM1613AE 	3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-000847, Philips-Stecksystem Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90cm</i>	Euro 74,66
ASM1633AE 	5-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90 cm</i>	Euro 115,59
ASM1971AE 	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 136,77
ASM1672AE 	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i>	Euro 82,67

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Satz
	ASM1678A Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß, farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, with clamps with resistance, length: 1 m</i>	Euro 137,55
▲		
	ASM1974A Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	Euro 176,97 *
	ASM1974AE 5-adriges Elektrodenkabel mit Klammer, farbkodierte Kabel HF-entkoppelt für OP Länge: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m <i>Patientleads, 5 leads, with clip with resistance, length: 3 x 90 cm, 2 x 1,5 m</i>	Euro 166,95
▲		
	AS989803174201E EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm</i>	Euro 130,64 /Pack.
	AS989803174211E EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm</i>	Euro 176,91 /Pack.
<p>● *Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten</p>		

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für GE	Preis/Satz
	AS412682-003E Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm <i>Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm</i>	Euro 77,63
	AS412682-003ED Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 3-adrig auf 5-adrig mit Klammer, VE: 10 Stück, Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, box: 10 pcs., length: 90 cm</i>	Euro 396,09 /Pack.
	AS414556-003E Patientenleitung für GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE, 5 leads with clamps, length: 90 cm</i>	Euro 98,20
	AS414556-003ED Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 282,60 /Pack.
	AS414556-004E Patientenleitung zu GE 5-adrig, Länge: 120 cm <i>Patientlead for GE 5 leads, length: 120 cm</i>	Euro 113,50
Patientenleitungen für Nihon Kohden		
	AS7431NK-E Patientenleitungen 3er Satz, geschirmt, mit Klammer für TEC-5521 / 5531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731, Länge: 80 cm, #BR-903P K911, passend zu AS73330 bei Druckknopf siehe ASBR-913P <i>Patientlead, 3 leads, shielded, with clamps, for Nihon Kohden, length: 80 cm</i>	Euro 75,99

Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für Siemens

Preis/Satz

AS6627504ED

Einmal-Brustwandleitung zu Siemens Axiom Sensis EKG Stammkabel IEC1, 5-adrig **röntgentranslucent**, #6627504
Länge: 90 cm, VE: 10 Stück

Euro 192,43
/Pack.

Disposable patientlead for Siemens, 5 leads, radiolucent, length: 90 cm, box: 10 pcs.

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

AS6644590

Original Siemens EKG-Patientenkabel, für Siemens Axiom Artis/Sensis 5-adrig, #6644590, Länge: 1m

Euro 357,31 *

Original Siemens patientlead for Axiom Artis/Sensis 5-leads, #6644590 length: 1 m

Universaladapter zum Anschluss
an Katheter

ASCertodyn


Original Braun Certodyn Universaladapter zum Anschluss einer EKG-Patientenleitung zur Durchführung einer interatrialen EKG-Ableitung

Euro 209,00 *
/Stück


Original Braun Certodyn Universaladapter for the connection of an ECG-patientlead for the implementation of an interatrial ECG-lead



MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)



LANGZEIT - EKG



Langzeit-EKG,
Telemetrie-
taschen



	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel	Preis/Stück
	AS77073	Komplettkabel für Customed 3. Generation, Custoflash 200, 5-adrig, mit Druckknopf <i>Holtercable (complete) for Customed, 5 leads, with snap, 3rd Generation, Custoflash 200</i>	Euro 129,00
	AS2014606-040	Original GE Langzeit-EKG-Komplettkabel, 5-adrig, für Getemed (GE) CM3000 , mit Druckknopf, Farbcodierung: rot, grün, schwarz, weiss, braun, Länge: 1,8 m <i>Holtercable, 5 leads, for CM 3000, with snap, colour marking: red, green, black, white, brown, length: 1,8 m</i>	Euro 221,45 *
	AS2014606-070	Original GE Langzeit-EKG-Komplettkabel, 5-adrig, für Getemed (GE) CM3000 , mit Druckknopf, Farbcodierung: rot, grün, schwarz, weiss, braun, Länge: 80 cm <i>Original GE holtercable, 5 leads, for CM3000, with snap, colour marking: red, green, black, white, brown, length: 80 cm</i>	Euro 220,38 *
	AS77189	Original GE Langzeitkomplettkabel 5-polig für CM 4000 Länge: 0,8 m #2054933-131 (alt) #2105803-003 <i>Original GE holtecable, 5 leads for CM4000, length: 0,8 m</i>	Euro 511,00 *
	AS77190	Original GE Patientenleitung 5-polig CM 4000 , Länge: 0,8 m, AHA #2105803-004 <i>Original GE holtecable, 5 leads for CM4000, AHA, length: 0,8 m</i>	Euro 212,00 *
	AS51801	Original Reynolds/Del Mar Langzeit- Komplettkabel, 3-adrig, für Lifecard CF lang mit Trageclip <i>Original Reynolds holtercable (complete), 3 leads, with snap, long version with clip</i>	Euro 113,60 *







*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel	Preis/Stück
	AS51800	Original Reynolds/Del Mar Langzeit-Komplettkabel, 3-adrig für Lifecard CF <i>kurz ohne Trageclip</i> <i>Original Reynolds holtercable (complete), 3 leads, with snap, short version without clip</i>	Euro 106,60 *
	AS77089	EKG-Komplettkabel für Langzeit, 5-adrig, zu Medset Telesmart H2-5, mit Druckknopf, Länge: 75 cm <i>Holtercable (complete), 5 leads, for Medset Telesmart, H2-5, with snap, length: 75 cm</i>	Euro 159,00 *
	AS77080	Original Schiller Langzeit-EKG-Kabel, 4-adrig zu MT-101 <i>Original Schiller holtercable (complete), 4 leads, with snap, for MT-101</i>	Euro 169,00 *
	AS516002	Original Schiller Langzeitkabel Medilog / Oxford, 5-adrig, mit Druckknopf, AR-4/AR-12, #516002, #051K009, Farbe: weiß <i>Original Schiller holtercable (complete), 5 leads, with snap, colour: white</i>	Euro 269,50 *
	AS516178	Original Schiller Patientenkabel für FD-5+, AR-4+, AR-12+, 5-adrig mit Druckknopf <i>Original Schiller patient cable for FD-5 +, AR-4 +, AR-12 +, 5-leads with snap</i>	Euro 330,50 *

Langzeit-EKG,
Telemetrie-
taschen

	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel / steckbare Rekorderkabel	Preis/Stück
	AS77088	EKG-Langzeitkabel, 7-adrig, für Holter DMS300-3A, #P.-K.300-2,3A 7P.100 mit HDMI-Anschluss <i>Holtercable, 7 leads, HDMI</i>	Euro 159,00 *
	ASM1672A	Original 3-adrige Patientenleitung mit Klammer, ohne Duschschutz Länge: 1 m ersetzt Nr. 989803151981 <i>Original 3-wire patientlead with clamp,length: 1 m</i>	Euro 82,36 *
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i>	Euro 82,67
▲			
	ASM1971A	Original Philips Telemetrie-EKG-Kabel, 5-adrig, mit Clip ersetzt Nr. 989803152061 <i>Original Philips 5 leads ECG-cable for telemetry with clip and shower protection</i>	Euro 141,35 *
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 136,77
▲			
	AS77185	Langzeitkabel steckbar für Getemed (GE) CM3000 , 5-adrig, Länge: 120 cm <i>Holter trunkcable, 5 leads, for Getemed (GE) CM3000,length: 120 cm</i>	Euro 161,95 *
			

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Telemetrietaschen	Preis/Pack.
	AS989803211031	Original Philips Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Fenster und Klettverschluss, wasserfest, Farbe: weiß, 15,5 x 22 cm , VE: 200 Stück (vorher #989803140371) für alle gängigen Rekorder <i>Disposable telemetry pouches, box: 200 pcs.</i>	Euro 478,59 *
	AS240240	Original Schiller Einmal- Tragetaschen zu Langzeit-Rekorder, 16,5 x 12 cm #2.156086, VE: 50 Stück <i>Disposable telemetry pouches, box: 50 pcs.</i>	Euro 47,00 *
	ASTele-1	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 8 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder <i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>	Euro 533,44
	ASTele-2	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 15 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder <i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>	Euro 533,44
	ASTele-3	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 20 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder <i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>	Euro 533,44
	ASTele-4	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 25 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder <i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>	Euro 533,44

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Langzeit-Adapterleitungen

Preis/Satz

AS7831/90

Langzeit-Adapterleitungen, Druckknopf auf DIN-Sicherheitsstecker, **Länge: 90 cm** für Reynolds Lifecard, 3er Satz (rot, grün, gelb)

Euro 24,84



Patientleads, snap to DIN-plug for Reynolds Lifecard, length: 90 cm, 3 leads (red, green, yellow)



AS78515/60

Langzeit-Adapterleitungen, Druckknopf auf DIN-Sicherheitsstecker, **Länge: 60 cm**, 5er Satz (grün, weiss, rot, schwarz, braun)

Euro 31,51



Patientleads, snap to DIN-plug, length: 60 cm, 5 leads (white, green, red, black, brown)



AS78715/60

Langzeit-Adapterleitungen Druckknopf auf DIN-Sicherheitsstecker, **Länge: 60 cm**, 7er Satz (grün, weiss, rot, schwarz, braun, blau, orange)

Euro 41,73



Patientleads, snap to DIN-plug, length: 60 cm, 7 leads, (green, white, red, black, brown, blue, orange)



Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Adapterleitungen	Preis/Satz
AS78315K	<p>Adapterleitungen, 3er Satz, Klammer auf DIN-Sicherheitsstecker, Farbcodierung: rot, gelb, grün, Länge: 60 cm</p> <p><i>Patientleads, clamps to DIN-plug, 3 leads (red, yellow, green), length: 60 cm</i></p>	Euro 37,41




Langzeit-EKG, Telemetrie-taschen


Adapterleitungen mit Druckknopf		Preis/Stück
<i>Patientleads with snap</i>		
<p>AS78715/we AS78715/gr AS78715/br AS78715/rt AS78715/schw AS78715/bl AS78715/ge</p>	<p>Länge: 60 cm weiße Ableitung grüne Ableitung braune Ableitung rote Ableitung schwarze Ableitung blaue Ableitung gelbe Ableitung</p>	<p>length: 60 cm white green brown red black blue yellow</p> <p>Euro 6,63</p>



LANGZEIT - EKG



DIAGNOSE - EKG



Diagnose-
EKG



Asmuth Art.Nr.	Diagnose-EKG-Komplettkabel	Preis/Stück
AS72001	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Bosch 603D/603ER/603S/606, Burdick E350, Deigo Cardiomed 3, Hellige Cardiosmart EK36, EK41, EK43, EK53, EK56, EK403, EK413, EK512, EK512P, EK512E, Siemens Miracard 1 - 3, Mingocard 3/4/7, Mingophon 3/7, Mingograf 4/62/81/82/310/410/420/710/720, Cardirex 3T/6T/62, Cardiosat 3T/701/703, Cardina C, Sireg, Sirecard 803, Mingolog 7, Mingodoc, Sicard 440, mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable with nonchangeable leads and with 4 mm banana plug</i></p>	Euro 147,29
AS72012	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Philips Pagewriter, #M3703C, Amedtec, mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable with nonchangeable leads and with 4 mm banana plug</i></p>	Euro 208,08
AS72014K	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Bosch 501A, 501NV, 503, 503B, 503D, 503NV, 503V, 506, Nihon Kohden Cardiofax-Q, Cardiofax-3, Cardiofax-6354, Fukada-Denshi FCP2201, Alpha 500, Alpha 600, Fukuda M-E Cardisuny a 6600A/AX, a1000, Schwarzer VS6, Cambridge VS6, SC1000, Cardioline E1, E1R, E3, Delta 1/3/300/360, Cardionics alle Modelle, mit Klammer, verschweißt, Defi-Schutz, 4,7 kΩ</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable with nonchangeable leads and with clamps, 4,7 kΩ</i></p>	Euro 189,38
AS72006	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Schiller AT1, AT2, AT4, AT-102, Esote Biomedica P80 mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt lange Feststellschrauben</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable, with nonchangeable leads and with 4 mm banana plug, long set screws</i></p>	Euro 143,00

Diagnose-EKG-Komplettkabel auch mit Druckknopf erhältlich

Asmuth **Diagnose-EKG-Komplettkabel** **Preis/Stück**
Art.Nr.



AS72015 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 147,29**
Del Mar 910, 920, 930, 940, 942, 950
960, 970, 980,
Schiller CS6, AT1 - AT6, AT10, AT60, AT-102,
AT-104, CS200,
mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt
kurze Feststellschrauben


*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with 4 mm banana plug***



AS72015K 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 231,46**
Schiller CS6, AT1 - AT6, AT10,
AT60, AT-102, AT-104, CS-200, **10 k Ω**
mit Klammer, verschweißt

*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangable leads and **with clamps 10k Ω***

Diagnose-
EKG



AS72016 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 208,08**
Marquette Hellige MAC 1200,
Microsmart, **10 k Ω**
4 mm Bananenstecker, verschweißt

*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with 4 mm banana plug, 10 k Ω***





AS72016K Diagnose-EKG-Kabel, 10-adrig für **Euro 208,08**
Marquette Hellige MAC 1200,
Microsmart,
mit Klammer, verschweißt


*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with clamps***







Diagnose-EKG-Komplettkabel auch mit Druckknopf erhältlich

Asmuth Art.Nr.	Carbonleitung, röntgentranslucent	Preis/Stück
AS126	<p>Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent, Länge: 90 cm</p> <p><i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana jack, for 10 leads diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 90 cm</i></p>	Euro 32,44
		
AS129	<p>Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent, Länge: 180 cm</p> <p><i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 180 cm</i></p>	Euro 37,31
		

Diagnose-EKG-Kabel Philips

ASM1949AE	<p>10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE und ASM1978AE</p> <p><i>10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem</i></p>	Euro 304,63
		

Asmuth Art.Nr.	Diagnose-EKG-Kabel für GE / Hellige	Preis/Stück
	<p>AS22341808E Patienten-Stammkabel für GE Hellige IEC, 10-polig für MAC500, MAC1200, MAC1600, MAC3500, Länge: 2,2 m</p> <p><i>Trunkcable, 10 leads, for MAC500, MAC1200, MAC1600, MAC3500, length: 2,2 m</i></p>	Euro 126,25
	<p>AS38401817E 10er Satz Elektrodenleitungen (2 Blöcke à 5), 4 mm Bananenstecker, für Cardiosmart und MAC, Länge: 70 bzw. 130 cm (Extremitäten) #38401816</p> <p><i>Set electrode leads, 10 pcs. 4 mm banana plug for Mac 1200 / Cardosmart length: 70 cm, 130 cm</i></p>	Euro 173,01
	<p>AS38401871E Satz Elektrodenleitungen mit Klammern für MAC500 / MAC1200 Cardiosmart Länge: 70 cm bzw. 1,3 m (Extremitäten) 10er Satz (2 Blöcke à 5)</p> <p><i>Set electrode leads, 10 pcs. with clamps for MAC 500 / MAC 1200 Cardiosmart length: 70 cm, 1,3 m</i></p>	Euro 105,21
	<p>AS2020559-005E Einzelleitung C1 rot MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-006E Einzelleitung C2 gelb MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-007E Einzelleitung C3 grün MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-008E Einzelleitung C4 braun MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-009E Einzelleitung C5 schwarz MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-010E Einzelleitung C6 pink MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-001E Einzelleitung R rot MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-002E Einzelleitung L gelb MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-003E Einzelleitung F grün MAC500 / 1200, Euro 22,92 AS2020559-004E Einzelleitung N schwarz MAC500 / 1200, Euro 22,92</p> <p>Länge: Extremitäten: 1,1 m, Brustwand: 0,7 m <i>Single lead for MAC500 / 1200 with bananaplug</i></p>	
	<p>AS22341801E Stammkabel IEC, 10-polig für Cardiosys / Cardiosoft / Cardiosmart, Länge: 2,5 m</p> <p><i>Trunkcable IEC, 10 leads for Cardiosys / Cardiosoft / Cardiosmart, length: 2,5 m</i></p>	Euro 123,92

Diagnose-
EKG

Asmuth Art.Nr.	Original GE / Hellige EKG-Leitungen und -Zubehör	Preis/Stück
-------------------	---	-------------

AS2001925-005E	Elektrodenleitung CAM/Universal, MAC1600, Länge: 66 cm	Euro 30,94
----------------	---	------------



AS2001925-003E	Elektrodenleitung CAM/Universal, MAC1600, Länge: 100 cm	Euro 30,94
----------------	--	------------



AS2001925-004E	Elektrodenleitung CAM/Universal, MAC1600, Länge: 120 cm	Euro 30,94
----------------	--	------------



EKG-Zubehör Case 8000, MAC 5000 / 5000ST


Preis/VE

AS900178-103E	Satz Elektrodenklammern für Universal Leitungen, VE: 10 Stück	Euro 129,52
---------------	--	-------------




AS900178-101E	Satz 4 mm Bananenstecker für Universal Leitungen, VE: 10 Stück	Euro 77,36
---------------	---	------------





	Asmuth Art.Nr.	Original GE Zubehör für Kiss Sauganlagen			Preis/Stück
	AS30344365	Elektrodenleitung	rot	Kiss C1	Euro 59,12 *
	AS30344366	Elektrodenleitung	gelb	Kiss C2	
	AS30344367	Elektrodenleitung	grün	Kiss C3	
	AS30344368	Elektrodenleitung	braun	Kiss C4	
	AS30344369	Elektrodenleitung	schwarz	Kiss C5	
	AS30344370	Elektrodenleitung	pink	Kiss C6	
	AS30344371	Elektrodenleitung	grün	Kiss F	
	AS30344372	Elektrodenleitung	gelb	Kiss L	
	AS30344373	Elektrodenleitung	rot	Kiss R	
	AS30344374	Elektrodenleitung	schwarz	Kiss N	

Diagnose-
EKG

Electrode leads for Kiss

	AS38401590	Elektrodenleitung für Kiss, 10er Satz #38401590			Euro 554,27 * /Satz
				<i>10 electrode leads set for Kiss</i>	

	AS30344421	Klammeradapter zu Kiss			Euro 11,10 *
				<i>Clamp-adapters for Kiss</i>	

	AS93204775	Filterscheiben für Kiss VE: 100 Stück			Euro 19,00 * /Pack.
				<i>Plates for Kiss</i>	

	Asmuth Art.Nr.	GE Zubehör für Kiss Sauganlagen	Preis/Stück
	AS21732801	Original EKG-Saugdom für Kiss <i>Original Electrode for Kiss</i>	Euro 22,70 *
	AS21732801E	EKG-Saugdom für Kiss VE: 10 Stück <i>Electrode for Kiss box: 10 pcs.</i>	Euro 22,70
	AS30344453	Original Verteilerblock für KISS inkl. Stammkabel (inkl. Regler) für EK36/53/56/512/413/403 Cardiosmart	Euro 508,43 *
	AS22341410	Original Stammkabel 10-adrig für KISS 10, Länge: 2,5 m für MAC400/500/800/1200/ 3500/2000	Euro 157,59 *
	AS30344460	Original Verteilerblock für KISS (ohne Leitungen, inkl. Regler) für MAC400/500/800/1200/ 3500/2000	Euro 404,92 *
	AS30344364	Original Regler-Einheit für Kiss-Anlage <i>Original</i> Controller unit for Kiss	Euro 142,31 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Saugelektroden und -Leitungen für Ohlenschläger	Preis/Stück
	AS01/93	Elektrodenleitung steckbar (Chinchstecker), Ohlenschläger, 1,2 m lang (Model 1993 - 1998), komplett mit Elektrode für Vacuboy und Cardiovac, Vacucar, Vacucar mobil C1 - C6 1,1 m, R, L, F, N 1,2 m (bitte bei Best. angeben: z. B. AS01/93-C4) passend auch für #685228-37(C1 - C6; R, L, F, N)	Euro 74,00
	AS01/93-10	Elektrodenleitung steckbar (Chinchstecker), 10er Satz , 1,2 m lang (Model 1993 - 1998), komplett mit Elektrode für Vacuboy und Cardiovac, Vacucar, Vacucar mobil C1 - C6 1,1 m, R, L, F, N 1,2 m <i>Electrode leads, chinch connector with electrode, 10 leads set, length: 1,2 m</i>	Euro 740,00 /Satz
	AS01/98	Elektrodenleitung steckbar (Kunststoffstecker), Ohlenschläger, 1,2 m lang (Model ab 1998), komplett mit Elektrode für Vacuboy und Cardiovac, Vacucar, Vacucar mobil C1 - C6 1,1 m, R, L, F, N 1,2 m (bitte bei Best. angeben: z. B. AS01/98-F) <i>Electrode lead, plastic connector with electrode, length: 1,2m</i>	Euro 74,00
	AS01/98-10	Elektrodenleitung steckbar (Kunststoffstecker), 10er Satz 1,2 m lang (Model ab 1998), komplett mit Elektrode für Vacuboy und Cardiovac, Vacucar, Vacucar mobil C1 - C6 1,1 m, R, L, F, N 1,2 m <i>Electrode leads, plastic connector with electrode, 10 leads set, length: 1,2 m</i>	Euro 740,00 /Satz
	AS14/93	Saugelektrode (steckbar), Ohlenschläger C1 - C6, R, L, F, N (bitte bei Bestellung die Ableitung angeben: z. B. AS14/93-C2) <i>Suction electrode</i>	Euro 37,00





Diagnose-
EKG

	Asmuth Art.Nr.	Saugelektroden Schiller	Preis/Stück
	ASDT-100	Saugleitung für Cardio Direct 12s, DT100, DT100plus, DT100PC, #685239, Länge: 1 m <i>Electrode lead for Cardio Direct 12s, length: 1 m</i>	Euro 58,50
	ASDT-130	Saugleitung für Cardio Direct 12s, DT100, DT100plus, DT100PC #685240, Länge: 1,3 m <i>Electrode lead for Cardio Direct 12s, length: 1,3 m</i>	Euro 65,40
	AS4000-001	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1 m, inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 1 m</i>	Euro 600,00 /Satz
	AS4000-002	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1 m, uncodiert <i>Electrode leads, length: 1 m</i>	Euro 585,00 /Satz
	AS4000-003	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1,3 m, inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 1,3 m</i>	Euro 670,00 /Satz
	AS4000-004	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1,3 m, uncodiert <i>Electrode leads, length: 1,3 m</i>	Euro 654,00 /Satz
	AS4000-005	Elektrodensatz, Ag/Ag/CL, 6 x Brustwand (C1 - C6) in 1 m 4 x Extremitäten (R, L, F, N) in 1,3 m inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 6 x 1 m, 4 x 1,3 m</i>	Euro 628,00 /Satz
	AS685241	Codierscheibensatz für Saugleitungen ASDT-100 und ASDT-130, VE: 10 Stück <i>Encode plates for electrode leads ASDT-100 and ASDT-130</i>	Euro 9,95 /VE
	AS212119	Saugleitungs-Halter zu ASDT-100 <i>Suction line-holder for ASDT-100</i>	Euro 37,00
	AS688098	Kabel-Abstandshalter <i>Cable spacer</i>	Euro 21,20

Asmuth Art.Nr.	Leitungen mit Druckknopf	Preis/Stück
AS4000-101	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C1 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-102	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C2 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-103	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C3 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-104	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C4 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-105	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C5 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-106	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C6 Länge: 1,2 m	Euro 58,00
AS4000-107	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung F Länge: 1,4 m	Euro 64,00
AS4000-108	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung N Länge: 1,4 m	Euro 64,00
AS4000-109	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung L Länge: 1,4 m	Euro 64,00
AS4000-110	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung R Länge: 1,4 m	Euro 64,00
AS4000-100	10er Satz Leitungen mit Druckknopf für Klebeelektroden, mit Codierung C1 - C6 1,2 m, R,L,F,N 1,4 m	Euro 604,00 /Satz



Diagnose-
EKG

	Asmuth Art.Nr.	Zubehör Decapus Sauganlage Quickels	Preis/Stück
	ASQN500M	Filterelektroden Quickels VE: 128 Stück	Euro 78,00 /Pack.
	ASQN410	Signalkabel, Länge: 1 m	Euro 125,00
	ASQN420	Signalkabel, Länge: 1,2 m	Euro 128,00
	ASQN440	Signalkabel, Länge: 1,4 m	Euro 154,00
* Abbildung ähnlich			
	ASQN509	Signalmodule, VE: 10 Stück	Euro 218,00 /Pack.
	ASQN510	Signalmodul zu Quickels Sauganlage ohne Codierungsring und Label	Euro 30,00
	ASQN511	Codierung für Quickels Sauganlage zum Codieren der Leitungen	Euro 16,50 /Pack.
	ASQN512	Aufkleber für Quickels Signalmodul VE: 10 Stück	Euro 30,00 /Pack.

das entsprechende 10-adrige Diagnose-EKG-Kabel finden Sie auf Seite 136

Asmuth
Art.Nr.

Originalzubehör für Philips
z.B. TC-50, TC-30

Preis/Stück

AS989803151641

Kompletter Satz Elektrodenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, IEC-Farbkodierung: 2 Armkabel (1m), 2 Beinkabel (1,04m) und 2 1-in-3-Trident-Kabel (70cm), 2 Kabelrechen 2,54 DIA, 10 Adapter für Bananenstecker, 2 Trident Mittelstück-Etiketten (C1-C3, C4-C6), 4 farbcodierte Clips, 14 farbcodierte Ringe, 6 weiße Basisringe

Euro 250,43 *



AS989803151661

Kompletter Satz **langer** Elektrodenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, IEC-Farbkodierung: 2 lange Armkabel (1,37m), 2 lange Beinkabel (1,42m), 2 lange 1-in-3-Trident-Kabel (1,07m), 2 Kabelrechen, 2,54 DIA, 10 Adapter für Bananenstecker, 2 Trident Mittelstück-Etiketten (C1-C3, C4-C6), 4 farbcodierte Clips, 14 farbcodierte Ringe, 6 weiße Basisringe

Euro 282,70 *



AS989803151671

Satz Brustwandkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: ein 1-in-3-(Trident)-Kabel (70cm), 12*2 farbcodierte Ringe, 3 braune Basisringe, 3 weiße Basisringe (AAMI und IEC), 3 Adapter für Bananenstecker, 4 Trident Mittelstück-Etiketten zur Elektrodenplatzierung (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6)

Euro 52,09 *



AS989803151691

Satz **langer** Brustwandkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: ein langes 1-in-3-(Trident)-Kabel (1,07m), 13*2 farbcodierte Ringe, 3 braune Basisringe, 3 weiße Basisringe (AAMI und IEC), 3 Adapter für Bananenstecker, 1 Kabelrechen 2,54 DIA, 4 Trident Trident Mittelstück-Etiketten zur Elektrodenplatzierung (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6)

Euro 85,70 *



AS989803151711

Satz Extremitätenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: 2 Armkabel (99cm), 2 Beinkabel (1,04m), 5*2 farbcodierte Ringe und 13*2 farbcodierte Clips für AAMI und IEC, 4 Adapter für Bananenstecker

Euro 62,33 *




bei allen Varianten ist es zwingend notwendig, dass der Kunde den Verteilerblock angeschlossen hat

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Original Zubehör Siemens	Preis/Stück
AS6644533	<p>Original Siemens EKG Stammkabel IEC1 Kabel-System 2000 10 Leitungen mit 14 pol. Redel-Stecker, Länge: 3,8 m für Axiom Artis dFC, #6644533</p> <p><i>Original ECG trunk cable IEC1 Cable system 2000 10 leads with 14 pol. Redel plug, length: 3,8 m for Axiom Artis dFC, # 6644533</i></p>	Euro 1.020,77 *
AS6644590	<p>Original Siemens EKG-Patientenkabel 5-adrig für Siemens Axiom Artis/Sensis Länge: 1 m ersetzt AS6623792</p> <p><i>Original ECG patient cable 5-leads for Siemens Axiom Artis / Sensis Length: 1 m replaces AS6623792</i></p>	Euro 357,31 *
AS6627504ED	<p>Einmal-Brustwandleitung zu Siemens Axiom Sensis EKG Stammkabel IEC1, 5-adrig röntgentranslucent, #6627504 Länge: 90 cm, VE: 10 Stück</p> <p><i>Disposable chest wall duct too Siemens Axiom Sensis ECG Master cable IEC1, 5-wire X-ray translucent, # 6627504 Length: 90 cm, VE: 10 pieces</i></p>	Euro 192,43 /Pack.
	▲	
AS6644558	<p>Original Siemens Brustwand- leitungen mit Klammer 5-er Satz IEC1 Länge: 0,7 m</p> <p><i>Original Siemens chest wall leads with clamp 5-leads IEC1 length: 0,7 meters</i></p>	Euro 315,30 *



TEMPERATURÜBERWACHUNG



Temperatur-
überwachung



Temperatursonden - latexfrei

Zentrale Temperatur (Rektal/Oesophageal):

Typ D-RA4 für Erwachsene, Ø 4 mm
 Typ D-RB3 für Kinder, Ø 3 mm
 Typ D-RB2 für Kleinstkinder, Ø 2 mm



Hauttemperatursonde:

für Erwachsene und Kinder
 Typ S-06, Ø 6 mm
 Typ S-10, Ø 10 mm
 Typ S-16, Ø 16 mm



Steckertypen

Typ „A“, **autoklavierbar**,
 Klinckenstecker Ø 6,3 mm, Länge: 2,75 m






Typ „HP“, **autoklavierbar**,
 Stecker rund 2-polig für HP, Länge: 2,75 m



Typ „SA“, **autoklavierbar**,
 Stecker rund für Siemens MultiMed
 (Serie 6000) und Dräger Infinity, M540, Länge: 2,75 m



Steckertyp	Asmuth Art.-Nr.	Siemens	Dräger	GE	Philips / HP	Preis/Stück
	„A“ ASD-RA4A		#5201327	#21729402, #21729403		● Euro 106,12
	ASD-RB3A		#5201343	#21730002, #21730003		● Euro 139,09
	ASD-RB2A			#21733501		● Euro 187,74
	ASD-S06A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 172,28
	ASD-S10A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 173,18
	ASD-S16A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 176,54
	„HP“ ASD-RA4HP				#HP21075A	● Euro 111,73
	ASD-RB3HP				#HP21076A	● Euro 145,15
	ASD-RB2HP					● Euro 202,11
	ASD-S06HP				#HP21078A	● Euro 194,93
	ASD-S10HP				#HP21078A	● Euro 198,96
	ASD-S16HP				#HP21078A	● Euro 202,33
	„SA“ ASD-RA4SA	#4329889	#4329889 1,5m #5204644 3,0m			● Euro 158,60
	ASD-RB3SA	#4329848	#4329848 1,5m #5204651 3,0m			● Euro 181,02
	ASD-RB2SA					● Euro 210,18
	ASD-S06SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S10SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S16SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56

Asmuth
Art.Nr.

Temperatursonden, PiCCO
Philips

Preis/Stück

AS6600-0875-700

Original GE Ohmeda Giraffe
Temperatursonde
Hautoberfläche, Ø 8 mm

Euro 76,01 *









*Original GE temperaturprobe for
Ohmeda Giraffe, skin, Ø 8 mm*

Temperatur-
überwachung

Asmuth Art.Nr.	Verlängerungskabel für Temperatursonden	Preis/Stück
	ASXSA15D Original Dräger Adapter für Temperaturmessung für SC9000 / SC6000 / SC5000, Anschluss für Multimed AS798 #5198333 Original Dräger Adapter for Siemens / Dräger SC9000 / SC6000 / SC5000, #5198333	Euro 126,00 *
	AS402015-004E Dual Temperatur Adapterkabel, zum Anschluss von 2 Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker Länge: 20 cm, GE #2016998-001	Euro 310,98
	AS2021700-001E Temperaturanschlusskabel zu GE für 1 Temperatursonde mit 6,3 mm Klinkenstecker #2104178-001	Euro 139,75
	ASXMR03D Adapterkabel für Mindray T5 / T8, IPM8, DPM6/7, für Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker	Euro 76,03
	ASM21082AE Anschlusskabel für Temperaturlaufnehmer zu Philips M21090A mit HP-/Philipsstecker Länge: 3 m	Euro 57,47

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Temperaturmesskabel	Preis/Stück
	ASME90148	Temperaturmesskabel mit 6,3 mm Klinenstecker , für Datex und Spacelabs, #165641, #700-4000-00, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 3 m	Euro 63,14
	ASME90048	Temperaturmesskabel mit 6,3 mm Klinenstecker , für Datex, Dräger und Spacelabs #700-4000-00, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 4,8 m	Euro 71,02
	ASME90042	Temperaturmesskabel mit 2-poligem HP Stecker , 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME90043	Temperaturmesskabel mit Anschluss für GE, #2021701-001, #2104179-001, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 65,75
	ASME90045	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Spacelabs Solar, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 65,75
	ASME90049	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Dräger / Siemens (Multimed), 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME90050	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Mindray, 2 Stifte in Buchse , #040-001235-00 Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME80048E	Temperaturmesskabel mit abgewinkelt 6,3 mm Klinenstecker für Siemens, Hellige, Dräger, Datex, #179312, #TFX-81-101400-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00
	ASME80042E	Temperaturmesskabel mit 2-poligem HP-Stecker #179314, # TFX-81-1010HP-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00
	ASME80049E	Temperaturmesskabel für Siemens SC6000 bis SC9000, #179313, # TFX-81-1010SM-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00

Temperatur-
überwachung

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Temperatursonden Disposable temperaturprobes	Preis/VE
ASM21090AE-1	Einmal-Temperatursonden , Ø 4 mm, für Erwachsene zu Philips #21090A, VE: 20 Stück für Adapterkabel ASM21082A <i>Disposable temperaturprobe for Philips #21090A, box: 20 pcs. adaptercable ASM21082A needed</i>	Euro 221,32
		
ASD-TMQ-25	Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für GE 400er Serie, Dräger/Siemens, Kabellänge: 75 cm, VE: 25 Stück (zu verwenden mit ASME90...) <i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 25 pcs.</i>	Euro 530,71
		
ASD-THP-1	Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für Philips, Kabellänge: 75 cm , VE: 20 Stück <i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 20 pcs.</i>	Euro 424,57

Asmuth
Art.Nr.

Temphearts für Hauttemperaturmessung

Preis/Pack.

ASR622

Einmal-Wärmereflektoren
für die Fixierung der Hauttemperatursonden,
Ø 3 cm, Größe: 1 (**groß**), VE: 16 Stück

Euro 14,99

Disposable temphearts for skin-probes,
size: 1 (big), Ø 3 cm, box: 16 pcs.

Temperatur-
überwachung

Digitales Fieberthermometer

Preis/Stück

AS-Digi-1


Fieberthermometer, digital
Maximum-Digital-Thermometer
schnelle und einfache Messung
Messbereich 32 °C bis 42,99 °C
Eichfehlergrenze/Meßgenauigkeit $\pm 0,1$ °C
im Bereich von 34 °C - 42 °C
Batterietyp: LR/SR41, 1,5 V, AS-SOZ-06
Verpackung: einzeln, in Kunststoffhülle
ab 5.000 Stück
ab 10.000 Stück




Euro 1,88 *

Euro 1,68 *

TEMPERATURÜBERWACHUNG



BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche



Asmuth Art.Nr. **Blutdruckmanschetten, latexfrei** **Preis/Stück**

Einschlauch: **Zweischlauch:**
Blutdruckmanschette Clic mit herausnehmbarer Blase, Mindestabnahmemenge 2 Stück



ASCEC06/11	Kleinkinder, 6-11 cm Maße: 17 x 5 cm	ASCDC06/11	Euro 31,55
ASCEC10/19	Kinder, 10-15 cm Maße: 21,5 x 6,5 cm	ASCDC10/19	Euro 32,57
ASCEC14/21	Kinder groß, 14-21,5 cm Maße: 30,5 x 9 cm	ASCDC14/21	Euro 35,41
ASCEC18/26	Erwachsene klein, 18-26 cm Maße: 40 x 11 cm	ASCDC18/26	Euro 38,47
ASCEC25/35	Erwachsene, 25-35 cm Maße: 50 x 14 cm	ASCDC25/35	Euro 44,15
ASCEC25/35L	Erwachsene, 25-38 cm langer Klett , Maße: 63,5 x 14 cm	ASCDC25/35L	Euro 46,42
ASCEC33/47	Erwachsene groß, 33-47 cm Maße: 65 x 18 cm	ASCDC33/47	Euro 62,31
ASCEC46/66	Erwachsene GP, 46-66 cm Maße: 77 x 22 cm	ASCDC46/66	Euro 67,76



Bei Bestellung ASCE.. und ASCD.. und den folgenden Blutdruckmanschetten wählen Sie bitte Ihr Adapter-System (kostenfrei).
Blutdruckmanschette mit verschweißter Blase, Mindestabnahmemenge 5 Stück



ASCB9/14	Kinder, 9-14,8 cm Maße: 21,5 x 5,8 cm	ASCBD9/14	Euro 21,77
ASCB13/21	Kinder, 13,8-21,5 cm Maße: 31,5 x 8 cm	ASCBD13/21	Euro 23,95
ASCB20/28	Erwachsene, klein, 20,5-28,5 cm Maße: 39,5 x 10 cm	ASCBD20/28	Euro 26,13
ASCB27/36	Erwachsene, 27,5-36,5 cm Maße: 50,5 x 13 cm	ASCBD27/36	Euro 27,22
ASCB27/36L	Erwachsene lang, 27,5-42 cm Maße: 63,5 x 13 cm	ASCBD27/36L	Euro 30,48
ASCB35/46	Erwachsene groß lang, 35,5-46 cm Maße: 67 x 16,5 cm	ASCBD35/46	Euro 32,90
ASCB45/56	Oberschenkel, 45-56 cm Maße: 81 x 20,7 cm	ASCBD45/56	Euro 34,84

Einmal-Blutdruckmanschette

Einschlauch:		VE: 10 Stück	
ASME14/21EC	Kinder groß, 13,8 - 21,5 cm Maße: 30 x 8 cm	ASMD14/21EC	Euro 8,00
ASME20/28EC	Erwachsene klein, 20,5 - 28,5 cm Maße: 35 x 10 cm	ASMD20/28EC	Euro 9,00
ASME27/36EC	Erwachsene, 27,5 - 36,5 cm Maße: 52,5 x 15 cm	ASMD27/36EC	Euro 12,00
ASME35/46EC	Erwachsene groß, 35,5 - 46 cm Maße: 60,5 x 16 cm	ASMD35/46EC	Euro 14,00
ASME39/55EC	Erwachsene groß, 39 - 55 cm Maße: 67,5 x 18,5 cm		Euro 15,00





Adapter-Systeme





Möchten Sie bei Ihrem herkömmlichen Adapter-System bleiben, so bestellen Sie bitte die entsprechenden Adapter dazu, wie z.B. ASCE18/26 + 1x ASHP oder ASCD33/47 + 2x ASDM, natürlich kostenfrei.

Folgende Adapter bitte bei der Bestellung mit angeben, **kostenfrei zur Manschette:**

Einschlauch:



Zweischlauch:



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Asmuth
Art.-Nr.

Adapter in Kunststoff- und Metallausführung

Preis/Stück

ASMLL/M

Female Bajonettverbindung auf 5/32 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Schlauch, VE: 5 Stück

Euro 24,06



ASFLL/M

Male Bajonettstecker auf 3/16 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Manschette, VE: 10 Stück

Euro 3,34



Asmuth **Neonaten Einmal-Blutdruckmanschetten** **Preis/Pack.**
Art.Nr.

hautfreundlich, latexfrei, angenehm weich, VE: 10 Stück

Zweischlauch:



ASNN1MQ	Umfang: 3 - 6 cm	Euro 52,70
ASNN2MQ	Umfang: 4 - 8 cm	Euro 52,70
ASNN3MQ	Umfang: 6 - 11 cm	Euro 52,70
ASNN4MQ	Umfang: 7 - 13 cm	Euro 52,70
ASNN5MQ	Umfang: 8 - 15 cm	Euro 52,70



ASNN1HP	Einmal -Neonatal-Einschlauchmanschette Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück	Euro 52,70
----------------	--	-------------------

ASNN2HP	Einmal -Neonatal-Einschlauchmanschette Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück	Euro 52,70
----------------	--	-------------------



ASNN3HP	Einmal -Neonatal-Einschlauchmanschette Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück	Euro 52,70
----------------	---	-------------------

ASNN4HP	Einmal -Neonatal-Einschlauchmanschette Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück	Euro 52,70
----------------	---	-------------------

ASNN5HP	Einmal -Neonatal-Einschlauchmanschette Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück	Euro 52,70
----------------	---	-------------------



ASM1866BE	Einmal -Manschetten für Neugeborene, für Philips, Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück	Euro 55,60
------------------	---	-------------------



ASM1868BE	Einmal -Manschetten für Neugeborene, für Philips, Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück	Euro 55,60
------------------	---	-------------------

ASM1870BE	Einmal -Manschetten für Neugeborene, für Philips, Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück	Euro 55,60
------------------	--	-------------------

ASM1872BE	Einmal -Manschetten für Neugeborene, für Philips, Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück	Euro 55,60
------------------	--	-------------------

ASM1873BE	Einmal -Manschetten für Neugeborene, für Philips, Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück	Euro 55,60
------------------	--	-------------------





Asmuth Art.Nr.	Blutdruckmanschetten Original Welch Allyn	Preis/Stück
-------------------	--	-------------

**FlexiPort Blutdruckmanschette,
wiederverwendbar, ohne Schlauch**

AS-REUSE-06	Säuglinge, 7 - 10 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-07	Säuglinge, 9 - 13 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-08	Kleinkind, 12 - 16 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-09	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-10	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-11	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE11L	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-12	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE12L	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 28,00 *
AS-REUSE-13	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 28,00 *

**Flexiport Blutdruckmanschette,
Einmal-Manschette, ohne Schlauch, VE: 20 St. Preis/Pack.**

AS-SOFT-09	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-10	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-11	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-11L	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-12	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-12L	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 165,20 *
AS-SOFT-13	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 165,20 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

**Adapter und Anschlusschläuche
für Welch Allyn Blutdruckmanschetten Preis/Pack.**

Einschlauch, VE: 10 Stück

AS-WLA-1	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlusschlauch	Euro 9,52 *
ASWLA1-HP	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch m. ASHP	Euro 22,96 *
ASWLA1-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch m. ASMQ	Euro 20,72 *
ASWLA1-SC	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch m. ASDM	Euro 19,60 *

Zweischlauch, VE: 10 Stück




AS-WLA-2	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlusschlauch	Euro 9,52 *
ASWLA2-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch m. ASMQ	Euro 33,32 *
ASWLA2-MF	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch m. ASDT und ASMQ	Euro 70,28 *





*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
AS107365CL	NIBP-Doppelschlauch mit Clic , Erwachsene / Kinder, für Clic-Manschette für Critikon, Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro 1000, Länge: 2,5 m <i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Critikon Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro1000, length: 2,5 m</i>	Euro 74,25
AS107365E	NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Kinder Manschetten für Critikon Dinamap Plus Pro Serie, Pro Care und Pro 1000, Länge: 3,6 m <i>NIBP double-hose for adults / children, for Critikon Plus Pro Serie, Pro Care and Pro 1000, length: 3,6 m</i>	Euro 68,37
AS714-001-00CL	NIBP-Anschlusschlauch für Dräger Vista, Länge: 2,75 m <i>NIBP single-hose with clic for Dräger Vista, length: 2,75 m</i>	Euro 72,83
AS2021285-001E	NIBP-Doppelschlauch für Datex, wie AS414873-001E, jedoch mit DT-Anschluss, Länge: 3,5 m <i>NIBP double-hose for Datex, length: 3,5 m</i>	Euro 87,09

Wir liefern Ihnen sämtliche Konfiguration für alle Monitore.

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	AS714-001-00CL NIBP-Anschlusschlauch für Spacelabs, Clic #714-0018-00, Mindray MEC-1000 / MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, Länge: 2,75 m <i>NIBP single-hose with clic for Spacelabs #714-0018-00, Mindray MEC-1000, MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, length: 2,75 m</i>	Euro 72,83
	ASMP00953 Original Dräger NIBP-Verbindungsschlauch für SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta ff., Schnellverbinder, #MP00953, Länge: 3,7 m <i>Original Dräger NIBP single-hose for SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta f., quick connector, #MP00953, length: 3,7 m</i>	Euro 141,00*
	AS1275275CL NIBP-Einschlauch für Clic -Manschette für Siemens / Dräger, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose with clic for Siemens / Dräger, length: 3 m</i>	Euro 139,13

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
ASM1599CL	<p>NIBP-Einfachschlauch für Clic-Manschette für Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, #6200-30-09688, Philips #M30464A / #M1599B, Länge: 3,45 m</p> <p><i>NIBP single-hose with clic for Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, Philips #M30464A / #M1599B, #6200-30-09688, length: 3,45 m</i></p>	Euro 72,83
AS414873-001CL	<p>NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Clic-Manschetten für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m</p> <p><i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, length: 3,5 m</i></p>	Euro 72,83
AS414873-001E	<p>NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m</p> <p><i>NIBP double-hose for adults / children for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Dräger TRAM Module 4xx, 6xx, 8xx, length: 3,5 m</i></p>	Euro 53,67
AS2058203-002	<p>Original Blutdruckschlauch DINACLICK Erwachsene, Dura-Cuff für Eagle3000, Dash 2000,2500, 3000,4000,5000,Tram,Carescape Länge: 3,6 m, #2058203-002</p> <p><i>Original bloodpressure hose for adult, length: 3,6 m</i></p>	Euro 73,00 *

	Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	ASM1599CLR	NIBP Einschlauch für Clic-Manschette an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209771, Länge: 3,5 m <i>NIBP single-hose with clic for an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 length: 3,45 m</i>	Euro 72,83
	ASM1597C	Original Philips NIBP-Schlauch für Neonatenmanschetten , Länge: 3 m <i>Original Philips NIBP single-hose for neonate cuffs, length: 3 m</i>	Euro 93,49 *
	ASM1597CE	Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), wie Philips #M1597C, #989803166861, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASM1597CR	Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209751, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASWLA4500-34	NIBP-Anschlussschlauch für Welch Allyn mit FlexiPortanschluss für Spot LXi Vital Signs CVSM6000 / CSM7400, Länge: 1,5 m <i>NIBP hose for Welch Allyn with FlexiPort connection for Spot LXi Vital Signs CSVM6000 / CSV7400, length: 1,5 m</i>	Euro 47,04 *

Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ B.Braun	Preis/Stück
AS22339301E	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Carescape Bxxx, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab</i>	Euro 97,87
		
ASM1634AE	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A</i>	Euro 97,87
		
ASBC-SM1-BBE	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000 <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	Euro 97,87
		
ASBC-SM2-BBE	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Siemens SC6000 / SC7000 / SC9000, Dräger <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Siemens SC6000 / SC7000 / SC9000, Dräger</i>	Euro 97,87
		

Invasive Blutdruckmessung

Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson	Preis/Stück
	ASBC-HP-BD IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, Länge: 4 m <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, length: 4 m</i>	Euro 106,68
	ASBC-SM1-BDE IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000 <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	Euro 97,87
	ASJP-900P Original IBP-Kabel Typ Becton Dickinson für Nihon Kohden , Ohmeda Transducer (z.B. TP400T), #K951, Länge: 3,5 m <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Nihon Kohden Ohmeda Transducer (e.g. TP400T), #K951, length: 3,5 m</i>	Euro 168,00 *
	ASJP-910PE IBP-Adapterkabel für Nihon Kohden BSM Serie / PVM-2703 / TEC-8300 für IBP-Transducerkabel, Typ BF, Länge: 40 cm <i>IBP adapter cable for Nihon Kohden BSM Series / PVM-2703 / TEC-8300 for IBP transducer cable, Type BF, length: 40 cm</i>	Euro 126,00
	ASBC-HP-UT IBP-Adapterkabel Typ Utah für Philips/HP 7800 Serie, #650-206 <i>IBP-adaptercable, type: Utah for Philips/HP 7800 series, #650-206</i>	Euro 75,44

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Invasive Blutdruckmessung

Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
ASMCP156PH1	Monitor Konn. 1-fach Philips X-trans #MCP156PH1	Euro 78,55 *
ASMCP156PH3	Monitor Konn. 3-fach Philips X-trans BDP156HP3	Euro 139,80 *
ASBDP156HP4	Monitor Konn. 4-fach Philips X-trans BDP156HP4 Länge: 50 cm	Euro 189,70 *
ASMCP533MQ1	Monitor Konnektor 1-fach, Marquette , 50 cm MCP533MQ1 VE. 1 Stück #75.6005	Euro 120,80 *
ASCBP901-M320	Contactboard 1-fach #CBP901-M320, Länge: 3,2 m	Euro 76,39 *
ASCBP902-M320	Contactboard 2-fach ODU-Metall, mit Metallstecker #CBP902-M320, Länge: 3,2 m	Euro 113,20 *
ASCBP903-M320	Contactboard 3-fach #CBP903-M320 Länge: 3,2 m	Euro 180,75 *
ASBDC904-M	Contactboard 4-fach mit Metallstecker, #BDC904-M, Länge: 3,2 m	Euro 176,37 *
ASCBP901P-533SM	IFK Contactboard 1-fach X-trans CBP901P-533SM für Corpuls, GE, Ohmeda, etc. Länge: 3,2 m	Euro 117,27 *



*Abbildung ähnlich

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
	ASBDC902-156	Contactboard 2-fach BDC902-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.1052	Euro 171,34 *
	ASCBP901P-156	Contactboard 1-fach CBP901P-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.4008	Euro 80,39 *
*Abbildung ähnlich			
	ASCBP901P-174SM	Contactboard-Go+ 1-fach, CBP901P-174SM, Siemens/Dräger VE: 1 Stück	Euro 94,80 *
*Abbildung ähnlich			
	AS-Div-100	X-trans Halteplatte #17.0118 VE: 10 Stück	Euro 62,80 * /Pack.
	ASBDPT-1056	IBP-Adapterkabel für Philips / Hewlett-Packard VE: 1 Stück #BDPT-1056, #75.3103 (intern: PvB Stecker) <i>IBP-adaptercable for Hewlett Packard</i>	Euro 55,76 *
	ASBDPT-1074A	IBP-Adapterkabel Monitorkonnektor 1-fach #BDPT-1074A für Siemens , #75.3236 <i>IBP-adaptercable for Siemens</i>	Euro 125,82 *
	ASBDC902-253	Contactboard 2-fach BDC902-253 Dräger Dual Hemo, Länge: 20cm #75.1009	Euro 100,79 *



Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück
		
AS015-0067-03QE	Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0067-03Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 18 - 26 cm mit Bügel und Adapter	Euro 50,00
AS015-0068-04Q	Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette, Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 24 - 32 cm	Euro 126,12 *
AS015-0068-04QE	Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0068-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 25 - 36 cm mit Bügel und Adapter	Euro 89,00
		
AS016-0077-04Q	Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette, Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 32 - 42 cm	Euro 183,66 *
AS016-0077-04QE	Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #016-0077-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 35 - 44 cm mit Bügel und Adapter	Euro 75,00
AS026-0109-03Q	Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette, Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 38 - 50 cm	Euro 192,25 *
AS015-1826-00E	Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 18 - 26 cm, VE: 20 Stück	Euro 129,00 /VE
AS015-2635-00E	Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 26 - 35 cm, VE: 20 Stück	Euro 139,00 /VE
AS015-3450-00E	Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 35,5 - 46 cm, VE: 20 Stück	Euro 169,00 /VE

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten




Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück	
AS2001589-211	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, kleine Erwachsene, Umfang: 17 - 26 cm #2001589-017 (alt), #2001589-211 (neu)	Euro 72,00 *	
	AS2001589-212	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, Erwachsene standard, Umfang: 24 - 32 cm #2001589-018 (alt), #201589-212 (neu)	Euro 88,00 *
	AS2001589-213	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, große Erwachsene, Umfang: 32 - 42 cm #2001589-19 (alt), #2001589-213 (neu)	Euro 104,00 *
	AS701884	NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.884, #200.194 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrophon, Umfang: 24 - 32 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 144,50 *
	AS701886	NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.886, #200.230 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrophon, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 173,50 *
	AS705090	NIBP-Manschette Ergoline ergoselect-Serie (außer 4,5,10,12) für 200P, 1200EL, Größe L, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 173,50 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Manschettenüberzüge	Preis/Pack.
	AS706-0171-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 24 - 32 cm, #706-0182-00 VE: 50 Stück	Euro 82,25 *
	AS706-0172-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 32 - 42 cm, #706-0183-00 VE: 50 Stück	Euro 85,25 *
	AS706-0171E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten, Größe: 24-32cm, VE: 50 Stück	Euro 49,00 *
	AS706-0172E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten, Größe: 32-44cm VE: 50 Stück	Euro 49,00 *

Tragetaschen

	AS989803211031	Original Philips Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Fenster und Klettverschluss, wasserfest, Farbe: weiß, 15,5 x 22 cm , VE: 200 Stück (vorher #989803140371) für alle gängigen Rekorder	Euro 478,59 *
		<i>Disposable telemetry pouches, box: 200 pcs.</i>	
	AS240240	Original Schiller Einmal- Tragetaschen zu Langzeit-Rekorder, 16,5 x 12 cm #2.156086, VE: 50 Stück	Euro 47,00 *
		<i>Disposable telemetry pouches, box: 50 pcs.</i>	
	ASTele-1	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 8 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-2	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 15 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-3	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 20 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-4	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 25 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
		<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Aneroide Blutdruckmessung mit Klettverschluss

Preis/Stück



boso Aneroid-Klinik - Blutdruckmeßgerät
mit Klettmanschette
shockprotected, Skala: 60mm
2 Jahre Garantie

Preis / Stück


Einschlauch:
AS039-0-111
Zweischlauch:
AS049-0-111

bis 24 Stück ab 25 Stück

Euro 30,65 Euro 26,05 *

Euro 32,55 Euro 27,05 *

Ersatzmanschetten:



Einschlauch:

Umfang:

AS039ER08

Kleinkinder, 8 - 13 cm

AS039ER14

Kinder, 14 - 21 cm

AS039ER

Erwachsene standard, 22 - 32 cm

AS039ER33

Erwachsene groß, 33 - 41 cm

AS039ER41

Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm

AS039ER-S41

Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm

Preis / Stück

Euro 21,00 *

Euro 19,40 *

Euro 17,70 *


Euro 25,00 *

Euro 34,47 *

Euro 27,50 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Zweischlauch einzelne Schläuche:



AS049ER08

Kleinkinder, 8 - 13 cm

AS049ER14

Kinder, 14 - 21 cm

AS049ER

Erwachsene standard, 22 - 32 cm

AS049ER33

Erwachsene groß, 33 - 41 cm

AS049ER41

Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm

AS049ER-S41

Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm

Euro 21,00 *

Euro 19,40 *

Euro 17,70 *

Euro 25,00 *

Euro 34,47 *

Euro 27,50 *

Zweischlauch verschweißte Schläuche:

AS049ERD

Erwachsene standard, 22 - 32 cm

AS049ER33D

Erwachsene groß, 33 - 41 cm

AS049ER41D

Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm

Euro 18,80 *

Euro 23,50 *

Euro 32,90 *

Stethoskope von boso

AS700-0-100

„Boli“ Leichtgewicht-Stethoskop
für Erwachsene mit Doppelkopfbrechstück

Euro 25,60 *




AS725-0-100

„Nurse“ Schwestern-Stethoskop


Euro 16,30 *

BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE



AKKUS

für jedes medizinisches und
schnurloses Gerät



Akkus für jedes
med. Gerät,
USV



Akkumulatoren

Sie erhalten bei uns alle Akkus und alle Akkupacks



Akku-Umbau



Akkupacks



Original-Akkus



Bleigelakkus


USV-Anlagen / Sicherheitstechnische Anlagen

Asmuth Art.Nr.	Bezeichnung	Werte	Preis/Stück
 AS-BP-04	WP1.2-12M	12 V / 1,2 Ah 97 x 43 x 53	Euro 23,23
 AS177/34/60E	NP2.3-12	12 V / 2,3 Ah	Euro 31,72
 AS-APC-01	WP7.2-12M	12 V / 7,2 Ah	Euro 15,68
 AS-APC-02	WP12-12A	12 V / 12 Ah	Euro 31,89
 AS-APC-03	WP18-12SHR	12 V / 18 Ah	Euro 42,59
 AS-APC-04	WP26-12M	12 V / 26 Ah	Euro 71,90
 AS-APC-05	WP45-12M	12 V / 45 Ah	Euro 100,94

Asmuth Art.Nr.

Einzelzellen

Preis/Stück

Original-Artikel-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	Preis/Stück
 AS-EZ-04	ReCyko+ AAA Micro NiMH	1,2 V	950 mAh	9 x 44	10 Stück	Euro 2,70
ASHR-3U-X	GP270AAHC Mignon	1,2 V	2,6 Ah	14,5 x 50,5	10 Stück	Euro 3,10
ASV56722	56722 E-Block NiMH	8,4 V	200 mAh	48,5 x 26,6 x 15,7	10 Stück	Euro 7,10
AS-EZ-23	GP50NH Lady	1,2 V	220 mAh	11 x 29	10 Stück	Euro 3,80

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Aesculap				
	Drill GA605/606 Bohrmaschine Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AE-02	4,8 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 19,00
	GA626 Bohrmaschine Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AE-03	9,6 V / 1,4 Ah NiCd-Akku	Euro 39,00
	GP109 Gipssäge Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AE-06	9,6 V / 1,4 Ah NiCd-Akku	Euro 27,00
	GA616 Acculan Säge Akkueinsatz, sie montieren	AS-A-AE-10	9,6 V / 2,15 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
	GA646 Acculan Akkueinsatz, sie montieren	AS-A-AE-11	9,6 V / 0,5 Ah	Euro 29,00
	Original GA676 Acculan 3 Ti	AS-A-AE-16	9,6 V / 1,95 Ah NiMH-Akku 140 x 45 x 40	Euro 875,00 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
AKS				
	Lifter Typ Duo / Dualo Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AKS-01	2x 12 V / 4,5 Ah Bleiakku 90 x 70 x 107	Euro 57,50 /Set
Air-Shields				
	Incubator Isolett C100/C200	AS-A-AI-01	7,2 V / 160 mAh NiMH-Akku 48 x 26 x 15	Euro 8,50
	TI500	AS-BS-500-12	12 V / 25 Ah Bleigelakku 176 x 167 x 126	Euro 158,60
Alaris				
	Infusionspumpe Asena GW	AS-A-AL-01	7,2 V / 1,25 Ah NiMH-Akku 43 x 28 x 48	Euro 30,70
	Medical System 1000 Spritzenpumpe GS/GH/CC/Tiva Smart Pack, Typ 100SP01122, 100SP01080, komplett mit Platine	AS-A-AL-04	7,2 V / 2,7 Ah	Euro 74,15

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Alaris				
	Infusionspumpe GP Typ 1000SP01794	AS-A-AL-05	9,6 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 79,00
	Gateway Workstation Typ 1000SP00605 Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-AL-06	9,6 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 79,00
Argus				
	707 Infusionspumpe	AS-A-ARG-01	12 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 70 x 28 x 50	Euro 61,90
Arjo				
	Lifter Ambulift / Maxilift / Maxi Move (altes Model) Typ KKA1100-04 Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-AR-01	24 V / 4 Ah Bleiakku 230 x 15 x 130	Euro 139,32
	Lifter Typ Maxi Move	AS-A-AR-02	12 V / 4 Ah Bleiakku 195 x 47 x 70	Euro 27,00
	Lifter Alenti / Bolero / Calypso / Marisa / Maxi Move / Sara 3000 / Walker Typ NDA0100, NDA0200 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-AR-03	24 V / 4 Ah Bleiakku kurze Version 545 x 58 x 90	Euro 113,40

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Arjo				
	Original Lifter Alenti / Bolero / Calypso / Marisa / Maxi Move / Minstrel / Miranti / Sara 3000 / Walker Typ NDA0100, NDA0200 HMX991mit Gehäuse	AS-A-AR-10	24 V / 4 Ah Bleiakku kurze Version 545 x 58 x 90	Euro 375,00 *
	Lifter Alenti / Bolero / Calypso / Marisa / Maxi Move / Minstrel / Miranti / Sara 3000, Walker, Typ NDA0100, NDA0200, HMX991	AS-A-AR-20	24 V / 5,5 Ah Bleiakku kurze Version 551 x 92 x 56	Euro 249,48
	Lifter Tempo / Opera Typ KPA0100 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-AR-08	24 V / 5,0 Ah Bleiakku lange Version 729 x 103 x 67	Euro 198,70
	Lifter Encore / Tempo / Opera / Tenor / Sara plus Typ KPA0100, SPL3021	AS-A-AR-21	24 V / 6 Ah Bleiakku lange Version	Euro 313,20
	Lifter Minstrel Typ HMX00310.0a Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AR-18	2 x 12 V / 5 Ah Bleiakku 90 x 140 x 110	Euro 74,52 /Set
	Huntleigh HNE Bett Enterprise mit Steuerung CB20, Typ Linak BA20003-00/S9097 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-STI-02	24 V / 1,3 Ah Bleiakku 115 x 120 x 70	Euro 65,65







*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Arjo				
	Carendo Stuhl / Maxi Twin Lifter Typ NEA0100-083 Akkumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-AR-11	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku	Euro 134,10
	Carendo Stuhl / Maxi Twin Lifter Typ NEA0100-083	AS-A-AR-30	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku	Euro 258,11
Armeda (S & W)				
	Pulsxoxy 503	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Defibrillator Cardio Aid	AS-A-DR-02	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 109,46
	Traveller	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Atmos				
	Absaugpumpe Atmolit N	AS-A-AT-01	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 45,00
	Absaugpumpe Atmoport N Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AT-03	12 V / 2,4 Ah NC-Akku 46 x 80 x 100	Euro 99,00
	Original Atemwegsaggerät C161 Typ: 313.0053.0	AS-A-AT-04	7,2 V / 4,5 Ah 32,4 Wh Li ION-Akku	Euro 232,00 *
AVI				
	Infusionspumpe 100/110/ 200/200A/270/285/400A/ 450/480/8	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Bard Access Systems				
	Site-Ride II Ultraschall 8000 Typ 8001C0775 Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-SIT-01	14,4 V / 2,3 Ah NiCd-Akku	Euro 129,00
BCI				
	Biochem Pulsoximeter 3303/AD700/8200 (9714), Capnocheck CO2, SpO2	AS-A-BCI-02	9,6 V / 1,6 Ah NiMH-Akku 55 x 48 x 28	Euro 69,00

■ *Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Becton				
	Programm I	AS97/25/54	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku A506/1.2S 97 x 25 x 55	Euro 49,70
Binz (Bruker)				
	Defibrillator 2000	AS-A-BRU-01	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 104,90
	Original Bruker Defibrillator 2000	AS-A-BRU-02	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 155,00 *
Biohit Proline				
	ePAT Pipette	AS-A-Sonder-05	6 V / 0,15 Ah NiMH-Akku	Euro 16,00
BK Medical				
	Flex Focus 200/400/ 500/800 Monitor #UA1225	AS-A-ES-01	14,4 V / 6,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 279,72
Bladderscan (Verathon)				
	BVI 3000 Typ 400-0039 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-BLA-01	7,2 V / 1,6 Ah NiMH-Akku	Euro 40,54








Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Bosch				
	EKG 501 N/NV	AS96/25/61	12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
	EKG503	AS-BP-04	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
Braun				
	FT/Perfusor VII (flache Bauform)	AS-A-BR-01	7,2 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 20,50
	Perfusor FT91/ Perfusor F (dreieckige Bauform)	AS-A-BR-02	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 33,00
	Perfusor fm (MFC)	AS-A-BR-03	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 29,00
	Perfusor compact	AS-A-BR-04	3,6 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 17,00
	Infusomat segura 400 ml Version	AS-A-BR-09	9,6 V / 2,5 Ah NiCd-Akku	Euro 82,12
	Infusomat / Perfusor FM	AS-A-BR-10	7,2 V / 2 Ah NiCd-Akku	Euro 37,70


	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Braun				
	Infusomat FMS/P komplett mit Bodenplatte + Verschraubung, neue Version	AS-A-BR-11	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 32,40
	Original Perfusor Space Infusomat Space Typ 8713180/34520856	AS-A-BR-15	4,8 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 106 x 30 x 40	Euro 136,00 *
	Original Perfusor Space Infusomat Space Typ 8713180/34520856A mit Fixierstift	AS-A-BR-19	4,8 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 106 x 30 x 40	Euro 136,00 *
	Perfusor fm (MFC) mit Bodenplatte	AS-A-BR-20	7,2 V / 1,2 Ah	Euro 43,86
	Original ThermoScan Pro 4000 Typ 53020-0000	AS-A-Div-22	2,4 V 2HR-4VC NiMH-Akku	Euro 20,44 *
	Original CADD Solis Infusionspumpe Typ 21-2160-03 / 21216003	AS-A-BR-23	3,7 V / 1,4 Ah Li-Ion-Akku	Euro 330,91 *
	Original Thermoscan Pro 6000 Typ 104894, #901122	AS-A-BR-24	2,4 V / 0,75 Ah NiMH-Akku	Euro 31,36 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Bruker				
	Defibrillator Defigard 1002 / 2000 / 2002, Halbautomat FRED	AS-A-BRU-01	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 104,90
	Original Defibrillator Defigard 1002 / 2000 / 2002, Halbautomat FRED	AS-A-BRU-02	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 155,00 *
	Original Bruker Defibrillator Halbautomat FRED easy - Typ 214552	AS-A-BRU-08	12 V / 2,8 Ah LiMnO2-Batterie nicht wieder-aufladbar	Euro 218,00 *
Burdick				
	Eclipse 8, 8I, 800, 863-045	AS-A-BUR-05	16,8 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 125,00
Cardiac Science				
	Original PowerHeart AED G3, G3 Plus, 9300E, 9300A, 9390E, 9390A, Typ 9146	AS-A-CD-01	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder-aufladbar 235 x 68 x 45 4-Jahresbatterie	Euro 529,00 *
	PowerHeart AED G3, FirstSave AED G3, Typ 9146/9300E	AS-A-CD-03	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder-aufladbar	Euro 543,27
	Original PowerHeart AED G3 PRO Typ 9145	AS-A-CD-04	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder-aufladbar 236,5 x 70,2 x 44,8 1-Jahresbatterie	Euro 545,90 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Cardiette				
	EKG Recorder AR600ADV	AS-A-CAR-02	9,6 V / 2,4 Ah	Euro 35,10
	EKG Start 100/200	AS96/25/61	12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
	EKG Start 200 Bleigelakku	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Cas				
	NIBP 730, 740 , 750 Monitor	AS-A-CAS-01	7,2 V / 4 Ah NiMH-Akku 70 x 17 x 101	Euro 95,85
Corometrix				
	Monitor 502EL	AS-A-COR-01	6 V / 2,5 Ah Bleiakku 101 x 33 x 60	Euro 29,16
	Monitor 511	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
	Monitor 555	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Corpuls				
	Defibrillator 08/16 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-CO-02	15,6 V / 1,7 Ah NiCd-Akku 171 x 52 x 46	Euro 120,15
Covidien				
	Aerogen Aeroneb Pro Typ AP0200	AS-A-AERO-01	4,8 V / 0,45 Ah NiMH-Akku 12 x 34 x 49	Euro 30,75
	Original Tyco / Kendall 9525 SCD Express Part.No. 1050060 (ersetzt F010482)	AS-A-COV-01	14,4 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 79 x 90 x 28	Euro 573,02 *
	Original Bedside SPO2 X1 Monitor	AS-A-NE-19	10,8 V / 2,2 Ah Li Ion 89 x 70 x 57 5-Stunden Akku	Euro 149,80 *
	Puritan Bennet 840 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-PUR-01	24 V / 7 Ah Bleiakku 200 x 152 x 65	Euro 85,32
	Puritan Bennet 840	AS-A-PUR-02	24 V / 7 Ah Bleiakku 200 x 152 x 65	Euro 155,25
Criticare				
	504US Pulsoximeter	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Critikon				
	Multifunktionsmonitor 8710/ 8720, Dinamap Compact/S/TS/T Plus 9700/9710 Monitor Dinamap Pro 100-400	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Dinamap Pro 1000	AS-A-CR-04	12 V / 7,6 Ah NiMH-Akku 67 x 84 x 66	Euro 169,00
	Dinamap 8100XL/8102/9302/ 9350XL Monitor, 9340XL	AS-A-CR-05	12 V / 2,8 Ah Bleiakku 98 x 132 x 33	Euro 25,00
	Dinamap ProCare NIBP 100 / 300 / 320 / 400 / 420 CarescapeV100, Typ GH633, 633178	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
Dahlhausen				
	Original Kaltlicht- Laryngoskopgriff Typ 9000309660	AS-A-DIV-01	Batterie	Euro 175,50 *
	Original McGrath Videolaryngoskop	AS-A-MCG-01	3,6 V Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 63,18 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Datascope				
	Original Monitor T5 / T8 Typ M05-010002-06	AS-A-DA-07	11,1 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 290,00 *
	Transportmonitor Passport 2 EL / 25EL / LT / XG / XL Blutdruckmonitor Accutorr Plus / Trio / Spectrum Typ 0146-00-0043 Patientenmonitor PM-8000 Express / PM-9000 / MEC-1000 / MEC-1200 / IPM-9800 / VS-800 Typ 49471-4, Typ M05-302R3R	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original Transportmonitor Accutorr Plus / Accutorr V / Trio Patienten Monitor Typ 0146-00-0069 (0146-00-0099) Vitalfunktionsmonitor VS-800 / Patientenmonitor PM-7000 / PM-8000 / PM-9000 / MEC-1200VET Typ M05-01001-06 115-018015-00/ LI23S003A	AS-A-DA-02	11,1 V / 4,4 Ah Li-Ion-Akku 180 x 60 x 22	Euro 243,00 *
	Original PM60 Pulsoximeter Typ M05-010004-08	AS-A-DA-03	3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 56,16 *
	Original für BeneHeart D3 Li 24i001A Typ 115-007858-00	AS-A-MIN-04	14,8 V / 3 Ah 44,4Wh	Euro 360,00 *
	Original BeneHeart D6 Defibrillator / Monitor Typ 022-000012-00, 0651-30-77120	AS-A-DA-06	14,8 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 399,60 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Datascope				
	Original Ultraschallgerät M9, TE7, FRU, Ref. LI240I002A	AS-A-DA-08	14,8 V / 5,7 Ah Li-Ion-Akku 2-er Set	Euro 985,00 *
Datex				
	Monitor S5	AS-A-DAT-02	2x 12 V / 4 Ah NiMH-Akku	Euro 199,00
	Light Monitor Typ 896895 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-DAT-05	13,2 V / 1,7 Ah NiCd-Akku 275 x 58 x 31	Euro 89,00
	Light Monitor Typ 893365	AS-A-DAT-08	13,2 V / 0,96 Ah NiCd-Akku	Euro 89,00
	Cardiocap 5	AS-BD-27	12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 4,8 mm Faston 178 x 34 x 60	Euro 24,30
	Beatmungspumpe 7900	AS-A-DAT-09	12 V / 2,2 Ah Bleiakku 180 x 35 x 65	Euro 63,72
	TruSat Pulsoximeter 6050-0006-578 REV J	AS-A-DAT-11	4,8 V / 3,2 Ah NiMH-Akku 173 x 23	Euro 99,00
	F / FM / F-FM-01 / F-CU8..7 Monitor Typ M1008142	AS-A-HE-24	11,1 V / 5,0 Ah Li-Ion-Akku	Euro 209,20

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
De Vilbiss				
	Absaugpumpe 7305P P413/LCSU	AS-A-DV-01	12 V / 2,5 Ah Bleiakku 100 x 67 x 60	Euro 164,20
Defibtech				
	Original Lifeline AED DCF-100 / DCF-110 / DDU-100A Typ DCF-200, DBP-1400	AS-A-Defi-01	15 V / 1,4 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 362,00 *
	Original AED Lifeline View, Pro, ReviveR, ECG Typ DCF-2003	AS-A-Defi-02	12 V / 2,8 Ah Lithium-Batterie 140 x 38(40) x 25 4-Jahres-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 352,00 *
Degeo				
	EKG Cardiomed 3 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-DE-01	9,6 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 49,00
Dimeq				
	Defibrillator 503	AS-A-HE-06	18 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 111 x 51 x 28	Euro 29,00
	EKG503V	AS-BP-04	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Dräger (siehe auch „Siemens“)				
	Cardiolog 2000 Defibrillator	AS-A-DR-02	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 109,46
	Oxipac 2000 Handpulseoximeter	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Oxipac 2500	AS-A-DR-04	9,6 V / 1,2 Ah NiMH-Akku	Euro 69,00
	Oxylog 2000 Typ 8411599	AS-A-DR-05	7,2 V / 1,1 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
	EV 800 Ventilator	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleiakku 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
	Beatmungsgerät Evita 4, Primus, Extern	AS181/76/167	12 V / 18 Ah Bleigelakku MP18-12 181 x 76 x 167 M5 Schraubanschluss	Euro 71,71
	Beatmungsgerät Evita 4 Intern	AS-BS-500-08	12 V / 3,5 Ah Bleiakku A512/3.5S 0789531500 134 x 66,8 x 64,4	Euro 109,48

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
	Dräger (siehe auch „Siemens“)			
	Original Oxylog 2000 plus, 3000, 3000 plus Beatmungsgerät, Typ 2M86733	AS-A-DR-13	11,1 V / 7,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 788,00 *
	Oxylog 2000 plus, 3000, 3000 plus, Beatmungsgerät Typ 2M86733	AS-A-DR-16	10,8 V / 8,7 Ah Li-Ion-Akku	Euro 312,00
	Desflurane Vaporizer Typ M35526	AS-A-DR-17	6 V / 0,5 Ah NiMH-Akku	Euro 56,70
	Original Infinity Monitor M540, Typ MS29574	AS-A-DR-19	7,2 V / 3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 149,00 *
	Monitor Infinity Delta, Delta XL Typ 5592097	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Monitor Infinity Delta ab Software VF8.4 / Gamma / Gamma XL bis Software 7.3, Typ MS30502	AS-A-DR-20	14,4 V / 5,9 Ah Li-Ion Akku	Euro 172,96

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Dräger				
	Original Infinity Gamma / Gamma XL, SC6002XL / SC6802XL, Typ MS31385 ab Softwarestand 8.0	AS-A-SI-28	14,4 V / 5,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 398,00 *
	Original Vista 120	AS-A-DR-21	14,8 V / 5,0 Ah Li-ION	Euro 345,00 *
	Original Jaundice Meter JM105, Ref. MU24842	AS-A-MI-05	2,4 V / 0,6 Ah NiMH-Akku	Euro 274,80 *
Edan				
	Original H100B / H100N (BX350) Typ M159105	AS-A-ED-02	4,8 V / 1,5 Ah NiMH-Akku	Euro 55,00
Eppendorf				
	Pipette Research Pro Typ 4860 501.002	AS-A-EP-01	2,4 V / 1,2 Ah NiMH-Akku 27 x 14 x 42	Euro 15,50
Esaote				
	Ultraschall MyLab Five, MyLab 25 / 30 Gold, NL2024HD	AS-A-ES-01	14,4 V / 6,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 279,72
	Ultraschall MyLab Sat, NL2044HD	AS-A-ES-02	14,4 V / 6,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 400,89







Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

■ *Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Fahl				
	Tracheoport Absaugpumpe	AS-A-FA-01	12 V / 1,5 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
Fresenius / MCM Döring				
	Injektomat C/CP/2000, Spritzenpumpe Pilot A2/C/CE2 Orchestra Module DPS/MVP	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Injektomat C/CP mit Printlötfläche	AS-A-FR-04	5 x 1,2 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 23,00 /Set
	Infusionspumpe Volumed VP2000/5000	AS-A-FR-06	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 46,27
	Inca	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	Spritzenpumpe Pilot A2/C/CE2, Programm I	AS97/25/54	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku A506/1.2S 97 x 25 x 50	Euro 49,70

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Fresenius / MCM Döring				
	400/400D	AS-A-FR-13	12 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 29,00
	404/504	AS-A-FR-15	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 35,00
	Applix Smart Ernährungspumpe	AS-A-FR-20	4,8 V / 1,2 Ah NiMH-Akku 14 x 28 x 85	Euro 23,40
	Applix Smart Ernährungspumpe	AS-A-FR-29	4,8 V / 1,8 Ah NiMH-Akku lange Version 14 x 28 x 100	Euro 30,90
	Infusionspumpe MCM 440 PT/OT, MCM550ST	AS-A-FR-21	6 V / 3 Ah NiMH-Akku 67 x 41 x 44	Euro 37,00
	Vial (MCM) Infusionspumpe Volumed VP5000, 5005 VP5005	AS-A-FR-22	9,6 V / 1,8 Ah NiCd-Akku	Euro 64,00
	Spritzenpumpe Injektomat Agilia	AS-A-FR-23	6 V / 1,8 Ah NiMH-Akku	Euro 39,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Fresenius / MCM Döring				
	Infusionspumpe Volumat Agilia	AS-A-FR-24	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 72 x 36 x 19	Euro 52,92
	Original Infusionspumpe Volumat Agilia	AS-A-FR-25	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 72 x 36 x 19	Euro 114,80 *
	Original Infusionspumpe Injektomat SP, Volumat Agilia VP Version V2 (2. Generation) Battery, Ref. Z179971	AS-A-FR-30	7,2 V / 2,2 Ah Li-ION Akku 70,2 x 36,4 x 18,7	Euro 150,00 *
Fukuda Denshi				
	MCP103 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-FU-01	9,6 V / 1,7 Ah NiCd-Akku ohne Kabelsatz	Euro 49,00
GE (Hellige)				
	Servomed SMS 181/182, Defibrillator SCP851/852	AS-A-HE-01	12 V / 2 Ah NiCd-Akku	Euro 62,37
	Original Responder AED Pro Defibrillator mit EKG	AS-A-HE-44	12 V Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar 70 x 45 x 236	Euro 588,60 *
	Defibrillator SCP 910/913/915/922/Cardioserv	AS-A-HE-03	12 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 69,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Transportmonitor SMP 300/320	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Defiport SCP912 / SCP840 Responder 1000 / 1100	AS-A-HE-06	18 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 111 x 51 x 28	Euro 29,00
	Dash 2500 Typ 2023852-029 / 2023227-001	AS-A-HE-08	8,4 V / 8 Ah NiMH-Akku	Euro 129,00
	Dash Monitor 3000 / 4000 / 5000 / Transport pro / F/FM / M201-6, Typ 2017857-002	AS-A-HE-24	11,1 V / 5 Ah Li-Ion-Akku 215 x 52 x 19	Euro 209,20
	Datex Ohmeda Monitor B20/B30/B40	AS-A-HE-25	11,1 V / 5 Ah 56 Wh 213 x 50 x 18	Euro 207,70
	Dash 2000	AS-A-HE-29	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 139,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Cardiotest EK 53/56	AS-A-HE-10	21,6 V / 1,4 Ah NiCd-Akku	Euro 69,00
	CardioSmart und MAC1200	AS-A-HE-12	18 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 89,92
	MAC3500 / MAC5000ST / MAC5500 / Dash 3500 / Dash 5000 / Dash 5500 Typ 900770-001	AS-A-HE-13	18 V / 3,5 Ah NiMH-Akku	Euro 219,00
	MAC PC1000 / 1100 / 1200 liiegend mit Lötflamme	AS-A-HE-42	3 V Lithium Knopfzelle 23 x 3	Euro 3,78
	Original EKG Schreiber Mac 2000, Typ: 2056410-001, 2066261-013, 2066261-085	AS-A-MAQ-06	14,54 V / 3,5 Ah 32,4Wh Li-Ion-Akku	Euro 189,00 *
	Original EKG MAC 400 Typ 2030912-001 / 2047357-001	AS-A-HE-49	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 88,50 *
	MAC 500	AS-BP-04	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 47,5 x 55	Euro 23,23

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Original GE EKG MAC 800	AS-A-HE-53	7,2 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 157,85 *
	SMK 365	AS-A-HE-34	3,6 V / 0,11 Ah NiCd-Akku	Euro 16,00
	Eagle Monitor 4000	AS-A-HE-26	12 V / 2,5 Ah NiCd-Akku	Euro 99,00
	EK51	AS-A-HE-30	10,8 V / 0,8 Ah NiCd-Akku	Euro 79,00
	Original Vivid-i Typ 2378963-2	AS-A-HE-46	14,4 V / 6,5 Ah Li-Ion-Akku 120 x 22 x 155	Euro 912,00 *
	Original Logiq Book Typ 2325369-7 / SH-250	AS-A-HE-51	14,8 V / 5,2 Ah	Euro 575,00 *
	Original GE Carescape PDM, Mini Dash / Solar 8000E Typ 2016989-002, 2031069-003	AS-A-HE-50	10,8 V / 1,85 Ah 20 Wh Li-Ion-Akku	Euro 315,69 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV




*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Original B105 / B125 / Carescape B650 Model FLEX-3S3P	AS-A-HE-52	11,1 V / 6 Ah 67 Wh Li-Ion-Akku	Euro 287,00 *
	GE Carescape V100 (633178CR)	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
	Original GE Carescape B450	AS-A-HE-54	10,8 V / 3,6 Ah 41 Wh Li-Ion-Akku	Euro 229,00 *
	Original GE Carescape Dinamap VC150 Typ 2067981-027	AS-A-HE-60	10,8 V / 5,8 Ah 62,64 Wh Li-ION Akku 66 x 55 x 38	Euro 269,00 *
	GE Inkubator Giraffe Typ 6600-1024-600	AS-A-HE-56	8,4 V / 0,2 Ah NiMH-Akku	Euro 10,00









*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Graseby				
	Spritzenpumpe 2000/3000er Serie	AS-A-GR-01	2 V / 2,5 Ah Bleiakku 34,3 x 61,2	Euro 6,70
Hamilton				
	Beatmungsgerät Raphael	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Hanau Med				
	Medap Sekretsauger P7020 Ambulanzsauger	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Hanseatische Intermed				
	Oxiplatt	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Hebu				
	Oszillosäge Typ HB8885/ HB8870/HB8874/HB8871/ HB8875/HB8876	AS-A-HEBU-01	9,6 V / 2 Ah NiMH-Akku	Euro 89,00
Heine				
	S2Z X-01.99.333 X-001.99.333	AS-A-HEI-01	2,5 V / 0,7 Ah NiMH-Akku 27 x 52	Euro 20,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV




	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Heine				
	S3Z X-02.99.314 X-002.99.314	AS-A-HEI-02	3,6 V / 0,6 Ah NiMH-Akku 25 x 76	Euro 26,50
	Original M2Z X-001.99.306	AS-A-HEI-09	2,5 V NiMH-Akku 15 x 103	Euro 115,00 *
	Original M3Z, BETA SLIM Ladegriff X-002.99.106	AS-A-HEI-10	3,6 V / 0,77 Ah NiMH-Akku 14 x 104	Euro 76,00 *
	Original K3Z X-002.99.393	AS-A-HEI-12	3,5 V / 0,65 Ah NiMH-Akku	Euro 102,00 *
	X-02.99.382 (X-02.99.380)	AS-A-HEI-15	3,5 V / 1 Ah NiMH-Akku 26 x 82	Euro 32,50
	Original X-002.99.315 X-02.99.380, X-02.99.382 (alt)	AS-A-HEI-08	3,6 V / 0,7 Ah NiMH-Akku 2,5 Wh , 26 x 82	Euro 83,00 *
	Original X-007.99.665	AS-A-HEI-24	6 V mPack unplugged Li-Ion-Akku	Euro 490,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Heine				
	Original mPack / mPack LL V2.0, #X-007.99.686	AS-A-HEI-29	7,2 V / 5,0 Ah 36 Wh 72 x 18 x 68 Li-Ion-Akku	Euro 173,00 *
	3Z Typ 0.99.311	AS-A-HEI-18	3,6 V / 0,35 Ah NiMH-Akku 26,3 x 50,8	Euro 25,47
	Original X-07.99.383 X-007.99.383	AS-A-HEI-19	3,7 V / 2,3 Ah 8,5 Wh Li-Ion Akku	Euro 92,50 *
	Original 2Z mini NT X-001.99.487	AS-A-HEI-20	2,4 V / 0,68 Ah NiMH-Akku	Euro 46,00 *
	Original LED, Typ S2Z / X-001.99.307	AS-A-HEI-25	2,5 V / 0,75 Ah	Euro 109,00 *
	Original Ladebatterie M2Z 4NT OPT X-007.99.104	AS-A-HEI-26	2,5 V Li-ION Akku	Euro 133,00 *
	Original Ladebatterie M3Z 4 NT OPT X-007.99.380	AS-A-HEI-27	3,5 V Li-ION Akku	Euro 133,00 *
	Akkubox / Accubox II X-004.99.641, X-004.99.624 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HEI-28	6 V / 2,7 Ah	Euro 39,00






Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Heinen + Löwenstein				
	Oxymon II	AS96/25/61	12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
	Anästhesie Modul Leon Leon plus/Leon+	AS-BD-30	12 V / 7,2 Ah Bleigelakku NP7-12L 151 x 65 x 97,5	Euro 24,40
	BiPAP Vision Beatmungsgerät	AS-A-HL-01	3,6 V / 0,11 Ah NiCd-Akku	Euro 16,00
Hill Rom				
	Krankenhausbett Typ Evolution MA2B, MA8A, MA8B, CB12 Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 2 Stück benötigt.	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 43 x 57	Euro 23,23
	Krankenhausbett Evolution Linak, Typ BA1811-01-01 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HILL-03	24 V / 1,2 Ah Bleiakku 104 x 135 x 67	Euro 52,92
	Krankenhausbett Typ AvantGuard LI159AX Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-04	24 V / 0,7 Ah Bleiakku 95 x 49 x 60	Euro 52,92
	Krankenhausbett Typ AvantGuard LI159AX / 1600 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-05	2x 12 V / 1,3 Ah 1x 24 V / 0,7 Ah Bleiakku	Euro 85,32 /Set

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Hill Rom				
	Krankenhausbett Typ Evolution 24 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-06	2 x 12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 43 x 53	Euro 40,58 /Set
	Krankenhausbett Typ Evolution CS156, MA3A Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 2 Stück benötigt.	AS-A-Sonder-03	12 V / 1,3 Ah Bleiakku PBQ 98 x 48 x 54	Euro 19,48
	Patientenlifter Golvo 7007/7000es/ 7007ES	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleigelakku WP2.9-12T 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
	Lifter Liko / Golvo 8000/8008 / Viking M Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-07	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku 4-poliger Stecker	Euro 128,80
	Lifter Liko / MIR Viking M Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-08	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku 2-poliger Stecker	Euro 120,90
Imed				
	Infusionspumpe 800/900/ 922/960	AS-BD-38	6 V / 12 Ah Bleigelakku 151 x 50 x 99 4,8 mm Faston	Euro 27,98
	Infusionspumpe Gemini PC4	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Imex				
	Doppler DOP CT/CT+ Doppler, Free Dop Typ BR-0024 / BT0022	AS-A-IMEX-01	12 V / 0,25 Ah NiCd-Akku	Euro 59,00
	Doppler DOP CT/CT+ Doppler, Free Dop Typ BR-0024 / BT0022 Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-IMEX-02	12 V / 0,25 Ah NiMH	Euro 35,00
	Doppler Free DOP Probe Typ BT0025	AS-A-IMEX-03	7,2 V / 0,2 Ah NiMH-Akku	Euro 39,00
Int. Technidyne Corp.				
	Hemochron 401	AS-A-INT-01	7,2 V / 1,5 Ah NiCd-Akku 44 x 66 x 42	Euro 29,50
	Hemochron Response Model 8430 Typ HR1217X	AS-A-INT-02	7,2 V / 5 Ah NiCd-Akku	Euro 122,85
	Hemochron Junior II Typ HJ7343X Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-INT-03	8,4 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 150 x 30 x 40	Euro 49,00

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Ivac				
	Infusionspumpe 581/591/598	AS-A-IV-02	6 V / 3,4 Ah Bleigelakku 134 x 34 x 60	Euro 31,32
	Spritzenpumpe 741	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Spritzenpumpe 1000-7000	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
Jäger				
	Apnoscreen Typ 806524 Akkumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-JÄ-02	3,6 V / 4 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
KaWe				
	Original Typ 28970	AS-A-KW-01	3,5 V NiMH-Akku	Euro 54,60 *
	Original Typ C Ref. 12.80220.722, 1280220722, 1S1P ICR 18650A	AS-A-KW-04	3,5 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 64,90 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Kern				
	Stuhlwaage MCC300K100M	AS-A-KE-01	7,2 V / 2,2 Ah NiMH-Akku	Euro 59,00
	Original Stuhlwaage MCC250K100M, flach Typ KSB MBC-A08	AS-A-KE-02	7,2 V / 2,0 Ah NiMH-Akku	Euro 59,50 *
	Stuhlwaage MPD250	AS-A-KE-03	7,2 V / 2,2 Ah NiMH-Akku	Euro 53,14
	Stuhlwaage MCC250K100M, flach Typ KSB MBC-A08	AS-A-KE-04	7,2 V / 2,0 Ah NiMH-Akku	Euro 39,00
Kirsch				
	BL520 Blutkonserven- kühlschrank	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleiakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Med-100/Med-520 Medikamentenkühlschrank	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
Kontron				
	Trakmon 7220	AS-BD-35	12 V / 5 Ah Bleiakku Long 90 x 70 x 108	Euro 18,36

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Laerdal				
	Absaugpumpe 880020/ 884301 (Laerdal)	AS-A-DV-02	12 V / 2,5 Ah Bleiakku 100 x 67 x 60	Euro 155,25
	Absaugpumpe LSU/LSU4000 Defibrillator Heartstart L/XLT/ 4000/M3535A/M3536A/ M3500B/M5500B	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original Absaugpumpe LCSU3 / LCSU4 Typ 886113	AS-A-LA-12	12 V / 1,6 Ah NiMH-Akku	Euro 143,40 *
	Defibrilatoren Heartstart 4000 XL/XLT/M3536A/M3500B/ M5500B/Typ M3516A/M5516A,	AS-A-LE-05	12 V / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 Zyklusfest Bleigelakku, MP1222A	Euro 42,12
	Defibrillator Heartstart Forerunner I (FR1) Typ BT1	AS-A-LA-08	18 V / 1,3 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 127,57
	Defibrillator Heartstart 1000	AS-BD-39	12 V / 7,2 Ah Bleigelakku MP7,2-12 4,8 mm Faston 151 x 64,5 x 94	Euro 27,89

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Laerdal				
	Defibrillator Heartstart MRx, M3538A, M3535A, M3536A	AS-A-LE-10	14,4 V / 6,6 Ah 95 Wh Li-Ion, 78 x 48 x 168	Euro 335,00
	Defibrillator Heartstart Forerunner II (FR2) Typ M3863A	AS-A-LA-13	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 171,72
Lifecare				
	PLV 100 Portable Ventilator Stab	AS-A-LI-02	6 V / 2,5 Ah Bleiakku 37 x 40 x 196	Euro 44,33
Liko				
	Patientenlifter Golvo 7000es/ 7007/7007ES Akkueinsatz, Sie montieren Bei „Viking M“ werden 2 Stück benötigt.	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleiakku 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
Linak				
	Akkubox Typ BAJ1/BAJ2 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-LIN-01	24 V / 2,9 Ah Bleiakku 240 x 115 x 60	Euro 63,72
Linvatec				
	Surgical Typ PRO3115 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-LINV-01	9,6 V / 2 Ah NiMH-Akku 67 x 65 x 33	Euro 49,00
	Surgical Typ PRO3520 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-LINV-02	12 V / 1,1 Ah NiMH-Akku 74 x 52 x 48	Euro 45,00

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Lohmeier				
	Defibrillator D501	AS-A-SI-01	12 V / 4 Ah NiCd-Akku	Euro 99,00
Masimo				
	Pulsoximeter Typ Radical 7 Softpack Typ 14282 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MAS-01	4,8 V / 2,41 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 39,00
	Original Pulsoximeter Typ Radical 7 Softpack Typ 14282	AS-A-MAS-04	4,8 V / 2,41 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 132,00 *
	Pulsoximeter Typ Radical 7 Hardpack Typ 14282 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MAS-02	4,8 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 39,00
Maquet				
	Original Monitor Servo-i / Servo-s Part.No. 6487180 E407E	AS-A-MAQ-02	12 V / 3,5 Ah NiMH-Akku 152 x 90 x 21 ohne Kapazitäts- anzeige	Euro 489,00 *
	OP Tischsystem Alphamaquet 1150.01CO/C1 Typ 0227.018401	AS-A-HE-36	12 V / 8 Ah Bleigelakku 300 x 90 x 45	Euro 233,90
	OP Tisch Alphamaquet 1150	AS-A-MAQ-08	4 x 12 V / 6,5 Ah 4,8 mm Faston Bleigelakku 152 x 65,5 x 98,4	Euro 290,88 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Maquet				
	mobiler OP Tisch Alphamaquet 1150.02CO	AS-A-MAQ-09	4 x 12 V / 14 Ah Bleigelakku 181 x 76 x 167	Euro 648,90 /Set
	* Abbildung ähnlich			
	OP-Tischsystem Alphamaquet Typ 1150.01A1	AS-A-MAQ-07	4 x 12 V / 7 Ah Bleigelakku 150 x 65 x 95	Euro 79,64 /Set
	Original OP Tisch Modell 02270231 Ref. 100975AO	AS-A-MAQ-05	43,2 V / 0,225 Ah Li-Ion Akku 23 x 7,2 x 2,7	Euro 773,80 *
	OP Tisch Betastar 1131.12 Typ 0227.0154 Alpha Max 1132.01, 1133.12 Alpha Star 1130, 1132.03	AS-A-MAQ-10	2 x 12 V / 14 Ah Bleiakku 181 x 76 x 167 M5 Schraubanschluss	Euro 279,80 /Set
McGrath				
	Original Mac Videolaryngoskop	AS-A-MCG-01	3,6 V Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 63,18 *
Medela				
	Absaugpumpe Vario	AS-A-MB-02	12 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 83 x 50 x 34	Euro 99,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Mediana (Nellcor)				
	N5600 OxiMax Pulsoximeter N-5600/P-EU (Mediana-Typ X6004-0) Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-NE-01	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku 85 x 34 x 67	Euro 79,00
	N5600 OxiMax Pulsoximeter N-5600/P-EU (Mediana-Typ X6004-0) Akkumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-NE-02	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku 75 x 38 x 130	Euro 99,00
	N550 / NPB550 Pulsoximeter	AS-BP-04	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
MGVG/Döring				
	Combimat IP 83/85	AS-A-SCH-03	6 V / 2 Ah NiCd-Akku	Euro 45,00
	Combimat 2000 Combimat IP 85 (1+2)	AS-A-MG-05	7,2 Ah / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 35,00
Mindray				
	Original iMEC 8 / iMEC 10 Typ 022-000053-00, #115-018014-00	AS-A-MIN-01	11,1 V / 2,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 151,20 *
	Original Beneview T1 Monitor Typ 115-018016-00 (neue Generation)	AS-A-MIN-03	7,4 V / 2,3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 237,60 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Mindray				
	Original Vitalfunktionsmonitor VS-800 / Patientenmonitor PM-7000 / PM-8000 / PM-9000 / MEC-1200VET Typ M05-01001-06 115-018015-00/ LI23S003A	AS-A-DA-02	11,1 V / 4,4 Ah Li-Ion-Akku 180 x 60 x 22	Euro 243,00 *
	Patientenmonitor PM-8000 Express / PM-9000 / MEC-1000 / MEC-1200 / IPM-9800 / VS-800 Typ M05-302R3R	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original PM60 Pulsoximeter Typ M05-010004-08	AS-A-DA-03	3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 56,16 *
	Original Monitor T5 / T8 Typ M05-010002-06	AS-A-DA-07	11,1 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 290,00 *
	Original BeneHeart D6 Defibrillator / Monitor Typ 022-000012-00, 0651-30-77120	AS-A-DA-06	14,8 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 399,60 *
	Original Ultraschallgerät M9, TE7, FRU, Ref. LI240I002A	AS-A-DA-08	14,8 V / 5,7 Ah Li-Ion-Akku 2-er Set	Euro 985,00 *
Minolta				
	Pulsox 7	AS-A-MI-03	7,2 V / 1 Ah NiCd-Akku	Euro 45,00
	Jaundice Meter JM103	AS-A-MI-04	2,4 V / 0,6 Ah NiMH-Akku 45 x 11 x 21	Euro 25,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Molift				
	Power Pac Typ 1341000 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MOL-02	26,4 V / 3,0 Ah NiMH-Akku	Euro 119,80
	Deckenlifter Typ Hi-Trac Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-MOL-03	2x 12 V / 2,2 Ah Bleiakku 222 x 75 x 40	Euro 42,12 /Set
	Power Pac Typ 0541000-2 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MOL-04	14,4 V / 3 Ah NiMH-Akku 222 x 75 x 40	Euro 79,20
Nellcor				
	N5600 OxiMax Pulsoximeter N-5600/P-EU (Mediana-Typ X6004-0) Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-NE-01	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku 85 x 34 x 67	Euro 79,00
	N5600 OxiMax Pulsoximeter N-5600/P-EU (Mediana-Typ X6004-0) Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-NE-02	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku 75 x 38 x 130	Euro 99,00
	E-300 / N-180 / N185 Pulsoximeter	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nellcor				
	N-3000(I) / 120 / Sinfonie / Baxter College Pulsoximeter	AS-A-NE-05	12 V / 2 Ah Bleiakku 150 x 20 x 89	Euro 29,00
	N-6000 / N6000B Pulsoximeter	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	NPB4000 Pulsoximeter	AS-A-NE-08	6 V / 8 Ah Bleiakku 138 x 51 x 102	Euro 51,30
	NPB190 / 290 / 395 / 595 / 3910 / 3920 / 3940 / N-600 Pulsoximeter N600X Pulsoximeter	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
	520A / 505 / 515 Pulsoximeter	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	N5500 / N5600 Pulsoximeter #M3016-0	AS-A-NE-10	14,4 V / 4 Ah NiMH-Akku 34 x 101 x 69	Euro 119,00

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nellcor				
	N550 / NBP550 Pulsoximeter	AS-BP-04	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
	NBP 70 / NBP 75 / N-85 OxiMax Pulsoximeter, Kapnometer Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-NE-13	7,2 V / 2,5 Ah NiMH-Akku	Euro 35,00
	NBP 70 / NBP 75 / N-85 OxiMax Pulsoximeter, Kapnometer Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-NE-14	7,2 V / 2,5 Ah NiMH-Akku	Euro 39,00
	Invos Cerebraloximeter	AS-BS-500-08	12 V / 3,5 Ah Bleiakku A512/3.5S 0789531500 134 x 66,8 x 64,4	Euro 109,48
	N-560 / N560 OxiMax Pulsoximeter	AS-A-NE-17	9,6 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 108,00
	NPB40 OxiMax VE: 40/400 Stück / Karton Es werden 4 Stück benötigt.	ASLR6V	1,5 V Mignon/LR6/AA Batterie	Euro 0,24

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nihon Kohden				
	Original Defibrillator Cardiolife AED2100 bis SN 5000 Typ SB-210VK - NKPB-1430K	AS-A-NI-01	30 V / 1,4 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 232,70 *
	Original Defibrillator Cardiolife AED2100 ab SN 5001 , AED2150, AED2151, AED2152, Typ SB-212VK - NKPB-14301K	AS-A-NI-25	30 V / 1,4 Ah 2 Jahres batterie nicht wiederaufladbar 175 x 59 x 45	Euro 172,50 *
	Original BSM 3000 / 6000 / 6300 / 6500 / 6700, 6701K / 3532 / 3562K Typ X075, SB-671P	AS-A-NI-02	9,6 V / 2,9 Ah NiMH-Akku 76 x 96 x 35	Euro 234,20 *
	Defibrillator 8023/9010/9020/ 9130/9110, Cardiofax 8830K/ 8823G, ECG84xx/EGG882X/ ECG8830/ECG9010/ECG9020/ ECG9022/ECG9110/EGG9130/ ECG9132, TypX041A	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Defibrillator 8340/8330	AS-BD-38	6 V / 12 Ah Bleigelakku 151 x 50 x 99 4,8 mm Faston	Euro 27,98
	Defibrillator TEC7511/7521/ 7531/ECC9320/X041B	AS-A-NI-20	12 V / 2,9 Ah 102(108) x 56 x 76(79)	Euro 99,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nihon Kohden				
	Original TEC5500/TEC5521 TEC5531/TEC7621/TEC7631/ TEC7721/TEC7731	AS-A-NI-08	12 V / 2,8 Ah NiMH-Akku 110 x 45 x 45	Euro 196,00 *
	TEC5500/TEC5521/TEC5531/ TEC7621/TEC7631/TEC7721/ TEC7731	AS-A-NI-12	12 V / 3 Ah NiMH-Akku 110 x 45 x 45	Euro 143,20
	EEG Typ WEE-1000 / X231/YZ03080	AS-A-NI-10	7,2 V / 1,85 Ah Li-Ion-Akku 70 x 38 x 20	Euro 85,32
	Lifescop i BSM-2300 Serie, BSM-2301A, BSM-2301C, BSM-2301K, BSM-2303C, BSM-2303K, BSM-2304A, BSM-2351A, BSM-2351C, BSM-2351K, BSM-2353C, BSM-2353K, BSM-2354A, Typ X062, YS-076P5	AS-A-NI-14	12 V / 4,5 Ah 93 x 39 x 74 NiMH-Akku	Euro 139,00
	Original Life Scope N OPV-1500 / OPV1500 Typ X064 Monitor	AS-A-NI-15	9,6 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 67 x 45 x 35	Euro 94,02 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nihon Kohden				
	Original PVM-2700/2703 Typ X076/SB-201P	AS-A-NI-22	9,6 V	Euro 195,00 *
Nonin Medical				
	Pulsoximeter 8600 / 8604 / 8700 / 8800	AS-A-NO-01	6 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 44,00
	Advant Pulsoximeter 2120 / 9600 Typ 4032-001	AS-A-NO-03	7,2 V / 4 Ah NiMH-Akku	Euro 102,91
Ohmeda				
	Pulsoximeter Biox 3700E Akkueinsatz ohne Stecker	AS-A-OH-01	8 V / 2,5 Ah Bleiakku 132 x 33 x 60	Euro 31,32
	Pulsoximeter 370/3740	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Pulsoximeter 3800	AS-A-OH-03	8 V / 3 Ah Bleiakku 133 x 37 x 67	Euro 74,52

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Omron				
	HEM-907 Blutdruckmessgerät (48H907N)	AS-A-OM-01	4,8 V / 1,65 Ah NiMH-Akku	Euro 27,00
	Original HPM-1300, HBP-1300 Blutdruckmessgerät, Typ: HXA-BAT2000, 53x42x13,	AS-A-OM-03	3,6 V / 1,9 Ah NiMH-Akku	Euro 41,00 *
Paramedics				
	Original Defibrillator CU-ER Serie Typ CU-ER1	AS-A-PARA-01	12 V / 4,5 Ah NiMH-Akku 4-poliger Stecker	Euro 275,00 *
Philips / HP				
	Defibrillator BD500 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HE-17	12 V / 3 Ah NiCd-Akku 130 x 52 x 50	Euro 67,50
	43100A / 43110A / 43120A/ 43130A / 43200A	AS-A-HP-01	12 V / 2,5 Ah Bleiakku 105 x 120 x 33	Euro 85,32
	Codemaster XL+/M1722/ M1723/M1724	AS-A-HP-02	12 V / 4,2 Ah Bleigelakku 140 x 45 x 110	Euro 63,72
	Codemaster M2476B Akkubau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-HP-06	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 160,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Transportmonitor M1275, Heartstream XL Defibrillator Typ M3516A / M5516A (M4375A), Monitor 1205 Typ M40488A	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Pagewriter 100 / 200 / 300i Serie / M1770A / M1771A / M1772A Typ M2460A	AS-A-HP-08	6 V / 7,2 Ah Bleiakku 151 x 34 x 94	Euro 63,72
	Defibrilatoren Heartstart 4000 XL/XLT/M3536A/M3500B/ M5500B/Typ M3516A/M5516A,	AS-A-LE-05	12 V / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 Zyklusfest Bleigelakku, MP1222A	Euro 42,12
	Viridia M3 / M4 Typ M3046	AS-A-HP-12	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 187,35
	Original Monitor MP20 / MP30 MP40 / MP5 / MP50 / MX400 / MX450 / MX500 Avalon FM20 / FM30 (M8001A / M8002A) #989803210521 BAT 3S3P	AS-A-HP-51	10,7 V / 7,1 Ah Li-Ion-Akku 149 x 90 x 20	Euro 408,47 *
*Abbildung ähnlich				
	MP5 / MP20 / MP30 / MP40 / MP50 / MX400 / MX450 / MX500 / Avalon FM20,FM30, (M8001A/M8002A) Typ M4605A	AS-A-HP-42	10,8 V / 7,8 Ah 84,24 Wh Li-Ion-Akku	Euro 279,80

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Original Monitor Eearly Vue VS30, Pagewriter TC20-70, Efficia CM #989803199221	AS-A-HP-52	11,1 V / 7,8 Ah 86,58 Wh Li-Ion-Akku	Euro 287,15 *
	Monitor SureSigns Vital Signs VS2 / VS3 / VS4, SureSigns Patienten Monitor VM3 / VM4 / VM6 / VM8, SureSigns Vital Signs Viewer VSV, Page Writer Cardiograph TC20 / TC30 / TC50 TC70, Typ 989803194541, 989803144631, 453564509341	AS-A-HP-29	11,1 V / 6,6 Ah 73,26 Wh Li-Ion-Akku 140 (148) x 90 x 20 - neue Ausführung -	Euro 253,80
	Original SureSigns VM1 Typ 989803174881, REF 453564243501	AS-A-HP-34	11,1 V / 2,4 Ah Li-Ion-Akku	Euro 83,48 *
	Original IntelliVue Typ M4607A für MP2/X2/M3002A/M8102A #989803148701	AS-A-HP-22	10,8 V / 2 Ah 21,6 Wh Li-Ion-Akku 66 x 80 x 20	Euro 252,65 *
	Akku für IntelliVue MP2/X2/M3002A/ M8102A, #M4607A #989803148701	AS-A-HP-45	10,8 V / 2 Ah 21,6 Wh Li-Ion 66 x 80 x 20	Euro 179,00
	Original IntelliVue X3 Typ 989803196521	AS-A-HP-40	10,8 V / 2,0 Ah Li-Ion-Akku	Euro 234,84 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Intellivue X3, Typ 989803196521	AS-A-HP-47	10,8 V / 2 Ah 21,6 Wh Li-Ion 69 x 71 x 23	Euro 198,00
	Original IntelliVueMX40 Typ 989803205801, BAT - Pwr Mdl	AS-A-HP-49	3,7 V / 1,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 367,29 *
	IntelliVue MX40 Typ: 9898031176201, 989803174131	AS-A-HP-48	3,7 V / 1,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 346,50
	Monitor C3, Typ862474C3 / 832478 / 453563480031	AS90/70/107	12 V / 4,5 Ah Bleiakku MP4.5-12 90 x 70 x 107	Euro 21,07
	Original Heartstart HS1 / FRx Typ M5070A	AS-A-HP-16	9 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 210,60 *
	Heartstart HS1 / FRx Typ M5070A	AS-A-HP-35	9 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 161,20
	Defibrillator Heartstart Forerunner I (FR1) Typ BT1	AS-A-LA-08	18 V / 1,3 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 127,57

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Defibrillator Heartstart Forerunner II (FR2) Typ M3863A	AS-A-LA-13	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 171,72
	Defibrillator Heartstart MRx, M3538A, M3535A, M3536A	AS-A-LE-10	14,4 V / 6,6 Ah 95 Wh Li-Ion, 78 x 48 x 168	Euro 335,00
	Original Defibrillator Heartstart Forerunner 3, FR3 Typ 989803150161	AS-A-HP-30	12 V / 4,7 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 316,92 *
	Defibrillator Heartstart 4000, Typ M5516A	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Monitor A3 / 3926A Typ M3928	AS-A-HP-20	6 V / 8 Ah Bleiakku 138 x 51 x 102	Euro 48,63
	Original Avalon CL Ersatzakku-Set Typ 989803184861 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HP-36	Li-Ion-Akku	Euro 693,40 *

Akkus für jedes med. Gerät, USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Original Efficia DFM100 #989803190371	AS-A-HP-39	14,8 V / 5,0 Ah 74,0 W, Li-ION	Euro 293,37 *
Physio Control				
	Lifepak 8 - Defibrillator Teil	AS-A-PH-04	2x 6 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 61,33 /Set
	Lifepak 8 - Monitor Teil	AS-A-PH-05	19,2 V / 2,2 Ah NiCd-Akku	Euro 174,15
	Lifepak 9 - Defibrillator	AS-A-PH-06	16 V / 2,5 Ah Bleigelakku 136 x 78 x 67	Euro 94,50
	Lifepak 9 - Defibrillator Bleirundzelle (Typ Hawker)	AS-A-PH-07	16 V / 2,5 Ah Bleiakku 72x70x136	Euro 157,80
	Lifepak 10 Defibrillator, Lifepak 5 Defi- und Monitorteil Lifepak 250 Monitor	AS-A-PH-08	12 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 77,60
	Lifepak 10 Defibrillator, Lifepak 5 Defi- und Monitorteil Lifepak 250 Monitor	AS-A-PH-09	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku 128 x 98 x 34	Euro 92,40

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Physio Control				
	Original Defibrillator Lifepak LP15 21330-001176	AS-A-PH-28	10,8 V / 6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 318,65 *
	Lifepak 20	AS-A-PH-18	12 V / 3 Ah NiMH-Akku	Euro 137,60
	Original Defibrillator Lifepak 20e Typ 3205296-002 / 11141-000112	AS-A-PH-32	10,8 V / 6 Ah 67 Wh Li-Ion-Akku	Euro 269,70 *
	Defibrillator Lifepak 20e Typ 3205296-002 / 11141-000112	AS-A-PH-37	10,8 V / 6 Ah 65 Wh Li-Ion-Akku 220 x 50 x 30	Euro 249,50
	Lifepak 200 (LP200) Sie benötigen 2 Akkus.	AS-A-PH-19	8 V / 2,5 Ah Bleiakku 133 x 33 x 60	Euro 76,37
	Lifepak 500	AS-A-PH-23	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 182,52
	Original Defibrillator Lifepak 1000/LP1000	AS-A-PH-12	12 V / 4,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 350,20 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Physio Control				
	Original Defibrillator Lifepak CR-Plus / Express Ersatz Paket #11403-000002	AS-A-PH-24	12 V / 1,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 249,00 *
	Original Defibrillator Lifepak CR-Plus / Express #11403-000001 komplettes Replacement Kit mit 2 Paar Elektroden	AS-A-PH-30	12 V / 1,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 298,00 *
	Original Lucas 2 + 3 Reanimationssystem #11576-000080	AS-A-PH-35	25,9 V / 3,3 Ah LiPo-Akku	Euro 804,43 *
Primedic/Metrax				
	Defibrillator B	AS-A-PR-01	14,4 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 55,00
	Defibrillator M240 / EC01 / DM1 / 3 / 10-12 / 30-12 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-PR-02	14,4 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 59,00
	Original Defibrillator M240	AS-A-PR-05	14,4 V / 1,7 Ah	Euro 210,10 *
	Original Defibrillator M250 / HeartSave 6 / HeartSave 65 / AED / AS / AED-M Typ 97641	AS-A-PR-06	15 V / 7,2 Ah 108 Wh, LiMnO2- Batterie, nicht wiederaufladbar 6 Jahre Standby-Zeit	Euro 256,92 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Protocol Propaq				
	102EL / 104 / 106 / 202EL / 204EL / 206EL / 240 EL / 242 EL / 244EL / 246EL Monitor mit SpO2 komplett mit Platine	AS-A-PRO-01	8 V / 5 Ah Bleigelakku 133 x 74 x 70	Euro 150,12
	101-106 / 242 / 244 / 246 Monitor und baugleich B10813	AS-A-PRO-05	8 V / 2,5 Ah Bleiakku komplett mit Platine Einzelakku 132 x 70 x 37	Euro 85,32
Quest				
	AC-Tester Typ 704080	AS-A-Q-01	10,8 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 79,00
Quickels				
	Original Sauganlage #QN D103	AS-A-QU-01	10,8 V / 2,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 325,00 *
Radiometer				
	Pulsoximeter OXY 3	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
ReSpironics				
	BiPap Focus Ventilator Typ 8-500016-00	AS-A-RES-01	9,6 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 129,00
Sanyo				
	MDF-137 Medizin-Kühltruhe Typ 5HR-AAC	AS-A-Div-70	6 V / 1,6 Ah NiMH-Akku	Euro 71,73

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
Schiller			
	DT-100 Typ 212117 Es werden 2 Stück benötigt.	AS134/67/60E 12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	DG2002NI Blutdruckmodul	AS-A-BRU-11 4,8 V / 0,45 Ah NiMH-Akku	Euro 21,00
	Blutdruckrekorder BR-102 plus, VE: 10 Stück Es werden 2 Stück benötigt.	ASHR-3U-X 1,2 V / 2,6 Ah NiMH-Akku Mignon	Euro 3,10
	AT1 / Spirovit 1 / SP1 / P80 / AT101 / ATS750 Typ 683198	AS-BP-04 12 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
	AT1 / SP1 / P80 / AT101 / Argus VCM EKG	AS-A-SC-16 12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 47,5 x 55	Euro 15,66
	Original AT1 / SP1 / P80 / AT101 / Argus VCM EKG Typ First Power FP1212A	AS-A-SC-13 12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 47,5 x 55	Euro 77,00 *
	AT2 / AT6 EKG/CM8 Monitor / Cardiovit SC100 / SP200	AS-BD-27 12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 4,8 mm Faston 178 x 34 x 60	Euro 24,30

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
	Schiller			
	AT4 / AT5	AS-A-SC-05	9,6 V / 1,2 Ah NiMH-Akku 200 x 28 x 14	Euro 49,00
	AT10 Es werden 2 Stück benötigt.	AS96/25/61	12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
	AT104	AS-A-SC-09	7,2 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 151 x 28,4 x 14,5	Euro 39,00
	AT10+ / AT10plus EKG	AS-A-SC-11	9,6 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 99,00
	Original AT10+ / AT10plus / AT110	AS-A-SC-12	21,6 V / 2,3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 681,92 *
	Defibrillator Defigard 1002 / 2000 / 2002 / 2002 / 6002 Halbautomat FRED / FRED Professional Physiogard TM910	AS-A-BRU-01	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 104,90
	Original Defibrillator Defigard 1000 / 2000 / 2002 Halbautomat FRED	AS-A-BRU-02	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 155,00 *

Akkus für jedes med. Gerät, USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Schiller				
	Defibrillator Defigard 2002	AS-A-BRU-07	3,6 V / 0,16 Ah NiMH Backup Akku	Euro 10,00
	Defibrillator Defigard 3002	AS-A-BRU-05	14,4 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 89,00
	Original Defibrillator Defigard 4000 / DG4000 Typ 614186	AS-A-BRU-12	12 V / 2,3 Ah	Euro 195,00 *
	Original Defibrillator Defigard 5000 / Argus PRO Lifecare 2 / Defigard Touch 7	AS-A-BRU-10	11,1 V / 4,65 Ah 51,6 Wh Li-Ion-Akku	Euro 526,52 *
	Original Defibrillator Halbautomat FRED	AS-A-BRU-03	18 V / 4,75 Ah LiMnO2-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 343,00 *
	Original Defibrillator Halbautomat FRED easy Typ 4-07-0001	AS-A-BRU-08	12 V / 2,8 Ah LiMnO2-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 208,00 *
	Original Defibrillator Easyport	AS-A-SC-17	12 V / 0,75 Ah Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Schiller			
 <p>MT-101</p>	ASHR-3U-X	1,2 V / 2,6 Ah NiMh-Akku Mignon	Euro 3,10
 <p>Original Cardiovit MS-2007</p>	AS-A-SC-18	7,4V / 4,2 Ah Li-Ion-Akku 32Wh	Euro 169,00 *
 <p>Cardiovit AT102</p>	AS-BD-27	12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 2.6-12 178 x 34 x 61 (66), parallelgesetzte Kontakte Stecker u. Verbinder von den vorh. Akkus nutzen	Euro 24,30
 <p>Cardiovit AT102</p>	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 61 Kontakte gegenüberliegend	Euro 31,72
 <p>Original AT102+ / MS-2010 / MS-2015</p>	AS-A-SC-22	7,2 V / 5,4 Ah 38,88 Wh Li-Ion-Akku 72,7 x 20 x 69	Euro 211,00 *
Hinweis des Herstellers: Wenn im MS-2010 oder MS-2015 erstmalig dieser neue Akku verbaut wird, muss auch der Batteriefachdeckel gewechselt werden, bitte AS-A-SC-22BD mit dazubestellen.			
 <p>Original Cardiovit AT102 G2</p>	AS-A-SC-21	11,25 V / 6,4 Ah Li-Ion-Akku	Euro 312,00 *

Akkus für jedes med. Gerät, USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Seca				
	Waage 717A, 727, 757, 771, 909, 922, 927, 942, 944, 958, 959, Typ 68-21-12-721	AS-A-SE-02	7,2 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 28,30
	Waage 717A, 727, 757, 771, 909, 922, 927, 942, 944, 958, 959, Typ 68-21-12-721	AS-A-SE-04	7,2 V / 0,94 Ah NiCd-Akku	Euro 35,70
	Waage 665/715/717/959 Typ 68-22-12-721-009	AS-A-SE-03	7,2 Ah / 1,25 Ah NiMH-Akku 42 x 28 x 50	Euro 39,00
Sherwood				
	Ernährungspumpe E-Pump Typ F010484	AS-A-SH-05	4,8 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 50,94
Siemens				
	Monitor Sirecust 311	AS-BS-500-05	8 V / 3,5 Ah Bleigelakku A503/3.5S 178 x 34 x 64	Euro 69,06
	EKG-Schreiber Megacard	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Siemens				
	Monitor Siccard 440/460	AS-BS-200-02	6 V / 1 Ah Bleigelakku MP1-6 51,2 x 42 x 54	Euro 22,68
	Monitor Infinity SC7000 / SC9000	AS-A-SI-07	2x 6 V / 1,4 Ah NiCd-Akku	Euro 49,00 /Set
	Siccard 740	AS-A-SI-12	3 V Lithium Backup Batterie , 17 x 34 mit Printanschluss Plus: 2er Pin 7,5 mm Raster Minus: 1er Pin	Euro 6,08
	Monitor SC7000XL / SC9000XL intern	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	Monitor SC7000XL / SC9000XL extern	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Ventilator SC8000, 710, Cardostat 31/31S, Servo 300 / 300A	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Siemens				
	Siccard	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Monitor SC8000	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleiakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Backup Batterie zu Monitor Infinity Gamma / Gamma XL	ASCR2450N	3 V Lithium 24 x 5	Euro 4,05
	Original Critical Care Monitor Servo-i/Servo-s	AS-A-MAQ-02	12 V / 3,5 Ah NiMH-Akku 152 x 90 x 21 ohne Kapazitäts- anzeige	Euro 489,00 *
	Sonoline Antares Ultrasound Type 4834789	AS-A-SI-27	4,8 V / 4,5 Ah NiMH-Akku	Euro 77,30
Söhngen				
	Absaugpumpe	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Söhnle				
	Waage S20-2760	AS-A-SÖ-02	6 V / 2 Ah NiMH-Akku 83 x 45 x 18	Euro 32,00
	Waage 7711	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku Kontakte nach innen nicht versetzt WP1.2-6 97 x 24 x 50	Euro 11,40
Sonosite				
	Original Ultraschallsysteme Titan, MicroMaxx, M-Turbo Part.No. P07168 (P09059-01/ P02569-02)	AS-A-SO-01	10,8 V / 5,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 629,80 *
de Soutter				
	CB-100 / CB100 Gipssäge Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-SOU-04	10,8 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 69,00
Spacelabs				
	PC Express Monitor 90305/ 90306/90308	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	MCare 300 Monitor, Typ 147-0127-00	AS-A-SP-04	11,1 V / 6,6 Ah 73,26 Wh Li-Ion-Akku	Euro 199,50
Stieglmeyer				
	Intensivbett Epostyle Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HILL-03	24 V / 1,3 Ah Bleiakku 104 x 135 x 67	Euro 52,92

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV








*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Stieglmeyer				
	Intensivbett Epostyle/Seta BA20003-00 CB18 Steuerung/CB1663x Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-STI-04	2 x 12 V / 1,3 Ah Bleiakku 97 x 48 x 52	Euro 54,72 /Set
	Bett Vitano / AG300 Sicuro Akkueinsatz, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-STI-01	24 V / 1,3 Ah Bleigelakku	Euro 52,92
	Bett Vitano / AG300 Sicuro Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 4 Stück benötigt.	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Bett Seta Typ Linak / BA20003-00 Akkueinsatz, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-STI-02	24 V / 1,3 Ah Bleiakku 115 x 120 x 70	Euro 65,65
	Bett Vivendo Es werden 2 Stück benötigt.	AS-A-Sonder-03	12 V / 1,3 Ah Bleigelakku 98 x 48 x 54	Euro 19,48
	Akku Bett Vivendo EM1, EM3, EM4, Avanta, Avanta Plus, Aventa Classic, Puro Akkueinsatz - Sie montieren	AS-A-STI-06	2 x 12 V / 1,2 Ah Bleigelakku 97 x 43 x 52	Euro 51,80 /Set
Stierlen/Maquet				
	OP Tisch (Fernbedienung) D7550	AS-A-HE-32	10,8 V / 0,8 Ah NiMH-Akku AAA-HR03 94,5 x 45 x 10,5	Euro 35,00
	OP Säule Alphamaquet Typ 0227.018401	AS-A-HE-36	12 V / 8 Ah Bleiakku 300 x 90 x 45	Euro 233,90
	OP Tischsystem Alphamaquet Typ 1150.01A1 Es werden 4 Stück benötigt.	AS-BP-35	12 V / 7 Ah Bleiakku 151 x 65 x 94	Euro 19,44

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Stryker				
	OP Instrumente Typ 4112	AS-A-STR-18	9,6 V / 0,5 Ah NiCd-Akku	Euro 225,00
	OP Instrumente Typ 4115 CD2, Cordless Driver 2, System 4, System 5	AS-A-STR-23	9,6 V / 1,2 Ah NC-Akku 87 x 75 x 68	Euro 340,00
	OP Instrumente Typ 400-650 Powerpack T4 Akkuumbau, wenn Akku ohne Chip, Bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-STR-08	6 V / 4 Ah 63 x 40 x 100	Euro 69,00
	*nicht autoklavierbar			
	Typ 250-070-602 / 250-070-601 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-STR-13	16,8 V / 1,8 Ah NiMH-Akku	Euro 69,00
	*nicht autoklavierbar			
Weitere Akkus auf Anfrage				
Strässle				
	Elektroden Sauanlage DT100 Es werden 2 Stück benötigt.	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
Sunrise Medical				
	Patientenlifter Oxfort Presence Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-SUN-01	2 x 12 V / 2,9 Ah Bleiakku	Euro 48,60

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Synthes				
	Bohrer Typ 532.003 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-SYN-02	12 V / 0,5 Ah NiCd-Akku 67 x 37 x 116	Euro 79,00
	*nicht autoklavierbar			
	Typ 530.620 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-SYN-04	14,4 V / 2 Ah NiMH-Akku 132 x 70 x 50	Euro 95,00
	*nicht autoklavierbar			
Weitere Akkus auf Anfrage				
Terumo				
	Infusionspumpe TE311/312	AS-A-TE-02	9,6 V / 0,9 Ah NiCd-Akku	Euro 49,00
	Infusionspumpe TE311/312	AS-A-TE-03	9,6 V / 1,65 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
Tri Med / Böhlinger				
	AC Tester / Blutgerinnungsmeßgerät PA100	AS-A-TR-01	10,8 V / 2 Ah NiCd-Akku	Euro 55,00
Trumpf				
	Mobiler OP Tisch Mars 2 Serie	AS-BS-500-10	12 V / 10 Ah Bleigelakku 4,8 mm Faston A512/10,0S 152 x 98 x 98,4	Euro 103,30
	OP Tisch Säule Jupiter Stationär	AS-A-TRU-03	12 V / 2 Ah 4,8 mm Faston Bleigelakku A512/2,0S 178 x 34 x 64	Euro 71,60

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Unitech				
	PA960 / PA962 / PA963 / PA967 / PA968 / PA968II / PA970 / RH767	AS-A-UNIT-01	7,4 V / 1,8 Ah Li-Ion-Akku 57 x 37 x 23	Euro 42,12
Völker				
	Patientenbett S960	AS-A-VÖL-01	6 V / 5 Ah Bleiakku 136 x 52 x 76	Euro 39,90
	Patientenbett S960 Ersatzakku	AS-A-VÖL-02	24 V / 5 Ah Bleiakku 310 x 130 x 52	Euro 190,60
	Patientenbett S962-2 / S962-2W / S962-2 vis-a-vis / S282 / S382 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-VÖL-03	24 V / 7,2 Ah Bleiakku	Euro 58,70
	Patientenbett S960-2W Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-VÖL-04	4 x 6 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 49,66 /Set
Weiner				
	Patiententlifter Omnilift G2 Akkubox BAJ1-00-01	AS-A-WEIN-04	2x 12 V / 2,9 Ah Bleiakku	Euro 42,12 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Weinmann				
	Absaugpumpe Accuvac	AS-BD-39	12 V / 7,2 Ah Bleigelakku MP7,2-12 151 x 64,5 x 94	Euro 27,89
	Accuvac Rescue Basic	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	Original Accuvac Rescue	AS-A-WEI-03	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 199,00 *
	Oxycount mini Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-WEI-06	7,2 V / 0,45 Ah NiCd-Akku	Euro 49,00
	Original Medumat Transport Typ WM28384	AS-A-WEI-08	10,8 V / 6,45 Ah Li-Ion-Akku	Euro 509,44 *
Welch Allyn				
	Typ 72100 / 72110	AS-A-WE-13	2,4 V / 0,7 Ah NiMH-Akku	Euro 23,00
	Typ 72200	AS-A-WE-03	3,5 V / 0,7 Ah NiMH-Akku 73,2 x 26,2	Euro 37,80

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
Welch Allyn			
	Original Typ 72200	AS-A-WE-14 3,5 V / 0,75 Ah NiCd-Akku	Euro 54,04 *
	Original Typ 72270	AS-A-WE-44 3,6 V / 0,58 Ah NiMH-Akku	Euro 70,00 *
	Typ 72300	AS-A-WE-15 3,5 V / 0,7 Ah NiCd-Akku	Euro 21,00
	Original Typ 72300	AS-A-WE-04 3,5 V / 0,65 Ah NiCd-Akku	Euro 48,40 *
	Typ 72900 für MicroTyp 2 / MT2	AS-A-WE-29 2,4 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 56 x 17	Euro 11,50
	Original ThermoScan Pro 4000 Typ 53020-0000	AS-A-Div-22 2,4 V 2HR-4VC NiMH-Akku	Euro 20,44 *
	Vital Sign Monitor (VSM) 5300 / 53NOP / 53NTO / 53OTO / 53000 / 53NTP / 5350P, #407560	AS-A-WE-46 6 V / 4,5 Ah Belakku 75 x 50 x 105	Euro 21,80

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Welch Allyn				
	Vital Sign Monitor (VSM) 300 Serie / Spot420 / 42NOB / 53NTB / 53NTL / 63NTB 501-0015-01, Typ 4200-84	AS-A-WE-32	6 V / 4,5 Ah Bleiakku 75 x 50 x 105	Euro 25,92
	Original LumiView (72500) Typ 72250 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WE-07	3,6 V / 1,8 Ah NiCd-Akku	Euro 122,40 *
	Atlas Monitor 210/ 622NTB/623NP-G2 Typ 6200-41	AS-A-WE-11	6 V / 7,2 Ah Bleiakku 154 x 35 x 104	Euro 47,25
	Lifesign Analyzer 4200, 5000, 52000, BP, SPO2, Quick Sign, CP100, 200, ECG, EL Typ 5200-84	AS-A-WE-10	6 V / 4,5 Ah Bleiakku 75 x 53 x 104	Euro 25,08
	VSM LXI, 400732, Spot LXI Typ 4500-84	AS-A-WE-27	6 V / 5,5 Ah Bleiakku 88 x 50 x 113	Euro 34,56
	Original Typ 71960/71969 für Handgriff 71900/71902	AS-A-WE-30	3,7 V Li-Ion-Akku	Euro 212,24 *
	Original Connex VSM6000 (BATT99, BATT-99, 9 Cell)	AS-A-WE-42	11,1 V / 6 V 66Wh Li-Ion-Akku	Euro 381,24 *
	Connex VSM6000 (BATT99, BATT-99, 9 Cell)	AS-A-WE-49	11,1 V / 6 Ah 66Wh Li-Ion-Akku 203 x 72 x 24	Euro 249,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Welch Allyn				
	Original ProBP3400 Blutdruckmesser	AS-A-WE-43	3,7 V / 2,1 Ah Li-Ion-Akku	Euro 59,50 *
	Defibrillator AED10 Typ 001852	AS-A-WE-36	12 V / 2,8 Ah Lithium-Batterie 75 x 50 x 105	Euro 89,10
	Original Micropaq/ Propaq Monitor LT Typ 008-0857-00 mit Bodenplatte	AS-A-WE-40	7,4 V / 2,3 Ah Li-Ion-Akku 73 x 53 x 25	Euro 245,00 *
	Original Thermoscan Pro 6000 Typ 104894, #901122	AS-A-BR-24	2,4 V / 0,75 Ah NiMH-Akku	Euro 31,36 *
Wissner-Bosserhoff				
	Eleganza (Duomed) Krankenbett Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-02	4x 6 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 39,96 /Set
	Eleganza / Praktiker (Powerbox) Krankenbett Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-03	2x 12 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 42,12 /Set
	Krankenbett Typ Multicare (DiaMec) Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-04	2 x 12 V / 7,2 Ah Bleiakku 151 x 65 x 94	Euro 52,92 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Zoll				
	Defibrillator NTP2-PD1400/ PD1600/PD1700/PD2000/ 4410/M-Serie CCT / E-Serie #8000-0299-10, #8000-0299-01 ohne Kapazitätsanzeige	AS-A-ZO-01	10 V / 2,5 Ah Bleiakku 191 x 71,4 x 39,7	Euro 144,90
	Defibrillator PD900/PD1200	AS-A-ZO-03	12 V / 2,5 Ah Bleiakku 125 x 138 x 33	Euro 139,32
	Original Defibrillator AED Pro (ab Software Vers. 2.4), E-Serie, R-Serie, Typ Sure Power 8019-0535-01, mit Kapazitätsanzeige	AS-A-ZO-07	10,8 V / 5,8 Ah 197 x 94 x 70 Li-Ion-Akku	Euro 729,15 *
	Defibrillator AED, Plus Typ Ultra 123 <i>Es werden 10 Stück benötigt.</i>	AS-LB-02D	3 V Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 3,99 *
	Original Defibrillator AED Pro Typ 8000-0860-01 / 1008-1003-01	AS-A-ZO-02	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 264,01 *
	Original Defibrillator AED X-Serie, Propaq MD Typ Sure Power II 8000-0580-01	AS-A-ZO-11	11,1 V / 6,6 Ah 73 Wh Li-Ion-Akku	Euro 702,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Original Bleiakku Sonnenschein dryfit A200/500				Preis/Stück
	Typ / Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	Abmaße in mm	
AS-BS-500-08	A512/3.5S / 0789531500	12 V	3,5 Ah	134 x 66,8 x 64,4	Euro 109,48 *
AS-BS-500-09	A512/6.5S / 0789543200	12 V	6,5 Ah	152 x 65,5 x 98,4	Euro 69,01 *
AS-BS-500-10	A512/10.0S / 0789552500	12 V	10 Ah	152 x 98,0 x 98,4	Euro 103,30 *
AS-BS-500-12	A512/25G5	12 V	25 Ah	176 x 167 x 126	Euro 158,60 *



Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

Asmuth Art.Nr.	Original Bleiakku Hawker				Preis/Stück
	Typ / Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	Abmaße in mm	
AS-A-GR-01	Hawker Cyclon	2 V	2,5 Ah	34 x 61,2	Euro 6,70 *



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einzelzellen						Preis/Stück
	Original- Artikel-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	
AS-EZ-04	ReCyko+	AAA Micro NiMH	1,2 V	950 mAh	9 x 44	10 Stück	Euro 2,70
ASHR-3U-X	GP270AAHC	Mignon	1,2 V	2,6 Ah	14,5 x 50,5	10 Stück	Euro 3,10
ASV56722	56722	E-Block NiMH	8,4 V	200 mAh	48,5 x 26,6 x 15,7	10 Stück	Euro 7,10
AS-EZ-23	GP50NH	Lady Akkus	1,2 V	500 mAh	11 x 29	10 Stück	Euro 3,80



sonstige Akkus

AS96/25/61	Multipower MPO.8-12s Bleigelakku		12 V	0,8 Ah	96 x 25 x 61,5		Euro 19,95
AS-BP-22	Yuasa NP4-12 Bleiakku		12 V	4 Ah	90 x 70 x 106		Euro 27,00
AS97/24/50	Long WP1.2-6 Bleigelakku		6 V	1,2 Ah	97 x 24 x 50 Kontakte nach innen nicht versetzt		Euro 11,40
AS90/70/106	SSB Bleiakku SBH190-12 für Hochstromanwendung, baugleich mit CSB HRL1223WS2		12 V 190W		90 x 70 x 106		Euro 31,32
AS-BP-24	Yuasa NP7-12 Bleigelakku mit VDS-Zulassung		12 V	7 Ah	151 x 65 x 97,5		Euro 24,86
AS-A-Sonder-03	PBQ-Bleigelakku 1.3-12V		12 V	1,3 Ah	98 x 48 x 54		Euro 19,48
AS-BS-200-02	Multipower MP1-6 Bleiakku #A206/1.0S #0719017200		6 V	1 Ah	51,2 x 42,5 x 54,4		Euro 22,68
AS134/67/60E	#NP3.4-12,		12 V	3,4 Ah	134 x 69 x 60		Euro 30,94



**Asmuth
Art.Nr.**

Ansmann Ladegeräte Powerline Serie

Preis/Stück

Super-Schnell-Ladegerät für Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus

Ausgestattet mit Spannungsgradientenabschaltung und Einzelschachtüberwachung sowie Entladefunktion zur Vermeidung des Memory-Effektes. Unabhängig von der Nennkapazität und der Restkapazität wird jeder Akku einzeln überwacht und abgeschaltet. Nach dem Ladevorgang werden die Akkus mit einer Impulserhaltungsladung versorgt und können dadurch unbegrenzt im Ladegerät verbleiben. Die Super-Schnell-Ladung ermöglicht kürzeste Ladezeiten. Dank der Akku-Defekt-Erkennung werden schadhafte Akkus erkannt und angezeigt.

Lieferung erfolgt ohne Akkus.

ASEnergy

Ansmann Lade- und Prüfgerät Ladegerät
Energy SX3000 Tischladestation für bis
zu 16 Akkus
1-12 Micro AAA / Mignon AA
1 - 6 Baby C / Mono D
1 - 2 9V-Block
zzgl. 2 USB-Ladebuchsen
Energy 16 Plus

Euro 113,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

AS5317263

Ansmann Photocam IV Steckerladegerät
für Micro AAA und Mignon AA Akkus
inkl. 4 x Mignon AA 2500 mAh
maxE+ NiMH-Akkus

Euro 24,30



Bezeichnung

AS-Artikel-Nr. Werte

Preis/Stück

USV Anlagen / Sicherheitstechnische Anlagen



WP1.2-12M	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah	■ Euro 23,23
NP2.3-12	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah	■ Euro 31,72
WP7.2-12M	AS-APC-01	12 V / 7,2 Ah	Euro 15,68
WP12-12A	AS-APC-02	12 V / 12 Ah	Euro 31,89
WP18-12SHR	AS-APC-03	12 V / 18 Ah	Euro 42,59
WP26-12M	AS-APC-04	12 V / 26 Ah	Euro 71,90
WP45-12M	AS-APC-05	12 V / 45 Ah	Euro 100,94

Akkus für USV-Anlagen passend für APC

passend für APC Batterie RBC2	AS-BD-30	12 V / 7,2 Ah	Euro 24,40
----------------------------------	-----------------	---------------	------------



passend für APC Batterie RBC4	AS-APC-02	12 V / 12 Ah	Euro 31,89
----------------------------------	------------------	--------------	------------



passend für APC Batterie RBC6	AS-APC-12	12 V / 12 Ah Stecker und Verbinder müssen vom Altakku übernommen werden	Euro 113,60
----------------------------------	------------------	--	-------------



passend für APC Batterie RBC7	AS-APC-13	12 V / 17 Ah Stecker und Verbinder müssen vom Altakku übernommen werden	Euro 135,00
----------------------------------	------------------	--	-------------





	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
	passend für APC Batterie RBC48	AS-APC-27	Euro 79,55
	passend für APC Batterie RBC55	AS-APC-28	Euro 360,00
	passend für APC Batterie RBC109	AS-APC-32 24 V / 9 Ah	Euro 76,20
	USV-Anlagen RBC17-BD1 passend für CP1290 CSB-HR1234WF2 CSB	AS-APC-33 12 V / 34 Watt bzw 9 Ah 151 x 65 x 100 F2 Faston 6,3mm	Euro 26,20
	passend für APC Batterie RBC18 PS250, PS250I, PS450, PS450I, SU5005, BAY450, SC250RM1U, SC450RM1U	AS-APC-39	Euro 96,12 /Set


Akkus für jedes med. Gerät, USV

AKKUS


für jedes medizinisches und
schnurloses Gerät



BATTERIEN



Batterien



	Asmuth Art.Nr.	Primärbatterien	Preis/Stück inkl. Entsorgung
	ASLR6V	Batterie, Mignon, Alkaline, AA , 1,5 V, Varta / Industrial VE: 40/400 Stück / Karton	Euro 0,24 *
	ASLR03V	Batterie, Micro, Alkaline, AAA , 1,5 V, Varta / Industrial VE: 10/700 Stück / Karton	Euro 0,24 *
	ASLR1V	Batterie, Lady, Alkaline, LR1 , 1,5 V, Duracell VE: 10 Stück / Karton	Euro 0,80 *
	ASLR14P	Batterie, Baby, Alkaline, LR14 , 1,5 V, Panasonic VE: 10/60 Stück / Karton	Euro 0,81 *
	ASLR20P	Batterie, Mono, Alkaline, LR20 , 1,5 V, Panasonic / Powerline VE: 85 Stück / Karton	Euro 1,20 *
	AS6LR61V	Batterie, E-Block, Alkaline, 6LR61 , 9 V, Varta / Industrial Maße: 4,4 x 2,5 x 1,6 cm VE: 20/200 Stück / Karton	Euro 1,04 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Sonstige Alkaline-Typen

Preis / Stück

Lithiumbatterien

	IEC-Norm	Vergleichs- bezeichnung	Spannung	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	
AS-LB-02	CR123/CR17345 CR17345	CR123A/EL123/	3 V	16,9 x 34	10 Stück	Euro 2,38 *
AS-LB-02D	CR123A BG1	Duracell Ultra Foto	3 V	16,8 x 34	10 Stück	Euro 3,99 *



3,0 Volt Lithium Knopfzellen CR-Typen

	Vergleichs-Bezeichnung	Spannung	Verpackungseinheit	
ASCR1225	CR1225	3 V	10 Stück	Euro 2,05 *
ASCR2025	CR2025	3 V	5 Stück	Euro 1,51 *
ASCR2032	CR2032	3 V	20 Stück	Euro 1,51 *
ASCR2450	CR2450	3 V	20 Stück	Euro 1,51 *
ASCR2450N	CR2450N Renata	3 V	25 Stück	Euro 4,05 *
ASCR2330	CR2330	3 V	10 Stück	Euro 1,51 *




Batterien

BATTERIEN



LICHTLEITKABEL, XENON, MEDIZINISCHE LAMPEN



Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon



Asmuth
Art.Nr.

Kaltlichtkabel

Preis/Stück

Hightrans-Lichtleitkabel

garantiert autoklavierbar, Temp. < 300 °C

Knickschutz an beiden Schraubenden - verschleißt -

Standardfarbe: blau

Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C

AS495NTA	Ø 2,5 mm x 2.300 mm	Euro 194,52
AS495NL	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 206,36
AS495NA	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 194,52
AS495ND	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 256,34
AS495NB	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 235,05
AS0500901	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 269,65
AS495NE	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 344,47
AS495NEL	Ø 4,8 mm x 3.800 mm	Euro 409,39

Unsere Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

rot	grau	grün	orange	schwarz
	AS495NTA/grau			
AS495NL/rot	AS495NL/grau	AS495NL/grün	AS495NL/orange	AS495NL/schw
AS495NA/rot	AS495NA/grau	AS495NA/grün	AS495NA/orange	AS495NA/schw
AS495ND/rot	AS495ND/grau	AS495ND/grün	AS495ND/orange	AS495ND/schw
AS495NB/rot	AS495NB/grau	AS495NB/grün	AS495NB/orange	AS495NB/schw
AS0500901/rot	AS0500901/grau	AS0500901/grün	AS0500901/or	AS0500901/schw
AS495NE/rot	AS495NE/grau	AS495NE/grün	AS495NE/orange	AS495NE/schw
AS495NEL/rot	AS495NEL/grau	AS495NEL/grün		AS495NEL/schw



Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter
mitzubestellen siehe Seite 263 - 264

Asmuth
Art.Nr.

Kaltlichtkabel

Preis/Stück

Hightrans-LED-Lichtleitkabel**-optimiert für LED-Lichtquellen-**

Bei Einsatz mit einer LED-Lichtquelle erreicht das LED-Lichtleitkabel eine bis zu 15% höhere Transmission

garantiert autoklavierbar, Temp. < 300 °CKnickschutz an beiden Schraubenden - **verschweißt** -**Standardfarbe: blau***Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C*

AS495NL-LED	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 207,02
AS495NA-LED	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 213,87
AS495ND-LED	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 282,43
AS495NB-LED	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 259,31
AS0500901-LED	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 298,06
AS495NE-LED	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 379,95
AS495NEL-LED	Ø 4,8 mm x 4.000 mm	Euro 438,59

Unsere LED-Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

grau	grün	orange
AS495NL-LED/grau		
AS495NA-LED/grau		AS495NA-LED/or
AS495ND-LED/gr	AS495ND-LED/grün	AS495ND-LED/orange
AS495NB-LED/grau		
AS0500901-LEDgrau	AS0500901-LEDgr	AS0500901-LEDor
AS495NE-LED/gr	AS95NE-LED/grün	AS495NE-LED/or

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter mitzubestellen siehe Seite 263 - 264

Vergleichstypen Lichtleiter

(in Verbindung mit Adaptern Seiten 320/321)

Hersteller	Referenznummer	Typ
Aesculap	OP906	AS495NB
Arthrex	AR-3040	AS0500901
Arthrex	AR-3041	AS495NE
Dyonis	57-2140	AS495NB
Linvatec	C3279	AS495ND
Linvatec	C3278	AS495NE
Medicon	90.20.26	AS495NTA
Medicon	90.20.27	AS495NTA
Medicon	90.02.61	AS495NA
Medicon	90.20.36	AS495NA
Medicon	90.02.62	AS495NB
Medicon	90.20.52	AS0500901
Medicon	90.20.48	AS495NB
Medicon	90.20.54	AS0500901
Olympus	A3293, A3291, A3297	AS495NA
Olympus	A3294, A3292	AS0500901
Olympus	A3295, A3296	AS495NE
Olympus	A3290	AS495NTA
Olympus	WA03200A	AS495ND
Olympus	WA03210A	AS495NE
Storz	495NA	AS495NA
Storz	495NB	AS495NB
Storz	495ND	AS495ND
Storz	495NE	AS495NE
Storz	495NL	AS495NL
Storz	495NTA	AS495NTA
Wisap	7761GS1	AS0500901
Wisap	7761GS2	AS495NE
Wisap	7761GS4	AS495NA
Wisap	7761GS5	AS495ND
Wolf	80663518, 8061.35	AS495NL
Wolf	80663523, 8061.353	AS495NA
Wolf	80663530, 8061.356	AS495ND
Wolf	80665023, 8061.453	AS0500901
Wolf	80665030	AS495NE
Wolf	80665035	AS495NEL
Wolf	80655023	AS0500901
Wolf	80655030, 8061.456	AS495NE
Wolf	80655035, 8061.457	AS495NEL
Wolf	8061.45	AS495NB
Wolf	8061,253	AS495NTA
Zeiss	303 481-9018, 303 481-9020	AS495NB
Zeiss	303 481-9022, 303 481-9025	AS0500901
Zeiss	303 481-9030	AS495NE
Zeiss	303 481-9036, 303 481-9038	AS495NEL

	Asmuth Art.Nr.	Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel	Preis/Stück
	AS05.0100z	Adapter für Storz / Aesculap, Linvatec, Lichtquelle <i>Adapter for Storz source of light</i>	Euro 12,00
	AS05.0108z	Adapter für Storz / Aesculap Optik <i>Adapter for Storz optic side</i>	Euro 12,00
	AS05.0101o	Adapter für Olympus / ACM Lichtquelle <i>Adapter for Olympus source of light</i>	Euro 12,00
	AS05.0201o	Adapter für Olympus Lichtquelle, lang zur Aktivierung der Lichtquelle <i>Adapter for Olympus source of light</i>	Euro 24,00
	AS05.0111o	Adapter für Olympus Optik <i>Adapter for Olympus optic side</i>	Euro 28,00
	AS05.0111J	Adapter f. Olympus / ACM Optik <i>Adapter for Olympus optic side</i>	Euro 35,00

Asmuth Art.Nr.	Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel	Preis/Stück
AS05.0109b	Adapter für ACM / Stryker Lichtquelle <i>Adapter for ACM source of light</i>	Euro 12,00
		
AS05.0107B	Adapter für Pentax LE <i>Adapter for Pentax LE</i>	Euro 12,00
		
AS05.0102b	Adapter für Wolf und Dionics Lichtquelle <i>Adapter for Wolf source of light</i>	Euro 12,00
		
AS05.0110B	Adapter für Wolf Optik mit Schnapp <i>Adapter for Wolf optic side</i>	Euro 12,00
		
AS05.0103b	Adapter für Volpi Lichtquelle <i>Adapter for Volpi source of light</i>	Euro 12,00
		
AS05.0108b	Adapter für Fuji Lichtquelle <i>Adapter for Fuji source of light</i>	Euro 12,00
		

	Asmuth Art.Nr.	Xenonlampen (lm = Lumen, K = Kelvin)	Preis/Stück
	ASPE300BF	Xenonlampe 14 V, 300 W, 5600K, 5000lm	Euro 296,00
	ASPE190E	Xenonlampe passend für CLV 190, 300W, #MAJ1817	Euro 450,00
	ASPE150BF	Xenonlampe für Luxtel 7000, ORC150F, 14 V, 150 W, 5900K, 1350lm	Euro 360,00
	AS615XE	Xenonlampe passend für Storz, 15 V, 175 W, 5900K, 2200lm	Euro 296,00
	ASME400BF	Xenonlampe für Leica M530 OHX im Modul Exelitas Y1916 ohne Timer, 400 W	Euro 998,00
	AS-L-PE-03	Xenonlampe für EPK-i-Prozessor Pentax HI-Linie, 300 W, 14 V #C11576	Euro 580,50
	AS-L-PE-04	Xenonlampe für Pentax EPK-100P / EPK-1000, komplett mit Außenkörper, keramischer Frontring, #ROL-X20	Euro 970,00
	AS-ML-M/S-02	XBOR100W/45C OFR 14V, 100 W, Kabel und Stecker	Euro 339,30
	AS-ML-M/S-03	XBOR180W/45C OFR passend für Lemke/Wisap 14V, 180W, Kabel und Stecker	Euro 339,30
	ASLux-2	PENLight gezieltes handliches Licht mit Feder-Clip mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmium oder Quecksilber nach Verbrauch komplett entsorgen	Euro 2,50

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Vergleichstypen Xenon Lampen







Hersteller	Geräte	Typ
3 D Scope	300 W Xenon	ASPE300BF
ACMI / Circon	ALV-1, MV-9086, MB-9087	ASPE300BF
Acufex	FRX300 Xenon, Ultra Lite	ASPE300BF
Acuitiy	A09501 / A09502 Ultralife #013845	ASPE300BF
Aculux	AX 3001, AX 3002	ASPE300BF
ALM MTA	Starpointe XE	ASPE300BF
Applied Fiber Optics	Brite Lite III 01-30-40	ASPE300BF
Baxter / Edwards	OPTX 300	ASPE300BF
Baxter / V.Mueller	GS9205, LA8000, OPSIS VS 5500, VS5600	ASPE300BF
BEI / Xylog	300 W Xenon	ASPE300BF
BFW	Maxeon Xi300, MID 3010	ASPE300BF
Birtcher/Solos	GS9272	ASPE300BF
Birtcher/Solos/Woodbine	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481, GS9255, Solos 3 Chip	AS615XE AS615XE
Cabot Medical	System 3000 Video Lamp	ASPE300BF
Circon / ACMI	ALV-1, MV-9086, MV-9087	ASPE300BF
Cooper Surgical	Endomed LSS700	ASPE300BF
CUDA Fiberoptics	M2-300, XLS 300	ASPE300BF
Dyonics(Smith & Nephew)	Dyo-Bright 3000XE, 300XL	ASPE300BF
Endo Image	300 W Xenon	ASPE300BF
Endo Lap	S605-25, FOI 160000	ASPE300BF
Endomedics	S1500	ASPE300BF
Fujinon / Fuji	EPS301, EPX-301A, EPX-302, EPX304, EPX401, FLX-300, FLX-300A, FLX600, FLX2000, FLXDS-300, FLXDS-600, FRX-2000, XL-401, Y1072, Y1089, XL402, XL4400, XL4450	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
ILC	300 Watt Applikationen, Y1153	ASPE300BF
ILC	175 Watt Applikationen	AS615XE
Isolux	XSB1300 300W Illuminator	ASPE300BF
Isolux	XSB1180 180W Illuminator	AS615XE
Kay	Swallowing Workstation	ASPE300BF
Laborie	300W Endoscope	ASPE300BF
Leica	OH4, OH3, OHS1, MS3, MS2, MS1	ASPE300BF
Leisegang	LMS-3000 Illuminator	ASPE300BF
Leitz	Endoscope	ASPE300BF
Linvatec/ConMed	300 W Xenon, 8170, 8180, 8430	ASPE300BF
Lorenz	Lumenon Xenon Headlight	ASPE300BF
Luxtec	1300, 1600, 7000 (300 W), 9000, 9300 (300 W) LX300, 6000, 7000, 9300XDP, 9300XSP	ASPE300BF ASPE300BF
Luxtec	9175, 1000 (150W), 1900 (150W), 7000 (150W)	AS615XE
Medical Dynamics	6100XE, 6600XE	ASPE300BF
Mist	300W Xenon	ASPE300BF
Mitsubishi	LS-150X	ASPE150BF
Mitsubishi	LS300X, LS-3-S, LS-3-X	ASPE300BF

Vergleichstypen Xenon Lampen


Hersteller	Geräte	Typ
Nextec	300W Xenon, 1300	ASPE300BF
Olympus	CLV-A (300 W), CLS, CLVS, CLV-SO, CV-1, CLV-10, CLV-F10, CLV-20, CLVU20, CLV-S20, CLV-S30, CLV-S40, CLV-U40, CLV-S40, CLV-U60, CLV-160, CLV-180, CLV-S190, ILV, ILX, ILX6300	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Olympus	XLS175 (175 W), Y1176, CLV-A (175 W)	AS615XE
Olympus	CLV-190	ASPE190E
ORC	ORC 6000, CIA, CIT, CIO, CIS, CIW, 5800, 5800E	ASPE300BF
Origin Medical	300 Xenon	ASPE300BF
Pentax	Video Processor OLX 4, EPM 3000 / 3300 / 3500, LX3000	ASPE300BF
Pentax	LX-500A	ASPE150BF
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	175 Watt Application, PE175BF, LX175BF, ORC175BF, ILC LX175, ORC 175F	AS615XE AS615XE
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	300 Watt Application, PE300BF, LX300BF, ORC300BF, ILC LX300, ORC 300F	ASPE300BF ASPE300BF
Pilling Weck	300 W Xenon, Wecklite 300	ASPE300BF
Products For Medicine	White Sun 300W, XL300	ASPE300BF
QED	3010 300W Light Source	ASPE300BF
Richard Wolf	300 W Xenon	ASPE300BF
Smith & Nephew	300 XL	ASPE300BF
Snowden Pencer	Xenon L/S 300 W	ASPE300BF
Solos	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481	AS615XE
Solos	GS9272, GS9255	ASPE300BF
Storz	610, 611, 630, 300 (20133020) 20133206, 487C, SCBX300, 20133120, 487, NOVA 20134001, D-Light C 20133620, 20133020, 20134020, 20133625, 20133027, 20133028	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Storz	615B und C, 615XE, 20131520, Nova 20132020, Nova175, 20132120, 20132026, 20132025	AS615XE AS615XE
Storz	20133028 (3er Lochung)	ASPE400BF
Stryker	X6000	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 300, Titan 300	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 180, Titan 180	AS615XE
Tagamo	35 AX Acubeam	ASPE300BF
Ushio	UXR-300 Serie	ASPE300BF
Vanguard	XR-350, XR-35, XR-300	ASPE300BF
Video Dynamic	XLC-300	ASPE300BF
Weck (Pilling)	FRX 2000, WECKLITE 300	ASPE300BF
Welch-Allyn	49820	ASPE300BF
Wolf	5120 (150W), 5121 (150W)	ASPE150BF
Wolf	300W Xenon, 5131, 5151XE	ASPE300BF
Wolf	Endolight X-300, #2412.117	ASPE300BF
Woodbine / Solos	ELS 2, GS9205, GS9255	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 300 / 301	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 175	AS615XE







Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth
Art.Nr. **Xenonbogenlampen mit Reflektor f. Endoskopie**
u.a. passend für Medexxa, Schölly, Aesculap Preis/Stück







	wie Osram	Volt	Watt	Sockel	
	AS-ML-M/S-01 XBOR100W/45 passend für Medexxa, Schölly	14	100	Kontakt- stift	Euro 302,82
	AS-ML-M/S-02 XBOR100W/45C OFR	14	100	16 cm Kabel und Stecker	Euro 339,30
	AS-ML-M/S-03 XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	10 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 339,30
	AS-ML-M/S-06 XBOR300W/60C		300	Kabel und Stecker	Euro 650,00
	AS-ML-M/S-07 XBOR180W/45C passend für Lemke	14	80	Kabel und Sonder- Stecker	Euro 412,70
	AS-ML-M/S-09 XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	22 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 388,70

Original Osram - Metalldampflampen mit Reflektor
für Endoskopie u. a. passend für Storz


	Osram	Volt	Watt	Sockel	Auflagemaß in mm	
	AS-ML-S-02 HTI 250W/32C	45	250	Kabel und Stecker	32	Euro 232,00

	Asmuth Art.Nr.	Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector							Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Länge in mm	
	AS-HG-OR-01 Lebensdauer: 100 h	ESA	64225	7387	6	10	G4	30	Euro 2,52
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-04	ESB	HLX 64250	7388	6	20	G4	31	Euro 2,58
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-06		64261		12	30	G6,35	44	Euro 13,29
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-07	BRL	HLX 64610	7027	12	50	G6,35	44	Euro 2,75
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-08	BRJ	HLX 64633	6550	15	150	G6,35	44	Euro 3,29
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-09 (Display / Optik) Lebensdauer: 50 h	FCS	HLX 64640	7158	24	150	G6,35	50	Euro 1,55
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-38 Lebensdauer: 2.000 h		HLX 64641		24	150	G6,35		Euro 5,80
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-10	EHJ	HLX 64655	7748S	24	250	G6,35	55	Euro 2,90
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-11	FDV	HLX 64642	14746 XHP	24	150	G6,35		Euro 4,79
	Verpackungseinheit: 10 Stück								

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector							Preis/Stück
	wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Länge in mm	
	AS-HG-OR-12	EVC / HLX FGX 64657	6958	24	250	G6,35	55	Euro 4,40
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-15	HLX 62138		12	100	G6,35	34	Euro 4,74
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-16	FCR HLX 64625	7023	12	100	GY6,35	44	Euro 2,98
	Zeiss #380079-95-40 Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-17	EVA HLX 64623	7724	12	100	GY6,35	44	Euro 5,01
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-19	HLX 64251		6	20	PG22		Euro 14,63
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-20	64260		12	30	PG22	40	Euro 14,94
	Verpackungseinheit: 10 Stück							

**Asmuth
Art.Nr. Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor
Halogenbulbs without reflector Preis/Stück**

		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Länge in mm	
	AS-HG-OR-26		HLX 64265	5761	6	30	G4		Euro 8,39
									Verpackungseinheit: 10 Stück


**Halogenglühlampen mit Reflektor
Halogenbulbs with reflector**

		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Durch- messer	
	AS-HG-MR-01		GBH	6430	6	35	BA15d	58	Euro 22,50
									Verpackungseinheit: 10 Stück

AS-HG-MR-07	EJA				21	150	GX5,3		Euro 13,50
--------------------	-----	--	--	--	----	-----	-------	--	-------------------


Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

	AS-HG-MR-09	ELC	HLX 64653	13163	24	250	GX5,3	50	Euro 8,76
									Verpackungseinheit: 10 Stück

AS-HG-MR-17	EFN	HLX 64615	6853		12	75	GZ6,35	50	Euro 7,40
--------------------	-----	--------------	------	--	----	----	--------	----	------------------

Verpackungseinheit: 10 Stück

	AS-HG-MR-18	EFP	HLX 64627	6834	12	100	GZ6,35	50	Euro 7,77
									Verpackungseinheit: 10 Stück

Asmuth Art.Nr.	Halogenglühlampen mit Reflektor Halogenbulb with reflector							Preis/Stück
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------

wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Sockel	Durch- messer
-------------	-------	----------------	------	------	--------	------------------


AS-HG-MR-19	EFR	HLX					Euro 7,70
		64634 6423	15	150	GZ6,35	50	
für Olympus Kaltlichtquellen CL4, CLE3, CLE10, Lebensdauer: 50 Stunden							

Verpackungseinheit: 10 Stück




AS-HG-MR-25							Euro 14,45
Lebensdauer: 500 Stunden							

Verpackungseinheit: 10 Stück

	Asmuth Art.Nr.	Phototherapiestrahler Q402Z7	Preis/Stück
	AS-PH-04	MH-Strahler passend für H56033065 für Brenner 230, #30103 Dräger 200 W / Sockel R7s	Euro 180,25

div. Lampen

	AS-Div-13	Lampe Haag & Streit HS900-930 Augenspaltlampe, #3000353 6 V / 4,5 Ah / 27 W, C-6U	Euro 18,60
---	-----------	---	------------

	AS-Div-50	Lampe Haag & Streit HS940-750 Augenspaltlampe 6 V / 4,5 Ah, P40S #M-HS940-750, #510-250	Euro 24,50
--	-----------	--	------------

	AS-Div-16	Halogenspiegellampe 230V / 50W Sockel: GU10 Alu-Reflektorlampe, 40°	Euro 4,30
--	-----------	---	-----------

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

	AS-Div-30	Leuchtmittel 12 V / 50 W, Typ 10, #384643, #Leica Guerra HLX4643	Euro 35,00
--	-----------	--	------------

	AS-Div-63	Projektorlampe für Wolf #4000, 24V, 150W, G17q, Ansi CYN	Euro 33,50
--	-----------	--	------------





Lampen für Projektoren und Beamer

	AS-L-Div-04	Lampenmodul f. Beamer Sanyo PLC-XU78 200 Watt	Euro 130,00
--	-------------	---	-------------

	AS-L-Div-09	Lampe für Beamer NEC NP2150, #NP06LP	Euro 249,00
--	-------------	---	-------------

Weitere Beamerlampen auf Anfrage.

Asmuth Art.Nr.		Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux Preis/Stück			
		Bezeichnung	Volt	Watt	Socket
	AS-OP-H-04	passend für Melbourne, Oslo, Heidelberg H56018769	22,8	40	G6,35
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		Euro 10,92			
	AS-OP-H-05	passend für Frankfurt, London H / H56018566	22,8	50	G6,35
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		Euro 9,48			
	AS-OP-H-06	passend für Hanaulux 2000 / H56115282 H56051757 Osram 64650	22,8	50	G6,35
		Brenndauer: 1.000 h			
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		Euro 11,50			
	AS-OP-H-09	passend für Hamburg H56018550 Praxila, Triaflex	24	40	BA15d
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		Euro 14,20			
	AS-OP-H-10	passend für Boston, (HO16678) Wien, London Univer. H56016678	24	50	BX22d
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		Euro 9,79			

	Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux			Preis/Stück
		Bezeichnung	Volt	Watt	
	AS-OP-H-17	Halogenlampe OP-Leuchte Hanaulux Blue 80CT	22,8	80	Euro 31,20
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		■			
	AS-OP-H-18	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 80 Heraeus #56053026	21,5	130	Spezial Euro 17,00
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		■			
	AS-OP-H-19	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 90/130 Heraeus 56053198	22,8	90	Spezial Euro 18,54
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		■			
	AS-OP-H-20	OP Lampe für Heraeus Hanaulux 3000 Serie	22,8	40	Euro 22,50
		Verpackungseinheit: 10 Stück			
		■			
	AS-OP-H-21	Blue 30	24	50	Kabel u. Stecker Euro 23,03
		Verpackungseinheit: 5 Stück			
		■			

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Dr. Mach OP-Leuchten OP Bulbs for Dr. Mach				Preis/Stück
-------------------	---	--	--	--	-------------

Bezeichnung	Volt	Watt	Socket
-------------	------	------	--------

AS-OP-M-04	passend für 1240/91 Praxila, Mach 120, Triaflex	22,8/24	40 G6,35	Euro 16,32
-------------------	--	---------	----------	-------------------



Verpackungseinheit: 5 Stück



AS-OP-M-05	passend für 1210/91H Praxila, Triaflex	22,8/24	40 BA15d	Euro 18,25
-------------------	---	---------	----------	-------------------

Verpackungseinheit: 5 Stück



Speziallampen für Martin OP-Leuchten OP Bulbs for Martin				
---	--	--	--	--

Bezeichnung	Volt	Watt	Socket
-------------	------	------	--------

AS-OP-MA-02	passend für 88-916-02MN kuppenverspiegelt	24	50 BA20d	Euro 11,23
--------------------	--	----	----------	-------------------



Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-OP-MA-04	passend für 88-905-24MN - Halogen -	24	100 G6,35	Euro 8,76
--------------------	--	----	-----------	------------------




Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-OP-MA-08	Lampe für Martin OP-Leuchte ähnlich 86-905-01 Osram 64647	24	120 G6.35	Euro 21,70
--------------------	---	----	-----------	-------------------

Verpackungseinheit: 10 Stück



	Asmuth Art.Nr.	Berchtold OP-Lampen OP-Bulbs for Berchtold				Preis/Stück
		wie Berchtold-Nr.	Volt	Watt	Socket	
	AS-OP-B-04	CZ905-22 für Modell C450, C452	22,8	110	G6,35	Euro 16,38
	Verpackungseinheit: 5 Stück					
■						
	AS-OP-B-05	CZ906-24 für Modell C570	22,8	150	6,35	Euro 12,86
	Verpackungseinheit: 5 Stück					
■						
	AS-HG-OR-11	CZ908-24 f. Modell C571, C572	24	150	G6,35	Euro 4,79
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
■						
	AS-OP-B-10	CZ908-22	22,8	150	G6.35	Euro 10,51
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
■						
	AS-OP-B-11	CZ909-22	22,8	150	G6.35	Euro 79,83
	<p>Original Berchtold runder Lampenkörper</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p>					
■						

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen				Preis/Stück
-------------------	---	--	--	--	-------------

	Osram	Volt	Watt	Socket	
--	-------	------	------	--------	--

AS-KL-HBO-01	HBO50W/ ACL1*	39- 45	50	SF6-2	Euro 151,65
---------------------	------------------	-----------	----	-------	--------------------



Mittlere Lebensdauer: 100 h

* auch mit Brennspannung 34 – 39 V lieferbar = L2
AC = Wechselstrom, DC = Gleichstrom



AS-KL-HBO-02	HBO100W/2	20	100	SFa7,5-2	Euro 123,39
---------------------	-----------	----	-----	----------	--------------------



Metall dampflampen mit Reflektor f. Endoskopie u.a. passend für Storz / Wolf

AS-ML-W-01	HTI 400W/24	55	400	Kabel und Stecker	Euro 264,00
-------------------	----------------	----	-----	----------------------	--------------------



Metall dampflampen Xenon

AS-KL-XBO-05	CL150AF u. a. für EPX-2200-2500				Euro 423,50
---------------------	------------------------------------	--	--	--	--------------------



Asmuth **Lampen für Welch Allyn**
Art.Nr. **Bulbs for Welch Allyn** **Preis/Stück**



AS-L-WA-03 Lampe für Welch Allyn Solarc,
21 W, #09500 **Euro 350,00**

AS-L-WA-06 **Original Welch Allyn** **Euro 45,50**
Larynskoplampe
#WA-HPX06500
3,5 V / 2,73 W

AS-L-WA-11 **Original Welch-Allyn AL-1824** **Euro 205,90**
für Welch Allyn Lightbox
WAAL-1824, 18-24W / 60V
#99-S124



AS-HG-WA-04 Halogenglühlampe, 3,5 V **Euro 9,90**
ähnlich Welch Allyn #03100

Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

AS-HG-WA-06 **Original Welch Allyn #04900** **Euro 37,60**
Halogenglühlampe, 3,5 V

Lampen für Weinmann









AS-L-WEI-01 Lampe für Laryngoskop **Euro 4,33**
Weinmann, ohne Feder
2,5 V / 300 mA

Verpackungseinheit: 10 Stück

AS-L-WEI-02 Lampe für Laryngoskop **Euro 4,20**
Weinmann, mit Feder
2,5 V / 300 mA

Verpackungseinheit: 10 Stück

	Asmuth Art.Nr.	Lampen für McIntosh Laryngoskope	Preis/Stück
	AS-L-MI-01	Lampe für McIntosh Laryngoskop, klare Linse, Vakuum, 2,7 V (170) Verpackungseinheit: 10 Stück	Euro 3,71
	AS-L-MI-02	Lampe für McIntosh Laryngoskop, klare Linse, Vakuum, mit Ring, 2,7 V Verpackungseinheit: 10 Stück	Euro 3,60
	AS-L-MI-03	Lampe für McIntosh Laryngoskop, mattierte Linse, Vakuum, mit Ring, 2,7 V KAWE #12.95127.003 Verpackungseinheit: 10 Stück	Euro 4,22
	AS-L-MI-04	Lampe für McIntosh Laryngoskop, mit Ring und Feder, für Spatel 2-5 (171RF), 2,7 V Verpackungseinheit: 10 Stück	Euro 3,60
Mikroskoplampen Zeiss			
	AS-L-ZEI-01	Lampe für Zeiss Mikroskop #380018/1740 6 V / 15 W	Euro 10,45
	AS-L-ZEI-02	Lampe für Zeiss HNO-Mikroskop #390158 mit Dreieckssockel 6 V / 30 W / P47d / Ring	Euro 16,09
	AS-L-ZEI-03	Lampe für Zeiss Mikroskop HLS WS5, 6 V / 10 W	Euro 14,50
	AS-L-ZEI-04	Lampe für Zeiss Mikroskop 6 V / 25 W / PY16-1.25 Narva HLWS-A	Euro 34,20

	Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
	AS-L-HEI-13	Lampe für Heine, 2,5V Xenon ähnlich 035	Euro 14,48
Verpackungseinheit: 12 Stück			
	AS-L-HEI-06	Lampe für Heine (#037), 2,5 V Halogen für mini 3000 Spatelhalter, #X-001.88.037	Euro 13,08
Verpackungseinheit: 12 Stück			
	AS-L-HEI-10	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.059	Euro 12,67
Verpackungseinheit: 12 Stück			
AS-L-HEI-11	Lampe für Heine , 2,5V Halogen für Beta 200S / Beta 200, #X-001.88.069	Euro 18,44	
Verpackungseinheit: 12 Stück			
	AS-L-HEI-12	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.077	Euro 14,00
Verpackungseinheit: 12 Stück			
	AS-L-HEI-14	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.044	Euro 18,13
Verpackungseinheit: 12 Stück			
	AS-L-HEI-15	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.049	Euro 18,13
Verpackungseinheit: 12 Stück			

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
	AS-L-HEI-16 Lampe für Heine, 3,5 V Halogen Beta 200S / Beta 200, #X-002.88.070 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-17 Lampe für Heine, 3,5 V für Beta 200 / Beta 400, #X-002.88.078 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,03
	AS-L-HEI-20 Lampe für Heine, 6 V Halogen #X-004.88.068 Verpackungseinheit: 6 Stück	Euro 18,03
	AS-L-HEI-21 Lampe für Heine, 3,5 V #X.002.88.046 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 17,60
	AS-L-HEI-24 Original Heine Lampe, 3,5 V für Beta 200 / Beta 400, #X-02.88.078 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 31,00
	AS-L-HEI-40 Lampe für Heine mini 3000 Otoskop mit Fiber Optic 2,5 V, (XHL 105) #X-001.88.105 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 8,99

Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
-------------------	-------------------------------------	-------------

AS-L-HEI-67	Original Heine XHL Xenon Halogenlampe, 2,5 V, #X-001.88.105	Euro 22,24
--------------------	--	-------------------

AS-L-HEI-57	Original Heine Lampe für Mini 3000 Otoskop #X-001.88.110, 2,5V	Euro 26,25
--------------------	---	-------------------

Verpackungseinheit: 12 Stück


AS-L-HEI-61	Original Heine Lampe, 6V Halogen, X-004.88.111	Euro 62,00
--------------------	---	-------------------

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon



AS-L-HEI-63	Original Heine Halogen Lampe XHL Xenon 3,5V, X-002.88.049	Euro 28,00
--------------------	--	-------------------

AS-L-HEI-66	Lampe für Heine XHL Xenon Halogenlampe, 3,5 V, für Beta 200 / Beta 400 #X-002.88.078	Euro 21,70
--------------------	--	-------------------



LICHTLEITKABEL, XENON, MEDIZINISCHE LAMPEN



MONITORE



Monitore

Asmuth Art.Nr.	Monitore	Preis/Stück
	AS-PM-60 Mindray Handpulsoximeter mit Alarmgrenze , Batteriebetrieb (3x 1,5V AA), 204 g, IP x2, Infrarotschnittstelle, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX <i>Handheld pulsoximeter PM 60</i>	Euro 399,00
AS-PM-L	Ladestation für das PM-60 inkl. Akkupack <i>Charging station for PM-60</i>	Euro 90,00
	AS-PM-S Schutzhülle für das Handpulsoximeter PM-60, <i>protection-pack for PM-60</i>	Euro 40,00


Passende Sensoren finden Sie auf den Seiten 56 bis 60

Suitable sensors can be found on pages 56 to 60

EKG - ELEKTRODEN







NEUTRAL - ELEKTRODEN

DEFI - ELEKTRODEN



EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel



	Asmuth Art.Nr.	EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene	Preis/1.000 Stück
	ASF50	Schaumstoffelektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 45 mm, Flüssiggel, VE: 4.800 Stück <i>Foam-ECG-electrode, liquid gel, Ø 45 mm, snap, box: 4.800 pcs.</i>	Euro 62,25
	ASF521	Schaumstoffelektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, oval, 50 x 35 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück <i>Foam-ECG-electrode, solid gel, 50 x 35 mm snap, box: 6.000 pcs.</i>	Euro 56,80
	ASFSRG	EKG-Elektrode für Erwachsene mit Druckknopf, Kurzzeit-Anwendung 32 x 42 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück <i>Foam-ECG-electrode, solid gel, snap 32 x 42 mm, box: 6.000 pcs.</i>	Euro 45,70
	AST601	Vlieselektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 55 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück <i>Micropore-ECG-electrode, solid gel, Ø 55 mm, snap, box: 6.000 pcs.</i>	Euro 69,30
	AST604	Vlieselektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 60mm, mit Schwämmchen, VE: 4.000 Stück <i>Micropore-ECG-electrode, solid wet gel, Ø 60 mm, snap, box: 4.000 pcs.</i>	Euro 67,50
	ASFSRB5	EKG-Schaumstoffelektrode, 28 x 45 mm, 5-er Streifen, Flüssiggel, mit 4 mm Bananensteckerkupplung VE: 6.000 Stück <i>Foam-ECG-electrode, liquidgel, 28 x 45 mm, connector for 4 mm banana plug coupling, box: 6.000 pcs.</i>	Euro 93,40

Asmuth
Art.Nr.

EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene

Preis /1.000 Stück



ASW72

Dezentrale Langzeitelektrode mit Druckknopf Ag/AgCl, Vlies, 60 x 65 mm, Flüssiggel, VE: 3.600 Stück

Euro 188,20

Micropore ECG electrode for adults, liquidgel 60 x 65 mm, snap, box: 3.600 pcs.

ASF45C

Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, 45 x 42 mm, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent**, auf 5-er Streifen VE: 9.000 Stück

Euro 45,44

Foam-ECG-electrode, 45 x 42 mm box: 9.000 pcs.



ASF40C

Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, Ø 40 mm, Gelpad, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent** VE: 10.000 Stück

Euro 45,44

Foam-ECG-electrode, Ø 40 mm, box: 10.000 pcs.



AS45BT


Einmalelektrode für Erwachsene, Ø 45 mm, mit 4 mm Bananensteckerkupplung, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent** VE: 120 Stück, Länge: 90 cm

Euro 1,10
/Stück

ECG electrode for adults, Ø 45 mm, 4 mm banana plug coupling, radiolucent, length: 90 cm, box: 120 pcs.



EKG- Neutral-
Defielektroden,
Anschlusskabel

Asmuth Art.Nr.	EKG-Einmal-Elektroden	Preis/1.000 Stück
	<p>AS4425 Kurzzeit-Ruhe-Elektrode, Tab-Elektrode, 22 x 33 mm, Festgel, Adaption mit Krokodilklemme, VE: 5.000 Stück</p> <p><i>Short-term ECG electrode for adults, 22 x 33 mm solid gel, adaptation with crocodile adapter, box: 5.000 pcs.</i></p>	Euro 33,54
	<p>AS9239U Krokodil Klemmen Adapter für Tab-Elektroden (AS4425), VE: 10 Stück</p> <p><i>Crocodile adapter for AS4425, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 2,30 /Stück
	<p>ASF301 Schaumstoffelektrode f. Pädiatrie und Neonatologie Ø 30 mm, Festgel, mit Druckknopf VE: 1.500 / 6.000 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode for pediatric and neonates solid gel, Ø 30 mm, snap, box: 1.500 / 6.000 pcs.</i></p>	Euro 97,38
	<p>ASF40 Schaumstoffelektrode für Kinder mit Druckknopf Ø 40 mm, Flüssiggel VE: 1.200 Stck./Ktn.</p> <p><i>Foam electrode for Children, snap, Ø 40 mm, liquid gel, box: 1.200 pcs.</i></p>	Euro 69,79
	<p>AS24DDV EKG + EEG Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 24 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 500 Stück</p> <p><i>Micropore ECG + EEG electrode for pediatric and neonatology, Ø 24 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 500 pcs.</i></p>	Euro 532,77 *
	<p>AS30DDV EKG + EEG Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 30 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 1.500 Stück</p> <p><i>Micropore ECG + EEG electrode for pediatric and neonatology, Ø 30 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 1.500 pcs.</i></p>	Euro 320,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

EKG-Einmal-Elektroden für Kinder/Neonaten

Preis/Stück



AS22SL

EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 22 mm, **DIN Sicherheitsstecker**, Länge: 50 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,72

*ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 22 mm, **DIN-plug**, length: 50 cm box: 150 pcs.*



AS30SD

Mikropore EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte Ø 30 mm, **DIN-Sicherheitsstecker**, Länge: 60 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,65

*Micropore ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 30 mm, **DIN-plug**, length: 60 cm, box: 150 pcs.*



AS22BL

EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 22 mm, **4 mm Bananensteckerkupplung**, Länge: 50 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,72

*ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 22 mm, **4 mm banana plug coupling**, length: 50 cm, box: 150 pcs.*

EKG- Neutral-
Defielektroden,
Anschlusskabel



AS30BD

Mikropore EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 30 mm, **4 mm Bananensteckerkupplung**, Länge: 60 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,60

*Micropore ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 30 mm, **4 mm banana plug coupling**, length: 60 cm, box: 150 pcs.*



Asmuth
Art.Nr. **Carbon EKG-Elektroden und Leitungen,
röntgenfähig** Preis/Stück

AS22ST Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie,
röntgentranslucent, MRT / MRI-geeignet, Cleargel
Ø 22 mm, DIN-Sicherheitsstecker, VE: 150 Stück **Euro 0,73**



*ECG electrode for pediatric and neonates,
radiolucent, Cleargel, Ø 22 mm, DIN-plug,
box: 150 pcs.*

AS45BT Einmalelektrode für Erwachsene, Ø 45 mm,
mit 4 mm Bananensteckerkupplung,
geeignet für MRI / MRT/ HKL
röntgentranslucent **Euro 1,10**
VE: 120 Stück, Länge: 90 cm



*ECG electrode for adults, Ø 45 mm,
4 mm banana plug coupling, **radiolucent**,
length: 90 cm, box: 120 pcs.*

ASF45C Schaumstoffelektrode mit
Carbondruckknopf, 45 x 42 mm,
geeignet für MRI / MRT/ HKL
röntgentranslucent, auf 5-er Streifen **Euro 45,44**
VE: 9.000 Stück **/Tsd.**



*Foam-ECG-electrode, 45 x 42 mm
box: 9.000 pcs.*

ASF40C Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf,
Ø 40 mm, Gelpad, **geeignet für MRI / MRT/ HKL**
röntgentranslucent **Euro 45,44**
VE: 10.000 Stück **/Tsd.**



*Foam-ECG-electrode, Ø 40 mm,
box: 10.000 pcs.*






	Asmuth Art.Nr.	Carbonleitungen, röntgentranslucent	Preis/Stück
	AS123	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 28,17
	●	<i>Carbon lead</i> , with clamps, for DIN-plug, radiolucent , length: 90 cm	
	AS128	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 37,31
	●	<i>Carbon lead</i> , with clamps, for DIN-plug, radiolucent , length: 180 cm	
	AS124	Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 39,01
	●	<i>Carbon lead</i> , with clamps, for VR-system, radiolucent , length: 180 cm	
	AS125	Carbonleitung , mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 31,56
	●	<i>Carbon lead</i> , with clamps, for VR-system, radiolucent , length: 90 cm	
	AS126	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm	Euro 32,44
	●	<i>Carbon lead</i> , clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent , length: 90 cm	
	AS129	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 180 cm	Euro 37,31
	●	<i>Carbon lead</i> , clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent , length: 180 cm	

EKG-, Neutral-, Defielektroden, Anschlusskabel





Carbonleitungen für Schwarzer

	AS629720	Carbonleitung zu Stammkabel 881407 Länge: 1,80 m #629720	Euro 74,40 *
	●	<i>Carbon lead</i> for trunkcable 881407 length: 1,80 #629720	
	AS629722	Carbonleitung zu Stammkabel 881407 Länge: 1,20 m #629722	Euro 74,40 *
	●	<i>Carbon lead</i> for trunkcable 881407 length: 1,20 #629722	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Artikel Nr.	Sonderelektroden	Preis/Stück
AS24DDV	EEG Einmalelektrode , Ø 24 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), repositionierbar, Mikropore Träger, für Hör-Screening , adaptierbar mit Patientenleitung AS78315K, VE: 500 Stück <i>Disposable micropore EEG electrode, Ø 24 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 500 pcs.</i>	Euro 532,77 * /1.000 Stück
	■	
AS30DDV	EEG Einmalelektrode , Ø 30 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), repositionierbar, Mikropore-Träger, für Hör-Screening , adaptierbar mit Patientenleitung AS78315K VE: 1.500 Stück <i>Disposable micropore EEG electrode, Ø 30 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 1.500 pcs.</i>	Euro 0,32
	■	
AS1520	EEG + EMG Einmalelektrode , Ag/AgCl, mit clear-adhesive Hydrogel, 15 x 20 mm, DIN-Stecker, Länge: 150 cm VE: 120 Stück <i>Disposable EEG and EMG electrode, Ag/AgCl, with clear-gel, 15 x 20 mm, DIN-plug, length: 150 cm, box: 120 pcs.</i>	Euro 1,69 *
	■	
ASMN3512H150	Hakenelektrode , für Hautlappen, 0,35 x 12 mm, 1 mm Stecker, Leitung: 10 cm, steril, gasresterilisierbar, VE: 25 Stück (für Kabel ASMNC12P) <i>Hook electrode, 0,35 x 12 mm, 1 mm plug, length: 10 cm, sterile, box: 25 pcs.</i>	Euro 38,99 * /VE
		
ASMNC15P	Patientenleitung für Nadelelektroden 1mm Buchse auf 1,5mm TP Länge: 150 cm, VE: 10 Stück <i>Patientlead, DIN-plug to 1 mm sleeve, length: 150 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 99,66 * /VE
		

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Neutral-Elektroden für Erwachsene, Kinder und Säuglinge,	Preis/Stück
	ASNE02	<p>Einmal-Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene, mit Lasche und Kleber, Web, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 90 cm², VE: 600 Stück</p> <p><i>Disposable dispersive electrode for children and adults, splitted, REM, Nussy, box: 600 pcs.</i></p>	Euro 0,56
	AS338	<p>Einmal-Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene, mit Lasche und sanftem Hydrogel, rund, safety line, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 107 cm², VE: 300 Stück</p> <p><i>Disposable dispersive electrode for children and adults, apple shape, with soft hydrogel, safety line, splitted, REM, Nussy, box: 50 / 300 pcs.</i></p>	Euro 0,80
	ASRS27	<p>Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene, mit Lasche, 120cm² quergeteilt, CQMS ARM/ Nussy/ REM/KLS Martin (PCS) VE: 200 Stück</p> <p><i>Disposable dispersive electrode for adults, splitted, CQMS ARM / Nussy / REM / KLS Martin (PCS) box: 200 pcs.</i></p>	Euro 0,97
	ASRS26	<p>Einmal-Neutralelektrode für Kinder, 5 - 15 kg, mit Lasche und Kleber, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 66 cm², VE: 50 Stück</p> <p><i>Disposable dispersive electrode for children, splitted, REM, Nussy, box: 50 pcs.</i></p>	Euro 0,97

Asmuth
Art.Nr.

Neutralelektroden mit vorfixiertem Kabel

Preis/Stück









ASRO21A30 Skintact Cool Contact Neutralelektrode, Apfelform, **geteilt**, 107 cm², für Kinder und Erwachsene, mit sanftem Hydrogel und vorfixiertem **Kabel für Valleylab REM**, Länge: 3 m, VE: 50 / 200 Stück






Euro 2,94

*Disposable dispersive electrode, apple shape, **split**, for adults and children, Hydrogel, with cable for Valleylab REM, length: 3 m, box: 50 / 200 pcs.*



	Asmuth Art.Nr.	Neutralelektrodenkabel	Preis/Stück
 	AS1321	Anschlusskabel f. Neutralelektroden mit 6,3 mm Klinkenstecker , Länge: 5 m #20194-078 <i>Connecting lead for dispersive electrodes with 6,3 mm jack connector, length: 5 m</i>	Euro 58,00
 	AS1330-5	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab Force 1, 2, 4 und SSE2L, #20194-061, #20194-080, #EZ296-50, #NEK500A, Länge: 5 m <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab Force 1, 2, 4 and SSE2L, length: 5 m</i>	Euro 58,00
	AS294-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Martin, Berchtold, Stecker Geräteseite: 6,3 mm Ø, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50 <i>Connecting lead for dispersive electrodes, 6,3 mm jack connector, 25 mm clip, length: 5 m</i> <i>Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50</i>	Euro 87,96
	AS380-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab, Conmed, Stecker: Geräteseite sh. Abbildung, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-061, #20194-080, Berchtold #EZ296-50 (alt) <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab, Conmed, 25 mm clip, length: 5 m</i> <i>Erbe #20194-061, Berchtold #EZ296-50</i>	Euro 87,96

	Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene	Preis/Paar
	ASDF27	Defi-Elektrode für Erwachsene, pacing-fähig für Philips Heartstart FR2 / FR2+, FR3, mit Adapterkabel M3508A / M3507A / 05-10200: HeartStart MRx / XL / XL+ / Efficia DFM100 VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults for Philips, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF32	Defi-Elektrode für Kinder < 25 kg, pacing-fähig mit Adapterkabel M3508A / M3507A / 05-10200: HeartStart MRx / XL / XL+ / Efficia DFM100 VE: 10 / 60 Paar Nicht für AED's wie FRx, FR3, ForeRunner <i>Defi-electrode children for Philips, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASDF20	Defi-Elektrode f. Erwachsene, pacing-fähig für Physio-Control Medtronic Lifepak 12, 15, 20, 20e, 500, 1000, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults, for Medtronic, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF20NC	Defi-Elektrode - out of pouch - f. Erw., pacing-fähig <i>Defi-electrode adults - out of pouch - for Physio Control</i>	Euro 27,37
	ASDF31	Defi-Elektrode f. Kinder < 25 kg, pacing-fähig für Physio-Control Medtronic Lifepak 12, 15, 20, 20e VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children, for Medtronic, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASDF28	Defi-Elektrode f. Erwachsene, pacing-fähig für Zoll M-, E- und R-Serie, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults for Zoll, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF28NC	Defi-Elektrode - out of pouch - f. Erw., pacing-fähig für Zoll , VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults - out of pouch - for Zoll box: 10 / 60 pair</i>	Euro 27,37
	ASDF30	Defi-Elektrode für Kinder < 25 kg, pacing-fähig für Zoll M-, E- und R-Serie, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children for Zoll, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97

	Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene	Preis/Paar
	ASDF43	Defi-Elektrode f. Erwachsene, pacing-fähig für Nihon Kohden mit Pad-Adapter JC-755V: TEC-5500 / TEC-7600 / TEC-7700 Serie mit Pad-Adapter JC-855V: TEC-8300 Serie VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults for Nihon Kohden, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF37	Defielektrode für Kinder <25kg für Nihon Kohden mit Pad-Adapter JC-755V: TEC-5500 / TEC-7600 / TEC-7700 Serie mit Pad-Adapter JC-855V: TEC-8300 Serie VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children for Nihon Kohden, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASNKD-H329	Original Nihon Kohden Defibrillations-Elektrode f. Kinder/Erw. >10kg für TEC-55/77/8300 H329 Kabellänge: 1,5 m, VE: 1 Paar <i>Defibrillation electrode Nihon Kohden for children / adults, length: 1,5 m, box: 1 pair</i>	Euro 37,00 *
	ASP-740K	Original Nihon Kohden Defielektroden für Kinder und Erwachsene für AED 2100, 2150, 2151, 2152, 3100, Gelfläche: 166cm ² , VE: 1 Paar <i>Defibrillation electrode Nihon Kohden for children / adults, box: 1 pair</i>	Euro 79,00 *
	ASDF25	Defi-Elektrode für Erwachsene, pacing-fähig für Schiller Fred, Defigard 1002 / DG3002 / DG2000EDOS, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults for Schiller, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94

EKG-, Neutral-, Defielektroden, Anschlusskabel

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Corpuls / Mindray / Schiller	Preis/Paar
AS05120.5V	Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillationselektrode Erwachsene mit vorkonnectierbarem Kabel (1,35m) für Corpuls 1 / Corpuls 3, VE: 1 Paar <i>Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillation electrode adults with pre-connectable cable (1.35m) for Corpuls 1 / Corpuls 3, box: 1 pair</i>	Euro 64,90 *
AS05120.3	Original Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillationselektrode Kinder (<25kg) mit vorkonnectierbarem Kabel (1,35m) für Corpuls 3, VE: 1 Paar <i>Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillation electrode children (<25kg) with pre-connectable cable (1.35m) for Corpuls 3, box: 1 pair</i>	Euro 77,70 *
ASDF60	Original Mindray Defibrillationselektrode für Erwachsene, zu Beneheart, #0651-30-77007, VE: 5 Paar <i>Original Mindray defibrillation electrode #0651-30-77007, box: 5 pair</i>	Euro 210,00 * /Pack.
ASDP900	Original Schiller Kombinationselektrode Fred Easy DG6002 / DG5000 / DG4000, für Erwachsene, VE: 10 Paar <i>Original Schiller defibrillation electrode Fred Easy DG 6002 / DG5000 / DG4000, for adults, box: 10 pair</i>	Euro 54,00 *
ASDP950	Original Schiller Kombinationselektrode Fred Easy DG6002 / DG5000 / DG4000, für Kinder, VE: 10 Paar <i>Original Schiller defibrillation electrode Fred Easy DG 6002 / DG5000 / DG4000, for children, box: 10 pair</i>	Euro 54,00 *
ASDP960	Original Schiller Defi-Elektrode Erwachsene, vorkonnectiert, RFID, PA-1/APLC2/APLC2/APLC1/easyport/ AT-101 easy, Defigard Touch 7 <i>Original Schiller Defibrillation Electrode Adults, pre-connected RFID, PA-1 / APLC2 / APLC2 / APLC1 / easyport / AT-101 easy Defigard Touch 7</i>	Euro 71,00 *



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Philips	Preis/VE
-------------------	---	----------

ASM3716A	Original Philips Heartstream Pads für Erwachsene und Kinder, röntgendurchlässige multifunktionale Kissenlektrode, zur Defibrillation XL+, MRx / XL / XLT (im AED Mode nur für Erwachsene), FR3 / FRx / FR2 / FR2+, Kardioversion, Pacing und EKG Überwachung, VE: 10 Paar #989803107811 Original Philips defi-pads, adults, radiolucent , box: 10 pair #989803107811	Euro 340,73 *
----------	---	----------------------

ASM5071A	Original Philips HeartStart HR1, Onsite HS1 Heartsmart Pads für Erwachsene, #M5071A, VE: 1 Paar Original Philips defi-pads, adults, #M5071A , box: 1 pair	Euro 68,90 * /Paar
----------	--	------------------------------



EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

AS07-10900	Original Philips HeartStart Schulungs-Pads Erwachsene, für FR, FR2, VE: 1 Set Original Philips HeartStart Defibrillator Training Pads adults, for FR, FR2, box: 1 set	Euro 38,12 * /Paar
------------	--	------------------------------



ASM3871A	Original Philips HeartStart Schulungs-Pads Pädiatrie, für FR2+, VE: 1 Set Original Philips HeartStart Defibrillator Training Pads pediatrics, for FR2+, box: 1 set	Euro 57,64 * /Paar
----------	---	------------------------------



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Physio-Control / Primedic	Preis/Paar
AS11996-000017	<p>Original Physio-Control Quik-Combo Therapieelektrode mit REDI-PAK, Kabellänge: 107 cm, für Erwachsene VE: 10 Paar</p> <p><i>Original Physio-Control Quik-Combo REDI-PAK, box: 10 pair</i></p>	Euro 43,29 *
AS11996-000093	<p>Original Physio-Control Quik-Combo RTS Therapieelektrode, pädiatrisch, röntgendurchlässig VE: 5 Paar</p> <p><i>Original Physio-Control Quik-Combo box: 1 pair</i></p>	Euro 46,00 *
AS11101-000016	<p>Original Physio-Control Quik-Pak Defi-Elektrode für Kinder für Lifepak 1000, VE: 1 Paar # 11101-000016</p> <p><i>Original Physio-Control Quik-Pak electrode for children box: 1 pair</i></p>	Euro 158,00 *
AS97085	<p>Original Primedic SavePads PreConnect AED, selbstklebende Defi-Elektroden für Erwachsene inkl. 2-poligem Kabel, Einmal- rasierer, Einmalhandschuhe Verwendung für PAD, AED, AED-M, 6 6S mit Kindermodus VE: 1 Paar Für Geräte ab SN:73947</p> <p><i>Original Primedic SavePads PreConnect AED defi-electrode for adult, for PAD, AED, AED-M, 6, 6S box: 1 pair</i></p>	Euro 57,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Erwachsene Original Zoll	Preis/Pack.
AS8900-4003-49	Original Zoll Multifunktions- elektrode für Stat Padz, Erw. #8900-4003-49, VE: 12 Paar Einzel-VE siehe AS8900-4004 <i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i>	Euro 606,87 *
AS8900-5002-49	Original Zoll Defibrillations- elektrode für STAT Padz #8900-5002-49 VE: 12 Paar <i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i>	Euro 422,20 *
AS8900-5001	Original Zoll stat- padz Defibrillationselektrode 24 Monate haltbar #8900-5001, VE: 1 Paar <i>Original Zoll electrode, box: 1 pair</i>	Euro 43,67 * /Paar
AS8900-4005	Original Zoll pro padz Fest-Gel-Multifunktions- elektrode, röntgenfähig , 12 Monate haltbar #8900-4005, VE: 12 Paar Einzel-VE siehe AS8900-4006 <i>Original Zoll electrode, radiotransparent, box: 12 pair</i>	Euro 801,67 *
AS8900-0802-01	Original Zoll Defi-Multifunktions- elektrode für STAT Padz II #8900-0802-01, VE: 12 Paar <i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i>	Euro 708,12 *
AS8900-0400	Original Zoll Defibrillations- elektrode #8900-0400 CPR Stat-Padz mit Real CPR Help Funktion VE: 8 Paar, 24 Monate haltbar <i>Original Zoll electrode, box: 8 pair</i>	Euro 782,25 *
AS8900-0213-01	Original Zoll One-Step CPR/Defibrillations- elektrode, #8900-0213-01 VE: 8 Paar, 24 Monate haltbar <i>Original Zoll electrode, box: 8 pair</i>	Euro 1.213,30 *


EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

EKG - ELEKTRODEN

NEUTRAL - ELEKTRODEN

DEFI - ELEKTRODEN






EKG - ZUBEHÖR



EKG-Zubehör

	Asmuth Art.Nr.	EKG-Zubehör und Adapter	Preis/Stück
	ASJ14	Brustwandsaugelektrode rot, Ø 24 mm, Ag1401/A VE: 6 Stück <i>Chest electrode, red, Ø 24 mm, Ag1401/A box: 6 pcs.</i>	Euro 25,40
	ASS509	Plattenelektrode, Ø 30 mm, für Brustwände u. Extremitäten mit 4 mm Anschluss f. Bananenstecker <i>Plate-electrode, Ø 30 mm, 4 mm banana plug coupling</i>	Euro 18,70
	AS9239U	Krokodil-Klemmen-Adapter grau für AS4425, VE: 10 Stück <i>Crocodile adapter for AS4425 box: 10 pcs.</i>	Euro 2,30
	AS1-4K	Druckknopfadapter mit 4mm Bananensteckerkupplung, weiss VE: 10 Stück <i>Snap adapter to 4 mm banana plug white, box: 10 pcs.</i>	Euro 2,85
	AS2-4K	Klammeradapter mit 4 mm Bananenstecker, weiss, verstärkte Ausführung VE: 10 Stück <i>Clamp adapter to 4 mm banana plug white, box: 10 pcs.</i>	Euro 5,40

Asmuth Art.Nr.	Klammerelektroden, Gummigurte	Preis/Stück
ASG502G	<p>Klammerelektroden für Erwachsene, 4-er Satz, farbig Farben: rot, grün, schwarz und gelb</p> <p><i>Limp clamps for adults, 4 pcs. (red, yellow, green, black)</i></p>	Euro 29,17 * /Satz
	<p>ASG502K</p> <p>Klammerelektroden für Kinder, 4er-Satz, farbig Farben: rot, grün, schwarz und gelb</p> <p><i>Limb clamps for pediatric, 4 pcs. (red, yellow, green, black)</i></p>	Euro 31,36 /Satz
		
ASS899	<p>Gummigurt für Brustwand, 10 cm x 1,50 m, Lochung: 6-reihig, VE: 5 Stück</p> <p><i>Rubber belt for chest, with: 10 cm, length: 1,50 m, box: 5 pcs.</i></p>	Euro 107,25 * /Pack.
AS2159000015	<p>Befestigungsknopf für Gummigurte, #2159000015 VE: 20 Stück</p>	Euro 2,35 *
		

EKG-Zubehör

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Ultraschallgel	Preis/Stück
	AS01-01 Original Aquasonic Ultraschallgel, steril Beutel à 20 g, VE: 48 Stück / Umkarton: 6 VE salz- und formaldehydfrei	Euro 68,14 * /VE
	<i>Aquasonic Ultrasoundgel, sterile, bag à 20 g, box: 48 pcs. / carton: 6 boxes free from salt and formaldehyde</i>	
	AS01-21 Original Aquasonic Ultraschallgel, unsteril Beutel à 20 g, VE: 100 Stück	Euro 59,90 * /VE
	<i>Aquasonic Ultrasoundgel, nonsterile, bag à 20 g, box: 100 pcs.</i>	
	AS01-08 Original Aquasonic Ultraschallgel, 250 g Flasche, VE: 12 Stück / Umkarton: 72 Stück	Euro 2,95 *
	<i>Aquasonic Ultrasoundgel 250 g bottle, box: 12 pcs. / carton: 72 pcs.</i>	
	AS01-50 Original Aquasonic Ultraschallgel, 5000 ml Container, VE: 4 Stück	Euro 22,40 *
	<i>Aquasonic Ultrasoundgel 5000 ml container box: 4 pcs.</i>	
	ASUSG250 Ultraschallgel, 250 ml-Flasche, Einhandverschluß Fabrikat Skintact, VE: 24 Flaschen salz- und formaldehydfrei	Euro 1,75
	<i>Ultrasound gel, 250 ml bottle box: 24 bottles free from salt and formaldehyde</i>	
	ASUSG1 Ultraschallgel, farblos, salzfrei, 1 Ltr.-Fl. VE: 12 Flaschen	Euro 1,74
	<i>Ultrasoundgel, transparent, salt free, 1 l, box: 12 pcs.</i>	
	AS3010 Sonogel Ultraschallgel, 850 ml Vorratsflasche, VE: 12 Flaschen	Euro 5,17 *
	<i>Sonogel ultrasound gel 850ml storage bottle, box: 12 pcs.</i>	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Elektrodengel / -spray Hautvorbereitungscreme	Preis/Stück
	ASEG360	Elektrodengel Spectra 360 , salzfrei, für EKG, EEG und Neutral-Elektroden, farblos, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, Spectra for ECG, EEG and dispersive electrodes, 250 g tube, box: 12 tubes / carton: 72 pcs.</i>	Euro 2,60 *
	AS15-25	SignaGel Elektrodengel, empfohlen für EKG, Defibrillation , EMG, Biofeedback, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, SignaGel suitable for ECG, Defi, EMG, Biofeedback, box: 12 tubes, carton: 72 tubes</i>	Euro 5,46 *
	AS5020	Sonogel Elektroden-Kontaktspray, Treibgasfreie Pumpspray-Flasche, 250 ml, VE: 10 Flaschen <i>Electrode spray, Sonogel, 250 ml, box: 10 pcs.</i>	Euro 3,12 *
	AS1825	Signa Spray , 250 ml, VE: 12 Stück / Umkarton: 72 Stück <i>Electrode spray, Signa, 250 ml, box: 12 pcs. / carton: 72 pcs.</i>	Euro 4,35 *
	AS1828	Signa Spray , 3,8 l Flasche mit Spenderflasche Umkarton: 4 Stück <i>Signa electrode spray 3,8 l bottle with dispenser bottle carton: 4 pcs.</i>	Euro 43,20 *
	ASEvery	Hautvorbereitungscreme speziell für Lang-Zeit-EKG, 160 g, farblos, #every , VE: 24 Stück <i>Skin preparationcreme, for long-term-ecg, 160 g, transparant, box: 24 pcs.</i>	Euro 7,45 *


EKG-Zubehör

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

EKG - ZUBEHÖR



TOCO/ US TRANSDUCER ULTRASCHALLSONDEN CTG-GURTE REPARATURAUSTAUSCH



Toco /US
Transducer,
Reparatur,
CTG-Gurte

Asmuth
Art.Nr.

Toco / US Transducer / Ultraschallsonden

Preis/Stück



#M1355A, #M1356A, US- und Toco-Transducer für GE
erhalten Sie im **Reparaturaustausch** für

Euro 326,00

Toco / US Transducer



ASM1355A

Toco Transducer zu Philips Serie M1350A,
Viridia Serie 50 XM, **IPX 1**

Euro 465,00

Toco transducer for Philips series M1350

ASM1356A

US Transducer zu Philips Serie M1350A,
Viridia Serie 50 XM, mit kurzem Kabel, **IPX 1**

Euro 465,00

*US transducer for Philips series M1350,
short cable*

AS866075

Original Philips #866075
Avalon CL kabelloser Toco und
MP Aufnehmer

Euro 1.690,00 *

***Original** Philips # 866075
Avalon CL wireless Toco and MP transducer*




AS866076

Original Philips Avalon CL
Ultraschallaufnehmer #866076

Euro 1.750,00 *



***Original** Philips Avalon CL
Ultrasonic transducer # 866076*

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


	Asmuth Art.Nr.	US Transducer und Toco Transducer CTG-Gurte	Preis/Stück
	AS5700HAX	<p>US Transducer für GE Corometrics 116, 118, 120, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1, runde Ausführung</p> <p><i>US transducer for GE Corometrics 116, 118, 120, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1, round version</i></p>	Euro 385,00
■			
	AS2264HAX	<p>Toco Transducer für GE Corometrics 115, 116, 118, 120, 145, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1, runde Ausführung</p> <p><i>Toco Transducer for GE, Corometrics 115, 116, 118, 120, 145, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1, round version</i></p>	Euro 385,00
■			
	ASM2208E	<p>Original Philips Einmal-Aufnehmergurte, latexfrei, 60 mm x 1,3 m, #989803106021 VE: 100 Stück</p> <p>Original Philips disposable CTG belt, latexfree, 60 mm x 1,3 m, #989803106021 box: 100 pcs.</p>	Euro 225,94 * /Pack.

Toco /US
Transducer,
Reparatur,
CTG-Gurte

TOCO/ US TRANSDUCER ULTRASCHALLSONDEN CTG-GURTE REPARATURAUSTAUSCH



EEG - ZUBEHÖR






EEG Zubehör
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	EEG-Brücken-, Z-, Pilz-Elektroden	Preis/VE
AS100A2	 <p>Brückenelektrode für Erwachsene und Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, roter Steg, VE: 10 Stück, #505209, #64.117.04</p> <p><i>EEG-electrode for adults and children 2 mm hole, Ag/AgCl, red, box: 10 pcs., #505209</i></p>	Euro 227,96 *
AS100A7	 <p>Brückenelektrode für Erwachsene und Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, blauer Steg, VE: 10 Stück, #505209</p> <p><i>EEG-electrode for adults and children 2 mm hole, Ag/AgCl, blue, box: 10 pcs., #505209</i></p>	Euro 227,96 *
AS100P2	 <p>Brückenelektrode für Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, gelber Steg, VE: 10 Stück, #505210</p> <p><i>EEG-electrode for children, 2 mm hole, Ag/AgCl, yellow, box: 10 pcs. #505210</i></p>	Euro 205,20 *
AS100Z1	 <p>Z-Elektrode, mit 2 mm Querloch, gesintert, VE: 10 Stück, #505201</p> <p><i>Z-electrode, 2 mm, box: 10 pcs. #505201</i></p>	Euro 242,00 *
AS100P1	 <p>Pilzelektrode, mit 2 mm Querloch, gesintert, VE: 10 Stück, #505207</p> <p><i>EEG-electrode, 2 mm, box: 10 pcs. #505207</i></p>	Euro 205,20 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	EEG-Sinter-, Ohr-Elektroden, O-Ringe, Bezüge	Preis/Stück
	ASO	O-Ringe für EEG-Elektroden, VE: 100 Stück, #748040 <i>O-rings for EEG electrodes, box: 100 pcs.</i>	Euro 17,57 * /VE
	ASE	Elektrodenbezüge für EEG-Elektroden, VE: 100 Stück, #507104 <i>Cover for EEG electrodes, box: 100 pcs.</i>	Euro 14,06 * /VE
	AS21717205	EEG-Ohrelektrode, Ag/AgCl, gesintert, 100 cm, DIN-Stecker, #505220, VE: 2 Stück <i>EEG-ear electrode, Ag/AgCl, 100 cm DIN-plug, box: 2 pcs.</i>	Euro 53,55 * /VE
	AS505015	EEG-Sinterelektroden, Ø13 mm, 150 cm, DIN-Stecker, #505015, VE: 10 Stück passende Kleberinge: AS05/13 <i>EEG-electrodes, Ø13 mm, 150 cm, DIN-plug, #505015, box: 10 pcs.</i>	Euro 28,30 * /Stück
	AS24DDV	EKG + EEG Einmal elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 24 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 25 / 500 Stück <i>Disposable ECG + EEG electrode for pediatric, neonatology, Ø 24 mm, cleargel, with Ag/AgCl snap, box: 500 pcs.</i>	Euro 532,77 * /1.000 Stück
	AS30DDV	EKG + EEG Einmal elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 30 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 30 / 1.500 Stück <i>Disposable ECG + EEG electrode for pediatric, neonatology, Ø 30 mm, cleargel, with AG/AgCl snap, box: 1.500 pcs.</i>	Euro 0,32

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	EEG-Elektrodenleitungen	Preis/Stück
	AS122/85schw EEG-Elektrodenleitung 85 cm , schwarz, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: gold gefedert, #508831, #508834, VE: 10 Stück <i>EEG lead, 85 cm, black, DIN plug to 2 mm connector, connector: gold suspended, box: 10 pcs.</i>	Euro 73,48 * /VE
	AS122/100schw EEG-Elektrodenleitung 1 m , schwarz, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: silber gefedert, VE: 10 Stück <i>EEG lead, 1 m, black, DIN plug to 2 mm connector, connector: silber suspended, box: 10 pcs.</i>	Euro 73,48 * /VE
	AS122/100rot EEG-Elektrodenleitung, 1 m , rot, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: silber gefedert, VE: 10 Stück <i>EEG lead, 1 m, DIN plug to 2 mm connector connector: silber suspended, box: 10 pcs.</i>	Euro 69,38 * /VE
	AS4/150rot EEG-Elektrodenleitung, 1,5 m, rot, DIN-Stecker auf 4 mm Bananenstecker, VE: 10 Stück <i>EEG lead, 1,5 m, red, DIN plug to 4 mm Bananaplug, box: 10 pcs.</i>	Euro 141,88 * /VE
	AS1520 EEG+ EMG Einmalelektrode , Ag/AgCl, mit clear- adhesive Hydrogel, 15 x 20 mm, DIN-Stecker, Länge: 150 cm, VE: 6 / 120 Stück <i>Disposable EEG and EMG electrode with clear-gel, 15 x 20 mm, DIN-plug, length: 150 cm, box: 6 / 120 pcs.</i>	Euro 1,69 *

Asmuth Art.Nr.	Schröterhauben, Bänder, Knöpfe	Preis/Stück
EEG Schröterhauben		
ASEEG24	EEG Schröterhaube für Kinder Ø 24 cm <i>Eeg-cap, children Ø 24 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG26	EEG Schröterhaube für Kinder Ø 26 cm <i>Eeg-cap, children Ø 26 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG28	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 28 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 28 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG30	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 30 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 30 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG32	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 32 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 32 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG34	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 34 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 34 cm</i>	Euro 38,78 *
AS2240	Kinnband 40 cm x 2 cm, für EEG Schröterhauben <i>Chin strap for eeg-cap, 40 cm x 2 cm</i>	Euro 4,53 *
ASS819a	Stirnband für Erwachsene ca. 700 x 30 mm #504700 <i>Forehead strip for adults, 700 x 30 mm</i>	Euro 6,82 *
ASS820	Stirnbandknopf kurz, VE: 10 Stück #504710 <i>Button, short, box: 10 pcs.</i>	Euro 24,50 * /VE



	Asmuth Art.Nr.	Cremes & Gels	Preis/Stück
	ASEvery	Hautvorbereitungscreme speziell für Lang-Zeit-EKG, 160 g, farblos, #every, VE: 24 Stück <i>Skin preparationcreme, for long-term-ecg, 160 g, transparant, box: 24 pcs.</i>	Euro 7,45 *
	AS15-25	SignaGel Elektrodengel, empfohlen für EKG, Defibrillation , EMG, Biofeedback, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, SignaGel suitable for ECG, Defi, EMG, Biofeedback, box: 12 tubes, carton: 72 tubes</i>	Euro 5,46 *
	AS986	EEG Elektrodencreme für Oberflächenelektroden #SAC2 100g/Tube, wasserlöslich VE: 10 Tuben / Karton <i>Grass eeg paste, water-soluble, Original SAC2 100 g / tube, box: 10 tubes</i>	Euro 9,70 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth NMT-Sensoren

Art.Nr.

Preis/Stück

AS888418 Original GE NMT-MechanoSensor für Erwachsene,
Leitungslänge: 30 cm

Euro 252,00 *



AS897439 Original GE NMT-MechanoSensor für Kinder,
Leitungslänge: 30 cm

Euro 337,00 *



AS888414 Original GE NMT-Sensorleitung, Länge: 3,3 m,

Euro 352,00 *

AS888417 Original GE NMT-Regional-Block-Adapter,
Leitungslänge: 50 cm

Euro 149,00 *

Zubehör Narcotrend

AS614304 Patientenkabel mit Druckknopf, 3-adrig,
für **Narcotrend**, Einkanal-Kabel, #EK-0301

Euro 259,00 *



ASF40 Schaumstoffelektrode für Kinder, mit Druckknopf,
Ø 40 mm, Flüssiggel, VE: 1.200 Stck./Ktn.


Euro 69,79
per 1.000

*Foam-ECG-electrode for pediatric
liquidgel, Ø 40 mm, snap, box: 1.200 pcs.*


EEG Zubehör
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

EEG - ZUBEHÖR



VIDEO - PRINTERPAPIERE



Video-
Printerpapiere

	Asmuth Art.Nr.	Videoprinterpapier Videoprintingpaper	Preis/Rolle
	ASUPP110SE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110S , wie Mitsubishi K61B , 110 mm x 20 m, für UP-811, UP-850, UP-860CE, UP-890CE, UP-895CE, UP-D860E, UP-D890, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 4,95
	ASUPP110HDE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110HD , wie Mitsubishi K65HM , 110 mm x 20 m, für UP-860CE, UP-890CE, UP-895CE, UP-D860E, UP-D890, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 10,24
	ASUPP110HGE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110HG , hochglänzend, 110 mm x 18 m, für UP-895CE, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 10,24

Registrierpapiere

Asmuth Art.Nr.	Monitor	Maße	VE	Preis / Faltbuch
AS40104	Hellige	210 mm x 295 mm	10	Euro 6,20
AS40105	Hellige		5	Euro 12,60
AS41303	Hewlett Packard	150 mm x 100 mm	25	Euro 1,70
AS41305	Hewlett Packard	210 mm x 60 m	10	Euro 7,48
AS40207	Hewlett Packard	210 mm x 300 mm	20	Euro 5,39
AS43107	Mindray	50 mm x 20 m	25	Euro 2,25
AS40939	Nihon Kohden	210 mm x 140 mm	10	Euro 4,90
AS40316	Physio Control	107,5 mm x 20 m	25	Euro 2,49

Asmuth
Art.Nr.

Videoprinterpapier
Videoprintingpaper



Original Sony
Printerpapiere

Maße

VE / Stück

Preis/Stück

	Maße	VE / Stück	Preis/Stück
ASUPP110S	110 mm x 20 m	10 / 100	Euro 6,37
ASUPP110HD	110 mm x 20 m	10 / 100	Euro 12,13
ASUPP110HG	110 mm x 18 m	10 / 100	Euro 12,13
ASUPP110HA	110 mm x 20 m	10 / 100	Euro 12,13
ASUPC-21S	A7 (100mm x 90 mm)	6	Euro 102,35
ASUPC-21L	A6 (144 mm x 100 mm)	6	Euro 107,00
ASUPP210SE	210 mm x 25 m	5 / 20	Euro 28,90
ASUPP210HD	210 mm x 25 m	5 / 20	Euro 35,20
ASUPT-210BL	210 mm x 12,5 m	5 / 20	Euro 133,55
ASUPC-R80MD	210 mm x 16 m	4	Euro 164,00
ASUPP84S	84 mm x 13,5 m	10 / 100	Euro 6,44
ASUPP-84HG	84 mm x 12,5 m	10 / 100	Euro 12,88



Original Mitsubishi
Printerpapiere

Maße

VE / Stück



Preis/Stück

	Maße	VE / Stück	Preis/Stück
ASK61B	110 mm x 21 m	4 / 80	Euro 5,38
ASK65HM	110 mm x 21 m	4 / 80	Euro 11,48
ASK95HG	110 mm x 18 m	5	Euro 12,40
ASCK30S	S-Format	5	Euro 88,50
ASCK30L	L-Format	5	Euro 98,00

VIDEO - PRINTERPAPIERE



ELEKTROCHIRURGISCHES ZUBEHÖR, EINMALHANDGRIFFE









Elektro-
chirurgisches
Zubehör,
Einmalhandgriffe

	Asmuth Art.Nr.	Monopolare Anschlusskabel	Preis/Stück
	AS101-051	Monopolares Anschlusskabel für Erbe ACC/ICC , Länge: 5 m, Erbe #20192-032, Martin #83-122-60 <i>HF-cable monopolar for Erbe ACC/ICC, length: 5 m, Ø 4 mm, Erbe #20192-032, Martin #83-122-60</i>	Euro 59,92
Bipolare Anschlusskabel			
	AS101-040	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten für Erbe T-Serie, Erbe ACC/ICC, Erbe #20196-001 / #20196-000, Martin #80-286-80 / #80-286-50 Berchtold #EZ286-30 / #EZ286-50 Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Erbe, length: 4,5 m</i>	Euro 71,53
	AS287-050	Bipolares Anschlusskabel für Martin, Berchtold , Stecker Instrumentenseite: europ. Flachstecker, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Berchtold, Martin, appliance connector: europ. tab, length: 5 m</i>	Euro 71,53
	AS287-030	Bi-polares Anschlusskabel für Martin, Berchtold , Martin #80-287-33, Berchtold #EZ287-30, Länge: 3 m <i>HF-cable bipolar for Martin #80-287-33, Berchtold #EZ287-30, length: 3 m</i>	Euro 58,29
	AS350-050	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten 2-polig, US-Modell, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar, US-Modell, length: 5 m</i>	Euro 73,92
	AS351-040	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten für Valleylab , einteiliger Stecker, Valleylab #E360150, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Valleylab, Valleylab #E360150, length: 4,5 m</i>	Euro 71,53


Asmuth
Art.Nr.**Anschlusskabel für Handgriffe**



Preis/Stück

**AS20192-094** Anschlusskabel für Elektrodenhandgriffe
für ACC/ICC passend zu Handgriff #20190-045
Länge: 5 m**Euro 101,71***HF-cable monopolar for ACC/ICC,
for handle #20190-045,
length: 5 m***Einmalhandgriff****AS92646** Einmal-Handgriff inkl. Spatelektrode
2,4 mm, Länge: 5 m #92646
VE: 80 Stück**Euro 3,00***Once Handle spatula
92646*

Asmuth Art.Nr.	Neutralelektrodenkabel	Preis/Stück
AS1321	Anschlusskabel f. Neutralelektroden mit 6,3 mm Klinkenstecker , Länge: 5 m #20194-078 <i>Connecting lead for dispersive electrodes with 6,3 mm jack connector, length: 5 m</i>	Euro 58,00
 		
AS1330-5	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab Force 1, 2, 4 und SSE2L, #20194-061, #20194-080, #EZ296-50, #NEK500A, Länge: 5 m <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab Force 1, 2, 4 and SSE2L, length: 5 m</i>	Euro 58,00
 		
AS294-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Martin, Berchtold, Stecker Geräteseite: 6,3 mm Ø, Neutralelektroden­seite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50 <i>Connecting lead for dispersive electrodes, 6,3 mm jack connector, 25 mm clip, length: 5 m</i> Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50	Euro 87,96
		
AS380-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab, Conmed, Stecker: Geräteseite sh. Abbildung, Neutralelektroden­seite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-061, #20194-080, Berchtold #EZ296-50 (alt) <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab, Conmed, 25 mm clip, length: 5 m</i> Erbe #20194-061, Berchtold #EZ296-50	Euro 87,96
		

SONDERKABEL



Asmuth Art.Nr.	Medizinische Netzkabel Schuko-Stecker	Preis/Stück
 AS15.2017-0100	Medizinisches Netzkabel Schuko - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 1,00 m	Euro 58,21 *
AS15.2017-200	Medizinisches Netzkabel Schuko - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 2,00 m	Euro 68,01 *
AS15.2017-300	Medizinisches Netzkabel Schuko - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5 mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 3,00 m	Euro 77,69 *
AS15.2017-500	Medizinisches Netzkabel Schuko - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 5,00 m	Euro 97,70 *
 AS15.2019-300	Medizinisches Netzkabel Schuko - C19 , schwarz Kabel H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6mm ² Länge: 3,00 m	Euro 77,00 *
AS15.2019-500	Medizinisches Netzkabel Schuko - C19 , schwarz Kabel H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6mm ² Länge: 5,00 m	Euro 89,56 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	Medizinische Netzkabel Schweizer Stecker	Preis/Stück
AS15.2017-CH1	Medizinisches Netzkabel Schweizer Stecker - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 1,00 m	Euro 61,20 *
AS15.2017-CH2	Medizinisches Netzkabel Schweizer Stecker - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 2,00 m	Euro 70,90 *
AS15.2017-CH3	Medizinisches Netzkabel Schweizer Stecker - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5 mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 3,00 m	Euro 81,50 *
AS15.2017-CH5	Medizinisches Netzkabel Schweizer Stecker - C13 , schwarz Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² + H07V-K 1x6 mm ² Länge: 5,00 m	Euro 98,27 *

Asmuth Art.Nr.	PowerBoxen und Zubehör	Preis/Stück
	ASPowerBox5K Medical Power Box 5-fach mit Erdungskontakten (Schuko, IP20 Polyacetal/Edelstahl) Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm ² mit Potentialausgleichsleitung (H07V-K 1x6mm ²) und Klappendeckel alkoholfest, Länge: 3 m	Euro 289,41 *
	ASPowerBox3 Medical Power Box 3-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel Länge: 3 m	Euro 244,10 *
	ASPowerBox4 Medical Power Box 4-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel Länge: 3 m	Euro 314,25 *
	ASPowerBox6 Medical Power Box 6-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel Länge: 3 m	Euro 416,56 *
Bei Bestellung dieser Powerboxen bitte AS2011254 und AS2006327 mitbestellen.		
	AS2007208 MEDX ZPA Normschienen Klammern VE: 2 Stück, #2007208 zur Befestigung der Steckdosenleiste an Normschienen für alle PowerBoxen, außer 5K	Euro 38,71 * /Pack.
	AS2011254 MEDX Montageplatte inklusive Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen für alle PowerBoxen, außer 5K	Euro 13,02 *
	AS2006327 Rohrbefestigung inkl. Schrauben zur flexiblen und schnellen Befestigung an Infusionsständer und Normschienen	Euro 42,90 *

Nutzbar für alle PowerBoxen, aber für PowerBox 3, 4 und 6 muss die Halteplatte (AS2011254) zusätzlich bestellt werden.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	Potentialausgleichsleitungen	Preis/Stück
AS15.2011-050	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 50 cm , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 50 cm, box: 5 pcs.</i>	Euro 32,82 *
AS15.2011-100	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 1 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 1 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 35,90 *
AS15.2011-200	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 2 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 39,54 *
AS15.2011-250	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 2,5 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2,5 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 43,12 *
AS15.2011-400	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 4 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 4 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 53,35 *
AS15.2011-500	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 5 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 5 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 60,51 *
AS15.2017-100	Verlängerungsleitung MC-POAG-K6FS, VMB3/KBT6DIN/100AM, Länge: 1 m VE: 2 Stück <i>Extensionlead, length: 1 m, box: 2 pcs.</i>	Euro 68,50 *
ASK29019	Light-Kopfhörer 3.0 SPG , 32 Ω, schwarz, gerader 3,5 mm Stereoklinkenstecker, Gelenk und Kunststoffbügel, Länge: 3 m, VE: 250 Stück	Euro 1,14 *
ASK29020	Light-Kopfhörer 1.8 SPG , 32 Ω, schwarz, gerader 3,5 mm Stereoklinkenstecker, Gelenk und Kunststoffbügel, Länge: 1,8 m, VE: 250 Stück <i>Light-headphones, 32 Ω, black, straight 3,5 mm stereo jack plug, joint and plastic bracket, length: 1,8 m, box: 250 pcs.</i>	Euro 0,68 *



SONDERKABEL



REFERENZLISTEN



Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
22660	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
16065198	AS77191	LZ Stammkabel 5-adrig
30806726	ASEvery	Hautvorbereitungscreme
48703599	AS1321	Neutralelektrodenkabel
48710599	AS1330	Neutralelektrodenkabel
48803599	AS1321	Neutralelektrodenkabel
65141000	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
65142000	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
65149100	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
2011000300	ASG502G	Klammerelektroden
2061000324	ASJ14	Brustwandsaugelektrode
2151032135	ASS793	Gummigurt für Extremitäten
2159000015	AS2159000015	Befestigungsknopf
3201680100	AS73324	Monitorstammkabel, 3-adrig
3202070200	AS73501	Monitorstammkabel, 5-adrig
3202070400	AS72501	Monitorstammkabel, 5-adrig
3202270200	AS73507	Monitorstammkabel, 5-adrig
3202340400	AS73508	Monitorstammkabel, 5-adrig
3202680200	AS73524	Monitorstammkabel, 5-adrig
3209030100	AS71310	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209070100	AS71301	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209100100	AS71302	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209190300	AS71505	Monitorstammkabel, 5-adrig
3209200200	AS71305	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209210400	AS71315	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209220100	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209340300	AS71308	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209350100	AS71314	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209510100	AS71306	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209520100	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig
3209550500	AS71321	Monitorstammkabel, 3-adrig
3210030200	AS71510	Monitorstammkabel, 5-adrig
3210210200	AS71515	Monitorstammkabel, 5-adrig
3210220200	AS71512	Monitorstammkabel, 5-adrig
3222600100	AS77077	LZ Komplettkabel 5-adrig
3227030100	AS70310	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227030101	AS70324	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227070100	AS70301/W	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227080100	AS70301	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227100100	AS70302	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227200200	AS70305	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227210400	AS70315	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227210401	AS70501/W	Monitorkomplettkabel, 5-adrig

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
3227210402	AS70510	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227220100	AS70312	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227220101	AS70325	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227220102	AS70507	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227270100	AS70307	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227340300	AS70308	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227340302	AS70504	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227350100	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227350101	AS70501	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227510100	AS70306	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227520100	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227550501	AS70502	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227550502	AS70515	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3228680200	AS70524	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3246260100	AS77071	LZ Komplettkabel 5-adrig
3380061104	AS7431/we	Patientenleitung, Klammer, weiss
3380061204	AS7451	Patientenleitung, 5er Satz
3380062104	AS7431/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
3380064104	AS7431/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
3382061206	AS7552	Patientenleitung, 5er Satz
3382061214	AS7552S	Patientenleitung, 5er Satz
3382062106	AS7532/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
3382064106	AS7532/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
3382065104	AS7432/gr	Patientenleitung, Klammer, grün
3382065106	AS7532/gr	Patientenleitung, Klammer, grün
3382065406	AS7532G	Patientenleitung, 3er Satz
3382068104	AS7432/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
3382068106	AS7532/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
3403040200	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
3404750100	AS72015	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
3438400200	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
1825 / 56.518250	AS1825	Signa Spray
1828 / 56.518280	AS1828	Signa Spray
8/P93/03-01	AS70310	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/03-02	AS70324	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/03-03	AS70507	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/07-01	AS70301/W	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/10-01	AS70302	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/20-02	AS70305	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/21-04	AS70315	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/21-05	AS70502	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/21-06	AS70512	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/22-01	AS70312	Monitorkomplettkabel, 3-adrig

Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
8/P93/22-02	AS70501	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N-25	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
8/P93/22-03	AS70507	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N401/HP	ASD-RA4HP	Temperatursonde, Erwachsene
8/P93/27-01	AS70307	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	N401D	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
8/P93/34-03	AS70308	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	N402/HP	ASD-RB3HP	Temperatursonde, Kinder
8/P93/35-01	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	N402D	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
8/P93/35-02	AS70501/W	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N409A/HP	ASD-S06HP	Temperatursonde, Haut
8/P93/35-03	AS70510	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N409AD	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
8/P93/51-01	AS70306	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	N881	AS7431/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
8/P93/52-01	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	N881/3G	AS7431G	Patientenleitung, 3er Satz
8/P93/55-06	AS70504	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N881/3G-MM	AS7531G/S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
8/P93/55-07	AS70515	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N881/3S	AS7431S	Patientenleitung, 3er Satz
8/P95/68-02	AS70524	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	N881/5	AS7451	Patientenleitung, 5er Satz
CH5/EM	AS1321	Neutralelektrodenkabel	N882	AS7432/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
CH5/Nessy/KL	AS1321	Neutralelektrodenkabel	N882/5	AS7452	Patientenleitung, 5er Satz
CH5/REM/ML2	AS1330	Neutralelektrodenkabel	N882S/5	AS7552S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
D-20	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	OXI-A/N	AS504	Oxiband A/N OxiMax
D-25	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren	OXI-P/I	AS508	Oxiband P/I
D4/P990/04-02	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig	PK63/03-01	AS71310	Monitorstammkabel, 3-adrig
D4/P990/40-02	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig	PK63/10-01	AS71302	Monitorstammkabel, 3-adrig
D4/P990/70-02	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig	PK63/20-02	AS71305	Monitorstammkabel, 3-adrig
D41/P990/75-01	AS72015	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig	PK63/21-04	AS71315	Monitorstammkabel, 3-adrig
DOC-10	AS526E	SpO2-Adapterkabel	PK63/22-01	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig
DS-100	AS500E	DS-100	PK63/34-03	AS71308	Monitorstammkabel, 3-adrig
DS-100A	AS500	DS-100A	PK63/35-01	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig
Dura Y-S + Dura Y-SE	AS516O	SpO2-Ohrsensoren	PK63/51-01	AS71306	Monitorstammkabel, 3-adrig
Dura Y-S	AS516	Dura Y-S Sensor	PK63/52-01	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig
Dura Y-SE	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE	PK63/55-05	AS71321	Monitorstammkabel, 3-adrig
EC-8	AS528M	SpO2-Adapterkabel	PK65/03-02	AS71510	Monitorstammkabel, 5-adrig
ENL92	ASLR03P	Micro Batterien	PK65/07-04	AS71501/W	Monitorstammkabel, 5-adrig
I-20	AS503E	SpO2-Einmalsensoren	PK65/21-02	AS71515	Monitorstammkabel, 5-adrig
K60 / 56.300600	ASEG360	Elektrodengel	PK65/22-02	AS71512	Monitorstammkabel, 5-adrig
MAX-A-I / MAX-AL-I	AS505M	OxiMax MAX-A	PK65/ROZ	AS77191	LZ Stammkabel 5-adrig
MAX-FAST-I	AS510M	OxiMax MAX-Fast	PK65/SN	AS77178	LZ Stammkabel 5-adrig
MAX-I-I	AS503M	OxiMax MAX-I	PK67/MQ	AS77192	LZ Stammkabel 7-adrig
MAX-N-I	AS502M	OxiMax MAX-N	SCP10	AS817E	SpO2-Adapterkabel
MAX-P-I	AS501M	OxiMax MAX-P	T03 / 65.2003.00	AS8/20	Kleberinge 20 x 8 mm
MAX-R-I	AS506M	OxiMax MAX-R	T07 / 65.2007.00	AS05/13	Kleberinge 13 x 5 mm
MN1300	ASLR20P	Mono Batterien	T08 / 65.2008.00	AS5/20	Kleberinge 20 x 5 mm
MN1400	ASLR14P	Baby Batterien	U01 / 56.1000010	AS01-01	Aquasonic steril
MN1500	ASLR6P	Mignon Batterien	U150 / 56.100150	AS01-50	Aquasonic
MN9100	ASLR1V	Lady Batterie	VS3/03-01	AS73310	Monitorstammkabel, 3-adrig
N00 / 3310.0410.00	AS1-4K	Druckknopfadapter	VS3/07-01	AS72301	Monitorstammkabel, 3-adrig
N08 / 3380.0410.00	AS2-4K	Klammeradapter	VS3/21-04	AS73315	Monitorstammkabel, 3-adrig
N17	AS78515/60	LZ Adapterleitungen 5er Satz	VS3/22-01	AS73312	Monitorstammkabel, 3-adrig

Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
VS3/27-01	AS73307	Monitorstammkabel, 3-adrig	109-01	AS54-07-000	Universal Manometer
VS3/34-03	AS73308	Monitorstammkabel, 3-adrig	109-02	AS54-07-000	Universal Manometer
VS3/35-01	AS73314	Monitorstammkabel, 3-adrig	22550A	ASDF20	Defibrillationselektrode
VS3/51-01	AS73306	Monitorstammkabel, 3-adrig	31469219	ASDF28	Defibrillationselektrode
VS3/55-05	AS73321	Monitorstammkabel, 3-adrig	31469219	ASDF59N	Defibrillationselektrode
VS3/68-01	AS73324	Monitorstammkabel, 3-adrig	31.1245.21	ASF301	EKG Elektrode Neonaten
VS5/07-04	AS72501	Monitorstammkabel, 5-adrig	31.1355821	ASF301	EKG Elektrode Neonaten
VS5/22-02	AS73512	Monitorstammkabel, 5-adrig	31.1355.21	ASF301	EKG Elektrode Neonaten
VS5/27-02	AS73507	Monitorstammkabel, 5-adrig	31.1925.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
VS5/34-04	AS73508	Monitorstammkabel, 5-adrig	31.1345.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
VS5/51-02	AS73506	Monitorstammkabel, 5-adrig	31.1946.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
E360150	AS1330-5	Anschlusskabel Neutralelektroden	31.19158.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
15-25	AS15-25	Elektrodengel Signa	31.1946.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.5072.03	AS22SL	Elektrode, Neonaten	31.1925.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31587204	AS22SL	Elektrode, Neonaten	31.1345.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.4247.80	AS22SL	Elektrode, Neonaten	31.1925.21	ASF521	Schaumstoffelektrode Erwachsene
H207PG/F	AS22SL	Elektrode, Neonaten	31192521	ASF521	EKG-Elektrode Erwachsene
H207PGT	AS22SL	Elektrode, Neonaten	31.1914.21	ASFSRB5	EKG-Elektrode Erwachsene
H 203 PG	AS30BD	Elektrode, Neonaten	502-0411	ASME90042	Temperaturmesskable
H87 PG/F	AS30SD	Elektrode, Neonaten	502-0400	ASME90148	Temperaturmesskable
E7507	AS338	Neutralelektrode	E7506	ASNE02	Neutralelektrode
MAX-N-I	AS502E	SpO2-Einmalsensoren	E7507	ASNE02	Neutralelektrode
MAXAI	AS505E	SpO2-Einmalsensoren	31.4247.84	ASR622	Einmal-Wärmereflektor
MAXNI	AS502E	SpO2-Einmalsensoren	E7507	ASRO21A30	Neutralelektrode
ADH-A/N	AS513	Klebestreifen ADH-A/N	E7506	ASRO21A30	Neutralelektrode
DEC4	AS527E	SpO2-Adapterkabel	31.1996.21	AST601	EKG-Elektrode Erwachsene

Referenzliste Dräger / Siemens

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
1275275	AS1275275CL	NIBP-Einfachschlauch für Clic-Manschette, Länge: 3m
2128519	AS550E	SpO2-Fingersensor
2128608	AS516O	SpO2-Ohrsensoren
2170205	AS508	Oxiband P/I
2170221	AS514	Klebestreifen ADH-P/I
2606485	AS500EGE	Fingersensor mit Gümmitülle
3368391	AS798	Multimedkabel
3368433	AS799a	SpO2-Adapterkabel
3368458	AS3368458	HZV Verbindungskabel, 1m
3375834	AS799	SpO2-Adapterkabel
4523254	AS73310	Monitorstammkabel, 3-adrig
4524625	AS7532/rt	Einzelpatientenleitung
4524633	AS7532/gr	Einzelpatientenleitung
4526406	AS7432/gr	Einzelpatientenleitung
4526429	AS7432/rt	Einzelpatientenleitung
4526463	AS7432/sch	Einzelpatientenleitung
4533840	AS800E	SpO2-Adapterkabel
5191221	AS5191221	MultiMed 6 Pod
5198333	ASXSA15D	Temperaturmesskabel
5204644	ASD-RA4SA	Temperatursonde, Erwachsene
5204651	ASD-RB3SA	Temperatursonde, Kinder
5204669	ASD-S06SA	Temperatursonde, Haut
5590539	AS798a	NeoMed Pod
5591925	AS5591925	Verbindungskabel HemoMed
5592147	ASBC-S-SM2/2	IBP-Y-Adapter, 7-polig
5592162	AS5592162	EKG-Adapterkabel
5731281	AS5731G-L	IBP-Y-Adapter, 10-polig
5956482	AS5956482	Patientenleitung, 6-adrig
6628507	ASJ14	Brustwandsaugelektrode
6850645	AS420	Sauerstoffsensoren
6870279	AS6870279	CO2-Küvette, Mehrweg, Erw.
6871500	AS6871500	CO2-Hauptstromsensor
6871980	AS6871980	Flowsensor Infinity Delta
6872130	AS6872130	Wasserfalle WaterLock 2
7014616	ASR618a	Schutzhüllen
7262764	AS500	DS-100A
7270304	AS70256	SpO2-Fingersensoren
7497066	AS70260	SpO2-Ohrsensoren
7499804	AS7531G/S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
7499820	AS7551S	Patientenleitung, 5er Satz
7872174	AS7872174	NMT-Zwischenkabel
8201012	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
8201013	AS504	Oxiband A/N OxiMax
8290286	AS460ES	CO2-Probengasschläuche
8403735	AS432+	Flowsensor #Spirolog
8410179	AS8410179	Einsatz Neonatafflowsensoren

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
8412034	AS8412034	Druckdifferenz-Flowsensoren
8419160	AS8419160	HZV Katheterkabel
8420077	AS8420077	HZV Thermistorkabel BD
8539983	AS8539983	HZV Thermistorkabel
8600859	AS528M	SpO2-Adapterkabel
9004979	AS422	Sauerstoffsensoren
9390246	ASG502G	Klammerelektroden
9620667	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
60G7404	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
6486679 / 66440044	AS438	Sauerstoffsensoren
8290286 / 1276729	AS460ES	Gasprobenschläuche, transparent
M35360	AS7431G	Patientenleitung, 3-adrig
M35362	AS7451	Patientenleitung, 5-adrig
M35363 / 375297	AS7452	Patientenleitung, 5er Satz
M35365	AS73502D	Monitorstammkabel, 5-adrig
M35370	AS806E	SpO2-Adapterkabel
M35372 / 5201327	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
M35373 / 5201335	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
M35374 / 5201343	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
MP00788	AS70264	Original Masimo Ohrsensoren
MP00792	AS70245	Einmal-Klebesensoren
MP00795	AS70263	Fingersensoren für Kinder
MP00796	AS70262	Fingersensoren für Erwachsene
MP00911	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
MP00912	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
MP00913	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
MP00913	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
MP00915	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
MP00916 / MP00917	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
MP00918	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MP00921	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
MP00953	ASMP00953	NIBP-Schlauch, illa
MP02993	AS70279	Fingersensoren
MP03411	AS7531G/S	3-adrige Patientenleitung
MP03413	AS7451S	5-adrige Patientenleitung
MP03413	AS7551S	5-adrige Patientenleitung
MS13218	ASMS13218	NMT-Elektrodenkabel
MS13235	AS500E	DS-100
MS14555	ASMS14555	Monoleadkabel, 3-adrig
MP01522	ASMP01522	Monoleadkabel, 5-adrig
MS14679	ASMS14679	Adapter
MS14680	ASMS14680	Adapter
MS14680 / 7486140	AS7486140	HF Block, 6-adrig
MS15053	ASMS15053	NMT-Thermistor Trident
MS15084	ASMS15084	NMT-Daumenadapter
MS15085	ASMS15085	NMT-Accelerometer

Referenzliste Dräger / Siemens

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
MS15086	ASMS15086	NMT-Handadapter Trident
MS16161	ASMS16161	Monoleadkabel, 5-adrig
MS17330	ASMS17330	SpO2-Zwischenkabel
MS17522	ASMS17522	SpO2-Zwischenkabel
MS18340	AS-A-SI-22	Akku Infinity bis Software VF8.4
MS18683	ASMS18683	SpO2-Zwischenkabel
MS20093	AS790	MultiMed plus
MS22532	ASMS22532	IBP-Adapterkabel, 10-polig
MS22534	ASMS22534	IBP-Zwischenkabel Utah
MS24303	ASMS24303	SpO2-Zwischenkabel
MS30502	AS-A-DR-20	Akku Infinity ab Software VF8.4
MX01004	AS516	Dura Y-S Sensor
MX01004 + MX01005	AS516O	SpO2-Ohrsensor
MX01005	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE
MX01049	ASM01049	O2-Sensor OxyTrace VE für Savina
MX01050	ASM01050	O2-Sensor OxyTrace INCU für Caleo
MX50065 / MX50071	AS505M	SpO2-Einmalsensoren
MX50066	AS501M	SpO2-Einmalsensoren
MX50067	AS503M	SpO2-Einmalsensoren
MX50068	AS502M	SpO2-Einmalsensoren
MX50069 / 8201006	AS506M	OxiMax MAX-R
MX50070 / 2170272	AS510M	OxiMax MAX-Fast
2870298	AS2870298E	NIPB-Anschlusschlauch
6845645	AS420	Sauerstoffsensoren
8403735	AS432+	Flowsensor Spiroquant A
8403735-10	AS432+	Flowsensor Spiroquant A
6640044	AS438	Sauerstoffsensoren
6486679	AS438	Sauerstoffsensoren
8290286	AS460ES	CO2-Messleitung
1276729	AS460ES	CO2-Messleitung
7262764	AS500	Fingersensor DS100A
MS13235	AS500E	Fingersensor Erwachsene
MS16444	AS501E	SpO2-Einmalsensoren
MS16445	AS502E	SpO2-Einmalsensoren
8201013	AS504	SpO2 Sensor Oxiband OXI-A/N
MX50071	AS509M	SpO2-Einmalsensoren
8201012	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
MS16447	AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
MS16446	AS520NE	SpO1-Einmalsensoren
5592154	AS5592154	Temperatur Y Kabel
5598128-04	AS5598128	Multimed POD Halterung
5947226	AS5947226	ESU Block
6627504	AS6627504	Extremitätenleitung
6870279	AS6870279	CO2-Mess Cuvette
6871500	AS6871500	Hauptstrom CO2 Sensor
6871980	AS6871980	Infinity ID Flow Sensor

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
6872130	AS6872130	WaterLock 2 Wasserfalle
MP00791	AS70244	SpO2-Einmalsensoren
MP00792	AS70245	SpO2-Einmalsensoren
7270304	AS70256	SpO2 Fingersensor
7497066	AS70260	SpO2 Ohrsensor
MP00796	AS70262	SpO2 Fingersensor
MP00795	AS70263	SpO2 Fingersensor
MP00788	AS70264	SpO2 Ohrsensor
MP00790	AS70265	SpO2-Einmalsensoren
MP00794	AS70268	SpO2-Einmalsensoren
MP00799	AS70271	SpO2 Stirnsensor
MP00793	AS70274	SpO2-Einmalsensoren
MP00789	AS70275	SpO2 Y-Sensor
MP02993	AS70279	SpO2 fingersensor, Gummitülle
M35365	AS73502D	Monitorstammkabel, 5-adrig
M35360	AS7431G	Patientenleitung, 3-adrig
MP03411	AS7431G/S	Patientenleitung
5956433	AS7431G/S	Patientenleitung
M35362	AS7451	Patientenleitung
MP03413	AS7451S	Patientenleitung
M35363 /375297	AS7452	Patientenleitung
MP03411	AS7531G/S	Patientenleitung
5956433	AS7531G/S	Patientenleitung
7499804	AS7531G/S	Patientenleitung
MP03413	AS7551S	Patientenleitung
5956466	AS7551S	Patientenleitung
7499820	AS7551S	Patientenleitung
MP03413	AS7551S	Patientenleitung
7872174	AS7872174	Trident NMT Kabel
MS20093	AS790E	6-pod Multimed
M35370	AS806E	SpO2 Adapterkabel
8403735-10	AS8403735	Spirologsensor
8403735	AS8403735	Spirologsensor
8410179	AS8410179	Neonaten Flowsensor
8412034	AS8412034	Flowsensor
8419160	AS8419160	HZV-Zwischenkabel
8420077	AS8420077	HZV-Thermistorkabel
MS31385-03	AS-A-SI-28	Akku Infinity Camma / XL / SC...XL
MP00911	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
MP00912	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
MS14434	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
MS14430	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
MP00913	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
MS14427	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
MP00913	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
MS14427	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette

Referenzliste Dräger / Siemens

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
MP00915	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette	M35374 /5201343	ASD-RB3A	Temperatursonde
MP00915-00	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette	M35373 /5201335	ASD-S06A	Temperatursonde
MS14428	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette	5204669	ASD-S10SA	Temperatursonde
MS17058	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette	4329822	ASD-S10SA	Temperatursonde
MP00917	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette	6628507	ASJ14	Saugelektrode
MP00916	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette	MP00555	ASMP00555	Bakterien/Vierenfilter
MP00918	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette	MP00953	ASMP00953	NIBP Anschlussschlauch
MP00921	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette	MP03403	ASMP03403	EKG-Kabel, 5-adrig
MS14425	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette	MS13218	ASMS13218	NMT Elektrodenkabel
MP00918	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette	MP03401	ASMS16159	EKG-Kabel, 3-adrig
MP00917	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette	MS16160	ASMS16160	Monolead Kabel
MS14426	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette	2870199	ASNN2ST	Neonaten-NIBP-Manschette
MP00921	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette	2870207	ASNN3ST	Neonaten-NIBP-Manschette
MP00919	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette	2870215	ASNN4ST	Neonaten-NIBP-Manschette
M35372 /5201327	ASD-RA4A	Temperatursonde	7014616	ASR618a	Schutzhüllen

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2200	ASCDC06/11	Blutdruckmanschette
2201	ASCDC10/19	Blutdruckmanschette
2202	ASCDC18/26	Blutdruckmanschette
2203	ASCDC25/35	Blutdruckmanschette
2204	ASCDC33/47	Blutdruckmanschette
2206	ASCDC25/35L	Blutdruckmanschette
2603	ASCB27/36+ASDM	Blutdruckmanschette
2608	ASCB20/28+ASDM	Blutdruckmanschette
41004	AS431	Sauerstoffsensoren
545300	AS545300E	Monitorstammkabel, 3-adrig
545301	AS545301E	Monitorstammkabel, 5-adrig
545315	AS545315E	Patientenleitung, 3er Satz
545316	AS545316E	Patientenleitung, 5er Satz
545340	AS545315/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
545342	AS545315/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
545344	AS545315/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
545920	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
572683	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
887753	AS-A-Dat-01	Akku für Datex kompakt AS3
888414	AS888414	E-NMT Sensor-Kabel
888416	AS888416	NMT Elektro-Sensor
888417	AS888417	NMT-Regional-Block-Adapter
888418	AS888418	Adult NMT Mechano-Sensor
897439	AS897439	NMT Mechano-Sensor
8002174	AS8002174	D-fend Wasserfalle, für Mini-C-Modul
8004463	AS8004463	Abasugleitung
21708313	ASEpicont	Elektrodencreme
21708318	AS21708318 / AS15-25	Elektrodencreme
21729402	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
21729403	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
21730002	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
21730003	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
21730403	AS21730403	Defielektrode für Cardioserv
21730702	AS21730702	Elektrodenkontaktspray
21732801	AS21732801	Saugdom, Kiss
21733101	ASD-RB1A	Temperatursonde, Innenohr
21733501	ASD-RB2A	Temperatursonde, Kinder
21733601	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
22328701	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
22329401	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig
22331701	AS73304	Monitorstammkabel, 3-adrig
2613	ASCB13/21+ASDM	Blutdruckmanschette
2618	ASCB9/14+ASDM	Blutdruckmanschette
2643	ASCB35/46+ASDM	Blutdruckmanschette
2647	ASCB27/26L+ASDM	Blutdruckmanschette
2648	ASCB45/56+ASDM	Blutdruckmanschette

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2649	ASCB35/46+ASDM	Blutdruckmanschette
2653	AS70279	Fingersensor
30344366	AS30344366	Elektrodenleitung C2, Kiss
30344367	AS30344367	Elektrodenleitung C3, Kiss
30344368	AS30344368	Elektrodenleitung C4, Kiss
30344369	AS30344369	Elektrodenleitung C5, Kiss
30344370	AS30344370	Elektrodenleitung C6, Kiss
30344371	AS30344371	Elektrodenleitung F, Kiss
30344372	AS30344372	Elektrodenleitung L, Kiss
30344373	AS30344373	Elektrodenleitung R, Kiss
30344374	AS30344374	Elektrodenleitung N, Kiss
30344375	AS30344375	Elektrodenleitung NST, Kiss
30344376	AS30344376	Klammeradapter, Kiss
38401134	AS7451	Patientenleitung, 5-adrig
38401590	AS38401590	10er Satz Elektrodenleitungen
38401765	AS38401817E	10er Satz Elektrodenleitungen
38401766	AS38401766	2er Satz Elektrodenleitungen
38401816	AS38401871E	10er Satz Elektrodenleitungen
38401865	AS38401871E	10er Satz Elektrodenleitungen
70124021	AS500E	DS-100
70124022	AS501E	SpO2-Einmalsensoren
70124026	AS503E	SpO2-Einmalsensoren
70124027	AS505E-U / AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
70124032	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
70124032	AS520NE	Wrap-Sensoren
70124033	AS516	Dura Y-S Sensor
70124034	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE
70124035	AS504E	Oxiband A/N NON-MAX
91920232	ASG502G	Klammerelektroden
92309647	ASS793	Gummigurt für Extremitäten
92722400	AS8/20	Kleberinge 20 x 8 mm
92916416	ASR618a	Schutzhüllen
93204775	AS93204775	Filterscheiben
1505-3231-000	AS452	Flowsensor
1505-3848-000	AS1505-3848-000	Expirationsventil mit Flowsensor
16560-2	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
16561-2	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
165613-3	ASD-RB2A	Temperatursonde, Kinder
165622-2	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
22331803	AS7431S	Patientenleitung, 3-adrig
22339301	AS22339301E	IBP-Adapterkabel
22341801	AS22341801E	10-poliges Stammkabel
22341808	AS22341808E	10-poliges Stammkabel
30134000	ASS509	Plattenelektrode
30344365	AS30344365	Elektrodenleitung C1, Kiss
2011261-001	ASG502K	Klammerelektroden

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2014606-040	AS2014606-040	LZ Kabel 5-adrig	5623-202	ASS509	Plattenelektrode
2016130-001	AS513	Klebestreifen ADH-A/N	6050-0004-110	AS428	Sauerstoffsensoren
2016131-001	AS514	Klebestreifen ADH-P/I	70124033 + 70124034	AS5160	SpO2-Ohrsensoren
2017003-003	AS412931-002E	Monitorstammkabel, 5-adrig	733162-3	AS460ES	Gasprobenschläuche, transparent
2017004-003	AS71324	Monitorstammkabel, 3-adrig	73318/-19	AS460ES	Gasprobenschläuche, transparent
2017006-003	AS2017006-003	10-poliges Stammkabel	73319-HEL	AS460ES	Gasprobenschlauch für Anästhesiegase, 3m, VE: 10 St.
2017008-001	AS414873-001CL	NIBP-Doppelschlauch	876446-HEL	AS876446	D-fend Wasserfalle, schwarz, VE: 10
2017857-002	AS-A-HE-24	Akku für Dash Monitor 3000/4000/5000/Transport pro	881319-HEL	AS881319	D-fend Wasserfalle für COVX-Modul, grün, VE: 10 St.
2020559-001	AS2020559-001E	Einzelleitung R, MAC1200	900085-001	AS126	Carbonleitung
2020559-002	AS2020559-002E	Einzelleitung L, MAC1200	900178-101	AS900178-101	Satz 4 mm Bananenstecker
2020559-003	AS2020559-003E	Einzelleitung F, MAC1200	900178-102	AS900178-102	Satz Krokodilklemmen
2020559-004	AS2020559-004E	Einzelleitung N, MAC1200	900178-103	AS900178-103	Satz Elektrodenklammern
2020559-005	AS2020559-005E	Einzelleitung C1, MAC1200	900178-201	AS900178-201	Satz 4 mm Bananenstecker
2020559-006	AS2020559-006E	Einzelleitung C2, MAC1200	900716-002	AS78315K	Patientenleitung, 3-adrig
2020559-007	AS2020559-007E	Einzelleitung C3, MAC1200	9033-006	ASS793	Gummigurt für Extremitäten
2020559-008	AS2020559-008E	Einzelleitung C4, MAC1200	9033-014	ASJ14	Brustwandsaugelektrode
2020559-009	AS2020559-009E	Einzelleitung C5, MAC1200	9033-401	ASG502G	Klammerelektroden
2020559-010	AS2020559-010E	Einzelleitung C6, MAC1200	9445-002	ASD-S10A	Temperatursonde, Haut
2021406-001	AS805M	SpO2-Adapterkabel	9445-005	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
2022948-002	AS2022948-002	Monitorstammkabel, 5-adrig	9446-911	AS9446-911	Inline-Injektat-Sensor für BD Critikit-Katheter, 0,9m
2023852-029	AS-A-HE-08	Dash 2500, 8,4V, 8Ah	9490-105	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2025248-001	AS2025248	HZV-Leitung, 3,6m	9490-106	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027253-001	AS70265	SpO2-Einmalsensoren	9490-111	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027255-001	AS70266	SpO2-Einmalsensoren	9490-114	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027256-001	AS70267	SpO2-Einmalsensoren	9490-115	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027257-001	AS70268	SpO2-Einmalsensoren	9490-210	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027258-001	AS70262	SpO2-Fingersensoren	AG-AP1000	ASAG-AP1000	Vernebler Kopf mit Kappe
2027259-001	AS70263	SpO2-Fingersensoren	M1024247	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
2027261-001	AS70264	SpO2-Ohrsensoren	2027263-001	AS820	SpO2-Adapterkabel
2001925-003	AS2001925-003E	MultiLink Leitung, CAM Modul	2027263-002	AS814	SpO2-Adapterkabel
2001925-004	AS2001925-004E	MultiLink Leitung, CAM Modul	2027274-001	AS70260	SpO2-Ohrsensoren
2002799-001	AS70256	SpO2-Fingersensoren	2036984-001	AS-A-HE-52	Original GE Carescape B650/B850, 11,1V, 6Ah
2003422-001	AS2003422-001	10er Satz Elektrodenleitungen	2062895-001	AS-A-HE-54	Original GE Carescape B450, 10,8V, 3,6Ah
2006644-001	AS805E / AS805M	SpO2-Adapterkabel	22341808 + 38401816	AS72016	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
2008773-001	AS526E	SpO2-Adapterkabel	MN1020541	ASM1020541	EKG Stammkabel für Multi-Link
407705-001	AS502E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-C3	AS524E	SpO2-Adapterkabel
407705-002	AS503E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-E4-MC	AS5900	SpO2-Ohrsensoren
407705-003	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-E-DB	AS586E	SpO2-Ohrsensoren
407705-006	AS500E	DS-100	OXY-ES3	ASOXY-ES3E	SpO2-Adapterkabel
412340-002	AS412340-002	Original GE etCO2 CAPNOSTAT Sensor, Hauptstrom	Oxy-E-UN	AS5920	SpO2-Ohrsensoren
412682-003	AS38401871E	10er Satz Elektrodenleitungen	Oxy-F4-H	AS584E	SpO2-Fingersensoren
412931-002	AS412931-002E	Monitorstammkabel, 5-adrig	Oxy-F4-MC	AS590E	SpO2-Fingersensoren
414248-001	AS508	Oxiband P/I	Oxy-F4-N	AS576E	SpO2-Fingersensoren
414556-003	AS414556-003E	Patientenleitung, 5-adrig	Oxy-F-DB	AS580E	SpO2-Fingersensoren
5608-003	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	Oxy-F-UN	AS593E	SpO2-Fingersensoren

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
Oxy-F-UN mit DB-9	AS593E	SpO2-Fingersensor
Oxy-MC-3	ASOXY-MC3E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-MC3E	ASOxy-MC3E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL1	ASOxy-OL1	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL3	AS594E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL-3	AS525E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-RTB	ASTS-RT-100	Klebestreifen, blau
M1024251	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
M1024254	ASD-S06A / ASD-S10A	Temperatursonde, Haut
M1038681	ASM1038681	GE Entropie-Sensor, VE: 25 St.
M1050784	ASM1050784	GE Entropie Kabel, Länge: 3,5m
M1174413	ASM1174413	Entropie EasyFit-Sensor, VE: 25 St.
M1182629	ASM1182629	D-fend Pro Wasserfalle, stahlblau, VE: 10 St.
M1200227	ASM1200227	D-fend Pro Wasserfalle für CRM-Modul, grün, VE: 10 St.
Oxy-RWL	AS591	Klettbinden
Oxy-SE-3	ASTS-SE-3	SpO2-Sensitive-Sensor
Oxy-SL3	AS595E	SpO2-Adapterkabel
TS-3G	ASTS-G3E	SpO2-Adapterkabel
TS-AF-10	ASTS-AF-24E / ASTS-AF-24NE	SpO2-Einmalsensoren
TS-AP-25	ASTS-AF-24E / ASTS-AF-24NE	SpO2-Einmalsensoren
TS-E4-GE	AS577O	SpO2-Ohrsensor
TS-E4-N	AS587E	SpO2-Ohrsensor
TS-E-D	ASTS-E-DE	SpO2-Ohrsensor
TS-F4-GE	AS577EG	SpO2-Fingersensor
TS-F4-N	AS576E	SpO2-Fingersensor
TS-F-D	ASTS-F-DE	SpO2-Fingersensor
TS-G3	ASTS-G3E	SpO2-Adapterkabel
TS-H3	ASTS-H3E	SpO2-Adapterkabel
TS-M3	ASTS-M3E	SpO2-Adapterkabel
TS-N3	ASTS-N3E	SpO2-Adapterkabel
TS-SA4-GE	AS577EG	Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda, durchgehend, Länge: 3m

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
TS-SA-D	ASTS-SA-DE	SpO2-Fingersensor
TS-SE-3	ASTS-SE-3E	SpO2-Sensitive-Sensor
TS-W-D	ASTS-W-DE	SpO2-Flex-Sensor
107365	AS107365E	NIBP Verbindungsschlauch
2001589-015	AS2001589-015	Tragetasche
2058205-001	AS2058203-002	NIBP Verbindungsschlauch
2058203-002	AS2058203-002	NIBP Verbindungsschlauch
22341410	AS22341410	Stammkabel, 10-adrig
30344364	AS30344364	Regler-Einheit
30377368	AS30344368	Elektrodenleitung
30344421	AS30344421	Klammeradapter
30344460	AS30344460	Verteilerblock
38401808	AS38401808	Patientenleitung, 10er Satz
70124021	AS500	Fingersensor DS100A
70124033	AS516	Sensor Dura-Y D-YS
70124034	AS517	Ohrhalterung
8002174	AS8002174	Wasserfalle
002201	ASCD10/19 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002202	ASCD18/26 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002203	ASCD25/35 + ASMQ	Blutdruckmanschette
DUR-A2-2A	ASCD25/35+ASGE	Blutdruckmanschette
CLN-A2-2A	ASCD25/35+ASGE	Blutdruckmanschette
002204	ASCD33/47 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002205E	ASCD46/66 + ASMQ	Blutdruckmanschette
DUR-T1-2A-E	ASCD46/66+ASGE	Blutdruckmanschette
CLN-A2-2A-L	ASCD25/35	Blutdruckmanschette
CLN-A3-2A	ASCD33/47	Blutdruckmanschette
1024247 DATEX	ASD-RA4A	Temperatursonde
M1182448	ASM1182448	PICCO Sensorkabel
330091	ASMQ	NIBP Adapter
TS-AP-10	ASTS-AF-24E	SpO2-Einmalsensor

Referenzliste Mindray

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
0010-30-42719	AS0010-30-42719	Stammkabel 3/5-adrig
0010-30-42782	AS0010-30-42782	EKG-Stammkabel 3/5-adrig
0010-30-42728	AS0010-30-42728	Patientenleitung 5-adrig 0,6m/1m
0010-30-42730	AS0010-30-42730	Patientenleitung 5-adrig 1m/1,4m
0010-30-42732	AS0010-30-42732	Patientenleitung 3-adrig 1m
0010-30-42725	AS0010-30-42725	Patientenleitung 3-adrig 0,6m
040-001462-00	AS040-001462-00	NMT Hauptkabel
040-001463-00	AS040-001463-00	NMT Transducer-Kabel
040-001464-00	AS040-001464-00	NMT Stimulationskabel
0010-20-42710	AS826E	SpO2-Adapterkabel
0010-20-42594	AS810E	SpO2-Adapterkabel
512F-30-28263	AS500E	Fingersensor #DS-100
512E-30-90390	AS500EGE	Fingersensor mit Gummitülle, Erwachsene
512G-30-90607	AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle, Kind
115-034527-00	AS516O	Ohrsensor zu Mindray, Länge: 90cm
115-012807-00	AS500EL	Fingersensor #DS-100, Länge: 3m
009-005094-00	AS502E	Einmal-Klebesensoren
009-005090-00	AS520NE	Wrap-Sensoren
040-000332-00	AS829	SpO2-Adapterkabel
0010-30-42625	AS814E	SpO2-Adapterkabel
0010-10-42600	AS70262	Fingersensor für Erwachsene
0010-10-42634	AS70263	Fingersensor für Kinder

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
LNCS TC-I	AS70264	Ohrsensor
2653	AS70279	Fingersensor mit Gummitülle für Erwachsene
0010-10-42628	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder
0010-10-42627	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene
6200-30-09688	ASM1599CL	NIBP-Einfachschlauch
040-000968-00	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
040-000973-00	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
040-000978-00	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
040-000983-00	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
115-015930-00	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
040-000988-00	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
040-000993-00	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
0010-30-37392	ASD-RA4MR	Temperatursonde für Erwachsene, rektal, Ø4mm
0011-30-37393	ASD-S10MR	Hauttemperatursonde für Erwachsene, Ø10mm
0011-30-37395	ASD-S06MR	Hauttemperatursonde für Kinder und Neonaten, Ø6mm
115-018016-00	AS-A-MIN-03	Akku für Beneview T1
115-018012-00	AS-A-DA-05	Akku für Beneview T5/T8
115-018014-00	AS-A-MIN-01	Akku für iMEC8/iMEC10
512H-30-79061	AS500E	SpO2-Fingersensor
009-005089-00	AS520NE	SpO2-Einmalsensor
6200-30-11560	ASM1597BE	NIBP-Anschlusschlauch

Referenzliste Nihon Kohden

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
TG-900P / P903	ASYG-900P	Hauptstrom-Kit
TG-920P / K907	ASTG-920P	CapONE CO2-Sensorkit
YG-111T / R804	ASYG-111T	Airway Adapter
YG-121T / V922	ASYG-121T	oral/nasel CO2 Adapter
JC-906P / K922	AS73330E	EKG-Stammkabel, Länge: 3m
BR-903P / K911	AS7431NK-E	Patientenleitung, 3-adrig
JL-900P / K931	AS610E	SpO2-Adapterkabel
TL-201T / P225F	AS601	Fingersensor BluPro
TL-260T / P205A	AS641O	SpO2-Ohrsensor
TL-220T / P225	AS520NK	Wrap-Sensor
TL-273T3 / TL-251T	AS607E	Einmal-SpO2-Klebesensor
JL-631P / K937	ASJL-631P	SpO2-Adapterkabel
LNCS DC-I / 1863	AS70262	Fingersensor Erw.
LNCS DCI-P / 1864	AS70263	Fingersensor für Kinder
LNCS TC-I / 1895	AS70264	Ohrsensor
2653	AS70279	Fingersensor mit Gummitülle für Erwachsene
LNCSInf-3 / 2319	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder
LNCS Neo-3 / 2320	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene
YN-901P / S902	ASYN901CL	NIBP-Einfachschlauch
YP-960T / S943A	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
YP-961T / S943B	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
YP-962T / S943C	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
YP-963T / S944B	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
YP-964T / S944C	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
YP-965T / S944D	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
JP-910P	ASJP-910P	IBP-Adapterkabel
YSI-401 / NKD-P240A	ASD-RA4A	Temperatursonde für Erw.
YSI-402 / NKD-P241A	ASD-RB3A	Temperatursonde für Kinder
YSI-409B / NKD-P242B	ASD-S10A	Hauttemperatursonde für Erw.
NKD-P249	ASR618a	Schutzhüllen für Temperatursonden
YS-076P5 / X062	AS-A-NI-14	Akku für BSM-2300
YS-085P6 / X072	AS-A-NI-24	Akku für OLV-2700/OLG-2800
SB-671P / X075	AS-A-NI-02	Akku für BSM-3000/6000/WEP-520x
SB-201P / X076	AS-A-NI-22	Akku für BSM/PVM-2703/TEC-8300
BE-0005W	AS100A2 / AS100A7	Brückenelektrode
H653	AS615	Fingersensor
K081	AS72018	EKG-Diagnose-Kabel
NKB-301V	AS-A-NI-08	Akku TEC..., X065
H406	ASDF37	Defi-Elektrode
H405	ASDF43	Defi-Elektrode
NKDFILZ	ASE	Elektrodenbezüge
NKD-K10/C	ASG502G	Klammerelektroden
NKD-K10C	ASG502G	Klammerelektroden

Referenzliste Philips

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2653	AS70279	Fingersensor	M1195A / 989803103261	ASM1195AE	SpO2-Fingersensor
989803137791	AS989803137791	Beinplattenadapterkabel	M1196A / 989803128631	ASM1196AE	SpO2-Fingersensor
989803137811	AS989803137811	Beinplattenadapterkabel	M1196T/989803128641 M1196S/989803174381	AS500E	Fingersensor
989803143381	ASR618a	Schutzhüllen	M1510A	ASM1510AE	Monitorstammkabel, 3-adrig
989803148221	AS825	SpO2-Adapterkabel	M1530A	ASM1530AE	Monitorstammkabel, 5-adrig
989803162621	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene	M1571A / M4552B / 989803104141	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
989803162631	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder	M1572A / M4553B / 989803104151	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
989803162641	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut	M1573A / M4554B / 989803104161	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
989803163201	ASME26/33EHP	Einwegmanschette Erw.	M1574A / M4555B / 989803104171	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
989803163221	ASME39/55EHP	Einwegmanschette Erw. groß	M1574A / M4555B / 989803104171	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
989803174581	AS989803174581	NMT-Patientenkabel	M1575A / M4557B / 989803104181	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
21075A	ASD-RA4HP	Temperatursonde, Erwachsene	M1576A / M4559B / 989803104191	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
21076A	ASD-RB3HP	Temperatursonde, Kinder	M1599B / 989803104341	ASM1599CL	NIBP-Einfachschlauch
21078A	ASD-S06HP	Temperatursonde, Haut	M1613A	ASM1613AE	Patientenleitung, 3-adrig
40419A	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	M1627A / 989803104531	ASM1627AE	Klettbänder
40432B	AS9239U	Krokodilklammenadapter	M1633A	ASM1633AE	Patientenleitung, 5-adrig
40490E	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	M1635A	AS78515/60	Adapterleitungen
40494E	ASG502G	Klammerelektroden	M1642A / 989803104611	ASM1642A	HZV-Schnittstellenkabel
40498E	AS1-4K	Druckknopfadapter	M1643A / 989803104621	ASM1643A	HZV-Schnittstellenkabel
LNCS DCI-I / 1863	AS70262	Fingersensor für Erwachsene	M1668A / 989803145061	ASM1668AE	Monitorstammkabel, 5-adrig
LNCS DCI-P / 1864	AS70263	Fingersensor für Kinder	M1672A / 989803145101	ASM1672AE	Patientenleitung, 3-adrig
LNCS Inf-3 / 2319	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder, VE: 20 St.	M1900B / 989803105451	AS521E	SpO2-Adapterkabel
LNCS Neo-3 / 2320	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene <3kg und Erwachsene >40kg, VE: 20 St.	M1902B	AS503E	SpO2-Einmalsensoren
LNCS TC-I / 1895	AS70264	Ohrsensor	M1904B	AS502E	SpO2-Einmalsensoren
M1131A / 989803128531	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	M1905B	AS506M	OxiMax MAX-R
M1132A / 989803128541	AS503E	SpO2-Einmalsensoren	M1906A	AS508	Oxiband P/I
M1133A / 989803128551	AS502E / AS505E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren	M1908A	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
M1134A / 989803164921	AS520NE	Wrap-Sensoren	M1909A	AS514	Klebestreifen ADH-P/I
M1190A	AS578E / AS578EG	SpO2-Fingersensor	M1920A / 989803105531	ASM1920A	FilterLine H Set
M1191A	ASM1191AE	SpO2-Fingersensor	M1921A / 989803105541	ASM1921A	FilterLine H Set
M1191B / 989803144371	ASM1191BE	SpO2-Fingersensor	M1923A / 989803105561	ASM1923A	FilterLine H Set
M1191T/989803128591 M1192T/989803128611	AS500EGE / AS500EGEL	SpO2-Fingersensor	M1940A / 989803105671	AS816E	SpO2-Adapterkabel
M1192A / 989803103231	ASM1192AE	SpO2-Fingersensor	M1941A / 989803105681	ASM1941AE	SpO2-Adapterkabel
M1193A / 989803103241	ASM1193AE	SpO2-Fingersensor	M1943A / 989803105691	AS522E	SpO2-Adapterkabel
M1193T / 989803128621	AS500EGNU	SpO2-Neonatenbändchen	M1971A / 989803125851	ASM1971AE	Patientenleitung, 5-adrig
M1194A / 989803103251	ASM1194AE	SpO2-Ohrsensor	M1974A / 989803125871	ASM1974A	Patientenleitung, 5-adrig, HF
M1194T	AS5160	Ohrsensor	M21075A	ASD-RA4HP	Temperatursonde für Erw.

Referenzliste Philips

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
M21076A	ASD-RB3HP	Temperatursonde für Kinder
M21078A	ASD-S10HP	Hauttemperatursonde für Erw. und Kinder
M2501A / 989803142651	ASM2501A	Hauptstrom-CO2-Sensor
M2513A / 989803142681	ASM2513A	Luftwegadapter
M2516A / 989803142691	ASM2516A	CO2-Luftwegadapter
M2533A / 989803142661	ASM2533A	Einmal-CO2-Luftwegadapter
M2536A / 989803142671	ASM2536A	Einmal-CO2-Luftwegadapter
M2594A	ASM2594A	Telemetrikabel
M2597A	ASM2597A	Telemetrikabel
M4789A	AS500E	DS-100
M4823A	ASR618a	Schutzhüllen
13953D	AS22SL	Kinderelektrode
M1935A	AS30DDV	Kinderelektrode
989803136891	AS40108	EKG Papier
M1911A	AS41303	EKG Papier
453561432691	AS453561432691	EKG-Stammkabel, 3-adrig
M1196T	AS500E	SpO2 Fingersensor
M1900B	AS521E	SpO2 Adapterkabel
M1943AL	AS522E	SpO2 Adapterkabel
989803143171	AS70307	EKG Kabel, 3-adrig
M3507A	AS989803106971	Anschlusskabel Defi-Pads
989803137831	AS989803140371	Telemetrietaschen
989803171931	AS989803171931	Patientenleitung, 5-adrig
M4605A	AS-A-HP-13	Akku
M5070A	AS-A-HP-16	Akku
989803194541	AS-A-HP-19	Akku
M4607A	AS-A-HP-22	Akku
989803150161	AS-A-HP-30	Akku
989803176201	AS-A-HP-32	Akku
989803174131	AS-A-HP-41	Akku
M4556B	ASCB27/36L	Blutdruckmanschetten

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
989803163191	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
40401C	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
M4556B	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
40401D	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
M3713A	ASDF27	Defi-Elektrode
21091A	ASD-THP	Einmal-Temperatursonden
989803139771	ASF40C	Elektrode, Erwachsene
M2202A	ASF40C	Elektrode, Erwachsene
40493E	ASF45C	Elektrode, Erwachsene
M1191BL	ASM1191BE	SpO2 Fingersensor, Gummitülle
M1356-60011	ASM1356A	Ultraschall Transducer
M1363A	ASM1363A	MEKG-Elektrodenkabel, 3-adrig
M1574A	ASM1574A	Blutdruckmanschette
M1597C	ASM1597C	NIBP Anschlusschlauch
M1669A	ASM1669AE	EKG-Kabel, 3-adrig
989803145101	ASM1672AE	Patientenleitung, 3-adrig
M1866S	ASM1866S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1868B	ASM1868S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1873S	ASM1873S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1663A	ASM1949AE	EKG-Stammkabel
BRILLIANCE CT 64 CHANNEL	ASM2208E	Einmal-Aufnehmergurte
989802142651	ASM2501A	Hauptstrom-CO2-Aufnehmer
M3508A	ASM3508A	Anschlusskabel HeartStart Pads
M1874A	ASME11/22EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1875A	ASME11/22EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1877A	ASME26/33EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1878A	ASME39/55EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M15282	AS-OP-H-06	OP-Leuchte Hanaulux
989803174141	ASTele-1	Telemetrietasche
989803137831	ASTele-2	Telemetrietasche
989803140371	ASTele-2	Telemetrietasche

Referenzliste Elektroden 3M

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2282E	AS22SL	Elektrode, Neonaten	2228	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2269T	AS22SL	Elektrode, Neonaten	2244	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2258-3	AS22ST	Elektrode, Neonaten	2670-5	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2330	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode	2224	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2670-5	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode	2271-50	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2346	ASDF01	Defi-Elektrode Nicman	9160 / 9160F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
2258	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	8180F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
2228	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	9160F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
2670-5	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	21175LE	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
M2228	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	9165	ASRO21A30	Neutralelektrode, geteilt, vorverkabelt
M2223	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	9165	ASRO21A30	Neutralelektrode, geteilt, vorverkabelt
2570	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	2238	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2570	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	2239	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2560	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	2228	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2223	ASF40C / ASF45C / ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	2271-50	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2237	ASF40C / ASF45C / ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	2271	ASW72 / AST604	Vlieselektrode, Erwachsene

Referenzliste Elektroden Ambu

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
4440	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-A/12	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
4540	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50K	AS30SD	Elektrode, Neonaten
1900000700	ASDF01	Defi-Elektrode Nicman	NF-50-K	AS22SL	Elektrode, Neonaten
0715M	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4500M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/12/EU	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4500M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/3/EU	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4535M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/30	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4535M	ASF5SRG	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/W/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4540M	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	NF-50-K/W/30	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4570M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	P-00-A/50	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4841P	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	P-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
70001-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	P-00-S/50	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
70002-K-12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	Q-00-A	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
70010-K/12	AS1520	EEG-EMG Elektrode	Q-00-A/25	ASF5SRB5 / ASH05	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
71001-SC/12	AS1520	EEG-EMG Elektrode	Q-00-S/25	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
720-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene	Q-50-K/25	AS45ST	Elektrode, Erwachsene, translucient
72015-K/10	AS1520	EEG-EMG Elektrode	QR-50-A/10	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
8180F	AS338	Neutralelektrode	QR-80-A/10	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
8180F	ASNE02	Neutralelektrode	R-00-S/25	ASH01	dezentrale EKG-Elektrode
8M930081	ASNE02	Neutralelektrode	SE-00-S/50	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
BR-50-A/10	AS22BL	Elektrode, Neonaten	SP-00-A	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
BR-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	SP-00-S/10	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
BR-50-K/EU/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	SP-00-S/50	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
BRS-50-A/12	AS22BL	Elektrode, Neonaten	SU-00-A/60	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
BRS-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	SU-00-A/60	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
BRS-50-K/EU/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten	SU-00-A/60	ASH01	dezentrale EKG-Elektrode
L-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene	SU-00-C/100	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
L-00-S/25	ASW72 / AST604	Vlieselektrode, Erwachsene	T-00-S/25	ASH01	dezentrale EKG-Elektrode
M-00-A	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	T-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
M-00-A/50	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	VL00S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
MRX-00-S/32	ASF40C / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	VL-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
N-00-A	AS22BL	Elektrode, Neonaten	VL-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
N-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	VL-50-A	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
N-00-S/25	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	VLC-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
N-10-A	AS30BD	Elektrode, Neonaten	VLC-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
N-10-A/25	ASF5SRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	VS-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
N-50-A/25	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten	WS-00-S RT	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
N-50-K/25	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten	WS-00-S/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
NEOX-60-K/EU	AS22SL	Elektrode, Neonaten	WS-00-S/L5/50	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
NEOX-60-K/EU/3	AS22SL	Elektrode, Neonaten	WS-00-S/L5/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
NF-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	WS-00-S/RT/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
NF-00-S/12	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	WS-Tab-2200/100	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
NF-10-A/12	AS22BL	Elektrode, Neonaten			

Referenzliste Elektroden Covidien / CardinalHealth

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
4103	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4105	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4203	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4527750	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
5195024	AS22SL	Elektrode, Neonaten
30710001	AS22SL	Elektrode, Neonaten
30807732	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31013926	ASF50 / ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31043162	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
31043170	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31050522	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31086575	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31118733	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31368072	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31424719	AS30ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31424735	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31424743	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31424768	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31427326	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31433538	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31439725	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31447793	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31452405	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31503226	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31507203	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5072.26	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
31527303	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5872.04	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
36516901	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
36518001	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
42440521	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42450021	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42550521	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
50007305	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
73200790	AS22SL	Elektrode, Neonaten
91920031	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
311355821	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
311915821	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
313072804	AS22SL	Elektrode, Neonaten
313540125	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucent
315039124	AS30BT	Elektrode, Neonaten, translucent
31.507284	AS30ST / AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
1050NPSM	AS22SL	Elektrode, Neonaten
1051NPSM	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
1052NPSM	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
1053NPSM	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31.1245.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1355.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1405.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1406.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1415.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1416.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1663.21	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1715.21	AS24:00F	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1905.21	ASF50 / ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1914.21	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1917.21	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1925.21	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1935.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1946.21	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1985.21	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1986.21	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1995.21	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1996.21	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31.3072.26	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3076.26	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3233.25	AS22BL	Elektrode, Neonaten
31.3236.25	AS22BL	Elektrode, Neonaten
31.3273.26	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3640.26	AS45ST	Elektrode, Erwachsene, translucent
31.3835.25	AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.3839.25	AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.3870.24	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3872.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3872.26	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3873.25	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3876.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3876.26	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.4273.26	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5032.26	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.5072.03	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5273.03	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5872.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
36.5169.01	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
36.5180.01	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
42.4405.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42.4505.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42.5505.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt


Referenzliste Elektroden Covidien / CardinalHealth

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
CH40N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H59P	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode
CH45N	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H66LG	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
CH45N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H69P	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode
CH50N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H71SG	AS24:00F	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
ES40030	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H83P	AS30BD	Elektrode, Neonaten
ES40076	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H83V	AS30BD	Elektrode, Neonaten
ES40281	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode	H87H	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
ES40281	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode	H87H/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H124SG	ASF301	EEG-EMG Elektrode	H87P	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H134TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H87PG/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H135SG	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H87V	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H135TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H87V/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H140LG	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	H90SG	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H140SG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H914SG	ASF50RB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H141LG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H91SSG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H141SG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H91TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H1680	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H92SG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H1690	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent	H93SG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H203PGT	AS30BT	Elektrode, Neonaten, translucient	H98LG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H203PG	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten	H98SG	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
H207H	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten	H99LG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H207PGT	AS22ST / AS22SL	Elektrode, Neonaten	H99SG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H207PT/F	AS30ST / AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucient	MP00004	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode
H23H	AS22BL	Elektrode, Neonaten	MT Mini 100	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
H23P	AS22BL	Elektrode, Neonaten	MT133	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27P	AS22SL	Elektrode, Neonaten	MT200	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27PG/F	AS22SL	Elektrode, Neonaten	MT530	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27V	AS22SL	Elektrode, Neonaten	Q Trace 5400	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
H34SG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	Q Trace Gold 550	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
H49P	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	31424780	AS22ST	Elektrode, Neonaten
H54PT	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient	31.19158.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene


Referenzliste Elektroden Dahlhausen

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
110	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	1900002602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
112	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.110	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
114	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent	19.000.00.112	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
400	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.114	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
405	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.400	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
440	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene	19.000.00.405	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
454	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.440	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	19.000.00.454	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene	19.000.00.457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
462	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	19.000.00.459	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
505	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	19.000.00.460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
558	ASH01	dezentrale EKG-Elektrode	19.000.00.462	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
715	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode	19.000.00.505	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
915	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten	19.000.00.558	ASH01	dezentrale EKG-Elektrode
916	AS30BD	Elektrode, Neonaten	19.000.00.700	ASDF01	Defi-Elektrode ohne Leitung
917	AS30SD	Elektrode, Neonaten	19.000.00.715	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
918	AS22ST / AS22SL	Elektrode, Neonaten	19.000.00.915	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
190454	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.916	AS30BD	Elektrode, Neonaten
1900000110	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.917	AS30SD	Elektrode, Neonaten
1900000400	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.00.918	AS22SL	Elektrode, Neonaten
1900000457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	19.000.01.405	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
1900000459	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	19.000.02.402	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
1900000460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene	19.000.02.404	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
1900000460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene	19.000.02.459	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
1900000918	AS22SL	Elektrode, Neonaten	19.000.02.602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
1900002602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	28.017.00.030	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent

REFERENZLISTEN



ARTIKELNUMMERNINDEX



Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS0010-30-42719	107	AS100A7	316
AS0010-30-42719E	107	AS100P1	316
AS0010-30-42725	107	AS100P2	316
AS0010-30-42732	107	AS100Z1	316
AS0010-30-42732E	107	AS101-040	328
AS0010-30-42733	107	AS101-051	328
AS01/93	143	AS107365CL	162
AS01/93-10	143	AS107365E	162
AS01/98	143	AS11101-000016	302
AS01/98-10	143	AS11110-000030	114
AS01-01	308	AS11996-000017	302
AS01-08	308	AS11996-000093	302
AS01-21	308	AS12-001262-11E	94
AS01-50	308	AS12-00157-02E	94
AS015-0067-03QE	170	AS122/100rot	318
AS015-0068-04Q	170	AS122/100schw	318
AS015-0068-04QE	170	AS122/85schw	318
AS015-1826-00E	170	AS123	120,121,293
AS015-2635-00E	170	AS124	120,293
AS015-3450-00E	170	AS125	120,293
AS016-0077-04Q	170	AS126	120,138,293
AS016-0077-04QE	170	AS1275275CL	163
AS02-211	13	AS128	120,293
AS02-212	13	AS129	120,138,293
AS026-0109-03Q	170	AS1321	297,330
AS039-0-111	173	AS1330	297,330
AS039ER	173	AS1330-5	297,330
AS039ER08	173	AS134/67/60E	196,207,218,232, 237,238,241,244,250
AS039ER14	173	AS14/93	143
AS039ER33	173	AS1-4K	306
AS039ER41	173	AS15.2011-050	335
AS039ER-S41	173	AS15.2011-100	335
AS049-0-111	173	AS15.2011-200	335
AS049ER	173	AS15.2011-250	335
AS049ER08	173	AS15.2011-400	335
AS049ER14	173	AS15.2011-500	335
AS049ER33	173	AS15.2017-0100	332
AS049ER33D	173	AS15.2017-100	335
AS049ER41	173	AS15.2017-200	332
AS049ER41D	173	AS15.2017-300	332
AS049ERD	173	AS15.2017-500	332
AS049ER-S41	173	AS15.2017-CH1	333
AS05.0100z	263	AS15.2017-CH2	333
AS05.0101o	263	AS15.2017-CH3	333
AS05.0102b	264	AS15.2017-CH5	393
AS05.0103b	264	AS15.2019-300	332
AS05.0107B	264	AS15.2019-500	332
AS05.0108b	264	AS1520	294,318
AS05.0108z	263	AS15-25	309,320
AS05.0109b	264	AS177/34/60E	176,182,187,203,210, 218,222,235,237,238,252
AS05.0110B	264	AS180/23/60	181,189,190,194,199,211, 216,217,220,224,227,237,239
AS05.0111J	263	AS181/76/167	193
AS05.0111o	263	AS1825	309
AS05.0201o	263	AS1828	309
AS0500901	260	AS186-0106MTE	92
AS0500901-LED	261	AS186-0107E	92
AS05120.3	300	AS186-0200MTE	92
AS05120.5V	300		
AS07-10900	301		
AS100A2	316		

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS186-1018E	92
AS2001589-211	171
AS2001589-212	171
AS2001589-213	171
AS2001925-003E	140
AS2001925-004E	140
AS2001925-005E	140
AS2006327	334
AS2007208	334
AS2011254	334
AS2014606-040	128
AS2014606-070	128
AS20192-094	329
AS2020559-001E	139
AS2020559-002E	139
AS2020559-003E	139
AS2020559-004E	139
AS2020559-005E	139
AS2020559-006E	139
AS2020559-007E	139
AS2020559-008E	139
AS2020559-009E	139
AS2020559-010E	139
AS2021285-001E	162
AS2021700-001E	152
AS2058203-002	164
AS212119	144
AS2159000015	307
AS21717205	317
AS21732801	142
AS21732801E	142
AS22339301E	166
AS22341410	142
AS22341801E	139
AS22341808E	139
AS2240	319
AS2264HAX	313
AS22BL	291
AS22SL	291
AS22ST	292
AS240240	131,172
AS24DDV	290,294,317
AS2-4K	306
AS2612021	102
AS2612021E	102
AS287-030	328
AS287-050	328
AS294-050	297,330
AS3010	308
AS30344364	142
AS30344365	141
AS30344366	141
AS30344367	141
AS30344368	141
AS30344369	141
AS30344370	141
AS30344371	141
AS30344372	141
AS30344373	141
AS30344374	141

Artikel-Nummer	Seite
AS30344421	141
AS30344453	142
AS30344460	142
AS30BD	291
AS30DDV	290,294,317
AS30SD	291
AS3368425	99
AS338	295
AS3450578/A	17
AS350-050	328
AS351-040	328
AS380-050	297,330
AS38401590	141
AS38401817E	139
AS38401871E	139
AS4/150rot	318
AS4000-001	144
AS4000-002	144
AS4000-003	144
AS4000-004	144
AS4000-005	144
AS4000-100	145
AS4000-101	145
AS4000-102	145
AS4000-103	145
AS4000-104	145
AS4000-105	145
AS4000-106	145
AS4000-107	145
AS4000-108	145
AS4000-109	145
AS4000-110	145
AS40104	324
AS40105	324
AS402015-004E	152
AS40207	324
AS40316	324
AS403751-025	121
AS40939	324
AS411	6
AS412682-003E	98,104,124
AS412682-003ED	104,124
AS412931-002E	98,104
AS413	6
AS41303	324
AS41305	324
AS414556-003E	98,104,124
AS414556-003ED	104,124
AS414556-004E	98,104,124
AS414873-001CL	164
AS414873-001E	164
AS418	6
AS420	6
AS422	7
AS424	7
AS427	7
AS428	7
AS431	8
AS43107	324
AS432+	8

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS434	8
AS4425	290
AS45BT	289,292
AS460ESB	9
AS495NA	260
AS495NA-LED	261
AS495NB	260
AS495NB-LED	261
AS495ND	260
AS495ND-LED	261
AS495NE	260
AS495NEL	260
AS495NE-LED	261
AS495NEL-LED	261
AS495NL	260
AS495NL-LED	261
AS495NTA	260
AS500	25,56,62,72,77,83,87
AS500E	21,25,32,33,38,56,62,71,77,83,87
AS500EGE	22,26,32,33,38,57,62,72,77,83,87
AS500EGEL	22,26,38,57,62,72,78,83,87
AS500EGNU	22,26,39,57,62,72,78,84,87
AS500EGS	25
AS500EKGE	22,26,38,57,62,72,78,83,87
AS500EL	21,25,28,56,62,71,77,83,87
AS500ES	25
AS500F	25,56,62,72,77,83,87
AS501E	23,28,59,64,74,80,85,89
AS501M	28,59,64,74,80,85,89
AS5020	309
AS502DA	37
AS502E	23,28,32,33,40,59,64,74,80,85,89
AS502M	28,59,64,74,80,85,89
AS503DA	37
AS503E	23,29,40,59,64,74,80,85,89
AS503M	29,60,65,75,81,85,90
AS504	27,58,63,73,79,84,88
AS504E	23,27,39,58,63,73,79,84,88
AS505015	317
AS505E-U	24,29,40,60,65,75,81,86,90
AS505M	29,60,65,75,81,86,90
AS506M	29,60,65,75,81,86
AS508	27,58,63,73,79,84,88
AS510M	29,60,65,75,81,86
AS513	27,58,63,73,79,84,88
AS516	27,58,63,73,79,84,88
AS516002	129
AS516178	129
AS5160	22,26,32,33,39,57,63,72,78,84,88
AS5160S	25
AS517	27,58,63,73,79,84,88
AS51800	129
AS51801	128
AS5191221	99
AS520Da	37
AS520NE	24,28,32,33,40,59,64,74,80,85,89
AS520NK	68
AS520Oh	34
AS521E	76
AS522E	76

Artikel-Nummer	Seite
AS524E	36
AS525E	34
AS526E	24,31,32,42,66,82,90
AS528M	42,66,90
AS5317263	251
AS54-05-000	10
AS54-07-000	10
AS540E	69
AS540EG	69
AS5410	69
AS542F	69
AS545315E	97,121
AS545316E	97,121
AS545NO	69
AS550E	81
AS5592162	99
AS560E	41,46
AS560EGE	41,46
AS560EGN	41,46
AS5600	41,46
AS565E	56
AS5700HAX	313
AS570E	21
AS5700	21
AS576E	36,47
AS576EG	36,47
AS577E	35,45
AS577EG	35,45
AS577EK	35,45
AS577O	35,45
AS578EG	71
AS580E	37
AS584E	34,45
AS586E	37
AS587E	36,47
AS590E	47
AS5900	47
AS591	23,27,34,39,58,63,73,79,84,88
AS600E	67
AS600EGE	67
AS601	67
AS603E	67
AS607E	68
AS610E	68
AS614304	321
AS615XE	265
AS620E	33
AS629720	293
AS629722	293
AS6410	67
AS6600-0875-700	151
AS6627504ED	125,148
AS6644533	148
AS6644558	148
AS6644590	125,148
AS685241	144
AS6871980	8
AS688098	144
AS6LR61V	256
AS700-0-100	173

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS700-0792-00	86
AS701884	171
AS701886	171
AS70227	54
AS70228	54
AS70229	53
AS70238	54
AS70239	53
AS70244	50
AS70245	50
AS70262	49
AS70263	49
AS70264	49
AS70265	51
AS70266	51
AS70267	50
AS70268	51
AS70271	49
AS70274	50
AS70275	49
AS70278	52
AS70279	49
AS70286	51
AS70287	50
AS70288	52
AS70307	106,110
AS70312	94,102,105,108,116,117
AS70315	115
AS70324	103
AS70507	110
AS705090	171
AS70512	102,105,108,116,117
AS70524	103
AS706-0171-00	172
AS706-0171E	172
AS706-0172-00	172
AS706-0172E	172
AS71312	105,108,116,117
AS71315	115
AS71324	103
AS714-001-00CL	162,163
AS72001	136
AS72006	136
AS72012	136
AS72014K	136
AS72015	137
AS72015K	137
AS72016	137
AS72016K	137
AS725-0-100	173
AS73307	106,110
AS73312	94,102,105,108,116,117
AS73315	115
AS73324	103
AS73330E	109
AS73333	109
AS73507	106
AS73512	102,105,108,116,117
AS73524	103
AS739041	17

Artikel-Nummer	Seite
AS739042	17
AS739043	17
AS739045	17
AS7431G	118
AS7431G/S	118
AS7431G/SED	118
AS7431NK-E	109,124
AS7431S	102,118
AS7451	119
AS7451S	119
AS75.2205	168
AS7531G	118
AS7531G/S	119
AS7531S	118
AS7551	102,119
AS7551S	119
AS77073	128
AS77080	129
AS77088	130
AS77089	129
AS77185	130
AS77189	128
AS77190	128
AS7831/90	132
AS78315K	133
AS78515/60	132
AS78715/60	132
AS78715/bl	133
AS78715/br	133
AS78715/ge	133
AS78715/gr	133
AS78715/rt	133
AS78715/schw	133
AS78715/we	133
AS790E	99
AS798	99
AS798a	99
AS799	30
AS799a	30
AS80000	54
AS80006	53
AS80007	53
AS80014	52
AS8002174	9
AS805M	42
AS806E	30
AS810	76
AS810E	33,61
AS811E	20
AS811EL	20
AS812	86
AS814	48
AS816E	76
AS817E	42,66
AS818	55
AS820	31,48,55
AS826	82
AS826E	61
AS829	61
AS829E	24

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS833	69	AS-A-AE-06	177
AS834	55	AS-A-AE-10	177
AS8410179	8	AS-A-AE-11	177
AS842	55	AS-A-AE-16	177
AS843	48	AS-A-AERO-01	188
AS854	48,55	AS-A-AI-01	178
AS855	48,55	AS-A-AKS-01	178
AS860	76	AS-A-AL-01	178
AS861	76	AS-A-AL-04	178
AS864	48	AS-A-AL-05	179
AS865	82	AS-A-AL-06	179
AS866075	312	AS-A-AR-01	179
AS866076	312	AS-A-AR-02	179
AS869	55,76	AS-A-AR-03	179
AS871	55	AS-A-AR-08	180
AS876446	9	AS-A-AR-10	180
AS881319	9	AS-A-AR-11	181
AS888414	91,321	AS-A-AR-18	180
AS888417	91,321	AS-A-AR-20	180
AS888418	91,321	AS-A-AR-21	180
AS8900-0213-01	303	AS-A-AR-30	181
AS8900-0400	303	AS-A-ARG-01	179
AS8900-0802-01	303	AS-A-AT-01	182
AS8900-4003-49	303	AS-A-AT-03	182
AS8900-4005	303	AS-A-AT-04	182
AS8900-5001	303	AS-A-BCI-02	182
AS8900-5002-49	303	AS-A-BLA-01	183
AS897439	91,321	AS-A-BR-01	184
AS90/70/106	250	AS-A-BR-02	184
AS90/70/107	226	AS-A-BR-03	184
AS900178-101E	140	AS-A-BR-04	184
AS900178-103E	140	AS-A-BR-09	184
AS900MR689E	10	AS-A-BR-10	184
AS900MR805	10	AS-A-BR-11	185
AS900MR806	10	AS-A-BR-15	185
AS900MR869	10	AS-A-BR-19	185
AS903TGA	16	AS-A-BR-20	185
AS903U	16	AS-A-BR-23	185
AS904TGA	16	AS-A-BR-24	185,247
AS9239U	290,306	AS-A-BRU-01	183,186,233
AS92646	329	AS-A-BRU-02	183,186,233
AS93204775	141	AS-A-BRU-03	234
AS96/25/61	184,187,206,233,250	AS-A-BRU-05	234
AS97/24/50	181,193,196,209, 231,238,239,240,250	AS-A-BRU-07	234
AS97/25/54	183,196	AS-A-BRU-08	186,234
AS97085	302	AS-A-BRU-10	234
AS986	320	AS-A-BRU-11	232
AS989803140371	131,172	AS-A-BRU-12	234
AS989803151641	147	AS-A-BUR-05	186
AS989803151661	147	AS-A-CAR-02	187
AS989803151671	147	AS-A-CAS-01	187
AS989803151691	147	AS-A-CD-01	186
AS989803151711	147	AS-A-CD-03	186
AS989803170171	114	AS-A-CD-04	186
AS989803170181	114	AS-A-CO-02	188
AS989803174201E	96,114,123	AS-A-COR-01	187
AS989803174211E	96,114,123	AS-A-COV-01	188
AS-A-AE-02	177	AS-A-CR-04	189
AS-A-AE-03	177	AS-A-CR-05	189
		AS-A-CR-07	189,202,209

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS-A-DA-02	190,216
AS-A-DA-03	190,216
AS-A-DA-06	190,216
AS-A-DA-07	190,216
AS-A-DA-08	191,216
AS-A-DAT-02	191
AS-A-DAT-05	191
AS-A-DAT-08	191
AS-A-DAT-09	191
AS-A-DAT-11	191
AS-A-DE-01	192
AS-A-Defi-01	192
AS-A-Defi-02	192
AS-A-DIV-01	189
AS-A-Div-22	185,245
AS-A-Div-70	231
AS-A-DR-02	181,193
AS-A-DR-04	193
AS-A-DR-05	193
AS-A-DR-13	194
AS-A-DR-16	194
AS-A-DR-17	194
AS-A-DR-19	194
AS-A-DR-20	194
AS-A-DR-21	195
AS-A-DV-01	192
AS-A-DV-02	211
AS-A-ED-02	195
AS-A-EP-01	195
AS-A-ES-01	183,195
AS-A-ES-02	195
AS-A-FA-01	196
AS-A-FR-04	196
AS-A-FR-06	196
AS-A-FR-13	197
AS-A-FR-15	197
AS-A-FR-20	197
AS-A-FR-21	197
AS-A-FR-22	197
AS-A-FR-23	197
AS-A-FR-24	198
AS-A-FR-25	198
AS-A-FR-29	197
AS-A-FR-30	198
AS-A-FU-01	198
ASAFZ215	13
AS-A-GR-01	203,249
AS-A-HE-01	198
AS-A-HE-03	198
AS-A-HE-04	199
AS-A-HE-06	192,199
AS-A-HE-08	199
AS-A-HE-10	200
AS-A-HE-12	200
AS-A-HE-13	200
AS-A-HE-17	223
AS-A-HE-24	191,199
AS-A-HE-25	199
AS-A-HE-26	201
AS-A-HE-29	199

Artikel-Nummer	Seite
AS-A-HE-30	201
AS-A-HE-32	240
AS-A-HE-34	201
AS-A-HE-36	213
AS-A-HE-36	240
AS-A-HE-42	200
AS-A-HE-44	198
AS-A-HE-46	201
AS-A-HE-49	200
AS-A-HE-50	201
AS-A-HE-51	201
AS-A-HE-52	202
AS-A-HE-53	201
AS-A-HE-54	202
AS-A-HE-56	202
AS-A-HE-60	202
AS-A-HEBU-01	203
AS-A-HEI-01	203
AS-A-HEI-02	204
AS-A-HEI-08	204
AS-A-HEI-09	204
AS-A-HEI-10	204
AS-A-HEI-12	204
AS-A-HEI-15	204
AS-A-HEI-18	205
AS-A-HEI-19	205
AS-A-HEI-20	205
AS-A-HEI-24	204
AS-A-HEI-25	205
AS-A-HEI-26	205
AS-A-HEI-27	205
AS-A-HEI-28	205
AS-A-HEI-29	205
AS-A-HILL-03	206,239
AS-A-HILL-04	206
AS-A-HILL-05	206
AS-A-HILL-06	207
AS-A-HILL-07	207
AS-A-HILL-08	207
AS-A-HL-01	206
AS-A-HP-01	223
AS-A-HP-02	223
AS-A-HP-06	223
AS-A-HP-08	224
AS-A-HP-12	224
AS-A-HP-13	224
AS-A-HP-16	226
AS-A-HP-19	225
AS-A-HP-20	227
AS-A-HP-22	225
AS-A-HP-29	225
AS-A-HP-30	227
AS-A-HP-32	226
AS-A-HP-34	225
AS-A-HP-35	226
AS-A-HP-36	227
AS-A-HP-39	228
AS-A-HP-40	225
AS-A-HP-42	224
AS-A-HP-45	225

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS-A-HP-47	226	AS-A-NI-08	221
AS-A-HP-48	226	AS-A-NI-10	221
AS-A-IMEX-01	208	AS-A-NI-12	221
AS-A-IMEX-02	208	AS-A-NI-14	221
AS-A-IMEX-03	208	AS-A-NI-15	221
AS-A-INT-01	208	AS-A-NI-17	221
AS-A-INT-02	208	AS-A-NI-18	222
AS-A-INT-03	208	AS-A-NI-20	220
AS-A-IV-02	209	AS-A-NI-22	222
AS-A-JÄ-02	209	AS-A-NI-25	220
AS-A-KE-01	210	AS-A-NO-01	222
AS-A-KE-02	210	AS-A-NO-03	222
AS-A-KE-03	210	AS-A-OH-01	222
AS-A-KE-04	210	AS-A-OH-03	222
AS-A-KW-01	209	AS-A-OM-01	223
AS-A-KW-04	209	AS-A-OM-03	223
AS-A-LA-06	211,227	AS-A-PARA-01	223
AS-A-LA-08	211,226	AS-APC-01	176,252
AS-A-LA-12	211	AS-APC-02	176,252
AS-A-LA-13	212,277	AS-APC-03	176,252
AS-A-LE-05	211,224	AS-APC-04	176,252
AS-A-LE-10	212,227	AS-APC-05	176,252
AS-A-LI-02	212	AS-APC-12	252
AS-A-LIN-01	212	AS-APC-13	252
AS-A-LINV-01	212	AS-APC-27	253
AS-A-LINV-02	212	AS-APC-28	253
AS-A-MAQ-02	213,238	AS-APC-32	253
AS-A-MAQ-05	214	AS-APC-33	253
AS-A-MAQ-06	200	AS-APC-39	253
AS-A-MAQ-07	214	AS-A-PH-04	228
AS-A-MAQ-08	213	AS-A-PH-05	228
AS-A-MAQ-09	214	AS-A-PH-06	228
AS-A-MAQ-10	214	AS-A-PH-07	228
AS-A-MAS-01	213	AS-A-PH-08	228
AS-A-MAS-02	213	AS-A-PH-09	228
AS-A-MAS-04	213	AS-A-PH-12	229
AS-A-MB-02	214	AS-A-PH-18	229
AS-A-MCG-01	189,214	AS-A-PH-19	229
AS-A-MG-05	215	AS-A-PH-23	229
AS-A-MI-03	216	AS-A-PH-24	230
AS-A-MI-04	216	AS-A-PH-28	229
AS-A-MI-05	195	AS-A-PH-30	230
AS-A-MIN-01	215	AS-A-PH-32	229
AS-A-MIN-03	215	AS-A-PH-35	230
AS-A-MIN-04	190	AS-A-PH-37	229
AS-A-MOL-02	217	AS-A-PR-01	230
AS-A-MOL-03	217	AS-A-PR-02	230
AS-A-MOL-04	217	AS-A-PR-05	230
AS-A-NE-01	215,217	AS-A-PR-06	230
AS-A-NE-02	215,217	AS-A-PRO-01	231
AS-A-NE-05	218	AS-A-PRO-05	231
AS-A-NE-08	218	AS-A-PUR-01	188
AS-A-NE-09	187,188,210,218,236	AS-A-PUR-02	188
AS-A-NE-10	218	AS-A-Q-01	231
AS-A-NE-13	219	AS-A-QU-01	231
AS-A-NE-14	219	AS-A-RES-01	231
AS-A-NE-17	219	AS-A-SC-05	233
AS-A-NE-19	188	AS-A-SC-09	233
AS-A-NI-01	220	AS-A-SC-11	233
AS-A-NI-02	220	AS-A-SC-12	233

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS-A-SC-13	232
AS-A-SC-16	232
AS-A-SC-17	234
AS-A-SC-18	235
AS-A-SC-21	235
AS-A-SC-22	235
AS-A-SCH-03	215
AS-A-SE-02	236
AS-A-SE-03	236
AS-A-SE-04	236
AS-A-SH-05	236
AS-A-SI-01	213
AS-A-SI-07	237
AS-A-SI-12	237
AS-A-SI-22	194,238
AS-A-SI-27	238
AS-A-SI-28	195
AS-A-SIT-01	182
AS-A-SO-01	239
AS-A-SÖ-02	239
AS-A-Sonder-03	207,240,250
AS-A-Sonder-05	183
AS-A-SOU-04	239
AS-A-SP-04	239
AS-A-STI-01	240
AS-A-STI-02	180,240
AS-A-STI-04	240
AS-A-STI-06	240
AS-A-STR-08	241
AS-A-STR-13	241
AS-A-STR-18	241
AS-A-STR-23	241
AS-A-SUN-01	241
AS-A-SYN-02	242
AS-A-SYN-04	242
AS-A-TE-02	242
AS-A-TE-03	242
AS-A-TR-01	242
AS-A-TRU-03	242
AS-A-UNIT-01	243
AS-A-VÖL-01	243
AS-A-VÖL-02	243
AS-A-VÖL-03	243
AS-A-VÖL-04	243
AS-A-WE-03	244
AS-A-WE-04	245
AS-A-WE-07	246
AS-A-WE-10	246
AS-A-WE-11	246
AS-A-WE-13	244
AS-A-WE-14	245
AS-A-WE-15	245
AS-A-WE-27	246
AS-A-WE-29	245
AS-A-WE-30	246
AS-A-WE-32	246
AS-A-WE-36	247
AS-A-WE-40	247
AS-A-WE-42	246
AS-A-WE-43	247

Artikel-Nummer	Seite
AS-A-WE-44	245
AS-A-WE-46	245
AS-A-WE-49	246
AS-A-WEI-03	244
AS-A-WEI-06	244
AS-A-WEI-08	244
AS-A-WEIN-04	243
AS-A-WI-02	247
AS-A-WI-03	247
AS-A-WI-04	247
AS-A-ZO-01	248
AS-A-ZO-02	248
AS-A-ZO-03	248
AS-A-ZO-07	248
AS-A-ZO-11	248
ASBC-HP-BD	167
ASBC-HP-UT	167
ASBC-SM1-BBE	166
ASBC-SM1-BDE	167
ASBC-SM2-BBE	166
AS-BD-19	193,207,212
AS-BD-27	191,232,235
AS-BD-30	206,252
AS-BD-35	210
AS-BD-38	207,220
AS-BD-39	211,244
ASBDC902-156	169
ASBDC902-253	169
ASBDC902-M	168
ASBDC903-M	168
ASBDC904-M	168
ASBDP156HP1	168
ASBDP156HP4	168
ASBDP533MQ1	168
ASBDPT-1056	169
ASBDPT-1074A	169
AS-BP-04	176,184,192,200, 206,215,219,232,252
AS-BP-22	250
AS-BP-24	250
AS-BP-35	240
AS-BS-200-02	237,250
AS-BS-500-05	236
AS-BS-500-08	193,219,249
AS-BS-500-09	249
AS-BS-500-10	242,249
AS-BS-500-12	178,249
ASCB13/21	158
ASCB20/28	158
ASCB27/36	158
ASCB27/36L	158
ASCB35/46	158
ASCB45/56	158
ASCB9/14	158
ASCBD13/21	158
ASCBD20/28	158
ASCBD27/36	158
ASCBD27/36L	158
ASCBD35/46	158
ASCBD45/56	158

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASCBD9/14	158	ASD-RB2A	150
ASCBP901-533SM	168	ASD-RB2HP	150
ASCBP901-M320	168	ASD-RB2SA	150
ASCBP901P-156	169	ASD-RB3A	150
ASCBP901P-174SM	169	ASD-RB3HP	150
ASDC06/11	158	ASD-RB3SA	150
ASDC10/19	158	ASD-S06A	150
ASDC14/21	158	ASD-S06HP	150
ASDC18/26	158	ASD-S06MR	151
ASDC25/35	158	ASD-S06SA	150
ASDC25/35L	158	ASD-S10A	150
ASDC33/47	158	ASD-S10HP	150
ASDC46/66	158	ASD-S10MR	151
ASCEC06/11	158	ASD-S10SA	150
ASCEC10/19	158	ASD-S16A	150
ASCEC14/21	158	ASD-S16HP	150
ASCEC18/26	158	ASD-S16SA	150
ASCEC25/35	158	ASDT	159
ASCEC25/35L	158	ASDT-100	144
ASCEC33/47	158	ASDT-130	144
ASCEC46/66	158	ASD-THP	154
ASCertodyn	125	ASD-TMQ	154
ASCK30L	325	ASD-TSD	154
ASCK30S	325	ASE	317
ASCR1225	257	ASEEG24	319
ASCR2025	257	ASEEG26	319
ASCR2032	257	ASEEG28	319
ASCR2330	257	ASEEG30	319
ASCR2450	257	ASEEG32	319
ASCR2450N	238,257	ASEEG34	319
ASDB15	12	ASEG360	309
ASDBDL15	12	ASEG415	13
ASDF20	298	ASEnergy	251
ASDF20NC	298	ASEvery	309,320
ASDF25	299	AS-EZ-04	176,250
ASDF27	298	AS-EZ-23	176,250
ASDF28	298	ASF301	290
ASDF28NC	298	ASF40	290,321
ASDF30	298	ASF40C	289,292
ASDF31	298	ASF45C	91,289,292
ASDF32	298	ASF50	288
ASDF37	299	ASF521	288
ASDF43	299	ASFLL/M	159
ASDF60	300	ASF5RB5	288
ASDG315	13	ASF5RG	288
AS-Digi-1	155	ASG502G	307
AS-Div-100	169	ASG502K	307
AS-Div-13	273	ASGE	159
AS-Div-16	273	AS-HG-MR-01	271
AS-Div-30	273	AS-HG-MR-07	271
AS-Div-50	273	AS-HG-MR-09	271
AS-Div-63	273	AS-HG-MR-17	271
ASDM	159	AS-HG-MR-18	271
ASDP900	300	AS-HG-MR-19	272
ASDP950	300	AS-HG-MR-25	272
ASDP960	300	AS-HG-OR-01	269
ASD-RA4A	150	AS-HG-OR-04	269
ASD-RA4HP	150	AS-HG-OR-06	269
ASD-RA4MR	151	AS-HG-OR-07	269
ASD-RA4SA	150	AS-HG-OR-08	269

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS-HG-OR-09	269
AS-HG-OR-10	269
AS-HG-OR-11	269,277
AS-HG-OR-12	270
AS-HG-OR-15	270
AS-HG-OR-16	270
AS-HG-OR-17	270
AS-HG-OR-19	270
AS-HG-OR-20	270
AS-HG-OR-26	271
AS-HG-OR-38	269
AS-HG-WA-04	279
AS-HG-WA-06	279
ASHP	159
ASHR-3U-X	176,232,235,250
ASJ14	306
ASJL-631P	68
ASJP-900P	167
ASJP-910PE	167
ASK29019	335
ASK29020	335
ASK61B	325
ASK65HM	325
ASK95HG	325
AS-KL-HBO-01	278
AS-KL-HBO-02	278
AS-KL-XBO-05	278
AS-LB-02	257
AS-LB-02D	248,257
AS-L-Div-04	273
AS-L-Div-09	273
AS-L-HEI-06	281
AS-L-HEI-10	281
AS-L-HEI-11	281
AS-L-HEI-12	281
AS-L-HEI-13	281
AS-L-HEI-14	281
AS-L-HEI-16	282
AS-L-HEI-17	282
AS-L-HEI-20	282
AS-L-HEI-21	282
AS-L-HEI-24	282
AS-L-HEI-27	282
AS-L-HEI-40	282
AS-L-HEI-48	283
AS-L-HEI-57	283
AS-L-HEI-61	283
AS-L-HEI-63	283
AS-L-HEI-66	283
AS-L-HEI-67	283
AS-L-MI-01	280
AS-L-MI-02	280
AS-L-MI-03	280
AS-L-MI-04	280
AS-L-PE-03	265
AS-L-PE-04	265
ASLR03V	256
ASLR14P	256
ASLR1V	256
ASLR20P	256

Artikel-Nummer	Seite
ASLR6V	219,256
ASLux-2	265
AS-L-WA-03	279
AS-L-WA-06	279
AS-L-WA-11	279
AS-L-WEI-01	279
AS-L-WEI-02	279
AS-L-ZEI-01	280
AS-L-ZEI-02	280
AS-L-ZEI-03	280
AS-L-ZEI-04	280
ASM1020453E	97
ASM1020541E	97
ASM1174413	92
ASM1182629	9
ASM1191AE	70
ASM1191BE	70
ASM1192AE	70
ASM1193AE	70
ASM1194AE	70
ASM1194AEL	70
ASM1195AE	71
ASM1196AE	71
ASM1355A	312
ASM1356A	312
ASM1510AE	95,111
ASM1530AE	95,111
ASM1597C	165
ASM1597CE	165
ASM1597CR	165
ASM1599CL	164
ASM1599CLR	165
ASM1613AE	95,111,122
ASM1613AED	111
ASM1633AE	95,111,122
ASM1634AE	166
ASM1668AE	96,112
ASM1669AE	96,112
ASM1672A	130
ASM1672AE	96,112,122,130
ASM1678A	96,112,123
ASM1678AE	96,112,123
ASM1866BE	160
ASM1868BE	160
ASM1870BE	160
ASM1872BE	160
ASM1873BE	160
ASM1920A	11
ASM1941AE	76
ASM1943NLE	76
ASM1949AE	112,138
ASM1971A	130
ASM1971AE	96,113,122,130
ASM1974A	96,113,123
ASM1974AE	96,113,123
ASM1978AE	113
ASM21082AE	152
ASM21090AE	154
ASM2208E	313
ASM2501A	11

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASM2513A	11	ASMSO225-L	12
ASM2516A	11	ASMSO225-PS-L	13
ASM2533A	11	ASN401HP-U	154
ASM2735A	313	ASN401SA-U	154
ASM2735ARA	312	ASN401-U	154
ASM2736A	313	ASNE02	295
ASM2736ARA	312	ASNI	159
ASM3504A	301	ASNKD-H329	299
ASM3716A	301	ASNN1HP	160
ASM3871A	301	ASNN1MQ	160
ASM5071A	301	ASNN2HP	160
ASMD11/22EC	158	ASNN2MQ	160
ASMD16/28EC	158	ASNN3HP	160
ASMD26/33EC	158	ASNN3MQ	160
ASMD33/41EC	158	ASNN4HP	160
ASMD39/55EC	158	ASNN4MQ	160
ASME11/22EC	158	ASNN5HP	160
ASME16/28EC	158	ASNN5MQ	160
ASME26/33EC	158	ASO	317
ASME33/41EC	158	AS-OP-B-04	277
ASME39/55EC	158	AS-OP-B-05	277
ASME400BF	265	AS-OP-B-10	277
ASME80042E	153	AS-OP-B-11	277
ASME80048E	153	AS-OP-H-04	274
ASME80049E	153	AS-OP-H-05	274
ASME90042	153	AS-OP-H-06	274
ASME90043	153	AS-OP-H-09	274
ASME90045	153	AS-OP-H-10	274
ASME90048	153	AS-OP-H-17	275
ASME90049	153	AS-OP-H-18	275
ASME90050	153	AS-OP-H-19	275
ASME90148	153	AS-OP-H-20	275
ASMLL/M	159	AS-OP-H-21	275
AS-ML-M/S-01	268	AS-OP-M-04	276
AS-ML-M/S-02	265,268	AS-OP-M-05	276
AS-ML-M/S-03	265,268	AS-OP-MA-02	276
AS-ML-M/S-06	268	AS-OP-MA-04	276
AS-ML-M/S-07	268	AS-OP-MA-08	276
AS-ML-M/S-09	268	ASP-740K	299
AS-ML-S-02	268	ASPE150BF	265
AS-ML-W-01	278	ASPE190E	265
ASMN3512H150	294	ASPE300BF	265
ASMNC15P	294	AS-PH-04	273
ASMP00953	163	AS-Pick-O2	8
ASMP03401E	101,102	AS-PM-60	286
ASMP03403E	101,102	AS-PM-L	286
ASMP05122	100	AS-PM-S	286
ASMQ	159	ASPowerBox3	334
ASMS14555	100	ASPowerBox4	334
ASMS14679	100	ASPowerBox5K	334
ASMS14679E	101	ASPowerBox6	334
ASMS16160	100	ASQN410	146
ASMS16161	100	ASQN420	146
ASMS16256E	101	ASQN440	146
ASMS16256VE	101	ASQN500M	146
ASMS16492E	101	ASQN509	146
ASMS17330	30	ASQN510	146
ASMS17522	31	ASQN511	146
ASMS18683E	31	ASQN512	146
ASMSO225	12	ASR622	155

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
AS-REUSE-06	161
AS-REUSE-07	161
AS-REUSE-08	161
AS-REUSE-09	161
AS-REUSE-10	161
AS-REUSE-11	161
AS-REUSE11L	161
AS-REUSE-12	161
AS-REUSE12L	161
AS-REUSE-13	161
ASRO21A30	296
ASRS26	295
ASRS27	295
ASS509	306
ASS793	307
ASS819	307
ASS819a	319
ASS820	319
ASS899	307
AS-SOFT-09	161
AS-SOFT-10	161
AS-SOFT-11	161
AS-SOFT-11L	161
AS-SOFT-12	161
AS-SOFT-12L	161
AS-SOFT-13	161
AST601	288
AST604	288
ASTele-1	131,172
ASTele-2	131,172
ASTele-3	131,172
ASTele-4	131,172
ASTS-AF-24E	44
ASTS-AF-24NE	44
ASTSDG-003	13
ASTS-E-DE	43
ASTS-F-DE	43
ASTS-G3E	44
ASTS-H3E	44
ASTS-M3E	44
ASTS-N3E	44
ASTS-SA-DE	43
ASTS-SE-3E	43
ASUPC-21L	325
ASUPC-21S	325
ASUPC-R80MD	325
ASUPP110HA	325
ASUPP110HD	325
ASUPP110HDE	324
ASUPP110HG	325
ASUPP110HGE	324
ASUPP110S	325
ASUPP110SE	324
ASUPP210HD	325
ASUPP210SE	325
ASUPP-84HG	325
ASUPP84S	325
ASUPT-210BL	325
ASUSG1	308
ASUSG250	308

Artikel-Nummer	Seite
ASV56722	176,250
ASVOTT-180	13
ASVOTT-200	12
ASW72	289
AS-WLA-1	161
ASWLA1-HP	161
ASWLA1-MQ	161
ASWLA1-SC	161
AS-WLA-2	161
ASWLA2-MF	161
ASWLA2-MQ	161
ASWLA4500-34	165
ASXMR03D	152
ASXSA15D	152
ASZBET	13

Geschäftsbedingungen

1. Geltung von Geschäftsbedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen werden durch Aufnahme von Geschäftsbeziehungen, insbesondere durch Erteilung eines Auftrages, vom Besteller oder Käufer verbindlich anerkannt und gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Andere Bedingungen sind nur dann bindend, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden. Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. §13 BGB.

2. Angebot, Preise

Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten für Lieferungen ab einem Warennettowert von Euro 300,00 im Bereich Deutschland Versandkosten (Verpackung und Porto) als im Preis enthalten. Bei einem Warennettowert unter Euro 300,00 werden vom Lieferer Euro 8,90 Versandkosten (Verpackung und Porto) in Rechnung gestellt. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 14 Tage ab deren Datum gebunden. Die genannten Preise sind Nettopreise im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes. Sollte in der Preisliste ein falscher Preis ausgezeichnet sein, so ist der Preis gültig, der dem Kunden bei Auftragserteilung genannt wird. Unter Euro 100,00 netto Bestellwert müssen wir Ihnen Euro 25,00 Mindermengenzuschlag in Rechnung stellen.

3. Auftragsstornierung

In der Regel ist die Stornierung von Bestellungen nur innerhalb von einem Werktag ohne Stornierungsgebühr möglich. Dies ist allerdings auch nur der Fall, wenn sich der Auftrag noch nicht im finalen Bearbeitungsprozess befindet. Ware die bereits an den Logistiker übergeben worden ist oder bei unserem Lieferanten verbindlich bestellt wurde, kann leider nicht mehr kostenfrei storniert werden. Für Waren, die individuell für den Kunden geordert werden, ist keine Stornierung oder Rückgabe möglich. Für Stornierungen nach Ablauf des ersten Werktages berechnen wir eine Stornierungsgebühr in Höhe von Euro 25,00.

4. Lieferzeiten

Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet wurden. Vorzeitige Lieferungen und Teillieferungen sind zulässig. Bei höherer Gewalt, nicht rechtzeitiger, nicht richtiger oder nicht erfolgter Selbstbelieferung oder unvorhersehbaren Ereignissen sind wir berechtigt, entweder die Lieferung zu verschieben oder die Anpassung des Vertrages an die veränderten Verhältnisse zu verlangen. Schadenersatz wegen Verspätung der Lieferung oder Nichtlieferung ist ausgeschlossen, wenn uns kein grobes Verschulden trifft. Bei nicht rechtzeitiger oder verweigerter Annahme der Ware durch den Käufer ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

5. Zahlungsbedingungen

Falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Bei Zielüberschreitung werden die jeweils banküblichen Zinsen berechnet. Mahngebühren werden wie folgt berechnet: 1. Erinnerung Euro 9,20 / 2. Erinnerung Euro 18,00 zzgl. Zinsen / 3. Erinnerung Euro 24,00 zzgl. Zinsen. Bei unberechtigtem Skontoabzug müssen wir bei Nachforderung Euro 9,20 berechnen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Händler, Ärzte und Privatpersonen innerhalb Deutschlands ausschließlich gegen Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandats beliefern, bei Lieferungen ins Ausland ausschließlich gegen Vorkasse.

6. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen innerhalb der Geschäftsverbindung sind die gelieferten Waren Eigentum des Verkäufers, bis sämtliche Ansprüche des Verkäufers erfüllt sind (Vorbehaltware). Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Kommt der Käufer seiner Fälligkeit nicht nach, oder werden dem Verkäufer Umstände bekannt, die erwarten lassen, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder wird, ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers die Vorbehaltware jederzeit herauszugeben und gestattet insoweit dem Verkäufer oder dem von ihm Beauftragten das Betreten seines Geländes oder jedes sonstigen Lagerortes, sowie die Wegnahme der Vorbehaltware. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltware ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentum des Verkäufers hinzuweisen und den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, bereits eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen oder die weiteren Belieferungen des Käufers von Vorauszahlungen, Sicherheiten oder Zug-um-Zug abhängig zu machen.

Geschäftsbedingungen

7. Beanstandungen, Rücknahmen, Garantie

Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel oder Fehlmengen sind spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich an den Verkäufer zu richten. Im Falle vom Verkäufer ausdrücklich anerkannter Reklamationen ist der Verkäufer zu einwandfreiem Ersatz verpflichtet, wobei alle Ansprüche gegen ihn ausgeschlossen sind. Rücknahme und Umtausch gekaufter Ware, sofern diese noch originalverpackt und unbeschriftet ist, kann nur in besonders begründeten Fällen nach vorheriger Einholung des Einverständnisses des Verkäufers erfolgen. Rückwaren reisen auf Gefahr und Lasten des Absenders. Ohne Absprache werden unfrei gesandte Rücklieferungen vom Verkäufer nicht angenommen. Bei einer Falschbestellung durch den Kunden berechnen wir Euro 45,00 Bearbeitungsgebühr. Eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 25,00 fällt an, wenn Rechnungen aufgrund falsch angegebener Belegdaten korrigiert werden müssen. Das Risiko, dass die Ware des Verkäufers infolge falscher oder zu langer Lagerung ihre Wirksamkeit teilweise oder ganz verliert, geht zu Lasten des Käufers. Für nicht mehr verwendungsfähige Ware kann keine Vergütung erfolgen. Es gelten die vom Hersteller angegebenen Garanzzeiten.

8. Gerichtsstand, Erfüllungsort

Für diese Geschäftsbeziehung und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Sitz der Gesellschaft ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus den Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz der Gesellschaft.

9. Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (DSGVO)

Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Deshalb wenden wir äußerste Sorgfalt und modernste Sicherheitsstandards an, um einen maximalen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

10. Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldepflicht

Der Kunde ist verpflichtet die einschlägigen Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes insbesondere des §29 zur Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldepflicht einzuhalten und die Asmuth GmbH umgehend über entsprechende Ereignisse zu informieren.



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen, sowie unterjährige Preisänderungen seitens der Originalhersteller behalten wir uns vor.

Kataloggültigkeit 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025, alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit

Sparkasse Minden-Lübbecke (BLZ 49050101) Konto 55 000 376
IBAN DE 40490501010055000376 / BIC WELADED1MIN



Paul-Ehrlich-Str. 16
D-32429 Minden

Fon +49 571 64647-0
Fax +49 571 64647-25

info@asmuth-gmbh.de

www.asmuth-gmbh.de