

INFUSIONSZUBEHÖR



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten Infusion pressure cuffs	Preis/Stück
-------------------	---	-------------

Infusions-Druckmanschette:

- **wiederverwendbar**
- leichtes, haltbares Nylongewebe
- schlagfester und funktioneller Druckmesser
- hygienisch und latexfrei
- Sicherheitseinhandverschluss am Druckball
- Druckanzeige 360 ° sichtbar



AS903TGA	Druckmanschette 500 ml , VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 35,80
-----------------	--	-------------------

AS904TGA	Druckmanschette 1.000 ml , VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 38,20
-----------------	--	-------------------

Infusion pressure cuff

- **reuseable**
- light, durable, nylon fabric
- shockprotected and functional pressure gauge
- free of latex and hygienical
- one-hand safety stopper at pressure ball
- pressure indication 360° visible

Einmal-Easy fluid Infusions-Druckmanschette:

- schlagfester Druckmesser
- Druckanzeige 360° sichtbar
- einfache Ausführung, Nylongewebe, latexfrei



AS903U	Druckmanschette 500 ml , mit Wegehahn, VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, single use, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 11,80
---------------	---	-------------------

Disposable easy fluid infusion pressure cuff:

- impact resistant pressure gauge
- Pressure display visible 360 °
- simple design, nylon fabric, latex-free

	Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten-Zubehör Infusion pressure cuff-accessories	Preis/Stück
	AS739041	Gummiblase für Druckmanschette <i>Rubber bladder for pressure cuff</i>	Euro 22,70
	AS739042	Druckball für Druckmanschette <i>Pressure bulb with valve for pressure cuff</i>	Euro 18,20
	AS739043	Manometer für Druckmanschette <i>Manometer for pressure cuff</i>	Euro 31,66
	AS739045	Manschettenaussenkörper für Druckmanschette „Standard“ 500 / 1.000 ml <i>External sleeve for pressure cuff „standard“</i> 500 / 1.000 ml	Euro 33,20

INFUSIONSZUBEHÖR



we take care

we take care

