

LICHTLEITKABEL, XENON, MEDIZINISCHE LAMPEN



Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

we take care

we take care



Asmuth
Art.Nr.

Kaltlichtkabel

Preis/Stück

Hightrans-Lichtleitkabel

garantiert autoklavierbar, Temp. < 300 °C

Knickschutz an beiden Schraubenden - verschweißt -

Standardfarbe: blau

Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C

AS495NTA	Ø 2,5 mm x 2.300 mm	Euro 205,20
AS495NL	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 216,70
AS495NA	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 205,20
AS495ND	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 268,60
AS495NB	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 247,70
AS0500901	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 283,00
AS495NE	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 360,50

Unsere Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

rot	grau	grün	orange	schwarz
AS495NL/rot	AS495NL/grau	AS495NL/grün	AS495NL/orange	AS495NL/schw
AS495NA/rot	AS495NA/grau	AS495NA/grün	AS495NA/orange	AS495NA/schw
AS495ND/rot	AS495ND/grau	AS495ND/grün	AS495ND/orange	AS495ND/schw
AS495NB/rot	AS495NB/grau	AS495NB/grün	AS495NB/orange	AS495NB/schw
AS0500901/rot	AS0500901/grau	AS0500901/grün	AS0500901/or	AS0500901/schw
AS495NE/rot	AS495NE/grau	AS495NE/grün	AS495NE/orange	AS495NE/schw



Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter
mitzubestellen siehe Seite 249-250

Asmuth Art.Nr.	Kaltlichtkabel		Preis/Stück
	Hightrans-LED-Lichtleitkabel -optimiert für LED-Lichtquellen- Bei Einsatz mit einer LED-Lichtquelle erreicht das LED-Lichtleitkabel eine bis zu 15% höhere Transmission garantiert autoklavierbar , Temp. < 300 °C Knickschutz an beiden Schraubenden - verschweißt - Standardfarbe: blau <i>Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C</i>		
	AS495NL-LED	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 238,40
	AS495NA-LED	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 225,30
	AS495ND-LED	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 296,20
	AS495NB-LED	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 273,60
	AS0500901-LED	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 314,20
	AS495NE-LED	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 398,30
	AS495NEL-LED	Ø 4,8 mm x 4.000 mm	Euro 461,30

Unsere LED-Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

grau	grün	orange
AS495NL-LED/grau		
AS495NA-LED/grau		AS495NA-LED/or
AS495ND-LED/gr	AS495ND-LED/grün	AS495ND-LED/orange
AS495NB-LED/grau		
AS0500901-LEDgrau	AS0500901-LEDgr	AS0500901-LEDor
AS495NE-LED/gr	AS95NE-LED/grün	AS495NE-LED/or

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter mitzubestellen siehe Seite 249-250

Vergleichstypen Lichtleiter

(in Verbindung mit Adaptern Seiten 249/250)

Hersteller	Referenznummer	Typ
Aesculap	OP906	AS495NB
Arthrex	AR-3040	AS0500901
Arthrex	AR-3041	AS495NE
Dyonis	57-2140	AS495NB
Linvatec	C3279	AS495ND
Linvatec	C3278	AS495NE
Medicon	90.20.26	AS495NTA
Medicon	90.20.27	AS495NTA
Medicon	90.02.61	AS495NA
Medicon	90.20.36	AS495NA
Medicon	90.02.62	AS495NB
Medicon	90.20.52	AS0500901
Medicon	90.20.48	AS495NB
Medicon	90.20.54	AS0500901
Olympus	A3293, A3291, A3297	AS495NA
Olympus	A3294, A3292	AS0500901
Olympus	A3295, A3296	AS495NE
Olympus	A3290	AS495NTA
Olympus	WA03200A	AS495ND
Olympus	WA03210A	AS495NE
Storz	495NA	AS495NA
Storz	495NB	AS495NB
Storz	495ND	AS495ND
Storz	495NE	AS495NE
Storz	495NL	AS495NL
Storz	495NTA	AS495NTA
Wisap	7761GS1	AS0500901
Wisap	7761GS2	AS495NE
Wisap	7761GS4	AS495NA
Wisap	7761GS5	AS495ND
Wolf	80663518, 8061.35	AS495NL
Wolf	80663523, 8061.353	AS495NA
Wolf	80663530, 8061.356	AS495ND
Wolf	80665023, 8061.453	AS0500901
Wolf	80665030	AS495NE
Wolf	80665035	AS495NEL
Wolf	80655023	AS0500901
Wolf	80655030, 8061.456	AS495NE
Wolf	80655035, 8061.457	AS495NEL
Wolf	8061.45	AS495NB
Wolf	8061,253	AS495NTA
Zeiss	303 481-9018, 303 481-9020	AS495NB
Zeiss	303 481-9022, 303 481-9025	AS0500901
Zeiss	303 481-9030	AS495NE
Zeiss	303 481-9036, 303 481-9038	AS495NEL

Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel		Preis/Stück
Asmuth Art.Nr.		
	AS05.0100z Adapter für Storz / Aesculap, Linvatec, Lichtquelle	Euro 14,20
	<i>Adapter for Storz source of light</i>	
	AS05.0108z Adapter für Storz / Aesculap Optik	Euro 14,30
	<i>Adapter for Storz optic side</i>	
	AS05.0101o Adapter für Olympus / ACM Lichtquelle	Euro 14,50
	<i>Adapter for Olympus source of light</i>	
	AS05.0201o Adapter für Olympus Lichtquelle, lang zur Aktivierung der Lichtquelle	Euro 27,20
	<i>Adapter for Olympus source of light</i>	
	AS05.0111o Adapter für Olympus Optik	Euro 30,60
	<i>Adapter for Olympus optic side</i>	
	AS05.0111J Adapter f. Olympus / ACM Optik	Euro 37,60
	<i>Adapter for Olympus optic side</i>	

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel		Preis/Stück
Asmuth Art.Nr.		
	AS05.0109b Adapter für ACM / Stryker Lichtquelle	Euro 20,10
	<i>Adapter for ACM source of light</i>	
	AS05.0107B Adapter für Pentax LE	Euro 14,60
	<i>Adapter for Pentax LE</i>	
	AS05.0102b Adapter für Wolf und Dionics Lichtquelle	Euro 14,40
	<i>Adapter for Wolf source of light</i>	
	AS05.0110B Adapter für Wolf Optik mit Schnapp	Euro 14,40
	<i>Adapter for Wolf optic side</i>	
	AS05.0103b Adapter für Volpi Lichtquelle	Euro 25,10
	<i>Adapter for Volpi source of light</i>	
	AS05.0108b Adapter für Fuji Lichtquelle	Euro 26,60
	<i>Adapter for Fuji source of light</i>	

	Asmuth Art.Nr.	Xenonlampen (lm = Lumen, K = Kelvin)	Preis/Stück
	ASPE300BF	Xenonlampe 14 V, 300 W, 5600K, 5000lm	Euro 296,00
	ASPE190E	Xenonlampe passend für CLV 190, 300W, #MAJ1817	Euro 450,00
	ASPE150BF	Xenonlampe für Luxtel 7000, ORC150F, 14 V, 150 W, 5900K, 1350lm	Euro 360,00
	AS615XE	Xenonlampe passend für Storz, 15 V, 175 W, 5900K, 2200lm	Euro 296,00
	ASME400BF	Xenonlampe für Leica M530 OHX im Modul Exelitas Y1916 ohne Timer, 400 W	Euro 998,00
	AS-L-PE-03	Xenonlampe für EPK-i-Prozessor Pentax HI-Linie, 300 W, 14 V #CI1576 nicht für EPK-i5000/i5010/i7000/i7010 hier benötigen Sie AS-L-PE-06/OE	Euro 580,50
	AS-L-PE-04	Xenonlampe für Pentax EPK-100P / EPK-1000, komplett mit Außenkörper, keramischer Frontring, #ROL-X20	Euro 1.469,00
	AS-ML-M/S-02	XBOR100W/45C OFR 14V, 100 W, Kabel und Stecker	Euro 359,30
	AS-ML-M/S-03	XBOR180W/45C OFR passend für Lemke/Wisap 14V, 180W, Kabel und Stecker	Euro 399,00
	ASLux-2	PENLight gezieltes handliches Licht mit Feder-Clip mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmiun oder Quecksilber nach Verbrauch komplett entsorgen	Euro 2,50

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon


Vergleichstypen Xenon Lampen

Hersteller	Geräte	Typ
3 D Scope	300 W Xenon	ASPE300BF
ACMI / Circon	ALV-1, MV-9086, MB-9087	ASPE300BF
Acufex	FRX300 Xenon, Ultra Lite	ASPE300BF
Acuitiy	A09501 / A09502 Ultralife #013845	ASPE300BF
Aculux	AX 3001, AX 3002	ASPE300BF
ALM MTA	Starpointe XE	ASPE300BF
Applied Fiber Optics	Brite Lite III 01-30-40	ASPE300BF
Baxter / Edwards	OPTX 300	ASPE300BF
Baxter / V.Mueller	GS9205, LA8000, OPSIS VS 5500, VS5600	ASPE300BF
BEI / Xylog	300 W Xenon	ASPE300BF
BFW	Maxeon Xi300, MID 3010	ASPE300BF
Birtcher/Solos	GS9272	ASPE300BF
Birtcher/Solos/Woodbine	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481, GS9255, Solos 3 Chip	AS615XE AS615XE
Cabot Medical	System 3000 Video Lamp	ASPE300BF
Circon / ACMI	ALV-1, MV-9086, MV-9087	ASPE300BF
Cooper Surgical	Endomed LSS700	ASPE300BF
CUDA Fiberoptics	M2-300, XLS 300	ASPE300BF
Dyonics(Smith & Nephew)	Dyo-Bright 3000XE, 300XL	ASPE300BF
Endo Image	300 W Xenon	ASPE300BF
Endo Lap	S605-25, FOI 160000	ASPE300BF
Endomedics	S1500	ASPE300BF
Fujinon / Fuji	EPS301, EPX-301A, EPX-302, EPX304, EPX401, FLX-300, FLX-300A, FLX600, FLX2000, FLXDS-300, FLXDS-600, FRX-2000, XL-401, Y1072, Y1089, XL402, XL4400, XL4450	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
ILC	300 Watt Applikationen, Y1153	ASPE300BF
ILC	175 Watt Applikationen	AS615XE
Isolux	XSB1300 300W Illuminator	ASPE300BF
Isolux	XSB1180 180W Illuminator	AS615XE
Kay	Swallowing Workstation	ASPE300BF
Laborie	300W Endoscope	ASPE300BF
Leica	OH4, OH3, OHS1, MS3, MS2, MS1	ASPE300BF
Leisegang	LMS-3000 Illuminator	ASPE300BF
Leitz	Endoscope	ASPE300BF
Linvatec/ConMed	300 W Xenon, 8170, 8180, 8430	ASPE300BF
Lorenz	Lumenon Xenon Headlight	ASPE300BF
Luxtec	1300, 1600, 7000 (300 W), 9000, 9300 (300 W) LX300, 6000, 7000, 9300XDP, 9300XSP	ASPE300BF ASPE300BF
Luxtec	9175, 1000 (150W), 1900 (150W), 7000 (150W)	AS615XE
Medical Dynamics	6100XE, 6600XE	ASPE300BF
Mist	300W Xenon	ASPE300BF
Mitsubishi	LS-150X	ASPE150BF
Mitsubishi	LS300X, LS-3-S, LS-3-X	ASPE300BF

Vergleichstypen Xenon Lampen

Hersteller	Geräte	Typ
Nextec	300W Xenon, 1300	ASPE300BF
Olympus	CLV-A (300 W), CLS, CLVS, CLV-SO, CV-1, CLV-10, CLV-F10, CLV-20, CLVU20, CLV-S20, CLV-S30, CLV-S40, CLV-U40, CLV-S40, CLV-U60, CLV-160, CLV-180, CLV-S190, ILV, ILX, ILX6300	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Olympus	XLS175 (175 W), Y1176, CLV-A (175 W)	AS615XE
Olympus	CLV-190	ASPE190E
ORC	ORC 6000, CIA, CIT, CIO, CIS, CIW, 5800, 5800E	ASPE300BF
Origin Medical	300 Xenon	ASPE300BF
Pentax	Video Processor OLX 4, EPM 3000 / 3300 / 3500, LX3000	ASPE300BF
Pentax	LX-500A	ASPE150BF
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	175 Watt Application, PE175BF, LX175BF, ORC175BF, ILC LX175, ORC 175F	AS615XE AS615XE
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	300 Watt Application, PE300BF, LX300BF, ORC300BF, ILC LX300, ORC 300F	ASPE300BF ASPE300BF
Pilling Weck	300 W Xenon, Wecklite 300	ASPE300BF
Products For Medicine	White Sun 300W, XL300	ASPE300BF
QED	3010 300W Light Source	ASPE300BF
Richard Wolf	300 W Xenon	ASPE300BF
Smith & Nephew	300 XL	ASPE300BF
Snowden Pencer	Xenon L/S 300 W	ASPE300BF
Solos	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481	AS615XE
Solos	GS9272, GS9255	ASPE300BF
Storz	610, 611, 630, 300 (20133020) 20133206, 487C, SCBX300, 20133120, 487, NOVA 20134001, D-Light C 20133620, 20133020, 20134020, 20133625, 20133027, 20133028	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Storz	615B und C, 615XE, 20131520, Nova 20132020, Nova175, 20132120, 20132026, 20132025	AS615XE AS615XE
Storz	20133028 (3er Lochung)	ASPE400BF
Stryker	X6000	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 300, Titan 300	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 180, Titan 180	AS615XE
Tagamo	35 AX Acubeam	ASPE300BF
Ushio	UXR-300 Serie	ASPE300BF
Vanguard	XR-350, XR-35, XR-300	ASPE300BF
Video Dynamic	XLC-300	ASPE300BF
Weck (Pilling)	FRX 2000, WECKLITE 300	ASPE300BF
Welch-Allyn	49820	ASPE300BF
Wolf	5120 (150W), 5121 (150W)	ASPE150BF
Wolf	300W Xenon, 5131, 5151XE	ASPE300BF
Wolf	Endolight X-300, #2412.117	ASPE300BF
Woodbine / Solos	ELS 2, GS9205, GS9255	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 300 / 301	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 175	AS615XE

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

	Asmuth Art.Nr.	Xenonbogenlampen mit Reflektor f. Endoskopie u.a. passend für Medexxa, Schölly, Aesculap				Preis/Stück
		wie Osram	Volt	Watt	Sockel	
	AS-ML-M/S-02	XBOR100W/45C OFR	14	100	16 cm Kabel und Stecker	Euro 359,30
	AS-ML-M/S-03	XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	10 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 399,00
	AS-ML-M/S-06	XBOR300W/60C		300	Kabel und Stecker	Euro 650,00
	AS-ML-M/S-07	XBOR180W/45C passend für Lemke	14	80	Kabel und Sonder- Stecker	Euro 412,70
	AS-ML-M/S-09	XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	22 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 388,70

Original Osram - Metalldampflampen mit Reflektor für Endoskopie u. a. passend für Storz

	Osram	Volt	Watt	Sockel	Auflagemaß in mm	
	AS-ML-S-02 HTI 250W/32C	45	250	Kabel und Stecker	32	Euro 232,00

Asmuth Art.Nr.		Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector							Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Länge in mm	
	AS-HG-OR-01	ESA	64225	7387	6	10	G4	30	Euro 2,52
	Lebensdauer: 100 h								
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-04	ESB	HLX 64250	7388	6	20	G4	31	Euro 2,58
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-06		64261		12	30	G6,35	44	Euro 13,95
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-08	BRJ	HLX 64633	6550	15	150	G6,35	44	Euro 7,80
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-09	FCS (Display / Optik)	HLX 64640	7158	24	150	G6,35	50	Euro 4,40
	Lebensdauer: 50 h								
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-38		HLX 64641		24	150	G6,35		Euro 5,80
	Lebensdauer: 2.000 h								
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-10	EHJ	HLX 64655	7748S	24	250	G6,35	55	Euro 4,50
	Verpackungseinheit: 10 Stück								

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.		Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector						Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Sockel	Länge in mm
	AS-HG-OR-11	FDV	HLX 64642	14746 XHP	24	150	G6,35	Euro 7,20
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-16	FCR	HLX 64625	7023	12	100	GY6,35 44	Euro 8,40
	Zeiss #380079-95-40 Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-17	EVA	HLX 64623	7724	12	100	GY6,35 44	Euro 5,01
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-19		HLX 64251		6	20	PG22	Euro 14,63
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-20		64260		12	30	PG22 40	Euro 18,60
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-26		HLX 64265	5761	6	30	G4	Euro 9,40
	Verpackungseinheit: 10 Stück							

	Asmuth Art.Nr.	Original Osram - Halogenglühlampen mit Reflektor Halogenbulbs with reflector						Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Sockel	Durch- messer
	AS-HG-MR-07	EJA			21	150	GX5,3	Euro 13,50
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-MR-09	ELC	HLX 64653	13163	24	250	GX5,3	Euro 8,76
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-MR-17	EFN	HLX 64615	6853	12	75	GZ6,35	Euro 7,40
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-MR-18	EFP	HLX 64627	6834	12	100	GZ6,35	Euro 7,77
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-MR-19	EFR	HLX 64634	6423	15	150	GZ6,35	Euro 14,40
	für Olympus Kaltlichtquellen CL4, CLE3, CLE10, Lebensdauer: 50 Stunden							
	Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-MR-25	EFR-5	HLX 64620		15	150	GZ6,35	Euro 14,45
	Lebensdauer: 500 Stunden							
	Verpackungseinheit: 10 Stück							

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

	Asmuth Art.Nr.	Berchtold OP-Lampen OP-Bulbs for Berchtold	Preis/Stück			
		wie Berchtold-Nr.	Volt	Watt	Sockel	
	AS-OP-B-04	CZ905-22 für Modell C450, C452	22,8	110	G6,35	Euro 16,38
	Verpackungseinheit: 5 Stück					
■						
	AS-OP-B-05	CZ906-24 für Modell C570	22,8	150	6,35	Euro 12,86
	Verpackungseinheit: 5 Stück					
■						
	AS-HG-OR-11	CZ908-24 f. Modell C571, C572	24	150	G6,35	Euro 7,20
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
■						
	AS-OP-B-10	CZ908-22	22,8	150	G6.35	Euro 10,51
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
■						

	Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Dr. Mach OP-Leuchten OP Bulbs for Dr. Mach				Preis/Stück
		Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel	
	AS-OP-M-04	passend für 1240/91 Praxila, Mach 120, Triaflex	22,8/24	40	G6,35	Euro 16,32
		Verpackungseinheit: 5 Stück				
	AS-OP-M-05	passend für 1210/91H Praxila, Triaflex	22,8/24	40	BA15d	Euro 22,44
		Verpackungseinheit: 5 Stück				

Asmuth Art.Nr.		Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux				Preis/Stück
		Bezeichnung	Volt	Watt	Socket	
	AS-OP-H-04	passend für Melbourne, Oslo, Heidelberg H56018769	22,8	40	G6,35	Euro 10,92
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
	■					
	AS-OP-H-05	passend für Frankfurt, London H / H56018566	22,8	50	G6,35	Euro 9,48
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
	■					
	AS-OP-H-06	passend für Hanaulux 2000 / H56115282 H56051757 Osram 64650	22,8	50	G6,35	Euro 12,40
	Brenndauer: 1.000 h					
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
	AS-OP-H-06E	passend für Hanaulux 2000 / H56115282 H56051757 wie Osram 64650	22,8	50	G6,35	Euro 12,46
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
	■					
	AS-OP-H-09	passend für Hamburg H56018550 Praxila, Triaflex	24	40	BA15d	Euro 21,20
	Verpackungseinheit: 10 Stück					
	■					

	Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux				Preis/Stück
		Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel	
	AS-OP-H-10	passend für Boston (H016678) Wien, London Univers. H56016678	24	50	BX22d	Euro 22,35
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
■						
	AS-OP-H-18	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 80 Heraeus #56053026	21,5	130	Spezial	Euro 21,50
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
■						
	AS-OP-H-19	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 90/130 Heraeus 56053198	22,8	90	Spezial	Euro 24,71
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
■						
	AS-OP-H-21	Blue 30	24	50	Kabel u. Stecker	Euro 26,30
		Verpackungseinheit: 5 Stück				
■						

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

	Asmuth Art.Nr.	div. Lampen	Preis/Stück
	AS-Div-13	Lampe Haag & Streit HS900-930 Augenspaltlampe, #3000353 6 V / 4,5 Ah / 27 W, C-6U	Euro 18,60
	AS-Div-50	Lampe Haag & Streit HS940-750 Augenspaltlampe 6 V / 4,5 Ah, P40S #M-HS940-750, #510-250	Euro 24,50
	AS-Div-30	Leuchtmittel 12 V / 50 W, Typ 10, #384643, #Leica Guerra HLX4643	Euro 48,90

Weitere Beamerlampen auf Anfrage.

Asmuth Art.Nr.	Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen					Preis/Stück
-------------------	---	--	--	--	--	-------------

	Osram	Volt	Watt	Sockel	
--	-------	------	------	--------	--

AS-KL-HBO-01	HBO50W/ ACL1*	39- 45	50	SF6-2	Euro 151,65
---------------------	------------------	-----------	----	-------	--------------------



Mittlere Lebensdauer: 100 h

* auch mit Brennspannung 34 – 39 V lieferbar = L2
AC = Wechselstrom, DC = Gleichstrom



AS-KL-HBO-02	HBO100W/2	20	100	SFa7,5-2	Euro 130,60
---------------------	-----------	----	-----	----------	--------------------



AS-KL-HBO-06	HXP R 120W/45C VIS	85	120		Euro 599,00
---------------------	-----------------------	----	-----	--	--------------------



Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Lampen für Welch Allyn Bulbs for Welch Allyn

AS-L-WA-06	Original Welch Allyn Larynskoplampe #WA-HPX06500 3,5 V / 2,73 W	Euro 45,50 *
-------------------	---	---------------------

AS-HG-WA-04	Halogenglühlampe, 3,5 V ähnlich Welch Allyn #03100	Euro 9,90
--------------------	---	------------------



Verpackungseinheit: 10 Stück



Asmuth
Art.Nr.Lampen für
McIntosh Laryngoskope

Preis/Stück

AS-L-MI-02

Lampe für McIntosh Laryngoskop, klare Linse,
Vakuum, mit Ring, 2,7 V

Euro 4,95



Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-L-MI-03

Lampe für McIntosh Laryngoskop, mattierte Linse,
Vakuum, mit Ring, 2,7 V
KAWE #12.95127.003

Euro 4,22



Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-L-MI-04

Lampe für McIntosh Laryngoskop,
mit Ring und Feder, für Spatel
2-5 (171RF), 2,7 V

Euro 3,60

Verpackungseinheit: 10 Stück



Mikroskoplampen Zeiss

AS-L-ZEI-01

Lampe für Zeiss Mikroskop
#380018/1740
6 V / 15 W

Euro 20,05



AS-L-ZEI-02

Lampe für Zeiss HNO-Mikroskop
#390158 mit Dreieckssockel
6 V / 30 W / P47d / Ring

Euro 16,09



AS-L-ZEI-04

Lampe für Zeiss Mikroskop
6 V / 25 W / PY16-1.25
Narva HLWS-A

Euro 34,20



	Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
	AS-L-HEI-13	Lampe für Heine, 2,5V Xenon ähnlich 035 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 14,48
	AS-L-HEI-10	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.059 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 12,67
	AS-L-HEI-11	Lampe für Heine , 2,5V Halogen für Beta 200S / Beta 200, #X-001.88.069 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,44
	AS-L-HEI-12	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.077 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 14,00
	AS-L-HEI-14	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.044 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-15	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.049 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-16	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen Beta 200S / Beta 200, #X-002.88.070 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-17	Lampe für Heine, 3,5 V für Beta 200 / Beta 400, #X-002.88.078 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,03

	Asmuth	Lampen für Heine	Preis/Stück
	Art.Nr.	Bulbs for Heine	
	AS-L-HEI-79	Original Heine Lampe, 3,5 V X-008.88.133, LED	Euro 85,50
	Verpackungseinheit: 12 Stück		
	AS-L-HEI-40	Lampe für Heine mini 3000 Otoskop mit Fiber Optic 2,5 V, (XHL 105) #X-001.88.105	Euro 8,99
	Verpackungseinheit: 12 Stück		
	AS-L-HEI-67	Original Heine XHL Xenon Halogenlampe, 2,5 V, #X-001.88.105	Euro 22,24
	AS-L-HEI-57	Original Heine Lampe für Mini 3000 Otoskop #X-001.88.110, 2,5V	Euro 28,50
	Verpackungseinheit: 12 Stück		
	AS-L-HEI-61	Original Heine Lampe, 6V Halogen, X-004.88.111	Euro 62,00
	AS-L-HEI-66	Lampe für Heine XHL Xenon Halogenlampe, 3,5 V, für Beta 200 / Beta 400 #X-002.88.078	Euro 23,30
	AS-L-HEI-77	Original Heine XHL Lampe 3,5 V, X-002.88.050	Euro 29,00
	AS-L-HEI-78	Original Heine LED Lampe 3,5 V, X-008.88.131	Euro 85,50