





# SONDERKABEL



| Asmuth<br>Art.Nr.  | Medizinische Netzkabel<br>Schuko-Stecker  | Preis/Stück         |
|--|---|---------------------|
|  <b>AS15.2017-0100</b>  | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 1,00 m  | <b>Euro 58,21 *</b> |
| <b>AS15.2017-200</b>   | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 2,00 m  | <b>Euro 68,01 *</b> |
| <b>AS15.2017-300</b>   | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 3,00 m | <b>Euro 77,69 *</b> |
| <b>AS15.2017-500</b>   | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 5,00 m  | <b>Euro 97,70 *</b> |
|  <b>AS15.2019-300</b> | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C19</b> , schwarz<br>Kabel H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6mm <sup>2</sup><br>Länge: 3,00 m          | <b>Euro 77,00 *</b> |
| <b>AS15.2019-500</b>   | Medizinisches Netzkabel<br>Schuko - <b>C19</b> , schwarz<br>Kabel H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6mm <sup>2</sup><br>Länge: 5,00 m          | <b>Euro 89,56 *</b> |

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten




| Asmuth<br>Art.Nr.    | Medizinische Netzkabel<br>Schweizer Stecker  | Preis/Stück         |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>AS15.2017-CH1</b> | Medizinisches Netzkabel<br>Schweizer Stecker - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 1,00 m  | <b>Euro 61,20 *</b> |
| <b>AS15.2017-CH2</b> | Medizinisches Netzkabel<br>Schweizer Stecker - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 2,00 m  | <b>Euro 70,90 *</b> |
| <b>AS15.2017-CH3</b> | Medizinisches Netzkabel<br>Schweizer Stecker - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 3,00 m | <b>Euro 81,50 *</b> |
| <b>AS15.2017-CH5</b> | Medizinisches Netzkabel<br>Schweizer Stecker - <b>C13</b> , schwarz<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>+ H07V-K 1x6 mm <sup>2</sup><br>Länge: 5,00 m  | <b>Euro 98,27 *</b> |

| Asmuth<br>Art.Nr.   | PowerBoxen und Zubehör  | Preis/Stück                   |
|---|---|-------------------------------|
|    | <b>ASPowerBox5K</b> Medical Power Box 5-fach<br>mit Erdungskontakten<br>(Schuko, IP20 Polyacetal/Edelstahl)<br>Kabelaufbau: H05VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup><br>mit Potentialausgleichsleitung (H07V-K 1x6mm <sup>2</sup> )<br>und Klappendeckel<br>alkoholfest, Länge: 3 m | <b>Euro 289,41 *</b>          |
|    | <b>ASPowerBox3</b> Medical Power Box 3-fach<br>(Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl)<br>inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel<br>Länge: 3 m   | <b>Euro 244,10 *</b>          |
|    | <b>ASPowerBox4</b> Medical Power Box 4-fach<br>(Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl)<br>inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel<br>Länge: 3 m   | <b>Euro 314,25 *</b>          |
|  | <b>ASPowerBox6</b> Medical Power Box 6-fach<br>(Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl)<br>inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel<br>Länge: 3 m   | <b>Euro 416,56 *</b>          |
| <b>Bei Bestellung dieser Powerboxen bitte AS2011254 und AS2006327 mitbestellen.</b> |   |                               |
|  | <b>AS2007208</b> MEDX ZPA Normschienen Klammern<br>VE: 2 Stück, #2007208<br>zur <b>Befestigung</b> der Steckdosenleiste<br><b>an Normschienen</b><br><b>für alle PowerBoxen, außer 5K</b>   | <b>Euro 38,71 *</b><br>/Pack. |
|  | <b>AS2011254</b> MEDX Montageplatte inklusive<br>Bohrungen für Normschienen<br>Halteklauen sowie Schraubklauen<br><b>für alle PowerBoxen, außer 5K</b>  | <b>Euro 13,02 *</b>           |
|  | <b>AS2006327</b> Rohrbefestigung inkl. Schrauben<br>zur flexiblen und schnellen <b>Befestigung</b><br><b>an Infusionsständer und Normschienen</b>   | <b>Euro 42,90 *</b>           |

Nutzbar für alle PowerBoxen, aber für PowerBox 3, 4 und 6 muss die Halteplatte (AS2011254) zusätzlich bestellt werden.

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

| Asmuth<br>Art.Nr. | Potentialausgleichsleitungen  | Preis/Stück         |
|-------------------|---|---------------------|
| AS15.2011-050     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 50 cm</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 50 cm, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 32,82 *</b> |
| AS15.2011-100     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 1 m</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 1 m, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 35,90 *</b> |
| AS15.2011-200     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 2 m</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2 m, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 39,54 *</b> |
| AS15.2011-250     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 2,5 m</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2,5 m, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 43,12 *</b> |
| AS15.2011-400     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 4 m</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 4 m, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 53,35 *</b> |
| AS15.2011-500     | Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm,<br><b>Länge: 5 m</b> , VE: 5 Stück<br><br><i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 5 m, box: 5 pcs.</i>   | <b>Euro 60,51 *</b> |
| AS15.2017-100     | Verlängerungsleitung MC-POAG-K6FS, VMB3/KBT6DIN/100AM, <b>Länge: 1 m</b><br>VE: 2 Stück<br><br><i>Extensionlead, length: 1 m, box: 2 pcs.</i>   | <b>Euro 68,50 *</b> |
| ASK29019          | Light-Kopfhörer <b>3.0 SPG</b> , 32 Ω, schwarz, gerader 3,5 mm Stereoklinkenstecker, Gelenk und Kunststoffbügel, Länge: 3 m, VE: 250 Stück  | <b>Euro 1,14 *</b>  |
| ASK29020          | Light-Kopfhörer <b>1.8 SPG</b> , 32 Ω, schwarz, gerader 3,5 mm Stereoklinkenstecker, Gelenk und Kunststoffbügel, Länge: 1,8 m, VE: 250 Stück<br><br><i>Light-headphones, 32 Ω, black, straight 3,5 mm stereo jack plug, joint and plastic bracket, length: 1,8 m, box: 250 pcs.</i> | <b>Euro 0,68 *</b>  |



# SONDERKABEL

