


TEMPERATURÜBERWACHUNG



Temperatur-
überwachung



Temperatursonden - latexfrei

Zentrale Temperatur (Rektal/Oesophageal):

- Typ D-RA4 für Erwachsene, Ø 4 mm
- Typ D-RB3 für Kinder, Ø 3 mm
- Typ D-RB2 für Kleinstkinder, Ø 2 mm



Hauttemperatursonde:

- für Erwachsene und Kinder
- Typ S-06, Ø 6 mm
- Typ S-10, Ø 10 mm
- Typ S-16, Ø 16 mm



Steckertypen

Typ „A“, **autoklavierbar**,
Klinkenstecker Ø 6,3 mm, Länge: 2,75 m






Typ „HP“, **autoklavierbar**,
Stecker rund 2-polig für HP, Länge: 2,75 m



Typ „SA“, **autoklavierbar**,
Stecker rund für Siemens MultiMed
(Serie 6000) und Dräger Infinity, M540, Länge: 2,75 m



Steckertyp	Asmuth Art.-Nr.	Siemens	Dräger	GE	Philips / HP	Preis/Stück
	„A“ ASD-RA4A		#5201327	#21729402, #21729403		● Euro 106,12
	ASD-RB3A		#5201343	#21730002, #21730003		● Euro 139,09
	ASD-RB2A			#21733501		● Euro 187,74
	ASD-S06A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 172,28
	ASD-S10A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 173,18
	ASD-S16A		#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 176,54
	„HP“ ASD-RA4HP				#HP21075A	● Euro 111,73
	ASD-RB3HP				#HP21076A	● Euro 145,15
	ASD-RB2HP					● Euro 202,11
	ASD-S06HP				#HP21078A	● Euro 194,93
	ASD-S10HP				#HP21078A	● Euro 198,96
	ASD-S16HP				#HP21078A	● Euro 202,33
	„SA“ ASD-RA4SA	#4329889	#4329889 1,5m #5204644 3,0m			● Euro 158,60
	ASD-RB3SA	#4329848	#4329848 1,5m #5204651 3,0m			● Euro 181,02
	ASD-RB2SA					● Euro 210,18
	ASD-S06SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S10SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S16SA	#4329822	#4329822 1,5m #5204669 3,0m			● Euro 228,56

Asmuth
Art.Nr.

Temperatursonden, PiCCO
Philips

Preis/Stück

AS6600-0875-700

Original GE Ohmeda Giraffe
Temperatursonde
Hautoberfläche, Ø 8 mm

Euro 76,01 *









*Original GE temperaturprobe for
Ohmeda Giraffe, skin, Ø 8 mm*


Temperatur-
überwachung

Asmuth Art.Nr.	Verlängerungskabel für Temperatursonden	Preis/Stück
	ASXSA15D Original Dräger Adapter für Temperaturmessung für SC9000 / SC6000 / SC5000, Anschluss für Multimed AS798 #5198333 Original Dräger Adapter for Siemens / Dräger SC9000 / SC6000 / SC5000, #5198333	Euro 126,00 *
	AS402015-004E Dual Temperatur Adapterkabel, zum Anschluss von 2 Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker Länge: 20 cm, GE #2016998-001	Euro 310,98
	AS2021700-001E Temperaturanschlusskabel zu GE für 1 Temperatursonde mit 6,3 mm Klinkenstecker #2104178-001	Euro 139,75
	ASXMR03D Adapterkabel für Mindray T5 / T8, IPM8, DPM6/7, für Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker	Euro 76,03
	ASM21082AE Anschlusskabel für Tempuraufnehmer zu Philips M21090A mit HP-/Philipsstecker Länge: 3 m	Euro 57,47

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Temperaturmesskabel	Preis/Stück
	ASME90148	Temperaturmesskabel mit 6,3 mm Klinenstecker , für Datex und Spacelabs, #165641, #700-4000-00, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 3 m	Euro 63,14
	ASME90048	Temperaturmesskabel mit 6,3 mm Klinenstecker , für Datex, Dräger und Spacelabs #700-4000-00, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 4,8 m	Euro 71,02
	ASME90042	Temperaturmesskabel mit 2-poligem HP Stecker , 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME90043	Temperaturmesskabel mit Anschluss für GE, #2021701-001, #2104179-001, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 65,75
	ASME90045	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Spacelabs Solar, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 65,75
	ASME90049	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Dräger / Siemens (Multimed), 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ, Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME90050	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Mindray, 2 Stifte in Buchse , #040-001235-00 Länge: 2,9 m	Euro 63,14
	ASME80048E	Temperaturmesskabel mit abgewinkeltm 6,3 mm Klinenstecker für Siemens, Hellige, Dräger, Datex, #179312, #TFX-81-101400-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00
	ASME80042E	Temperaturmesskabel mit 2-poligem HP-Stecker #179314, # TFX-81-1010HP-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00
	ASME80049E	Temperaturmesskabel für Siemens SC6000 bis SC9000, #179313, # TFX-81-1010SM-5F 2 x Buchse in Kupplung , für z.B. Foleykatheter ASFK..., Länge: 5 m	Euro 72,00

Temperatur-
überwachung

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Temperatursonden Disposable temperaturprobes	Preis/VE
ASM21090AE-1	<p>Einmal-Temperatursonden, Ø 4 mm, für Erwachsene zu Philips #21090A, VE: 20 Stück für Adapterkabel ASM21082A</p> <p><i>Disposable temperaturprobe for Philips #21090A, box: 20 pcs. adaptercable ASM21082A needed</i></p>	Euro 221,32
		
ASD-TMQ-25	<p>Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für GE 400er Serie, Dräger/Siemens, Kabellänge: 75 cm, VE: 25 Stück (zu verwenden mit ASME90...)</p> <p><i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 25 pcs.</i></p>	Euro 530,71
		
ASD-THP-1	<p>Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für Philips, Kabellänge: 75 cm , VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 20 pcs.</i></p>	Euro 424,57

Asmuth
Art.Nr.

Temphearts für Hauttemperaturmessung


Preis/Pack.

ASR622

Einmal-Wärmereflektoren
für die Fixierung der Hauttemperatursonden,
Ø 3 cm, Größe: 1 (**groß**), VE: 16 Stück

Euro 14,99

Disposable temphearts for skin-probes,
size: 1 (big), Ø 3 cm, box: 16 pcs.

Temperatur-
überwachung

Digitales Fieberthermometer

Preis/Stück

AS-Digi-1

Fieberthermometer, digital
Maximum-Digital-Thermometer
schnelle und einfache Messung
Messbereich 32 °C bis 42,99 °C
Eichfehlergrenze/Meßgenauigkeit ± 0,1 °C
im Bereich von 34 °C - 42 °C
Batterietyp: LR/SR41, 1,5 V, AS-SOZ-06
Verpackung: einzeln, in Kunststoffhülle
ab 5.000 Stück
ab 10.000 Stück

Euro 1,88 *

Euro 1,68 *



TEMPERATURÜBERWACHUNG

